

Camp[®] ONE

Camp[®] ONE är en serie stabila tygkorsetter i tre olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp[®]ONE är fritt från latex.

- Storlekar från XXS-XXL
- Stabila uttagbara skenor i ryggen
- Öppna kanaler i ryggen
- Diskret grå färg
- Reglerbara dubbla dragband
- Enkel och säker kardborrelåsning
- Bred överlappning fram
- Osynlig under kläder
- Modeller som går ner ner ordentligt baktill

Användningsområde:

Ryggsmärta och rygginsufficiens.



Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
221780011	Low	Grå	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
221780012	Low	Grå	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
221780013	Low	Grå	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
221780014	Low	Grå	X-Large	110 - 120 cm	28 cm	18 cm
221780015	Low	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm
221790010	Medium	Grå	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
221790011	Medium	Grå	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
221790012	Medium	Grå	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
221790013	Medium	Grå	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
221790014	Medium	Grå	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
221790015	Medium	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm
221800009	High	Grå	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
221800010	High	Grå	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
221800011	High	Grå	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
221800012	High	Grå	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
221800013	High	Grå	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
221800014	High	Grå	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
221800015	High	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm