

Isotoner® Gloves

Isotoner® terapeutiska handskar lindrar smärta och svullnad i samband med artrit eller smärta och svullnad efter handskador. Finns i alternativ med öppet finger eller helt finger. Det mjuka stretchmaterialet i nylon och spandex ger en mild, jämn kompression för att lindra smärta och förebygga ödem. Alla sömmar finns på handskens utsida och området runt tummen är helt fritt från sömmar. Ger måttlig kompression vid cirka 23 till 32 mm Hg tryck. Handskarna har unisexstorlek för både män och kvinnor.

Mått:

Omkrets vid MP-led.

Övrigt:

Kompressionsklass 2



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått	Förp.
53538	3/4 fingrar	X-Small	Vä/Hö	11cm - 14cm	Par
53538	3/4 fingrar	Small	Vä/Hö	14cm - 17cm	Par
53538	3/4 fingrar	Medium	Vä/Hö	17cm - 19cm	Par
53538	3/4 fingrar	Large	Vä/Hö	19cm - 22cm	Par
53539	Hela fingrar	X-Small	Vä/Hö	11cm - 14cm	Par
53539	Hela fingrar	Small	Vä/Hö	14cm - 17cm	Par
53539	Hela fingrar	Medium	Vä/Hö	17cm - 19cm	Par
53539	Hela fingrar	Large	Vä/Hö	19cm - 22cm	Par