

CAMP[®]

Support for better life!

ABC Produktkatalog

Bröstproteser och BH



Vår filosofi



I strävan att ge bröstcanceropererade kvinnor så bra förutsättningar som möjligt, har Camp Scandinavia valt att arbeta tillsammans med ABC på den skandinaviska marknaden. ABC står för ett starkt engagemang, innovativ produktutveckling och lyhördhet gentemot sina kunder. ABC har liknande mål och inriktning som Camp Scandinavia.

CAMP Scandinavias Filosofi

Camp Scandinavia skall vara ett innovativt familjeägt företag, internationellt erkänt genom egna produkter inom ortosområdet. På den nordiska hemmamarknaden skall ortopedteknik utgöra basen för verksamheten. Kreativitet och kunskap skall förstärka marknadspositionerna ytterligare.

ABC Philosophy

American Breast Care is dedicated to helping women lead fuller lives after breast surgery. By listening to our customers needs, we develop the most innovative, high-quality products and services. Our passionate team of dependable professionals is committed to earning the trust of our customers and the confidence of the women we serve.

Innehåll

Sid	Innehåll
2	ABC & Camp Scandinavia filosofi
3	Innehåll
4	ABC kvalitetsgaranti
5	ABC proteser
6	Postoperativa förstagångsprotoser och BH
7	Förstagångsprotoser
8	Diamond-serien
9	Diamond Attach
10	Diamond / Diamond Classic
11	Massage Form serien
12	Massage Form fallstudie
13	Massage Form Ellipse/ Massage Form Silhouette
14	Massage Form Supersoft / Tawny Massage Form Super Soft / Massage Form Triangle
15	Massage Form Attach / Tvättcreme till Attach
16	Viktreducerade bröstprotoser
17	Symmetric Lightweight / Swimform
18	Classic Triangle Air / Symmetric Air
19	Classic Triangle Light / Classic Triangle Standard
20	MyShape RFS / Basic Triangle Lightweight
21	Flowable Back Asymmetric
22	Triangle Light
23	Massage Form Silhouette
24	Massage Form Shaper Lightweight
25	Elliptical Shaper / Massage Attach Shaper
26	Diamond Shaper / Triangle Shaper
27	Massage Form Shaper / Teardrop Standard Shaper
28	BH
29	Kalena Linne
30	Lace Cami Soft BH
31	Massage BH
32	Embrace BH
33	Petit T-shirt BH
34	Femina BH
35	Satin Trim T-shirt BH
36	Leisure BH
37	Kompressions BH / Kompressionsbälte
38	Active Recovery BH
39	Tips för utprovning av BH
40	Tillbehör
41	Storlekstabell
42	Schema för BH
43	Information

ABC Kvalitetsgaranti

Kvalitetskontroll för hand

Alla ABC-bröstproteser testas med en personlig kvalitetskontroll. På fabriken finns en kvalitetsansvarig för tillverkningen, och hon följer och kontrollerar processen steg för steg, från råmaterial till färdig bröstprotes.

Först efter denna noggranna kontroll undertecknar den kvalitetsansvariga garantikortet och ser till att kunden kan vara trygg med att produkten håller högsta kvalitet.




ABC VÄSKA

Alla proteser och delproteser från ABC levereras i en vacker, feminin, rosa väska.

Väskan skyddar bröstprotesen och är perfekt för förvaring eller resor.

ABC Protoser

Diagram: Bröstprotesens mjukhet jämfört med det naturliga bröstet.



Lika mjuk som ett naturligt bröst

Mjukheten hos bröstproteser jämfört med kvinnlig bröstvävnad undersöktes som en del av ett vetenskapligt arbete av München University of Applied Sciences. Bröstproteser från det nuvarande sortimentet från tre tillverkare användes för jämförelse inom bröstproteser. En mätenhet, med trycksensorer utvecklades, dessa pressade in testpersonernas bröst och proteser upp till 40 mm djup och därmed simulerade trycket.

Grafen visar att mjukheten i ABC-proteserna är överlägset bäst i förhållande till jämförelseproteserna.

Postoperativa förstagångsprotoser och BH

Bra postoperativ vård

Här hittar du produkterna för en optimal postoperativ vård.

Leisure BH

Framknäppt modell.
Vit och grå.



First Form Fiberfill

Storlek S-XXL



First Filler

Storlek S-XXL



Active Recovery BH

Rosa



Kompressions BH

med

Kompressionsbälte

Vit, beige och svart



Kalena Linne

Svart och ljusrosa



First Form

Storlek 1-12



Förstagångsprotoser

10916 - First Form

För kvinnor som önskar ha en mjuk och lätt protes tiden efter operation men också senare.

- Förstagångsprotos av "memoryfoam"
- Nästan viktlös
- Ger inget tryck mot bröstkorgen
- Kan även användas vid sport och fritid (dock ej bad).

Storlek: I-12



10909 - First Form Fiberfill

En mjuk och lätt protes utan synliga sömmar för tiden direkt efter operation när huden inte är läkt och är extra känslig. Fylligheten kan anpassas med fiberfill.

- Mjuk förstagångsprotos
- Individuell anpassning av fyllighet med fiberfill
- Sömlös kupa
- Baksidan är tillverkad av mjuk, skön bomull
- Framsidan är helt slät och passar i de flesta BH.

Storlek: S, M, L, XL, XXL



10910 - First Filler

En mjuk och lätt protes för tiden direkt efter operation när huden inte är läkt och är extra känslig. Fylligheten kan anpassas med fiberfill.

- Mjuk förstagångsprotos
- Individuell anpassning av fyllighet med fiberfill
- Baksidan är tillverkad av mjuk, skön bomull

Storlek: S, M, L, XL, XXL



Diamond-serien

ABC-DIAMOND - Bredare bas

Den bredare basen och formen på diamond-proteserna gör denna serie helt unik.




ABC-DIAMOND - Med optimala ventilerande egenskaper

Institut für angewandte Ergonomie in München har genomfört en studie som visar de positiva egenskaper som Diamond protesen har.

Värmebilden visar tydligt hur de ventilerande kanalerna fungerar. Den varma luften strömmar ut från kanalerna och sval luft strömmar in.

Detta gör att värde för fuktighet och temperatur hålls konstant på en behaglig nivå, och förhindrar perspiration. Den förbättrade ventilationen har också fördelen att specialfickan i BHn förblir torr och får användaren att känna sig fräsch hela dagen.



Diamond-serien

I denna serie ingår fyra olika modeller av proteser, för bästa möjliga utprovning och passform.



10487 - Diamond Attach

Vår mest omtyckta modell finns nu som självhäftande protes.

- Diamond Attach är en symmetrisk kontaktprotes som har diamantformade kuddar på baksidan som ger en mjuk massage.
- Fäster direkt mot bröstväggen vilket gör att du kan använda vanliga bh:ar och kläder.
- Modellen har en bred bas och en mjukt rundad topp som gör att den passar mycket bra i de allra flesta BH:ar.
- Protesen har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga omtyckta proteser.
- Diamond Attach lämpar sig väl för aktivitet och sport.
- Levereras i en elegant feminin velourväska som är idealisk för förvaring och transport.

Storlek: 2 - 11

Vikt: ca 25% viktreduktion



Läs mer om rengöring och skötsel av Attach-proteserna på sidan 15.

Diamond-serien

I0287 - Diamond



En omtyckt modell med mindre fyllig profil som blir mindre varm och fuktig vid aktivitet


- Diamond är en bröstprotes med en alldeles unik form med en bred bas och mjuk rundad topp som gör att den passar mycket bra i de allra flesta BH
- Protesen har diamantformade kuddar på baksidan som ger en sval känsla
- Protesen har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga omtyckta proteser.
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.
- Levereras i en ny elegant feminin velourväska som är idealisk för förvaring och transport.

Storlek: I - 12

Vikt: ca 25% viktreduktion



I0288 - Diamond Classic



En omtyckt modell med medelfyllig profil som blir mindre varm och fuktig vid aktivitet

- Diamond är en bröstprotes med en alldeles unik form med en bred bas och mjuk rundad topp som gör att den passar mycket bra i de allra flesta BH
- Protesen har diamantformade kuddar på baksidan som ger en sval känsla
- Protesen har samma mjuka och kramvänliga silikon som våra övriga omtyckta proteser.
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.
- Levereras i en ny elegant feminin velourväska som är idealisk för förvaring och transport.


Storlek: I - 12

Vikt: ca 25% viktreduktion



Massage Form-serien

I denna serie ingår fem olika protesmodeller, för bästa möjliga utprovning och passform.



Massage Form fallstudie

Prof. Dr. Kurz

ABC's massageproteser är helt unika i sin konstruktion. Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen och tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas.

Kanalerna på protesens baksida gör också att protesen sitter säkert mot bröstkorgen och att den inte glider i behån.




Fallstudie

En jämförande fallstudie har utförts av Professor B. Kurz (vid Ingenjörutbildningen, Höskolan i München) på 2 bilateralt opererade kvinnor. De fick använda en ABC Massage Form på ena sidan och en asymmetrisk lättviktsprotes på den andra sidan. Sensorer monterades på insidan av bröstproteserna för att mäta fuktigheten.

Mätningen gjordes i 3 faser: Fas 1 = sittande i 15 minuter; Fas 2 = snabb gång i 20 minuter; Fas 3 = sittande i 15 minuter

Resultat:



Massage Form-serien

I0205 - Massage Form Ellipse

Bröstprotes med massagebaksida i en ny unik form som passar många olika behov. Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen och tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas. Den unika formen gör att man kan vinkla protesen åt olika håll för att få bästa möjliga passform.



- Den runda profilen har en mjuk och sömlös övergång mot huden
- Fördelaktig för kvinnor som ligger i riskzonen för lymfödem eller har lymfödem
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.
- Mångsidig passform gör att protesen kan bäras individuellt utifrån varje kvinnas behov.
- Lättviktsilikon som ger komfort under hela dagen
- Utformad för att täcka större delen av bröstkorgen för ökad trygghet och täckning

Nyhet!



Storlek: 3, 5, 7, 9, 11, 13

Vikt: ca 25% viktreduktion

I0295 - Massage Form Silhouette

En protes som ger mjuk massage mot bröstkorgen, med rundad droppformad bas och mindre fyllighet upptill.



- Kanalema på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen. Protesen är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem eller risk för lymfödem.
- Kanalema tillåter luft att cirkulera mellan hud och protes. Huden känns sval och kan andas.
- Profil som är grundare upptill och fylligare nertill. Modellen är droppformad och har en rundare bas.
- Protesen är mjuk och sval
- Lämplig vid lymfödem
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport



Storlek: 1 - 14

Vikt: ca 25% viktreduktion

Massage Form-serien

10275 - Massage Form Super Soft

10276 - Tawny Massage Form Super Soft

En protes som ger mjuk massage mot bröstkorgen, för kvinnor som önskar ha en mjuk protes med triangulär form.

- Mjuk protes med triangulär form.
- Kanalema på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen.
- Protesen är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem eller risk för lymfödem.
- Kanalema tillåter luft att cirkulera mellan hud och protes så att huden känns sval och kan andas.
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Storlek: 1 - 14

Vikt: ca 25% viktreduktion




10245 - Massage Form Triangle

En protes för kvinnor som ligger i riskzonen för att få lymfödem eller har lymfödem. Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.

- En symmetrisk bröstprotes som ger mjuk massage vid användning.
- Kanalema på protesens baksida masserar bröstkorgens vägg och tillåter luft att cirkulera så att huden känns sval och kan andas.
- Protesen är bland annat fördelaktig för kvinnor med lymfödem.
- Den speciella baksidan gör att protesen sitter säkert mot bröstkorgen. Framsidan är gjord av en extra mjuk silikon som ger en naturlig profil med mjukt fall.
- Fyller ut lite mer i toppen och har en lite fylligare profil.
- Protesen passar bäst för den medelfylliga till fylliga bysten.

Storlek: 1 - 12

Vikt: ca 20% viktreduktion



Massage Form-serien

10475 - Massage Form Attach

En självhäftande protes som ger mjuk massage mot bröstkorgen, med en triangulär form

- Mjuk klisterprotes med triangulär form som fäster direkt mot huden
- Kanalema på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen.
- Följer med kroppen när du rör dig
- Avlastar trycket på axlarna - särskilt vid lymfödem eller stor byst
- Ökad valfrihet i klädval och ger en säkrare känsla
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Storlek: 1 - 12

Vikt: ca 25% viktreduktion

Självhäftande!



22925 - Tvättcreme till Attach (1 tub)

Special-komponerad flytande tvättkräm som skonsamt rengör den självhäftande ytan på Massage Form Attach & Diamond Attach.

Räcker till ca 250 tillfällen.

Tvättkrämen löddras med lite vatten och masseras in på den självhäftande ytan och sköljs sedan av. Rengöringen aktiverar klistret på protesen på ett mycket effektivt sätt.



Rengör dagligen med ljummet vatten och mild tvål eller vår tvättcreme.



Lägg sedan protesen i väskan för att lufttorka eller torka försiktigt med en hårfön på kallt läge.



Sätt plastfilmen över klisterytan när den inte används.

Viktreducerade bröstproteser

Avlastande vid lymfödem eller osteoporos,
även bra vid sport och aktiviteter

Symmetric
Air



Classic
Triangle Air



Symmetric
Lightweight



Bekväma vid
lymfödem



Basic Triangle
Lightweight

Bassortimentet

I0282 - Symmetric Lightweight

En lätt, diamantformad modell för kvinnor med mindre till medelstor byst.

- Lättviktsilikon, idealiskt för kvinnor med axel- eller ryggproblem.
- Fyller ut BH-kupan perfekt.
- Den symmetriska designen gör att den kan bäras på både vänster och höger sida.

Storlek: I -12

Vikt: ca 25 % viktreduktion



I0277 - Swimform

En badprotes i lättviktsilikon speciellt anpassad för bad, simning och vattengymnastik.

- Genomsiktig silikon speciellt anpassad för bad, simning och vattengymnastik.
- Protesen tål alla typer av badvatten: klorerat badvatten samt söt- och saltvatten.
- Speciellt gjord för att passa i alla typer av badkläder.
- Symmetrisk design som passar både höger och vänster sida.
- Levereras i en vacker satinpåse.

Storlek: I -12



Bassortimentet

10271 - Classic Triangle Air


För aktiva kvinnor med stor byst som önskar en ultralätt bröstprotes

- Triangulär form med bred bas för medel till fyllig profil.
- Fyller ut BH-kupan perfekt
- Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära
- Lämplig vid lymfödem

Storlek: 1 -12

Vikt: ca 42 % viktreduktion

Vår lättaste protes med medel till fyllig profil




10281 - Symmetric Air

En protes tillverkad i "Air Light Silikon" för kvinnor med medelstor byst som önskar en ultralätt bröstprotes

- Protesen är tillverkad i en unik "Air light" silikon som ger en mycket ultralätt protes.
- Formen är densamma som i våra omtyckta diamondproteser som passar i de allra flesta BH modeller.
- För aktiva kvinnor med medelstor byst
- Lämplig vid lymfödem

Storlek: 1 -12

Vikt: ca 42 % viktreduktion



Bassortimentet

I0272 - Classic Triangle Light

En lätt, triangulär modell för kvinnor med medelstor byst.

- Triangulär form för mindre till medelfyllig profil.
- Modell med bred bas.
- Fyller ut BH-kupan perfekt
- Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära
- Mjuk och matt film som ger behaglig känsla mot kroppen

Storlek: I -14

Vikt: ca 30 % viktreduktion



I0274 - Classic Triangle Standard

En triangulär modell för kvinnor som önskar jämn viktkänsla på båda sidor.

- Modell med standard silikon som motsvarar naturlig vikt.
- Triangulär form för mindre till medelfyllig profil.
- Modell med bred bas.
- Fyller ut BH-kupan perfekt
- Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära

Storlek: I -12

Vikt: Naturlig vikt



Bassortimentet

10266 - MyShape RFS (Roundness, fullness, shape)

En protes för kvinnor med ärr eller ojämnheter på bröstväggen.

- Den speciella formbara Amandasil silikonet på baksidan formar sig runt ärr och ojämnheter på bröstväggen.
- Passar perfekt för bröst med lite mindre fyllighet i den övre delen och lite mer fyllighet i den nedre delen av bröstet.
- Fyller ut BH kupan på ett naturligt sätt.
- Det runda avslutet på protesens nederdel gör att den passar bra i de allra flesta Bh modeller.

Storlek: 3 - 14

Vikt: ca 30% viktreduktion



10142 - Basic Triangle Lightweight

För kvinnor med stor byst som önskar en mycket lätt bröstprotes

- Triangulär form med bred bas för medel till fyllig profil.
- Färgen "tan" är en vackert ljusbrun hudton
- Fyller ut BH-kupan perfekt
- Ger ett naturligt utseende och en bekväm känsla att bära
- Fungerar bra för den aktiva kvinnan
- Lämplig vid lymfödem

Storlek: 1 - 17

Vikt: ca 30 % viktreduktion



Bassortimentet


I0250 - Flowable Back Asymmetric

En asymmetrisk protes för kvinnor som har känslig hud med ärr eller ojämnheter.

- En asymmetrisk protes där en framsida av lättviktssilikon kombineras med en följsam baksida av silikongel
- Den mjuka baksidan ger en avlastande och anpassningsbar möjlighet för ojämnheter och känslig hud
- Silikongel ger sval och behaglig känsla mot huden

Storlek: 1 -12, vänster eller höger

Vikt: ca 20 % viktreduktion



En asymmetrisk modell som går att använda till båda sidor beroende på om bysten ska sitta mer ihop eller mera isär.



Bassortimentet



I0242 - Triangle Light

En lättare modell för kvinnor som behöver en symmetrisk form för medelfyllig till fyllig profil.

- En triangulär protes för medel till fyllig profil.
- Modellen har smal bas.
- Denna modell finns i ett stort urval av storlekar.
- Mjuk och matt film som ger behaglig känsla mot kroppen.

Finns i många storlekar!



Storlek: 0 - 18

Vikt: ca 30 % viktreduktion



Del- och skalproteser

Storleken på bröstet kan ändras när svullnaden går ner, vikten förändras eller i samband med en rekonstruktion som inte blev perfekt.



Del- och skalproteser

11385 - Massage Form Shaper® Lightweight

Skalprotes/Delprotes gjord i mjukt lättviktssilikon med masserande massagebaksida. Kanalerna på protesens baksida ger en mjuk massage mot bröstkorgen och tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas. Modellen är lite extra tjock mitt på och går sedan gradvis över till tunna fina kanter som ger ett naturligt utseende i bh:n. Med sin runda form får man även möjligheten att kunna vinkla protesen åt båda håll för bästa möjliga passform.

- Ger fyllighet vid toppen som gradvis övergår till tunna kanter för ett naturligt utseende i behåns kupa.
- Denna inläggsprotes kan öka byststorleken med upp till en kupstorlek – perfekt för förstärkning!
- Den rundade triangelformen ger full täckning för ökad komfort och svalka.
- Den symmetriska designen gör att den kan bäras på både vänster och höger sida.
- Fördelaktig för kvinnor med lymfödem.
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport.



Storlek: 1 - 12

Del- och skalproteser

11212 - Elliptical Shaper

För kvinnor som tagit bort en del av sitt bröst och behöver fylla upp framförallt den nedre delen av BH

- Elliptical Shaper är en delprotes som hjälper till att skapa symmetri efter genomgången lumpektomi eller rekonstruktion.
- Passar i alla typer av behå och baddräkter.
- Protesen har ett lager av stadig silikon som behåller sin form, även i vatten.
- En sida av protesen har en fyllighet som kan jämna ut defekter medan den andra kanten är tunt fasad för att skapa en osynlig övergång mot huden
- Kan också med fördel användas när det behövs en naturlig balansering i behån.
- Vändbar för individuella behov.

Storlek: 2, 4, 6, 8



11485 - Massage Form Attach Shaper

För kvinnor som önskar en självhäftande skalprotes med masserande egenskaper.

- En självhäftande baksida som tillåter bröstprotesen att fästa direkt på huden
- Kanaler på baksidan kramar bröstväggen och ger mjuk massage vid användning
- Följer med kroppen när du rör dig
- Avlastar trycket på axlarna - särskilt vid lymfödem eller stor byst
- Ökad valfrihet i klädval
- Ger en säkrare känsla
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport

Storlek: 4 - 12




Del- och skalproteser

I I287 - Diamond Shaper

Kvinnor som efter operation eller rekonstruktion behöver ytterligare utfyllnad mitt på bröstet för att få symmetri.

- Diamond shaper är en skalprotes/halvprotes som är mycket fyllig i mitten
- Den har tunna mjuka kanter som ger en jämn yta utan synliga övergångar
- De diamantformade kuddarna på baksidan främjar luftcirkulation och ger en sval, skön känsla mellan hud och protes
- Den omtyckta diamantformen passar i de allra flesta BH-modeller.
- Fungerar för kvinnor som har olika stora bröst
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport



Storlek: I -12

I I201 - Triangle Shaper

En tunn skalprotes för kvinnor som vill återställa formen i förhållande till andra bröstet efter operation eller rekonstruktion.

- En triangelformad tunn skalprotes som täcker hela ytan
- Har tunna fina kanter som ger jämn yta utan synliga övergångar
- Fungerar för kvinnor med olika storlek på bröstet

*Vår tunnaste
skalprotes*



Storlek: I -10

Del- och skalproteser

11285 - Massage Form Shaper

Kvinnor som önskar en lite fylligare skalprotes och vill ha en sval och behaglig protes

- Kanaler på baksidan för ökad luftcirkulering och bekvämlighet
- Ger en mjuk massage mot bröstväggen
- Mjukheten gör att protesen formar sig efter kroppens konturer
- Har tunna fina kanter som ger en jämn yta utan synliga övergångar
- Fördelaktig för kvinnor med lymfödem
- Protesen lämpar sig väl för aktivitet och sport




Storlek: 1 - 12

11204 - Teardrop Standard Shaper

För kvinnor som behöver en droppformad skalprotes med smal bas

- Fungerar till kvinnor som har olika stora bröst
- En droppformad skalprotes med smal bas för medelfyllig profil.
- Modellen går att vändas horisontellt eller vertikalt för bästa passform.
- Tillverkad i standardsilikon för naturlig vikt.



vändbar modell

Storlek: 1 - 12



PS. Alla våra modeller är bröstcanceropererade kvinnor.

BH

Alla våra BH-ar är speciellt framtagna för kvinnor med bröstproteser och har därför ficka på båda sidor. De är mjuka och bekväma och har en stöttande funktion.


SYMBOLER:




Bygel-BH



Formpressad BH



BH med knäppning i rygg



BH med knäppning framtill



Kompression



Microfiber -
material som andas



Høgt bomullsinnehåll

Kalena Linne



Kalena Linne

Kalena Linne är ett mjukt och skönt linne som finns i två olika färger. Eftersom den har inbyggda fickor så behövs inte någon behå under, Kalena Linnets är framtaget för att användas utan behå. Justerbara dubbla axelband för optimalt stöd. Den rundade halsringningen och smidig passform skapar en elegant topp. Kuporna i Kalena är formpressade och passar bäst till en medelfyllig profil. Tillverkad av viskos och elasthan ger den en skön och sval känsla med en glansig yta.

Art.nr	Färg	Storlek
22247	Svart	S (36 - 38)
22247	Svart	M (40 - 42)
22247	Svart	L (44 - 46)
22247	Svart	XL (48)
22247	Svart	XXL (50 - 52)
22247	Svart	XXXL (54)
22248	Ljusrosa	S (36 - 38)
22248	Ljusrosa	M (40 - 42)
22248	Ljusrosa	L (44 - 46)
22248	Ljusrosa	XL (48)
22248	Ljusrosa	XXL (50 - 52)
22248	Ljusrosa	XXXL (54)



Lace Cami Soft BH

Nyhet!



Lace Cami Soft BH

Mjuk och bekväm mikrofiber-bh med hög urringning. En fin spets täcker område av ärr eller ojämnheter efter operation. Formsydda kupor som ger bra stöttning. BH fickor helt i bomull.

Svart	Kupa	Storlek
22255	B	75 - 95
22255	C	75 - 95
22255	D	75 - 95



Massage BH




Ny färg!



Massage BH

En unik behå i microfiber. Strukturen i materialet har en micro-masserande effekt. Sömlösa, formade kupor och mjuka lätt vadderade elastiska axelband. Stödjande mjukt och brett band nedtill. Behån är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem men är även en bekväm behå att bära hemma eller t.ex. vid sport och fritidsaktiviteter



Clear Water	Beige	Vit	Svart	Rosa	Kupa	Storlek
22254	22525	22233	22236	22526	AA	75-100
22254	22525	22233	22236	22526	A	75-100
22254	22525	22233	22236	22526	B	75-115
22254	22525	22233	22236	22526	C	75-115
22254	22525	22233	22236	22526	D	75-115
22254	22525	22233	22236	22526	E	75-115

Embrace BH




BH Embrace

Embrace är en protesbehå tillverkad av mjuk skön bomull och med ett högt spetsdekolletage. Den har breda, elastiska och justerbara axelband. Embrace ger ett stadigt stöd även över ryggen genom den breda knäppningen. Embrace är speciellt utvecklad för att minska trycket runt om kroppen. Den breda och mjuka bomullsresåren ger mindre tryck och förhindrar därför inte lymfflödet. Embrace BH finns i tre vackra färger.

Art.nr	Färg	Kupa	Mått
22203	Ljus Champagne	AA	75 - 90
22203	Ljus Champagne	A	75 - 100
22203	Ljus Champagne	B	75 - 100
22203	Ljus Champagne	C	75 - 100
22203	Ljus Champagne	D	75 - 100
22203	Ljus Champagne	E	80 - 100
22206	Svart	AA	75 - 90
22206	Svart	A	75 - 100
22206	Svart	B	75 - 100
22206	Svart	C	75 - 100
22206	Svart	D	75 - 100
22206	Svart	E	80 - 100
22223	Vit	AA	75 - 90
22223	Vit	A	75 - 100
22223	Vit	B	75 - 100
22223	Vit	C	75 - 100
22223	Vit	D	75 - 100
22223	Vit	E	80 - 100

Petit T-Shirt BH



Petit T-Shirt BH

Petit T-Shirt behå har formpressade kupor och en diskret brodyr mitt fram och vid axelbanden.


Den har en modern skärning framtill.

Passar bäst till mindre och medelfyllig byst

Art.nr	Färg	Kupa	Storlek
22227	Vit	AA	70 - 90
22227	Vit	A	70 - 95
22227	Vit	B	70 - 95
22227	Vit	C	70 - 95
22226	Svart	AA	70 - 90
22226	Svart	A	70 - 95
22226	Svart	B	70 - 95
22226	Svart	C	70 - 95
22225	Champagne	AA	70 - 90
22225	Champagne	A	70 - 95
22225	Champagne	B	70 - 95
22225	Champagne	C	70 - 95



Femina BH



BH Femina

Femina har stödjande sömmar som formar en tredelad kupa för optimalt stöd vid större storlekar. Vadderade axelband för ett komfortabelt stöd. Broderat blommönster som utstrålar en elegant design.

Art.nr	Färg	Kupa	Storlek
22241	Vit	A	85 - 115
22241	Vit	B	75 - 115
22241	Vit	C	75 - 115
22241	Vit	D	75 - 115
22241	Vit	E	80 - 105
22241	Vit	F	80 - 105
22241	Vit	G	80 - 100
22253	Svart	A	85 - 115
22253	Svart	B	75 - 115
22253	Svart	C	75 - 115
22253	Svart	D	75 - 115
22253	Svart	E	80 - 105
22253	Svart	F	80 - 105
22253	Svart	G	80 - 100



Satin Trim T-shirt BH




Satin Trim T-shirt BH

Vadderad bh med vackra satinkanter som ger bra stöttning utan bygel. Mjuk och bekväm att bära med en vaddering som gör att den inte går att se igenom och som därför passar bra under T-shirt eller åtsittande topp.

Art.nr	Färg	Kupa	Storlek
22252	Taupe	AA	70 - 85
22252	Taupe	A	70 - 95
22252	Taupe	B	70 - 100
22252	Taupe	C	70 - 100
22252	Taupe	D	70 - 95




Leisure BH



Leisure BH


Leisure BH är en lätt BH för vardagsbruk. BH:n knäpps fram och har breda axelband för skön passform. Kuporna har ficka på sidorna av elastisk bomull. Används med fördel som en första BH postoperativt eftersom den är mycket mjuk och skön.

Art.nr	Färg	Kupa	Storlek
22228	Grå	A/B	S - XXL
22228	Grå	C/D	S - XXL
22228	Grå	E/F	S - XXL
22243	Vit	A/B	XS - XXL
22243	Vit	C/D	XS - XXL
22243	Vit	E/F	XS - XXL



Storlek	Omfång
X-Small	60 - 65 cm
Small	70 - 80 cm
Medium	85 - 90 cm
Large	95 - 100 cm
X-Large	105 - 110 cm
XX-Large	115 - 120 cm

Kompressions BH / Kompressionsbälte



Produkt	Art.nr	Färg	Kupa	Storlek
Kompressionsbehå	22221	Beige	AA/A, B/C, D/E	70 - 120
Kompressionsbehå	22242	Vit	AA/A, B/C, D/E	70 - 120
Kompressionsbehå	22239	Svart	AA/A, B/C, D/E	70 - 130
Kompressionsbälte	22222	Beige		XSmall - XXLLarge
Kompressionsbälte	22244	Vit		XSmall - XXLLarge
Kompressionsbälte	22240	Svart		XSmall - XXLLarge


Storlekstabell Kompressionsbälte (art. nr 22222, 22244, 22240)								
Mått under byst	70	75	80	85	90	95	100	105
AA/A Kupa	XS	XS	S	S	M	L	XL	2XL
B/C Kupa	XS	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
D/E Kupa	S	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Bältets längd	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
cm (+/- 1,5 cm)	85	90	95	100	105	110	115	120

Kompressions BH / Kompressionsbälte

- Kompressions BHn är avsett att stabilisera och bibehålla formen på det opererade bröstet (bröstreduktion, bröstförstoring, bröstrekonstruktion, plastikoperationer).
- Det hudvänliga och speciellt mjuka bomullstretch materialet ger maximal komfort.
- Kompressionen, formen och passformen uppnås genom det sömlösa bandaget, de formade kuporna, de insydda sidostöden och det breda bandet under bröstet.

- Det extra tunna kardborrbanden buktar inte ut under kläder och de är individuellt justerbara.
- Vid behov kan bröstproteser, skalproteser och delproteser placeras i en speciellt designad ficka.
- Kompressionsbältet hjälper till att förhindra att implantatet flyttar sig uppåt under läkningsprocessen. Den anatomiska formen på bältet ger en bekväm passform runt ryggen, under armarna och över bröstet. Kardborrförslutningen tillåter justerbar kompression och önskad passform.

Active Recovery BH



*Ny färg,
svart!*

Active Recovery Kompressions BH

Mjuk kompressionsbehå för post-operativ användning. Justerbara remmar med krok- och öglestängning garanterar en säker passform, medan det breda bandet och sidopanelerna ger extra stöd och komfort för känslig hud. Fokuserad kompression över bröstet och ryggen stabiliserar bröstvävnaden, förhindrar överdriven cellbildning och minskar svullnad som kan uppstå efter en operation.

Art.nr	Färg	Storlek	Omfång
22256	Svart	Small	70 - 80 cm
22256	Svart	Medium	85 - 90 cm
22256	Svart	Large	95 - 100 cm
22256	Svart	X-Large	105 - 110 cm
22256	Svart	XX-Large	115 - 120 cm
22256	Svart	XXX-Large	120 - 125 cm
22251	Rosa	Small	70 - 80 cm
22251	Rosa	Medium	85 - 90 cm
22251	Rosa	Large	95 - 100 cm
22251	Rosa	X-Large	105 - 110 cm
22251	Rosa	XX-Large	115 - 120 cm
22251	Rosa	XXX-Large	120 - 125 cm



Tips för utprovning av BH

Axelbanden passar perfekt när de ligger bekvämt på axlarna utan att skära in. De bär endast cirka 20% av bröstvikten. Deras huvudsakliga uppgift är att lyfta och placera bröstet. För bästa passform bör den högsta punkten av bröstet vara halvvägs mellan axel och armbåge.

Mittsömmen på BH ska ligga bekvämt mot bröstbenet när du använder rätt BH modell och rätt storlek.

Bygeln/förstärkningen under bysten bär huvuddelen av bröstvikten (ca 80%). Viktigt att BH har rätt storlek så den sitter stadigt runt kroppen. Den ska sitta så tätt att den inte glider vid rörelser och aktivitet.

Hur ser en perfekt BH kupa ut? Den omsluter hela bröstet eller bröstprotesen utan att det syns någon skarv eller rynka på kupan. Viktigt att hitta rätt storlek även här.

Tillbehör



ABC TVÄTTCREME TILL ATTACH

Art.nr 22925 1 tub



BH FÖRLÄNGARE

Art.nr 22921 Vit. 90 cm

Art.nr 22922 Svart. 90 cm

Art.nr 22923 Beige. 90 cm



AXELBANDSSKYDD

Art.nr 22920

Axelbandsskydd tillverkade av transparent silikon. Förpackning om 2 st.



UTPROVNINGSROCK

Art.nr 96200

Utprovningssrocken är tillverkad av härligt mjukt och följsamt sidenmaterial. Perfekt att använda vid utprovning för att kontrollera så att bröstprotesens storlek och modell är rätt och ser fin ut.



ABC TVÄTTPÅSE

Art.nr 22924

Var rädd om din BH och använd vår fina och praktiska tvättpåse!



BRÖSTVÅRTOR

Art.nr 22907 Färg: Blush, stl S, M, L

Art.nr 22908 Färg: Ivory, stl S, M, L


Art.nr 22909 Färg: Tawny, stl S, M, L

Självhäftande bröstvårtor i tre olika färger för optisk korrektion eller anpassning till den naturliga bröstvårtan. Bröstvårtorna är återanvändningsbara. Varje färg finns i tre olika storlekar. Levereras i par i smidig förvaringsförpackning.

Storlekstabell

BH-STORLEK (cm)

AA	65	65	75	80	85	90	95	100	105	110									
A		70	75	80	85	90	95	100	105	110									
B			65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120					
C				65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125			
D					65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125		
E							70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	
F									75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
G												85	90	95	100	105	110	115	120
GG													85	90	95	100	105	110	115
H														85	90	95	100	105	110

 = finns ej

Benämning	Storlekar Sida	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10040 - Teardrop Standard	Symmetrisk																			
10142 - Basic Triangle Lightweight	Symmetrisk																			
10205 - Massageform Ellipse	Symmetrisk																			
10242 - Triangle Light	Symmetrisk																			
10245 - Massageform Triangle	Symmetrisk																			
10250 - Flowable Back Classic	Asymmetrisk																			
10266 - MyShape RFS	Symmetrisk																			
10271 - Classic Triangle Air	Symmetrisk																			
10272 - Classic Triangle Light	Symmetrisk																			
10274 - Classic Triangle Standard	Symmetrisk																			
10275 - Massage Form Super Soft	Symmetrisk																			
10276 - Tawny Massage Form Super Soft	Symmetrisk																			
10277 - Swim Form	Symmetrisk																			
10282 - Symmetric Light Weigth	Symmetrisk																			
10287 - Diamond	Symmetrisk																			
10288 - Diamond Classic	Symmetrisk																			
10295 - Massage Form Silhouette	Symmetrisk																			
10475 - Massage Form Attach	Symmetrisk																			
10487 - Diamond Attach	Symmetrisk																			
11201 - Triangle Shaper	Symmetrisk																			
11204 - Teardrop Standard Shaper	Symmetrisk																			
11212 - Elliptical Shaper	Symmetrisk																			
11285 - Massage Form Shaper	Symmetrisk																			
11287 - Diamond Shaper	Symmetrisk																			
11385 - Massage Form Shaper Lightweight	Symmetrisk																			
11485 - Massage Form Attach Shaper	Symmetrisk																			
10916 - First Form	Symmetrisk																			
10909 - First Form Fiberfill	Symmetrisk		Small		Medium			Large			X-Large			XX-Large						
10910 - First Filler	Symmetrisk		Small		Medium			Large			X-Large			XX-Large						

Schema för BH

BH	FÄRGER	KUPA								
		AA	A	B	C	D	E	F	G	
Massage BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Beige, 22525 ● Svart, 22236 ○ Vit, 22233 ● Rosa, 22526 ● Clearwater, 22254 	75-100	75-100	75-115	75-115	75-115	75-115	-	-	
Kompressions BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Beige, 22221 ○ Vit, 22242 ● Svart, 22239 	70-120	70-120	70-120	70-120	70-120	-	-		
Kalena Linne	 <ul style="list-style-type: none"> ● Svart, 22247 ● Ljusrosa, 22248 	S (36/38), M (40/42), L (44,46) XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)								
Satin Trim T-shirt BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Taupe, 22123 	70 - 85	70-95	70-100	70-100	70-95	-	-	-	
Leisure BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Grå, 22228 ○ Vit, 22243 	A/B Kupa, C/D Kupa, E/F Kupa XS (60, 65 cm finns endast i vitt), S (70, 75, 80 cm), M (85, 90 cm), L (95, 100 cm) XL (105, 110 cm), XXL (115, 120 cm)								
Petit T-Shirt BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Champagne, 22225 ○ Vit, 22227 ● Svart, 22226 	70-90	70-95	70-95	70-95	-	-	-	-	
Femina BH	 <ul style="list-style-type: none"> ○ Vit, 22241 ● Svart, 22253 	-	85-115	75-115	75-115	75-115	80-105	80-105	80-100	
Embrace BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Champagne, 22203 ● Svart, 22206 ○ Vit, 22223 	75-90	75-100	75-100	75-100	75-100	80-100	-	-	
Active Recovery BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Rosa, 22251 ● Svart, 22256 	S (36/38), M (40/42), L (44,46) XL (48), XXL (50/52), XXXL (54)								
Lace Cami Soft BH	 <ul style="list-style-type: none"> ● Svart, 22255 	-	-	75-95	75-95	75-95	-	-	-	

Information

Garanti

Bröstproteserna har två års garanti och förstagångsproteser ett år. Om protesen av någon anledning blir defekt under den här tiden ber vi dig kontakta din utprovare. Vi ersätter alla proteser som har någon form av produktionsfel under en två års period från utprovningsdagen. Skulle protesen bli defekt till följd av oaksamhet omfattas detta normalt inte av garantin.

Kontaktprotes

Bröstprotesen har två års garanti. Vi erbjuder en 3-månaders provtid för den som vill prova en Massageform Attach, Diamond Attach eller en Massage Attach Shaper. Protesen skall returneras till oss i sin originalförpackning med tillhörande instruktioner och material. Camp ersätter med motsvarande storlek av annan, ur ABC's sortiment, av patienten utvald produkt.

Returpolicy

Före eventuella returerna måste vårt medgivande inhämtas. Kontakta kundsupport för erhållande av returnummer. Varorna ska returneras, i nyskick i originalförpackning, senast två veckor efter mottagandet.

Returen ska göras med betald frakt och alltid åtföljas av fakturakopia eller packsedel. Specialbeställda varor och beställningsvaror återtages ej.

Användning av Bröstproteser från ABC vid bad, flyg och olika klimat

Vatten och bad

Bröstproteserna från ABC tål vatten och kan användas både i pool och i saltvatten.

Lufttryck

Under flygresan kan det uppstå små luftbubblor i silikonet (speciellt i äldre proteser och proteser som har använts under upprepade flygresor eller under långa flygresor). Dessa luftbubblor ska försvinna efter att flygresan är avslutad.

Temperatur

ABC bröstproteser kan användas i alla temperaturer som kroppen klarar av. Protesen klarar av extrema temperaturer både på vinter och sommar. Går även bra att använda vid bastubad.

Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no