

PRODUKTKATALOG

Traumavård



Bästa kollegor,

Vi är glada över att få presentera ett urval av produkter, lämpliga för behandlingar inom traumavård. Produkterna lämpar sig väl för dig som arbetar på operationsavdelning, akut- eller ortopedmottagning.

Camp Scandinavia erbjuder ett brett sortiment av produkter för att kunna möta de behov ni som yrkesverksamma har. Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 13485. Detta innebär att vi har tydliga målsättningar för tillverkning, produktion och miljö. Majoriteten av vårt sortiment är framtaget av vårt eget team av produktutvecklare och tillverkade på våra egna produktionsanläggningar. Det innebär att vi har kontroll över produkten hela vägen och att beslutsvägarna vid förbättringsåtgärder är korta.

I vårt förbättringsarbete är vi tacksamma för den återkoppling vi får från er kunder. Varje produktserie har sin egen historia men alla har samma gemensamma nämnare. "Support for Better Life" är inte bara vår slogan. Det är något som präglar alla våra produkter, hur vi agerar som företag och vår roll som produktspecialist.

Vi hoppas att denna katalog ger er en översikt av produkter väl lämpade för olika sorters traumavård. För att se vårt kompletta sortiment av produkter för traumarehabilitering, besök gärna vår hemsida www.camp.se. Har du frågor eller önskar boka in ett personligt besök, kontakta vår kundsupport eller en av våra produktspecialister.

Vi ses!

Kontakta våra produktspecialister:



Camilla Måhl
Produktspecialist/Gipstekniker
Telefon: 0720 92 18 51
E-post: camilla.mahl@camp.se



Johan Thunberg
Produktspecialist/Leg. Fysioterapeut
Telefon: 0704 58 22 64
E-post: johan.thunberg@camp.se



Marcus Nilsson
Produktspecialist/Ortopedtekniker
Telefon: 0704 50 50 87
E-post: marcus.nilsson@camp.se

Innehåll

Gips, polstring och verktyg	4 - 15
Hand och handled	16 - 21
Arm och axel	22 - 27
Fot och knä	28 - 35
Nacke och rygg	36 - 43



Gips, polstring och verktyg

X-LITE® är ett luftigt och lätt material, framtaget för framställning av gipsskenor, cirkulärgips och ortoser. Materialet är tillverkat av 100 % bomullsväv som är impregnerad med en icke toxisk termoplast-resin.

Alla reaktiva substanser i termoplasten är härdade vid tillverkningen, vilket innebär att de inte avger några farliga ångor vid gipsningen eller när gipset tas bort med såg eller sax. X-LITE är ett giftfritt material som kan användas utan handskar och särskilt utsug i gipsrummet. Det är säkert för personalen som arbetar med X-LITE, inklusive gravida, astmatiker och personer som lider av allergi.



Ventilerande

Den öppna strukturen i materialet ger bra ventilation och komfort. Huden kan andas och det skapas en bättre miljö för bl.a sårhäkning.

Lättvikt

X-LITE produkterna är ultralätta för patientens komfort och acceptans av gipset.

Återanvänd och omforma

Spara pengar och tid! Återanvänd det som blir över på rullen eller blir över i form av spillbitar. Gör små justeringar på ett färdigt gips eller skena istället för att göra en helt ny gips som kostar mer pengar, mer tid och obehag för patienten.

Variera stabiliteten

Lägg till fler lager av gips för ökad stabilitet. Lägg till remsor av gips när endast specifika områden behöver förstärkas.

Formbart

Formar sig utmärkt efter kroppens anatomi. Behöver inte sträckas eller dras.

Självhäftande

Självhäftande vid uppvärmning. Velcro och polster häftar lätt och permanent på X-LITE.

Torkar snabbt

Efter bara 30 minuter är gipset stabilt och vikt bärande.

Röntgengenomsläppligt

Alla X-LITE material är helt röntgengenomsläppliga upp till tre lager gips

Stabilt

X-LITE är ett extremt stabilt material. Det krävs färre lager av material för likvärdig stabilitet jämfört med andra gipsmaterial på marknaden.

X-LITE® Produktsortiment

X-LITE finns i tre olika varianter. Classic, Premium och Plus. Vilket material som passar bäst väljs beroende av indikation och personlig preferens.

CLASSIC

är original materialet. De större öppningarna i nätet ger en god ventilation. Eftersom det är det starkaste X-LITE materialet kan det användas till alla typer av gips och skenor.

- Originallet
- Har störst håll i strukturen
- Mest ventilerande
- Mest styrka vid hög belastning
- Vit, royal blå och antrasitgrå



PREMIUM

är tillverkat i samma material som CLASSIC, men i en tunnare kvalitet med mindre öppningar. Det gör PREMIUM mer elastiskt och det passar därför till mindre applikationer på övre extremiteter och till barn.


- Tunnare och finare struktur
- Till mindre ortoser, övre extremiteter och barn
- Hög stretch och formbarhet
- Mjuka kanter
- Beige och vit



PLUS

är den senast lanserade X-LITE produkten. Materialet finns i fem färger och det har en mjuk polyester yta.

- Mjuk textil ovansida
- Mjuka kanter och mjuk yta
- Styrka i likhet med Classic
- Fem olika färger, vit, svart, blå, röd och hot pink
- Finns även tillhörande kantband i dispenser



Instruktioner

- X-LITE skall värmas i vattenbad i ca 68-70°C. Kan även värmas i en skål med varmt vatten.
- X-LITE ark värms i vatten ca 1 minut och rullar i ca 3 minuter. Var noga med att rullarna genom dränks med vatten. Säkerställ att materialet är väl uppvärmt innan du börjar arbeta med det.
- Använd tång för att ta upp materialet ur vattenbadet för att undvika direkt kontakt med vattnet. Låt överflödigt vatten rinna av materialet före applicering. Materialet i sig själv blir inte varmt.
- Skydda sår och ärr med rätt förband. Vid fraktur-gipsning, använd stockinette och foampolstring för att skydda huden under gipsmaterialet.
- Punktvärm områden för permanent fixering av av tillbehör som till exempel band och kardborre.
- Materialet kan omformas så många gånger som behövs för samma patient. Återanvänd restbitar och rullar.
- Mindre justeringar kan göras genom punktvärmning på ett färdigt gips med en hårtork. Håll alltid din egen hand nära området som värms upp för att undvika att bränna patienten.
- Använd kylpåse eller kylspray för att snabbare kyla ner ortosen.



X-LITE® Classic rulle

X-LITE Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. X-LITE Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Classic rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen. Välj mellan tre färger; vit, antracit och royal blå.

Användningsområden: Cirkulärgips.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64103	Vit	50 mm	1,8 m	20 rullar
64133	Vit	75 mm	1,8 m	20 rullar
64136	Antracit	75 mm	1,8 m	5 rullar
64137	Royal Blå	75 mm	1,8 m	5 rullar
64143	Vit	100 mm	1,8 m	10 rullar
64146	Antracit	100 mm	1,8 m	5 rullar
64147	Royal Blå	100 mm	1,8 m	5 rullar
64153	Vit	125 mm	1,8 m	10 rullar
64163	Vit	150 mm	1,8 m	10 rullar



X-LITE® Classic ark och dispenser

X-LITE Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Classic finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

Användningsområden: Gipskenor, ortoser och avtagbara skenor

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64250	Vit	75 mm	10 m	1	Dispenser
64251	Vit	100 mm	10 m	1	Dispenser
64252	Vit	150 mm	10 m	1	Dispenser
64253	Vit	200 mm	10 m	1	Dispenser
64254	Vit	125 mm	10 m	1	Dispenser
64290	Vit	200 mm	375 mm	15	Ark
64292	Vit	200 mm	900 mm	15	Ark
64293	Vit	75 mm	375 mm	15	Ark
64294	Vit	100 mm	375 mm	15	Ark
64295	Vit	125 mm	375 mm	15	Ark
64296	Vit	150 mm	375 mm	15	Ark
64297	Vit	150 mm	900 mm	15	Ark
64307	Vit	300 mm	900 mm	10	Ark





X-LITE® PLUS rulle

X-LITE PLUS rullar har en mjuk textil ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer.

X-LITE PLUS rullarna har ingen skyddsfilm mellan lagren, så materialet appliceras snabbt och enkelt på patienten. Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink.

Användningsområden: Cirkulär gips

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp./Rulle
64701	Vit	25 mm	1,8 m	5
64702	Vit	50 mm	1,8 m	20
64703	Vit	75 mm	1,8 m	20
64704	Vit	100 mm	1,8 m	10
64706	Vit	125 mm	1,8 m	10
64707	Vit	150 mm	1,8 m	10
64711	Röd	25 mm	1,8 m	5
64712	Röd	50 mm	1,8 m	20
64713	Röd	75 mm	1,8 m	20
64714	Röd	100 mm	1,8 m	10
64716	Röd	125 mm	1,8 m	10
64717	Röd	150 mm	1,8 m	10
64721	Blå	25 mm	1,8 m	5
64722	Blå	50 mm	1,8 m	20
64723	Blå	75 mm	1,8 m	20
64724	Blå	100 mm	1,8 m	10
64726	Blå	125 mm	1,8 m	10
64727	Blå	150 mm	1,8 m	10
64731	Svart	25 mm	1,8 m	5
64732	Svart	50 mm	1,8 m	20
64733	Svart	75 mm	1,8 m	20
64734	Svart	100 mm	1,8 m	10
64736	Svart	125 mm	1,8 m	10
64737	Svart	150 mm	1,8 m	10
64741	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5
64742	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20
64743	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20
64744	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10
64746	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10
64747	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10

X-LITE® PLUS ark och dispenser

X-LITE PLUS har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE PLUS finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd. Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink.

Användningsområden: Alla skenor och ortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp
64790	Röd	150 mm	10 m	1 dispenser
64791	Blå	150 mm	10 m	1 dispenser
64792	Svart	150 mm	10 m	1 dispenser
64793	Hot Pink	150 mm	10 m	1 dispenser
64753	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64754	Svart	200 mm	375 mm	8 ark



X-LITE® Premium rulle

X-LITE Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE Premium rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

Användningsområden: Cirkulärgips.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64205	Vit	50 mm	1,8 m	5 rullar
64207	Vit	75 mm	1,8 m	5 rullar
64209	Vit	100 mm	1,8 m	5 rullar
64210	Vit	125 mm	1,8 m	5 rullar
64211	Vit	150 mm	1,8 m	5 rullar





X-LITE® Premium ark och dispenser

X-LITE Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. Materialet finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

Användningsområden: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Ark
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Ark
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Dispenser
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Dispenser
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Dispenser



Stockinette dispenser

Stockinette dispenser är en rundstickad polyester stockinette som är mjuk och följsam. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en bra passform och inga rynkor som kan ge skav mot huden. Rullarna kommer i en praktisk dispenser låda.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64394	Vit	30 mm	25 m	1 dispenser
64395	Vit	50 mm	25 m	1 dispenser
64396	Vit	70 mm	25 m	1 dispenser
64397	Vit	100 mm	25 m	1 dispenser
64398	Vit	150 mm	25 m	1 dispenser

X-LITE® Stockinette

Rundstickad stockinette i 100 % polypropylen (21 mm är tillverkad i bomull). Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.

Art. nr.	Färg	Material	Bredd	Längd	Förp.
64400	Beige	Bomull	21 mm	23 m	1 rulle
64401	Vit	Polypropen	30 mm	10 m	1 rulle
64411	Vit	Polypropen	50 mm	10 m	1 rulle
64421	Vit	Polypropen	70 mm	10 m	1 rulle
64431	Vit	Polypropen	100 mm	10 m	1 rulle
64441	Vit	Polypropen	150 mm	10 m	1 rulle
64442	Vit	Polypropen	200 mm	10 m	1 rulle



Foam-binda

Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket vatten. Polstringen ger bra stöddämpning och är inte lika känslig för veck som traditionell gipsolstring.

Användningsområden: Som polstring under gips av X-LITE.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64480	Vit	75 mm	2,75 m	20 rullar
64485	Vit	100 mm	2,75 m	16 rullar
64490	Vit	125 mm	2,75 m	10 rullar



Wero Swiss® Fix

Ett elastiskt, anpassningsbart bandage som används för kompression vid svullna fingrar. Kan användas i kombination med gipsavgjutningar. Gasbindan är luftigt, hudvänligt och har mjuka, vävda kanter för extra komfort och skydd av den svullna huden.

Användningsområden: Gasbinda för svullna fingrar eller för fixering av sårförband.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64115	Vit	4 cm	4 m	20 st





Color elastisk linda

Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskena erbjuder vi elastiska lindor i hög kvalitet och i fina färger. Då komforten och kvalitén på lindan är mycket hög är den perfekt för patienter som ska bära gipsen under en längre tid. Color elastisk linda andas och tillsammans med X-LITE® gipset ger det ett mycket luftigt bandage. De har en mjuk yta och vävda kanter som känns behagligt mot huden. Den anpassade elasticiteten gör att den formar sig fint och kan därför användas både till större och mindre applikationer. Den har en "anti-slip" effekt, vilket betyder att lagren inte delar sig och man får ett hållbart resultat. Elastisk linda kan tvättas i 60°C och steriliseras

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64106	Color elastisk linda	Svart	6 cm	5 m	10
64107	Color elastisk linda	Röd	6 cm	5 m	10
64108	Color elastisk linda	Royal Blue	6 cm	5 m	10
64109	Color elastisk linda	Grön	6 cm	5 m	10
64110	Color elastisk linda	Gul	6 cm	5 m	10
64112	Color elastisk linda	Svart	10 cm	5 m	10
64113	Color elastisk linda	Royal Blue	10 cm	5 m	10



Manosplint® Skumpolster

Skumpolster med lätt tryckavlastande effekt. Används som polstring till ortoser. Polstringen har slutna celler och är lätt att rengöra. Materialet är självhäftande och sträckbart, vilket gör det lätt att applicera. Kan fästas direkt på ortosen eller användas för att lindra trycket på benuskott under gips. Den självhäftande baksidan får inte placeras direkt på huden därför ska den fästas t ex under gipsmaterialet på stockinetten. Finns i beige och svart i två tjocklekar.

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Tjocklek	Förp.
51128	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51129	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
51131	Svart	460 mm	610 mm	6,4 mm	3 ark
51132	Beige	460 mm	610 mm	6,4 mm	3 ark



X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Art. nr.	Bredd	Längd
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



VWR Vattenbad

Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som enkelt kan tas bort och rengöras. Badkaret har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på ±0,2 °C.
- Lågvattennivåalarm och badkaret stängs av automatiskt

Art. nr.	Liter	Innermått	Ytermått
64515	26 L	27,8 x 48,1 x 17,5 cm	33,5 x 59 x 43 cm





Kraftig gipssax

Extra stor och stark sax av rostfritt stål, 23 cm lång. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden.

Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Det fintandade nedre bladet ger ett bättre grepp om materialet.

Art. nr.	Material	Längd
51204	Rostfritt stål<	23 cm



Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Material	Längd
51214	AISI 420	14 cm



Smith Sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51216	AISI 420	18 cm



Ergo Super Gipssax


En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklad utanför centrum" för att avlasta trycket på tummen för personer som använder saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51219	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid	18 cm

Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Bruns gipssax

En klassisk kraftig gipssax i rak modell tillverkad av japanskt rostfritt stål. Mycket slitstark. Den skyddade spetsen möjliggör klippning av alla typer av bandage och gips nära huden. Den nedre ringen för två fingrar avlastar trycket och förbättrar komforten vid användning av saxen. Ej tandad. Saxen kan autoklaveras. Längd 24 cm.

Art. nr.	Modell	Längd
51203	Bruns gipssax	24 cm



Supersax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Art. nr.	Modell	Längd
51208	Gipssax rostfri	14 cm
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51218	Gipssax rostfri, vänsterhänt	18 cm



Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skärebben är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Art. nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm



Hand- och handled

I Camp Scandinavias sortiment finns allt som behövs för att möta olika diagnoser såsom kontrakturer, frakturer, karpaltunnelsyndrom, reumatism, artros, ligamentskador, stukningar, efter gipsning, radialispares, stroke och vid rehabilitering.

I detta kapitel hittar ni ett urval av produkter lämpliga vid traumavård.



SELECTION® Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden. Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt. Det halvpreparerade Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad bredd med en sax.

Användningsområden: Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförlitning och kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Bredd	Förp.
35219	Remsor	En storlek	15,5 cm	2 cm	5 st.
35220	Ark	En storlek	15,5 cm	10 cm	1 ark



Mallet fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden. Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).

Art.nr.	Färg	Storlek	Förp.	Omkrets
514220001	Beige	1 - Small	10 stk.	4.5 - 5.0 cm
514220002	Beige	2 - Small/Medium	10 stk.	5.0 - 5.5 cm
514220003	Beige	3 - Medium	10 stk.	6.0 - 6.5 cm
514220004	Beige	4 - Medium/Large	10 stk.	6.5 - 7.0 cm
514220005	Beige	5 - Large	10 stk.	7.0 - 7.5 cm
514220055	Beige	5.5 - Large+	10 stk.	7.5 - 8.0 cm
514220006	Beige	6 - Large/X-Large	10 stk.	8.0 - 8.5 cm
514220007	Beige	7 - X-Large	10 stk.	8.5 - 9.0 cm



Mått: Omkrets PIP-led



Mått: Mått tages runt handleden.

Vission fingerskena

Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Användningsområden: Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
46020	Vission Fingerskena	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Large	> 19 cm	Bilat.



Mått: Omkrets handled

Vission Multifinger ortos

Denna ortos är avsedd för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av , Dupuytren syndrom. Tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. Ortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenen III-V och dess tillhörande falanger.

Användningsområden: Immobilisering, Dupuytren syndrom, vid frakturer.

Art.nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Mått
46021	Vission Multifinger	Svart	Small	Vä/Hö	< 16 cm
46021	Vission Multifinger	Svart	Medium	Vä/Hö	16 - 19 cm
46021	Vission Multifinger	Svart	Large	Vä/Hö	> 19 cm

Wrist Lacer™ II handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm i storlek M.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ II handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm i storlek M.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Lacer Wrist Kort

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i lång (art.nr. 51427) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Längd	Omkrets
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	XX-Small	Vä/Hö	18 cm	14-17 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Small	Vä/Hö	20 cm	16-19 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Small	Vä/Hö	21 cm	17-20 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Medium	Vä/Hö	21 cm	20-23 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	Large	Vä/Hö	21 cm	22-27 cm
51426	Lacer Wrist Kort	Svart	X-Large	Vä/Hö	21 cm	25-31 cm



Mått: Omkrets handled

Lacer Wrist Lång

Lacer Wrist är en mycket stabil handledsortos med formbara skenor dorsalt och volart samt med ett stabiliserande handledsband. Snörningsstängningen möjliggör en enkel applicering med en hand och kudden på den palmara sidan ger ytterligare stöd och komfort. Lacer Wrist används vid olika skador och tillstånd samt före och efter operationer. Produkten finns även i kort (art.nr 51426) version samt i många storlekar för att passa olika behov.

Användningsområden: Artrit, stukningar, förslitningar och instabilitet. Skador och tillstånd i mjuka vävnader. Behandling efter frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Längd	Omkrets
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	Small	Vä/Hö	24 cm	17-20 cm
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	Medium	Vä/Hö	24,5 cm	20-23 cm
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	Large	Vä/Hö	25	22-27cm
51427	Lacer Wrist Lång	Svart	X-Large	Vä/Hö	25,5 cm	25-31 cm



Arm och axel

Den här gruppen omfattar ortoser (bandage) för tennisarmbåge s.k. epikondylit, axelstöd, axellås, skulderortoser vid hemiplegi efter stroke, armslingor med olika stabiliseringsgrad, Humerusortoser vid behandling av skaftfrakturer på överarmen och mer avancerade helarmsortoser med ställbar led för att under behandlingen begränsa rörelseomfånget.



Jura axelstöd immobilisering

Jura axelstöd – Immobilisering kan användas som armslinga eller som axel immobiliserare och den är utformad för att användas på både vänster och höger arm. Den kraftiga bomullsslingan med fullt justerbara vadderade axel- och kroppsremmar håller armen nära kroppen. Extra vadderad och avtagbar rem runt halsen för optimal komfort. Remmarna fästs genom stora D-ringar vilket gör det enkelt att applicera lyftselen med bara en arm. Tumrem för extra stöd.

Användningsområden: Kan användas vid en rad olika skador och tillstånd där det är nödvändigt att begränsa axelns och/eller armbågens rörlighet, t.ex: dislokation, sträckningar och stukningar, före och efter operation, rehabiliteringsfaser, plexus brachialis eller perifer nervskada.

Art.nr.	Färg	Storlek	Längd
42223	Svart	XS	<33 cm
42223	Svart	S	33cm-38cm
42223	Svart	M	37cm-43cm
42223	Svart	L	42cm-48cm
42223	Svart	XL	48cm>



Armbågsortos Ulnaris

En universellt ortos som effektivt begränsar armbågens flexion för att lindra smärta i samband med cubitaltunnelsyndrom. Ortosen är mjuk och vadderad med en justerbar aluminiumska som är lätt att anpassa. Produkten är tillverkat av ultralätt material som andas. En ficka på insidan genom vilken armen förs in gör det lätt att ta på ortosen.

Användningsområden: Cubitaltunnelsyndrom eller annan armbågssjukdom där begränsning/stöd av armbågen önskas.

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
42219	Svart	En storlek	Bilateral





Axellås

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handledsfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

Användningsområden: Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
42213	Axellås	Svart	En storlek



Axellås med abduktionskudde

Ett universellt axellås som effektivt immobiliserar axelleden. Det bekväma axellåset kommer med en 15° abduktionskudde som enkelt fästs på insidan av selen och som är löstagbar. Den inre delen av abduktionskudden är formad för att vila bekvämt mot patienten.

Användningsområden: Kan användas för olika besvär i axeln. Rotatorcuffskirurgi, glenohumerala dislokationer/subluxation, posterior/främre kapselreparationer, mjukdelskirurgi, överbelastning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
42218	Blå	Onesize	En storlek



Armslinga på rulle

Denna enkla variant av armslinga (Collar'n Cuff), mitella, levereras på rulle om 12 meter. I en förpackning medföljer två rullar var av en ligger i en dispenserbox och 10 st Y-kardborrfästen för att skapa en fixering av armen. Materialet är mjukt och smidigt samtidigt som det håller formen även under belastning. Den mörkblå färgen gör att slingan håller sig fräsch länge.

Användningsområden: Rekommenderas vid trauma på handled, armbåge och skuldra. Kan även användas i kombination med gips.


Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Längd	Förp.
42212	Armslinga på rulle	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rulle

Armslinga BOMULL

Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm.
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
47101	Grå	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Grå	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Grå	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilat.




Mått: Armbåge till MCP.

Armslinga FOAM

Armslinga med extra band för fixering. Vadderat material. Justerbart axelband som fäster var som helst på ortosen.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm.
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
20031	Grå	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Grå	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Grå	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilat.




Mått: Armbåge till MCP.

Armslinga NÄT

Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm.
Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.



Mått: Armbåge till handled



Mått 1: Omkrets bröstorg
Mått 2: Längd överarm

Vission skulderortos IMMO

Vission Skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

Användningsområden: Skulder-, arm-, armbåggsskador och skador i skuldergördeln (fraktur, dislokation och stukning). Efter skulder- och bröstgördel-kirurgi. Plexus brachialis-pares.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm



Mått 1: Slinga Höjd och Bredd
Mått 2: Omtag Höjd och Längd

Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Armdelen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna. Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

Humerux Humerusortos

Denna humerusortos bygger på de välkända principerna för en ”Sarmiento-ortos”, en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att applicera direkt och enkel för patienten att acceptera.

Innerärmen skyddar den känsliga huden när ortosen spänns åt. Det ventilerande material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet för armbågsleden. De textila materialen är testade i enlighet med Öko-tex standard 100 och innehåller inte latex.

Produkten finns i regular och lång modell.

Användningsområden: Diafysära humerusfrakturer (skaftfrakturer).


Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd	Omkrets
62106	Regular	Black	S	25	18-26
62106	Regular	Black	M	27	26-34
62106	Regular	Black	L	29	34-42
62106	Regular	Black	XL	32	42-50
62107	Lång	Black	S	30	18-26
62107	Lång	Black	M	32	26-34
62107	Lång	Black	L	34	34-42
62107	Lång	Black	XL	36	42-50



Mått: Omkrets överarm proximalt.

Fot och knä

I denna kategori hittar du ett brett utbud av Walkers för behandling av fot- och fotledsskador. Välj mellan enklare modeller eller modeller med ROM-justering. Här finns även 4-punkts knäortoser för immobilisering efter trauma eller med möjlighet till ROM-justering. I vårt sortiment finns även enklare knä- och fotledsortoser för lättare stöd, som förebygger, lindrar smärta och behandlar mjukdelsskador. Du hittar det kompletta utbudet på vår hemsida



Postoperativ sko

Behandlande sko med en vadderad, slitstark nylon-överdel och spännen med returloop. Överdelen anpassar sig efter svullnader och förband.

Vadderad innersula med en styv, lätt och slitstark yttre sula.

Sulan är utformad för förbättrad stabilitet. Detta underlättar rehabilitering efter fotkirurgi, trauma eller andra tillstånd som kräver immobilisering för att underlätta läkning. Skon kan även användas i kombination med ett gips.

Användningsområden: Anpassar sig till bandage eller svullnader, fotkirurgi, hantering av bruten tå, metatarsalskador, mjukdelsprocedurer, hantering av diabetiska fötter och postoperativ återhämtning.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Längd innersula
43207	Pædiatric	One size	Bilateral	EU < 35	20 cm
43208	Dam	Small	Bilateral	EU 35-37	23,5 cm
43208	Dam	Medium	Bilateral	EU 37-40	24,5 cm
43208	Dam	Large	Bilateral	EU 40-43	26 cm
43209	Herr	Small	Bilateral	EU 41-42	26 cm
43209	Herr	Medium	Bilateral	EU 43-45	27,5 cm
43209	Herr	Large	Bilateral	EU 46-47	30 cm
43209	Herr	X-Large	Bilateral	EU 47 >	31 cm

Walker Fixed Hög

Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropen, i lätt, hållbar och stabil design. Ortosen har två fasta sidostöd i metall som ger god stabilitet för fot och fotled. Den vadderade polstringen är fodrad med mjukt, luftgenomsläppande och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och ger optimal komfort. Latexfri. Levereras med två extra kondylkuddar för att lindra trycket och ge extra komfort. Rullsula med anti-slip möjliggör en komplett gångcykel. Justerbara kardborreband garanterar komplett immobilisering. Enkel att prova ut. Anpassad för kilsystem.

Användningsområden: Alla grader av fotledsförvridning. Mjukdelsskador i vaden, foten och/eller ankeln. Distala stressfrakturer i tibia och fibula.



Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Skostorlek
47605	Walker Fixed, Hög	Small	35 cm	34-38
47605	Walker Fixed, Hög	Medium	42 cm	39-42
47605	Walker Fixed, Hög	Large	42 cm	43-45
47613	Extra liner	Small	-	-
47613	Extra liner	Medium	-	-
47613	Extra liner	Large	-	-



Walker Protect Fixed, hög

Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47608	Protect fixed hög	Small	25 cm
47608	Protect fixed hög	Medium	29 cm
47608	Protect fixed hög	Large	32 cm
47611	Extra bandset	En storlek	
47615	Extra liner	Small	
47615	Extra liner	Medium	
47615	Extra liner	Large	
47617	Kilar set	Small	Kilar, set
47617	Kilar set	Medium	
47617	Kilar set	Large	
47618	Täskydd	En storlek	

Walker Protect Fixed, låg

Immobiliserande walker i låg modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.



Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd 27 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47609	Protect Fixed låg	Small	25 cm
47609	Protect Fixed låg	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed låg	Large	32 cm
47612	Extra bandset	En storlek	
47616	Extra liner	Small	
47616	Extra liner	Medium	
47616	Extra liner	Large	
47617	Kilar set	Small	
47617	Kilar set	Medium	
47617	Kilar set	Large	
47618	Täskydd	En storlek	



Walker ROM hög

Immobiliserande walker tillverkad av formsprutad polypropen, i lågvikt-, hållbar- och stabil design. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och ankeln och med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska immobilisering efter behov. ROM kontroll som tillåter progressiv mobilisering mellan 45° plantarflexion och 30° dorsalflexion med ett intervall på 7,5°. Kan låsas i 0°, 10° och 20° plantarflexion.

Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftigt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcrobånd garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Akut stukad ankel, mjukdelsskador, distala stressfrakturer på skenbenet, stabila frakturer på fot och ankel, efter akillesseoperationer, vid immobilisering av ankel- och tåled, rehabilitering av ankelled, Post-ORIF ankelkirurgi.

Övrigt: Höjd Small 35 cm. Höjd Medium och Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
47606	Walker ROM hög	Small	Bilat.	34-38
47606	Walker ROM hög	Medium	Bilat.	39-42
47606	Walker ROM hög	Large	Bilat.	43-45
47610	Extra bandset	Small	-	-
47610	Extra bandset	Medium/Large	-	-
47613	Extra liner	Small		
47613	Extra liner	Medium		
47613	Extra liner	Large		

Walker AIR hög

Immobiliserande walker, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska immobilisering efter behov. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och ankeln. Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro- band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Anpassad för kilsystem. Lätt att prova ut.



Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer, akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd Small 35 cm. Höjd Medium, Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47607	Walker Air hög	Small	23 cm
47607	Walker Air hög	Medium	27 cm
47607	Walker Air hög	Large	30 cm
47610	Extra bandset	Small	
47610	Extra bandset	Medium/Large	
47614	Extra liner	Small	
47614	Extra liner	Medium	
47614	Extra liner	Large	
47617	Kilar set	Small	
47617	Kilar set	Medium	
47617	Kilar set	Large	
47618	Tåskydd	En storlek	



Solid back walker, long

Immobiliserande walker i hög modell. Ortosen är lätt och har en stabil design med sluten bakkant hela vägen upp och en rigid framkant för att stärka immobiliseringen. Den är designad med extra vaddering över vristen för ökad stabilitet. Inkluderar två extra kondylkuddar för att avlasta tryck och ge extra komfort. Walkerns liner fungerar som en mjuk, luftgenomsläppande och tvättbar vaddering. Det skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara kardborrband garanterar komplett immobilisering. Produkten är anpassad för kilsystem, är röntgengenomsläpplig och lätt att prova ut. Innehåller ej latex.

Användningsområden: Fotledsstukning i grad 2/3. Stabil fraktur på distala fibulan, distala skenbenet, talus, calcaneus och metatarsalbenen. Post-fotskada. Post OP.

Övrigt: Höjd i storlek Medium är 42 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47620	Solid back walker, long	Small	25 cm
47620	Solid back walker, long	Medium	28 cm
47620	Solid back walker, long	Large	30 cm
47620	Solid back walker, long	X-Large	32 cm
47621	Liner	Small	N/A
47621	Liner	Medium	N/A
47621	Liner	Large	N/A
47621	Liner	X-Large	N/A



KNÄ immobilizer

Immobiliseringsortos av polyester velour med inbyggda skenor för stabilisering. Ortosen är uppbyggd av olika paneler för att göra det enkelt att justera omfånget. Kardborrlåsning genom D-ringar. Öppen för patella. Finns i vuxen- och barnstorlek.

Användningsområde: Postoperativ behandling, muskel- och ligamentskador, efter gipsning och enklare ståträning.

Art.nr.	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Längd
28655	Barn	Bilateral	43-46 cm	28-34 cm	45 cm
28655	Vuxen	Bilateral	46-51 cm	34-41 cm	50 cm

Mått 1: Knämått 15 cm över
midt-patella

Mått 2: Knämått midt-patella

Ascender® post-op knäortos

Ascender® är en teleskopisk postoperativ knäortos med extensions begränsning som kan ställas in mellan -10° (hyperextension) och 70°. Flexions begränsning kan ställas mellan -10° och 120°. Inställningen justeras enkelt genom att lyfta och flytta stopparna i leden. Leden kan även låsas i fem olika lägen; -10° (hyperextension), 0° (neutral), 10°, 20°, 30° flexion. Leden kan säkras extra genom att sätta in en "Anti-tamper låsning" ovanför själva stoppet. Detta måste sen klippas bort med sax för att öppna inställningen. Varje skena kan justeras till önskad längd individuellt. På varje skena finns en hake som öppnas. Skenan har tydliga markeringar för att säkerställa att det är samma längd på den laterala och mediala skenan.



Den mjuka och följsamma polstringen har anti-glid material på insidan. Banden låses med extra låsklips för att hållas på plats under utprovningen. Ortosen stängs med kraftiga spännen som hakas fast. Bandens längd kan enkelt justeras genom att lossa Y-tabben och klippa bandet till önskad längd. Polstringen och banden kan tvättas för hand i ljummet vatten med en mild tvållösning. Universalmodell som passar både vänster och höger. En storlek.

Användningsområden: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Vä/Hö
47540	Ascender post-op knäortos	En storlek	44 – 70 cm	Bilat.
47541	Komplett polstrings- och bandset	En storlek		Bilat.
47542	Extra polstringsset	En storlek		Bilat.
47543	Extra bandset	En storlek		Bilat.

ROM Postoperativknäortos

Postoperativ knäortos i universalstorlek med polstring som kan klippas till önskad storlek utan att fransa sig. Skenor av metall som kan formas för bästa passform. Den bekväma och luftiga polstring hålls på plats av de cirkulära banden. Den inkapslade polycentriska leden är enkel att justera med pinnar som hålls fast i leden med små plast band för att förhindra att pinnarna faller bort. Leden låses fast med en skruv för att hindra att den ändras. Leden kan ställas i önskad grad av flexion (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) och extension (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen finns i en kort och en lång version.



Användningsområden: Postoperativ behandling och posttraumatisk behandling för immobilisering av knäleden för kontroll av flexion/extension.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd
28308	Knäortos, kort	Mörkblå	En storlek	40 cm
28309	Knäortos, lång	Mörkblå	En storlek	60 cm
28311	Extra bandset för 28308 kort	Mörkblå	En storlek	
28312	Extra bandset 28309 lång	Mörkblå	En storlek	
28313	Extra polstring 28308 kort	Mörkblå	En storlek	
28314	Extra polstring 28309 lång	Mörkblå	En storlek	

Nacke och rygg

I vårt sortiment finns en stor bredd av ryggortoser, ryggstöd, ryggbälten, gördlar och korsetter. Allt från enkla mjuka till rigida korregerande korsetter, som tillverkas individuellt. I denna produktgrupp finns korsetter och gördlar för de flesta skador och ryggbesvär såsom ryggskott, rygginsufficiens, ryggsmärta, idiopatisk skolios, osteoporos, kyfos, bäckeninsufficiens, bäckensmärta, hållningsproblem, postoperativ behandling, kotkompression och diskbråck.

I detta avsnitt hittar du ett urval av nack- och ryggortoser lämpade för traumavård.



Eclipse® Halskrage

Eclipse halskrage är en modernt designad halskrage med hög passform och funktion. Eclipse är enkel att justera och har en semirigid ramstruktur med "quick-fit" funktioner för enkel utprovning och storleksanpassning. Eclipse är avsedd att begränsa flexion, extension och rotation för att främja patientens återhämtning. Den öppna ramkonstruktionen gör den luftig och bekväm samt att den får en generös trachea-öppning. Endast en storlek som täcker in det mesta i omfång och höjd. Polstringen är utbytbar och kan köpas separat. Höjden kan ställas in mellan 7,5 cm upp till 18,75 cm.

Användningsområden: Stabilisera ryggraden för att förhindra flexion, extension och rotation efter en skada på eller sjukdom i halsryggen.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
20628	Eclipse Halskrage	Ljusgrå	En storlek
20629	Extra polstring	Grå	En storlek



Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd
20625	Vit	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Vit	Medium/Large	8-13 cm
20626	Extra polstring	Small/Medium	
20626	Extra polstring	Medium/Large	





Trachea halskrage

Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. Fixeras med kardborrband på båda sidor.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Halskrage formad modell

Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 - 48 cm

Halskrage rak modell

Mjuk halskrage i rak modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Kan knäppas fram eller bak. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 - 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 - 48 cm



Vission halskrage

Halskrage i mjuk och sval Lycra material som ger ett modernt utseende och en behaglig känsla mot huden. Halskragen som är anatomiskt formad ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Den följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Vission halskrage finns i fyra höjder. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47014	Svart	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Svart	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Svart	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Svart	Large	12 cm	32-48 cm





Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Extra bröstplatta	En storlek		
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			



Hyperextensionsstöd C37

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Extra bröstplatta			
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			

C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material, och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensbågen kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbytbar.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Extra polstring	Small		
20359	Extra polstring	Medium		
20359	Extra polstring	Large		
20359	Extra polstring	X-Large		
20360	Extra band med spännen	En storlek		



Höjd: Mät från bröstben till pubis.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsetterna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområden: Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Art. nr.	Modell	Storlek	Tjocklek	Höjd	Omkrets
64922	Fram	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Fram	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Fram	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Fram	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Bak	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Bak	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mått: Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.



Navy™Xtra

Navy™Xtra är en gördel som kan anpassas efter behandlingsmålet. Ortosen kan användas vid stabilisering efter operation men även som lätt stöd under rehabilitering. Genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliseras ryggen och bidrar till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med ryggortoser under varumärket NavyX™.

Användningsområden: Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbräck, Buktande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, spinal stenosis.

Kontraindikationer: Instabil ryggrad.

Övrigt: Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
23563	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm



Focus TLSO Orthosis

Rigid, bivalv TLSO-ortos avsedd för hög torakolumbalt stabilisering. Utformad för att begränsa rörligheten och samtidigt bibehålla komforten. Ortosens bakre struktur överlappar den främre strukturen och är lätt att placera även postoperativt och hos sängliggande patienter. Den termoplastiska ryggplattan är förstärkt med 2 metallstag för förbättrad ländrygsstabilisering och är formbar med värmepistol för individuell anpassning. Vadderad med ett starkt, ventilerande tyg med 3D-kuddeffekt och ett bekvämt bomullstyg mot huden.

Användningsområde: Diskbräck, osteoporos, spondylartros, spondylolys (med eller utan stabilitet), trauma, kompressionsfrakturer, degenerativ disksjukdom, postoperativ fusion, kronisk muskelsjukdom och förebyggande av kanalstenos hos sängliggande patienter.

Art.nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Midjemått
22185	Focus TLSO ortos	Grå	S	27,5 cm	51 cm	80-90 cm
22185	Focus TLSO ortos	Grå	M	27,5 cm	51 cm	88-100 cm
22185	Focus TLSO ortos	Grå	L	28,5 cm	51 cm	98-110 cm
22185	Focus TLSO ortos	Grå	XL	29,5 cm	51 cm	108-120 cm

Mått: Omkrets i höjd med bäckenet.
Mått 1: Höjd fram
Mått 2: Höjd bak



Support for Better Life

Everyone should be able to live their life to the fullest, regardless of their mobility challenges. With innovative solutions developed in close collaboration with healthcare professionals and patients, we strive to provide Support for Better Life.



Sverige
042-25 27 01
info@camp.se
camp.se

Danmark
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

Finland
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

Norge
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no