



Nackortoser

www.camp.se



Halskrage rak modell

Mjuk halskrage i rak modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Kan knäppas fram eller bak. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Halskrage formad modell

Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm

Vission halskrage

Halskrage i mjuk och sval Lycra material som ger ett modernt utseende och en behaglig känsla mot huden. Halskragen som är anatomiskt formad ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Den följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Vission halskrage finns i fyra höjder. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47014	Svart	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Svart	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Svart	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Svart	Large	12 cm	32-48 cm

Ortho Prim halskrage

Delbar halskrage av polyeten för stabilisering av nacken. Utskuren under hakan för bra passform och med mjukt polstrade kanter. Justerbar i höjd och vidd genom enkel kardborrlåsning. Plasten är perforerad för ökad ventilation.

Användningsområden: Avlastning av nacke, överbelastad muskulatur och reumatiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20560	Vit	X-Small	7,5-9 cm	32-37 cm
20560	Vit	Small	8-9,5 cm	36-41 cm
20560	Vit	Medium	8,5-10 cm	40-45 cm
20560	Vit	Large	9-10,5 cm	44-49 cm
20560	Vit	X-Large	9-10,5 cm	48-53 cm



Eclipse® Halskrage

Eclipse halskrage är en modernt designad halskrage med hög passform och funktion. Eclipse är enkel att justera och har en semirigid ramstruktur med "quick-fit" funktioner för enkel utprovning och storleksanpassning. Eclipse är avsedd att begränsa flexion, extension och rotation för att främja patientens återhämtning. Den öppna ramkonstruktionen gör den luftig och bekväm samt att den får en generös trachea-öppning. Endast en storlek som täcker in det mesta i omfång och höjd. Polstringen är utbytbar och kan köpas separat. Höjden kan ställas in mellan 7,5 cm upp till 18,75 cm.

Användningsområden: Stabilisera ryggraden för att förhindra flexion, extension och rotation efter en skada på eller sjukdom i halsryggen.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
20628	Eclipse Halskrage	Ljusgrå	En storlek
20629	Extra polstring	Grå	En storlek





Trachea halskrage

Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. Fixeras med kardborrband på båda sidor.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd
20625	Vit/Svart	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Vit/svart	Medium/Large	8-13 cm
20626	Extra polstring, svart	Small/Medium	
20626	Extra polstring, svart	Medium/Large	