



PRODUKTKATALOG

2023

camp.se



Support for Better Life!

INNEHÅLL


	Elements Body	5 - 8
	Hand- och handledsortoser	9 - 48
	Arm- och axelortoser	49 - 56
	Funktionell Elektrisk Stimulering	57 - 60
	Fot- och fotledsortoser	61 - 134
	Knäortoser	135 - 156
	Höftortoser	157 - 170
	Bröstproteser	171 - 172
	Nackortoser	173 - 176
	Ryggortoser	177 - 214
	Stomiprodukter	215 - 226
	Ortoskomponenter	227 - 248
	Plaster och material	249 - 280
	Verktyg och tillbehör	281 - 284
	Test, träning och behandling	285 - 294
	Försäljningsvillkor	295
	Personal	296



Elements Body

www.camp.se

elements *body*



Elements Body

Elements Body är en ortos tillverkad av lycraresår som är sammansatt i olika paneler. Den är sydd på ett sådant sätt att ortosen ger konstant proprioceptiv feedback i form av tryck och motstånd mot bål och extremiteter. Dräktens funktion består i att den sitter åt mot kroppen och ger tryck mot bål och extremiteter och därigenom ökas hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen – (individens förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas position), kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras. Genom olika förstärkningar kan man kontrollera flexion, extension, pronation och supination.

Användningsområden: Cerebral pares, förvärvad hjärnskada, förvärvad ryggmärgsskada, Cerebellär Ataxi, Atetos, Spina Bifida, Stroke, MS, ihållande låg tonus, Ehlers Danlos Syndrom, överrörlighet, ledlaxitet.

Övrigt: Ortosen beställs och tillverkas efter individuella mått. Dräkten kan utformas som heldräkt, med korta eller långa armar och ben, armstrumpor med eller utan handskar. Förstärkningar och blixtlås kan sys på efter behov av stöd eller funktion. Utformningen bestäms av ortopedingenjör i samråd med läkare och sjukgymnast. Det är ortopedingenjören som utför måtttagningen efter genomgången utbildning. Bäst resultat uppnås om ortosen används under minst sex timmar om dagen. Dräkten skall initialt användas kortare stunder för att successivt uppnå målet sex timmar per dag. Den bör inte användas mer än 8 - 10 timmar per dag. OBS! Elements Body ortoser skall inte användas på natten. För att beställa måttblanketter, artiklar och kliniska studier kontakta Kundsupport på Camp Scandinavia.



Ni kan även beställa Elements Body digitalt via "Allard Configurator" på vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.

Art. nr.	Modell
39300	EB Väst utan ärm
39301	EB Väst med kort ärm
39301	EB Väst med lång ärm
39305	EB Body utan ärm
39306	EB Body med kort ärm
39306	EB Body med lång ärm
39310	EB Dräkt utan ärm/korta ben
39310	EB Dräkt utan ärm/¾ ben
39310	EB Dräkt utan ärm/långa ben
39311	EB Dräkt med kort ärm/korta ben
39311	EB Dräkt med kort ärm/¾ ben
39311	EB Dräkt med kort ärm/långa ben
39312	EB Dräkt med lång ärm/korta ben
39312	EB Dräkt med lång ärm/¾ ben
39312	EB Dräkt med lång ärm/långa ben
39320	EB Byxa med korta ben
39320	EB Byxa med ¾ ben
39320	EB Byxa med långa ben
39325	EB Strumpa
39330	EB Kort handske utan fingrar
39331	EB Kort handske med fingrar
39335	EB Lång handske utan fingrar
39336	EB Lång handske med fingrar
39340	EB separat ärm
39344	Utprovningssärm





Hymo

HYMO-ortosen är en textil ortos i form av en body och/eller byxa med korta eller långa ärmarna och ben. Ortosen är avsedd för patienter med Ehlers Danlos Syndrom. HYMO-ortosen sitter åt mot kroppen och kan förbättra hållningen och ge ökad ledstabilitet, t.ex. kan höften eller skuldran stabiliseras genom det stöd som ortosen ger. Plaggen är måttbeställda med fokus på att stabilisera och begränsa rörelseomfånget i lederna. Ortosen används gradvis tills den önskade användningstiden 8 – 10 timmar per dag uppnåtts. Materialen i HYMO-ortosen är noga utvalda och produceras och certifieras enligt Oeko-Tex standard 100, klass II.

Användningsområden:

Ehlers Danlos Syndrom.

Kontraindikationer:

Ödem, luxerade leder (ej reponerade).

Övrigt: Plaggen måttbeställs för varje enskild brukare. Beställningsformulär, instruktioner och måttformulär finns att ladda ner på Camp's hemsida.

Art. nr.	Modell	Typ	Färg
39400	Body med korta ärmarna	Dam	Svart
39401	Body med korta ärmarna	Herr	Svart
39402	Body med långa ärmarna	Dam	Svart
39403	Body med långa ärmarna	Herr	Svart
39408	Body med 3/4 långa ärmarna	Dam	Svart
39409	Body med 3/4 långa ärmarna	Herr	Svart
39404	Byxa med korta ben	Dam	Svart
39405	Byxa med korta ben	Herr	Svart
39406	Byxa med långa ben	Dam	Svart
39407	Byxa med långa ben	Herr	Svart
39410	Byxa med 3/4 långa ben	Dam	Svart
39411	Byxa med 3/4 långa ben	Herr	Svart



Ni kan även beställa Hymo digitalt via "Allard Configurator" på vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.



Hand- och handledsortoser

www.camp.se



Mått: Mått tages runt handleden.

Vission fingerskena

Fingerskena för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Användningsområden: Immobilisering av fingrar efter skada eller operation, konservativ fingerterapi, Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 27 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
46020	Vission Fingerskena	Small	< 16 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Medium	16 - 19 cm	Bilat.
46020	Vission Fingerskena	Large	> 19 cm	Bilat.



Mått: Omkrets handled.

Vission Multifinger ortos

Denna ortos är avsedd för immobilisering av fingrar efter skada eller operation i syfte att förebygga kontrakturer i fingerlederna. Kan även användas vid konservativ fingerterapi samt vid behandling av Dupuytren syndrom och tillstånd som kräver tillfällig immobilisering av fingrarna. Ortosen kan även användas i samband med behandling av frakturer i metacarpalbenen III-V och dess tillhörande falanger.

Användningsområden: Immobilisering, Dupuytren syndrom, vid frakturer.

Kontraindikationer: Inga kända.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 30 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46021	Vission Multifinger	Svart	Small	< 16 cm	Vä/Hö
46021	Vission Multifinger	Svart	Medium	16 - 19 cm	Vä/Hö
46021	Vission Multifinger	Svart	Large	> 19 cm	Vä/Hö

SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51405	Vit	X-Small	3,8 cm
51405	Vit	Small	4,4 cm
51405	Vit	Medium	5,1 cm
51405	Vit	Large	5,7 cm
51405	Vit	X-Large	7 cm



Mått: Volart mellan MCP-leden och DIP-leden

SOF-Stretch dynamisk fingerortos

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51400	Vit	X-Small	5,1 cm
51400	Vit	Small	6,4 cm
51400	Vit	Medium	7,6 cm
51400	Vit	Large	8,9 cm
51400	Vit	X-Large	10,2 cm
51401	Svart	X-Small	5,1 cm
51401	Svart	Small	6,4 cm
51401	Svart	Medium	7,6 cm
51401	Svart	Large	8,9 cm
51401	Svart	X-Large	10,2 cm



Mått: Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

Mallet fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden. Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).

Art. nr.	Storlek	Färg	Längd	Diameter	Förp.
51422	1	Beige	5,28 cm	1,52 cm	10 st
51422	2	Beige	5,18 cm	1,67 cm	10 st
51422	3	Beige	5,84 cm	1,87 cm	10 st
51422	4	Beige	6,28 cm	1,91 cm	10 st
51422	5	Beige	5,87 cm	1,91 cm	10 st
51422	5,5	Beige	6,09 cm	2,29 cm	10 st
51422	6	Beige	6,43 cm	2,29 cm	10 st
51422	7	Beige	6,27 cm	2,54 cm	10 st





Mått: Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

SOF-Stretch dynamisk spiralortos

Extensionsskena (Capener) som ger dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Spiralfjädrarna är placerade på bågge sidor om PIP-leden för att ge samma motstånd i alla positioner. De kan lossas eller spännas till önskat motstånd. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket.

Användningsområden: Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden. Lämplig till kontrakturer upp till 45°. Ej för rigida kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
51410	Vit	Small	6,4 cm
51410	Vit	Medium	7 cm
51410	Vit	Large	7,6 cm
51410	Vit	X-Large	8,3 cm



SELECTION® Fingerloop

En tvillingortos som effektivt håller ihop två eller flera fingrar, så att det starkare fingret kan hjälpa det svagare som stöd, skydd och/eller för att öka rörelseomfånget. Kan även användas som en statisk progressiv skena för ökat rörelseomfång i DIP-leden.

Ortosen är tillverkat i 100 % slitstark och snabbtorkande nylon. Svetsad utan sömmar och därför lätt att skära till för en personlig passform. En eller flera bitar kan användas samtidigt.

Det halvpreparerade Fingerloop-arket som är 10 cm brett kan enkelt klippas till enskilda band i önskad bredd med en sax.

Användningsområden: Stöd för fingrarna efter till exempel skada, operation, stabila frakturer, metacarpalfrakturer, kroniska smärttillstånd, stukningar, ledförslitning och kontrakturer.

Art.nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Antal/Förp
35219	SELECTION® Fingerloop	One Size	2 cm	15,5 cm	5
35220	SELECTION® Fingerloop Ark	-	10 cm	15,5 cm	1



Mått: Längd från handled till tummens IP-led

Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart. Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig mockaimitation samt foder som andas.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28560	Svart	X-Small	<9 cm	Bilat.
28560	Svart	Small	9-10 cm	Bilat.
28560	Svart	Medium	10-11,5 cm	Bilat.
28560	Svart	Large	11,5-13 cm	Bilat.
28560	Svart	X-Large	>13 cm	Bilat.

CMC-X Lacer tumortos

CMC-X Lacer™ tumortos ger smärtlindring vid osteoartrit i tummens CMC-led samtidigt som den tillåter rörelse. Låsningssystemet med snörning kan enkelt justeras och placera tumbasen i önskad abduktionsgrad för att hjälpa till att stabilisera CMC leden och samtidigt tillåta tummen en funktionell rörlighet. Den justerbara polstrade aluminiumskenan arbetar tillsammans med snörningssystemet och ger ett lätt tryck med ytterligare stabilisering av CMC leden. CMC-X Lacer tumortos är tillverkad av hypoallergen CoolFlex™ -material för komfort och kompression. CMC-X Lacer innehåller inte latex eller neoprene.

Användningsområden: Osteoartrit i tummens CMC led, medial subluxation av tummens CMC led.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28562	Svart	X-Small	<14 cm	Bilat.
28562	Svart	Small	14-16 cm	Bilat.
28562	Svart	Medium	16-18 cm	Bilat.
28562	Svart	Large	18-19,5 cm	Bilat.
28562	Svart	X-Large	>19,5 cm	Bilat.



Mått: Omkrets handled.

CMC tumortos

Denna tumbasortos är avsedd att stödja CMC-leden vid instabilitet och förslitningsskador. Den polstrade inre skenan i kombination med ett yttre elastiskt förslutningsband ger kompression av tumbasen och hjälper därmed till att stabilisera CMC-leden.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28561	Svart	X-Small	<14 cm	Vä/Hö
28561	Svart	Small	14-15,5 cm	Vä/Hö
28561	Svart	Medium	15,5-17,5 cm	Vä/Hö
28561	Svart	Large	17,5-19,5 cm	Vä/Hö
28561	Svart	X-Large	>19,5 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets runt MCP-lederna

CMCcare tumortos

Tumortos som stödjer tummens CMC-led och håller metakarpalleden i en funktionell position med bibehållen greppfunktion. Ortosen har en integrerad formbar aluminium-skena och en justerbar kardborrlåsning. Den anatomiska designen, med sina avfasade kanter ger en god passform och bästa komfort. Handleden och övriga delar av handen kan röra sig fritt utan att hindras av ortosen.

Användningsområden: Osteoartrit i tummens leder, instabilitet i tummen, postoperativt efter artroplastik av CMC-I leden.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28552	Grå	Small	16 - 19,5 cm	Vä/Hö
28552	Grå	Medium	19,5 - 22,5 cm	Vä/Hö
28552	Grå	Large	22,5 - 26 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Vission NEO tumortos kort

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46025	Kort	Svart	Small	13 - 16 cm	Vä/Hö
46025	Kort	Svart	Medium	15 - 18 cm	Vä/Hö
46025	Kort	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled.

Vission NEO tumortos lång

Mjuk, elastisk tumortos i neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Finns i två längder. Denna modell som är lång ger ett lätt stöd för handleden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 12,5 cm. Bandaget är tillverkat av Nylon och SBR (Latexfri neoprene).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
46026	Lång	Svart	En storlek	Vä/Hö

[illegible]



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Handflatsmått

SELECTION® tumortos Barn

Mjuk och skön tumortos avsedd för barn. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Ortosen är avsedd att guida hand och handled till en funktionell position, för att lindra smärta vid inflammationer och reumatiska tillstånd. Ortosen kan också användas för att reducera spasticitet vid neurologiska tillstånd i hand och handled. Tumgreppet är justerbart och kanterna kan trimmas vid behov.

Användningsområden: Positionering av handen efter Brakialplexus neuropatier (BPN), Spastisk hand vid Cerebral Pares. Arthrogryposis. Reumatiska sjukdomar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 9 cm (storlek M).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
35300	Svart	XX-Small	8,5 - 11,5 cm	5 - 6 cm	Vä/Hö
35300	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6 - 7 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	Vä/Hö
35300	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® tumortos Soft

Smidig och elastisk tumortos som avlastar tummens leder och ger ett lätt stöd. SELECTION® tumortos Soft är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar; avlastning, överrörlighet i tummens leder; lindrig CMC-I artros.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35200	Soft	Svart	X-Large	>20 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35201	Soft	Beige	X-Large	>20 cm	Vä/Hö

SELECTION® tumortos Rigid

Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-I artros.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Medium	15-17cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35202	Rigid	Svart	X-Large	>20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Small	< 13 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Small	13-15 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Medium	15-17 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	Large	17-20 cm	Vä/Hö
35203	Rigid	Beige	X-Large	>20 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått 1: 2-5 MCP

Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar

SOT Tumortos

SOT Tumortos är en anatomiskt formad vilootos för tumme och handflata. Ortosen positionerar tummen i ett optimalt viloläge. Den är utformad för att begränsa rörelserna i tummens CMC- och MCP-led, ge stöd för handens valv samt positionera tummens leder och muskler i ett bekvämt viloläge. Ortosen har en justerbar aluminiumkärna som enkelt kan anpassas och omformas till en individuell passform. Ortosen kan justeras efterhand som kontrakturen förändras. Den smidiga designen gör den till ett utmärkt alternativ till specialtillverkade vilootoser. Läs mer om anpassning och omformning i broschyren Tips & Tricks på vår hemsida.

När extra stöd för handleden behövs kan SOT Tumortos användas tillsammans med en handledsortos. Vision 46029 och Selection 35207 är utmärkta ortoser för att kombinera med SOT Tumortos.

Användningsområden: SOT Tumortos är avsedd att användas vid artros, reumatoid artrit, adduktionskontrakturer i tummen och vid överbelastningsskador.

Övrigt: SOT Tumortos går att tvätta i 40 grader.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28720	SOT Tumortos	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vä/Hö
28720	SOT Tumortos	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vä/Hö
28720	SOT Tumortos	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vä/Hö
28721	Extra överdrag	Small			Vä/Hö
28721	Extra överdrag	Medium			Vä/Hö
28721	Extra överdrag	Large			Vä/Hö

Vission tumortos kort med skena

En tumortos med plastskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Uppbyggnaden av det underliggande materialet gör att skenan inte trycker mot leder eller muskulatur. Materialet är ett stadigt och slitstarkt resårmaterial som har en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Instabilitet i tummens leder (CMC -eller MCP-leden), inflammationer, förslitningsskador, belastningsrelaterade problem samt vid reumatiska förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 13 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46028	Med skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Vission tumortos lång med skena

En smidig, elastisk tumortos i lång modell. Ortosen har en uttagbar metallskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer samt ett lätt stöd för handleden. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP I lederna och för att positionera tummen i en funktionell position. Den är tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp och den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Osteoartros och/eller instabilitet i CMC och MCP I, Triggerfinger, Morbus de Quervain.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 16 cm (storlek M).

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46023	Lång med skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Vission tumortos formbar

Tumortos avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCPI lederna och för att positionera tummen i en funktionell position genom ett individuellt format tumstöd. Termoplastskenan, som är perforerad, är placerad i en ficka. Den värms upp och formas lättast genom att doppa hela ortosen i ett vattenbad med 70 – 72° vatten. Ortosen formas på patienten för en perfekt anatomisk passform.

Användningsområden: Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCPI, ligamentskador, Morbus de Quervain, inflammationer, degenerativa sjukdomar och trauma.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46024	Tumortos formbar	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Basic tumortos kort och lång

Ortos med plastskenor som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Materialet är klippt på skrådden för bästa passform och elasticitet. Öppet justerbart tumgrepp. Den långa modellen är 2 cm längre och ger stöd även för handleden. Kan kombineras med handledsband 27448 för extra stabilitet.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic tumortos kort - ortosens längd på radialsidan är 12,5 cm. Basic tumortos lång - ortosens längd på radialsidan är 15 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27443	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27444	Lång	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö

Tumortos Rigid Airmed

Tumbasortos avsedd för posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led. Ortosen ger stöd och avlastar trapezio-metakarpalleden. Hjälper patienten att begränsa rörelser som kan orsaka skada eller smärta. Ortosen har insydda metallskenor som går att forma efter behov. Ortosen är mjuk och behaglig att bära. Är försedd med ventilationshål.

Användningsområden: Posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led, karpaltunnelsyndrom och tendinit.

Övrigt: Ortosens längd på tummens radialsida är 11 cm i storlek S och 13 cm i storlek L.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28550	Beige	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28550	Beige	Large	18 - 22 cm	Bilat.
28551	Grå	Small	14 - 18 cm	Bilat.
28551	Grå	Large	18 - 22 cm	Bilat.



Mått: Omkrets handled

Sporlastic tumortos

Stabil tumortos framställd av plastmaterial för immobilisering av tummen i funktionställning. Påsytt kardborrband ger en flexibel förslutning. Stockinette i high-tech fiber som suger upp fukt och ger mjuk polstringseffekt medföljer.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt och vid instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28545	Beige	Small	<17 cm	Vä/Hö
28545	Beige	Medium	17-19 cm	Vä/Hö
28545	Beige	Large	>19 cm	Vä/Hö
28547	Innerhandske	Small		Bilat.
28547	Innerhandske	Medium		Bilat.
28547	Innerhandske	Large		Bilat.



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Bromsa handledsortos

Handledsortos med två flexibla plastskenor dorsalt som tillsammans med det kraftiga resårbandet begränsar dorsalflexion av handleden. Motståndet justeras enkelt genom att använda en eller båda plastskenorna och att placera resårbandet mer proximalt eller distalt. Ingen skena volart som påverkar handens övriga funktioner.

Användningsområden: Avlastning av extensorsenorna i samband med lateral epikondylit.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28240	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
28240	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
28240	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



SELECTION® Bromsa handled

Selection bromsa handled är avsedd att begränsa rörelsen i handleden för att avlasta handextensorerna, stödja handleden och minska smärta vid bl.a. tennisarmbåge. Ortosen har mjuka plastskenor på handryggen, justerbar band för tummen och SELECTION snörstängning. Stödet kan anpassas genom att välja att ha båda skenorna eller bara en i fickan. Snörstängningen gör att ortosen bättre sluter om handen och ger en bättre passform.

Användningsområden: Lateral epikondylit, överrörlighet, reumatiska problem, ospecificerad smärta.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 15 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Small	<11 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	Small	11-14 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35208	Selection Bromsa	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö

SELECTION® handled kort svart

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområden: Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförlitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35222	Kort utan skena	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

SELECTION® handled kort beige

Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområden: Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer; vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35223	Kort utan skena	Beige	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö

Vission handledsortos kort

En något kortare handledsortos, tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Denna modell är utan skena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförlitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 13 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46030	Kort utan skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Gripa handledsortos

Ortosen ger effektivt stöd för handleden vid tunga eller monotona arbetsmoment. Ett kraftigt resårband stöder handleden. "Tuff Grip" inne i handflatan säkrar ett bra grepp om olika verktyg. Framtagen tillsammans med montörer inom verkstadsindustrin

Användningsområden: Avlastning för handflatan samt handleden, preventivt vid t.ex. monteringsarbeten

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28210	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
28210	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
28210	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
28210	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Handflatsmått

Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

SELECTION® handled Barn

Mjuk och skön handledsortos avsedd för barn. Ortosen som är stabil har en aluminiumska på volarsidan och två dragband för en enkel och steglös låsning. Skenan är uttagbar. SELECTION® materialet är tunt, smidigt och låter huden andas. Tumbanden är justerbara och kanterna är mjuka. Färgdetaljerna är valda för att tilltala barnen.

Användningsområden: Reumatiska problem. Neurologiska skador där handleden behöver stöd och/eller korrigerig. Efter avslutad gipsbehandling. Inflammationer.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35305	Svart	XX-Small	8,5 - 11 cm	5-6 cm	11 cm	Vä/Hö
35305	Svart	X-Small	10 - 12,5 cm	6-7 cm	13,5 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7-8 cm	14,5 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8-9 cm	17 cm	Vä/Hö
35305	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8-9 cm	17,5 cm	Vä/Hö



Mått 1: Omkrets handled

Mått 2: Mät från handleden till basen av fingrar I och II

Mått 3: Ortosens längd på volarsidan

SELECTION® Open Wrist Barn

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad aluminiumska på volarsidan. Den har två tumband, ett som fästs runt tummen och ett som fästs på handryggen för att hålla tillbaka tummen så den inte faller in i handen. Selection Open Wrist Barn är avsedd att immobilisera CMC-led och handled i syfte att minska smärta, vägleda handleden till ett neutralt läge och vid behov stödja en handled efter trauma/operation.

Användningsområden: Reumatoid artrit, CP, efter trauma/operation.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Small	11,5 - 14 cm	7 - 8 cm	14,5 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Medium	12 - 15,5 cm	8 - 9 cm	17 cm	Vä/Hö
35306	Barn	Svart	Large	14 - 16,5 cm	8 - 9 cm	17,5 cm	Vä/Hö

SELECTION® Open Wrist

En stabil och enkel handledsortos i det sköna SELECTION® materialet. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan och en smal plastskena dorsalt. Ortosen har ett stabiliserande band och tas enkelt på med en hand. SELECTION® Open Wrist är avsedd att användas då handleden behöver avlastning.

Användningsområden: Inflammationer; arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35207	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35207	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35207	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35207	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35207	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® Ulnar Deviationsortos

SELECTION® Ulnardeviationsortos är avsedd att förbättra fingrarnas position för att ge en bättre handfunktion och därmed ett funktionellt grepp. Ortosen avlastar strukturerna samtidigt som den har en smärtlindrande effekt. Den ger stöd åt MCP- och PIP lederna, samtidigt som den förbättrar fingerextensorernas dragriktning. Ortosen är designad så att materialet går långt ut på ulnarsidan över 5te MCP-leden, för att ge bästa möjliga stöd, motverka dragriktningen och fördela trycket. Det går att fästa kardborrebanden var som helst i materialet vilket innebär att det inte finns några begränsningar var banden placeras för att uppnå den optimala dragriktningen.

Eftersom ortosen är så tunn och smidig kan den enkelt kombineras med en handledsortos när ytterligare stöd behövs. Specialdesignade förstärkningar av lågtemperaturplast (non-coated) kan fästas direkt mot ortosen.

Användningsområden: För patienter med artros. Ulnardeviation kan förekomma vid inflammatoriska och degenerativa sjukdomar såsom RA. SELECTION® Ulnardeviation kan även användas vid överrörliga leder och vid svag muskulatur med syfte att erbjuda mer stadga. Skall inte användas i samband med fixerade kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35218	Svart	X-Small	13-16 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Small	16-19 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Medium	19-22 cm	Vä/Hö
35218	Svart	Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets MCP 2-5



Mått: Längd ledcentrum MCP1 –
ledcentrum IPI.

SELECTION® Radialis Tumdel

Textil tumdel som kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209. Tumdelen kan med fördel även kombineras med SELECTION® Radialis Fingerdel. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Användningsområden: Radialis pares

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35216	Radialis Tumdel	Svart	Small	3 - 4 cm	Vä/Hö
35216	Radialis Tumdel	Svart	Large	5 - 6 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets MCP 2-5

SELECTION® Radialis Fingerdel

Textil fingerdel som kombineras med SELECTION® Handledsortoser 35204, 35205 och 35209. Fingerdel kan med fördel även kombineras med SELECTION® Radialis Tumdel. Både SELECTION® Radialis Tumdel och Fingerdel är avsedda att användas vid Radialis pares (dropphand som orsakas av skada på radialisnerven) för att möjliggöra en funktionell greppförmåga under tiden nerven återhämtar sig.

Användningsområden: Radialis pares.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Small	17 - 20 cm	Vä/Hö
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Medium	20 - 23 cm	Vä/Hö
35217	Radialis Fingerdel	Svart	Large	23 - 27 cm	Vä/Hö

SELECTION® handledsortos Soft

Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. SELECTION® Soft har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer; arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Plus-storlekarna har extra vidd i underarmsdelen. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.



Mått 1: = Omkrets handled

Mått 2: = Underarmsmått

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Small	< 11 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Small	11 - 14 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Medium	14 - 17 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Large	17 - 20 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Large	20 - 23 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	XX-Large	23 - 26 cm		Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vä/Hö
35204	Soft	Svart	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Small	< 11 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Small	11 - 14 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Medium	14 - 17 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Large	17 - 20 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Large	20 - 23 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	XX-Large	23 - 26 cm		Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Small Plus	11 - 14 cm	18 - 21 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Medium Plus	14 - 17 cm	21 - 24 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	Large Plus	17 - 20 cm	24 - 27 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	X-Large Plus	20 - 23 cm	27 - 30 cm	Vä/Hö
35205	Soft	Beige	XX-Large Plus	23 - 26 cm	30 - 33 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

SELECTION® Multiopen

SELECTION® Multiopen är en medium-stabil handledsortos med dubbel låsningsfunktion. Den kan öppnas upp helt och sen löst förslutas med kardborrlåsning och spänns åt med snörning. Användaren kan själv välja om den skall öppnas helt varje gång ortosen tas på/av eller om bara snörningsfunktionen skall användas. Den har en låg skärning i handen för att följa handens naturliga böjveck och urtagningen runt tummen låter thenarmuskulaturen arbeta fritt. Den tvådelade snörlåsningen i kombination med kardborrlåsningen möjliggör anpassning av vidden vid bredare underarm. Eftersom snörningen kommer från ulnarsidan minskar risken att tummen positioneras felaktigt. Reglerbart tumband som utgår volart. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Tillverkad i det luftiga och bekväma SELECTION®-materialet med alla de funktioner som detta medför. Ortosen är 22 cm lång, dvs 4 cm längre än en SELECTION® Soft 35204. Den har en formbar aluminiumskena på volarsiden som är uttagbar.

Användningsområden: Efter läkt radiusfraktur, mjukdelsskador, inflammationer, förslitningsskador, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Kontraindikationer: Ska inte användas vid oläkta frakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	X-Small	<11 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35209	Multiopen	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Vä/Hö

Vission handledsortos med skena

En handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd och har en formbar plastskena volart. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46029	Med skena	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Basic handledsortos kort och lång

Enkel handledsortos i kort och lång modell med kardborrlåsning som ger bra stöd och kompression. Öppna modeller som är lätta att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval. Kort modell kan kompletteras med extra band 27448 för extra stabilitet. Den långa modellen har ett monterat elastiskt band runt handleden.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Basic handledsortos kort - Ortosens längd på volarsidan är 18cm.

Basic handledsortos lång - Ortosens längd på volarsidan är 21 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27441	Kort	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27445	Lång	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Basic handledsortos

Handledsortos med integrerat band som ger ett extra bra stöd för handleden. Det breda proximala bandet med stor förslutningsyta ger flexibilitet vid storleksval och underlättar vid på- och avtagning. Öppen modell som gör ortosen lätt att ta på och av. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Högt skuren vid lillfingersidan för ulnart stöd.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27446	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27446	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27446	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27446	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27446	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ II handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens senor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom, posttraumatiskt och postoperativt.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm. Modellen finns i beige; Wrist Lacer kort art.nr. 28570. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Pediatric	<12 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö
28578	Wrist Lacer II	Svart	XX-Large	22-25 cm	Vä/Hö

Wrist Lacer™ handledsortos, kort

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Ortosen ger även ett ulnart stöd. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Justerbart tumgrepp. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Volar polstring vid skenan för extra komfort.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 21 cm. Modellen finns i svart; Wrist Lacer II kort art.nr. 28578. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28570	Kort	Beige	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28570	Kort	Beige	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28570	Kort	Beige	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28570	Kort	Beige	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28570	Kort	Beige	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ II handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos i lång modell med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Skenorna kan tas ut och formas. En kudde på insidan av ortosens strumpa skyddar tumbasens sensor vid den distala snörningen. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystem med en unik design som ger en jämn kompression genom alla fyra banden. Kompressionen kan enkelt justeras av patienter med ovanlig form på underarm och handled. Snörningen är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm. Modellen finns i beige; Wrist Lacer lång art.nr. 28572. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.



Mått: Omkrets handled

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28579	Wrist Lacer™ II Lång	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Wrist Lacer™ handledsortos, lång

Mycket stabil handledsortos med formbara aluminiumskenor dorsalt och volart. Ortosen ger även ett ulnart stöd. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Justerbart tumgrepp. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Volar polstring vid skenan för extra komfort.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Denna modell är 26 cm lång. Modellen finns i svart; Wrist Lacer II lång art.nr. 28579. svart. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 26 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28572	Lång	Beige	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28572	Lång	Beige	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28572	Lång	Beige	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28572	Lång	Beige	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Tripod™ Wrist Lacer handledsortos, kort

En mycket stabil handledsortos med samma goda komfort och funktionella egenskaper som Wrist Lacer. Tripod har tre formbara aluminiumskenor placerade ulnart, palmart och dorsalt. Dessa skenor samverkar för att hindra radial-ulnar deviation och minimera flexion-extension av handleden. Den ulnara skenan tillsammans med det dubbla snörningssystemet motverkar radial-ulnar deviation. Precis som Wrist Lacer tillåter Tripod en fullt rörlig tumme. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, radial/ulnardeviation, karpaltunnelsyndrom, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28577	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö

V-Strap™ handledsortos kort

Påminner om Wrist Lacer men skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade låsningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 20 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	XX-Small	< 12 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	X-Small	12-14 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö
28574	Kort	Svart	XX-Large	22-25 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

V-Strap™ handledsortos lång

Påminner om Wrist Lacer med skiljer sig i förslutningssystem och passform. Ortosen följer handens kontur och passar även till en bred hand. Det patenterade V-formade förslutningssystemet håller banden på plats i D-ringarna vid på- och avtagning.

Användningsområden: Posttraumatiskt, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 26 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28575	Lång	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått 1: Omkrets handflata

Mått 2: Omkrets underarm



Mått 1: Omkrets handflata

Mått 2: Omkrets underarm

CTS Vission

Vission CTS är en nattskena framtagen för att lindra och/eller förhindra nattliga domningar i händerna, som uppstår till följd av karpaltunnelsyndrom.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom

Övrigt: Extra band kan köpas separat.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
46050	Vission CTS	Small	<20 cm	<23 cm	Vä/Hö
46050	Vission CTS	Large	>20 cm	>23 cm	Vä/Hö
46051	Extra bandset				

CTS handledsortos

Nattortos av tunn, perforerad Kydexplast som immobiliserar handleden. Avsedd för patienter med karpaltunnelsyndrom med nattliga domningar och svullnader i händerna.

Användningsområden: Karpaltunnelsyndrom

Övrigt: Extra band kan köpas separat. Banden finns under kapitel Plaster och Material, art.nr: 25030.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28542	Ljusblå	Small	<20 cm	<23 cm	Vä/Hö
28542	Ljusblå	Large	>20 cm	>23 cm	Vä/Hö

SELECTION® handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabila material ett bra stöd och håller tummen i neutralläge. SELECTION® Rigid har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområden: Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia. Ortosens längd på volarsidan är 18 cm. Extra volarskena kan beställas med 10 st i en förpackning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	X-Small	< 11 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Small	11 - 14 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Medium	14 - 17 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	Large	17 - 20 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	X-Large	20 - 23 cm	Vä/Hö
35206	Rigid	Svart	XX-Large	23 - 26 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled



Mått: Omkrets handled

Vission handledsortos med tumdel

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen är avsedd att begränsa rörelse i CMC och MCP I lederna och för att positionera tummen i en funktionell position samt begränsa flexion i handleden. Ortosen har en formad plastskena på volarsidan. Tumdelen har ett extra band som ytterligare kan justerbart tumgreppet.

Användningsområden: Lätt till moderat instabilitet i CMC och MCP I, ligamentskador, inflammationer, degenerativa sjukdomar, trauma.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18,5 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	XX-Small	11 - 12 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	X-Small	12 - 13 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	Small	13 - 14 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	Medium	14 - 16 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	Large	16 - 19 cm	Vä/Hö
46031	Med tumme	Svart	X-Large	19 - 22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Basic handledsortos med tumme

Unikt designad handledsortos som stödjer tummen utan att bli otymlig. Tumdelen är delvis fristående för att följa thenarmuskulaturen och säkra en god passform. Tummen hålls i neutral-läge vid vila. Uttagbar och formbar aluminiumskena volart. Tummens skena i flexibel plast löper längs hela ortosen för extra stabilitet. Standardmodell med hook som fästpunkt och loop som förslutning ger flexibilitet vid storleksval.

Användningsområden: Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar, instabilitet och avlastning.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 18 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
27442	Blå	X-Small	< 12 cm	Vä/Hö
27442	Blå	Small	11-14 cm	Vä/Hö
27442	Blå	Medium	14-17 cm	Vä/Hö
27442	Blå	Large	17-20 cm	Vä/Hö
27442	Blå	X-Large	20-23 cm	Vä/Hö

Ryno Lacer® II handledsortos

Mycket stabil handleds- och tumortos med formbara aluminiumskenor dorsalt, volart och radially. Den radiallya tumskenan löper i hela skenans längd och immobiliserar tummen effektivt. Tillverkad av slitstark mockaimitation med foder som andas. Låsningssystemet med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Ryno Lacer II® är en uppdaterad och förbättrad Ryno Lacer® med bättre polstring i handflatan, mer polstring över tummen och uppdatering av velcron på ortosens undersida.

Användningsområden: Posttraumatisk, postoperativt, reumatologiska sjukdomar och spasticitet.

Övrigt: Ortosens längd på volarsidan är 22 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28576	Svart	X-Small	<14 cm	Vä/Hö
28576	Svart	Small	14-16 cm	Vä/Hö
28576	Svart	Medium	16-18 cm	Vä/Hö
28576	Svart	Large	18-20 cm	Vä/Hö
28576	Svart	X-Large	20-22 cm	Vä/Hö



Mått: Omkrets handled

Thermoskin artroshandske

Handske som ger värme för smärtlindring. Ytermaterial av "nonslip" ger ett säkert grepp. Det patenterade Trioxon® materialet stimulerar huden att producera värme, transporterar fukt från huden och tillåter den att andas. Det är kliniskt påvisat att handsken ökar temperaturen på huden och subkutan med ca 2°, vilket förbättrar elasticiteten i muskler, senor och ligament.

Användningsområden: Reumatologiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53234	Svart	X-Small	15-17 cm	1 par
53234	Svart	Small	18-20 cm	1 par
53234	Svart	Medium	21-23 cm	1 par
53234	Svart	Large	24-26 cm	1 par
53234	Svart	X-Large	27-29 cm	1 par
53234	Svart	XX-Large	>30 cm	1 par



Mått: Omkrets runt MCP-lederna



CS-skena

CS-skenan är en blå volar skena, tillverkad av Polypropylen. Skenan är anatomisk förformad i handens viloställning för att, enligt antropometrisk data, passa en majoritet av vuxen befolkning. Kan omformas genom att hettas upp med en värmepistol. Skenan är uppbyggd av tunnare och kraftigare partier där det kraftigaste stödet ligger vid handleden för att sedan tunnas ut och avslutas i skenans lätt utböjda ändar för att inte ge tryck. Detta ger ett dynamiskt stöd med god stabilisering där det önskas.

En mjuk vit dorsal plastskena som är rak i formen. Skenan har en lätt stödjande funktion.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Förp.	Vä/Hö
35210	Volar skena	Blå	En storlek	22x168 mm	10	Bilat.
35211	Dorsal skena	Vit	En storlek	11x148 mm	10	Bilat.



Extra handledsband

Extra stabiliserande band för våra olika handledsortoser. Passar till olika versioner av handledsortoser.

Art. nr.	Modell	Färg
27448	Basic extra handledsband	Blå
35212	Selection extra handledsband	Svart
35213	Selection extra handledsband	Beige
46032	Vission & Selection extra handledsband	Svart

Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
51600	Handflatsskydd 1 st	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö
51601	Handflatsskydd 3 st	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö



Handflatsskydd med fingerdelare

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Materialet mellan fingrarna ger en lätt abduktion. Kan öppnas helt för enkel påtagning.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
51605	Vit/Beige	En storlek	Vä/Hö





Jura Handflatsskydd

Mjukt skydd som skyddar handflatan vid fingerkontrakturer. Önskas ytterligare extension kan en rulle enkelt sättas in mellan handflata och fingrar.

Användningsområden: Framskridna kontrakturer.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
51602	Jura Handflatsskydd	Vä/Hö

SOT vilootos

SOT Vilootos är avsedd för händer som behöver stöd av en ortos vid vila eller för stretching, för att upprätthålla eller öka handens rörlighet. Den väl genomtänkta biomekaniska positioneringen av lederna stimulerar den spastiska handen till avslappning och kan även bidra till minskad smärta. Ortosen kan också användas för att positionera handleden i ett neutralt läge. Överdraget (eller täcket som det också kallas) fördelar trycket väl på volar- och dorsalsidan av handen och armen och kan på så sätt förhindra eller eliminera svullnad. Ortosen levereras i en grundposition för viloställning. Den kan enkelt omformas till POSI (Position of Safe Immobilization) för användning efter trauma och handkirurgi. SOT är en smidig och lätt ortos med modernt utseende. Kärnan av aluminium gör att ortosen enkelt kan finjusteras till önskad position. Aluminiumkärnan är omsluten av polyetenskum som täckts med en skön textil. Överdragets glatta utsida och ortosens låga profil gör att den får plats under kläderna. Till ortosen finns tillbehör. Det oelastiska handledsbandet kan användas för att ge ett stadigare tryck över handleden, t.ex. vid spasticitet. Fingerdelare och kilar finns i flera olika storlekar.

Användningsområden: Stroke, cerebral pares, reumatoid artrit, plexus- och muskeldystrofi, radialis pares. I "POSI" (Position of Safe Immobilization) vid trauma frakturer, brännskador, ligamentskador och efter kirurgi.

Övrigt: Förutom det extra handledsbandet, finns det två andra tillbehör; fingerdelare och kilar i tre olika storlekar.



Mått 1: 2-5 MCP

Mått 2: Handens längd från handled till fingertoppar

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28710	SOT Vilootos	Svart	XXX-Small	5,5 cm	≤ 12 cm	Vä/Hö
28710	SOT Vilootos	Svart	XX-Small	≤ 6,5 cm	≤ 14 cm	Vä/Hö
28710	SOT Vilootos	Svart	X-Small	≤ 7,5 cm	≤ 16 cm	Vä/Hö
28710	SOT Vilootos	Svart	Small	≤ 7,5 cm	≤ 18,5 cm	Vä/Hö
28710	SOT Vilootos	Svart	Medium	≤ 8,5 cm	≤ 20 cm	Vä/Hö
28710	SOT Vilootos	Svart	Large	≤ 9 cm	≤ 21 cm	Vä/Hö
28711	MCP KIL	Svart	XX-Small	Bredd 65 mm	Höjd 10 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Svart	Small	Bredd 75 mm	Höjd 15 mm	Bilat.
28711	MCP KIL	Svart	Large	Bredd 90 mm	Höjd 20mm	Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Barn			Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Medium			Bilat.
28712	Fingerdelare	Svart	Large			Bilat.
28713	Extra band	Svart	XXX-Small-X-Small			Bilat.
28713	Extra band	Svart	Small-Large			Bilat.
28714	Extra överdrag	Svart	XXX-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	XX-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	X-Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Small			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Medium			Vä/Hö
28714	Extra överdrag	Svart	Large			Vä/Hö



Mått 1: Från handled till toppen av långfingert.

Mått 2: Totala längden (mitten på underarmen till toppen av långfingret).

Comfy handortos

En viloortos som hjälper till att bibehålla/förbättra extension i handled, MP-, PIP och DIP-lederna. Den förebygger också ytterligare deformiteter, förbättrar ROM och underlättar för en god hygien av involverad extremitet. Ortosen kan justeras till önskad extension/flexion av handled och fingrar. Överdraget är en polyester/bomullsblandning som tillåter luft att cirkulera för att minska risken för skador på huden.

Användningsområden: Positionera och stödja handen vid handleds- MP- PIP eller DIP böjningsmönster; ulnar deviation, dropphand, deformiteter relaterade till neuromuskulära försvagningar.

Kontraindikationer: Cirkulationsproblem, tryckpunkter eller hudirritationer.

Art.nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2
51645	Comfy handortos	Blå	Small	Bilateral	15-18 cm	28 cm
51645	Comfy handortos	Blå	Medium	Bilateral	18-20 cm	32 cm



Mått: Omkrets handled

Kwik-Form™ viloortos

Ortos som kan justeras till önskad position utan verktyg. Kardborrbanden fäster direkt mot ortosens mjuka klädsel. Stöder tumme, hand- och handled.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, viloskena.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
51638	Klarblå	Small/Medium	< 18 cm	Vä/Hö
51638	Klarblå	Medium/Large	> 18 cm	Vä/Hö

Förformad viloortos

Ortos som håller hand- och handled i viloställning. Skenan är tillverkad av lågtemperaturplast 3.2 mm Polyform™ som går utmärkt att omforma vid individuell utprovning. Självhäftande band medföljer som lämpligast monteras på skenan med värmepistol.

Användningsområden: Behandling och korrektion av kontrakturer och ändrad tonus, reumatiska sjukdomar, viloskena.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
53223	Beige	Small	<8,9 cm	Vä/Hö
53223	Beige	Medium	9-10,2 cm	Vä/Hö
53223	Beige	Large	>10,2 cm	Vä/Hö



Mått: 2-5 MCP

Hand- och handledsortoser

Art.nr.	Benämning	Färg	Storlek	Vänster/ höger	Stabilitet*	Skena Dorsalt
28210	Gripa Handled	Mörkblå	S - XL	●	0	
27441	Basic Kort	Mörkblå	XS - XL	●	I	
27442	Basic Handled/Tumme	Mörkblå	XS - XL	●	I	
27445	Basic Lång	Mörkblå	XS - XL	●	I	
27446	Basic Öppen	Mörkblå	XS - XL	●	I	
28240	Bromsa Handled	Mörkblå	S - XL	●	2	●
43030	Vission Handled kort	Svart	XXS - XXL	●	I	
46029	Vission Handled med skena	Svart	XXS - XL	●	2	
46031	Vission Handledsortos med tumme	Svart	XXS - XL	●	2	
35208	Selection Bromsa Handled	Svart	XS - XL	●	2	●
35204	Selection Handled Soft	Svart	XS - XXL	●	2	●
35205	Selection Handled Soft	Beige	XS - XXL	●	2	●
35206	Selection Handled Rigid/Tumme	Svart	XS - XXL	●	2	●
35209	Selection Multiopen	Svart	XS - XXL	●	2	
35207	Selection Open Wrist	Svart	XS - XL	●	2	●
35306	Selection Open Wrist Barn	Svart	S - L	●	2	●
35222	Selection Handled Kort	Svart	XS - XL	●	I	
35223	Selection Handled Kort	Beige	XS - XL	●	I	
35305	Selection Handled Barn	Svart	XXS - L	●	2	
46050	Vission CTS	Grå	S & L	●	3	
28542	CTS Handled	Ljusblå	S & L	●	3	
28578	Wrist Lacer II	Svart	XXS - XXL	●	3	●
28579	Wrist Lacer II Lång	Svart	S - XL	●	3	●
28570	Wrist Lacer kort	Beige	XS - XL	●	3	●
28572	Wrist Lacer Lång	Beige	S - XL	●	3	●
28574	V-Strap Kort	Svart	XXS - XXL	●	3	●
28575	V-Strap Lång	Svart	S - XL	●	3	●
28576	Ryno Lacer II / Tumme	Svart	XS - XL	●	3	●
28577	Tripod Wrist Lacer	Svart	XS - XL	●	3	●

*Stabilitet: 0 = Låg, I = Medium, 2 = Medium plus, 3 = Hög

Skena Volart	Skena Radial/ Ulnart	Tumme	Justerbart tumgrepp	Snörning	Kard-borr-band	Motverkar dorsalextension	Total längd
					●	-	18 cm
●			●		●	Liten grad	18 cm
●		●	●		●	Liten grad	18 cm
●			●		●	Viss grad	21 cm
●			●		●	Liten grad	18 cm
					●	Hög grad	15 cm
			●		●	Liten grad	13,5 cm
●			●		●	Viss grad	18,5 cm
●		●	●		●	Viss grad	18,5 cm
					●	Hög grad	15 cm
●			●	●		Viss grad	18 cm
●			●	●		Viss grad	18 cm
●		●	●	●		Viss grad	18 cm
●			●	●	●	Hög grad	22 cm
●					●	Viss grad	18 cm
●					●	Viss grad	16 cm
			●	●	●	Liten grad	13 cm
			●	●	●	Liten grad	13 cm
●			●	●		Viss grad	11 - 17,5 cm
●						Mycket hög grad	20 cm
●					●	Mycket hög grad	21 cm
●			●	●	●	Hög grad	21 cm
●			●	●	●	Hög grad	21 cm
●			●	●		Hög grad	21 cm
●			●	●		Hög grad	26 cm
●			●		●	Hög grad	20 cm
●			●		●	Hög grad	26 cm
●	●	●	●	●		Hög grad	21 cm
●	●		●		●	Hög grad	20 cm

Egna anteckningar

[illegible]



Arm- och axelortoser

www.camp.se



Mått: Runt armbågsleden



Mått: Omkrets 5 cm nedanför armbågen



Mått: Omkrets 5 cm nedanför armbågen

Armbågs/hälskydd Heelbo™

Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden på armbågen och förebygger trycksår.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53600	Gul	Small	15-20 cm	par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	par
53600	Vit	Large	25-30 cm	par
53600	Grön	X-Large	>30 cm	par

EpiGel epikondylit

Bekvämt epikondylitortos med två flyttbara gelkuddar som avlastar genom kompression över extensor- och flexormuskulerna utan att ge kompression runt underarmen. De mjuka gelkuddarna är stötdämpande. Ortosen har en låg profil. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

Användningsområden: Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28166	Svart	En storlek	20-35 cm	Bilat.

EpiFoam epikondylit

Epikondylitortos med en foamkudde, som placeras antingen över extensormuskeln för att ge avlastning vid lateral epikondylit eller över flexormuskeln för avlastning vid medial epikondylit. Ett enkelt förslutningssystem gör ortosen lätt att ta på och av.

Användningsområden: Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28165	Svart	En storlek	20-35 cm	Bilat.

HemiSafe

Mjuk och bekväm skulderortos avsedd att användas vid hemiplegi efter stroke för att minska smärta i axelleden och reducera risken för sublaxation. Ortosen har en perfekt anatomisk passform. Den ger stöd för axelleden samtidigt som den tillåter rörlighet vid daglig aktivitet. HemiSafe är tillverkad i ett material som andas. Den har reglerbara band runt kroppen som är breda och mjuka för att undvika skav. När ökad abduction önskas används den medföljande kudden som då placeras i armhålan. Ortosen kan tas på och av med endast en hand.

Användningsområden: Minska smärta i axelled efter stroke. Reducera risken för sublaxation i axelleden.

Övrigt: Latexfri

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått l	Vä/Hö
28157	Vit	Small	80-100 cm	Vä/Hö
28157	Vit	Medium	100-120 cm	Vä/Hö
28157	Vit	Large	120-140 cm	Vä/Hö



Mått: Runt bröstkorgen under armhålan.

Armbågsortos Ulnaris

En universellt ortos som effektivt begränsar armbågens flexion för att lindra smärta i samband med cubitaltunnelsyndrom.

Ortosen är mjuk och vadderad med en justerbar aluminiumska som är lätt att anpassa. Produkten är tillverkat av ultralätt material som andas. En ficka på insidan genom vilken armen förs in gör det lätt att ta på ortosen.

Användningsområden: Cubitaltunnelsyndrom eller annan armbågssjukdom där begränsning/stöd av armbågen önskas.

Art.nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
42219	Svart	En storlek	Bilateral



Armslinga FOAM

Armslinga med extra band för fixering. Vadderat material. Justerbart axelband som fäster var som helst på ortosen.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
20031	Grå	Small	28-36 cm	Bilat.
20031	Grå	Medium	35-42 cm	Bilat.
20031	Grå	Large	41-49 cm	Bilat.
20031	Grå	X-Large	48-56 cm	Bilat.



Mått: Armbåge till MCP.



Mått: Armbåge till MCP.



Mått: Armbåge till handled



Mått 1: Slinga Höjd och Bredd

Mått 2: Omtag Höjd och Längd

Armslinga BOMULL

Enkel armslinga av bomull som har steglöst axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
47101	Grå	Small	25-28 cm	Bilat.
47101	Grå	Medium	27-30 cm	Bilat.
47101	Grå	Large	29-32 cm	Bilat.
47101	Grå	X-Large	31-34 cm	Bilat.

Armslinga NÄT

Luftig armslinga med steglöst justerbart axelband. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Dubbla D-ringar möjliggör användning både med och utan underarmsgips eller ortos. Tumögla.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
47100	Grå	Small/Medium	27-30 cm	Bilat.
47100	Grå	Large/X-Large	31-34 cm	Bilat.

Armslinga WRAP

Traditionell armslinga i två delar som kan justeras oberoende av varandra. Axelbandet har en flyttbar polstring för ökad komfort. Armdelen har ett plastspänne på ryggen som håller ihop de två banden för att hindra att dessa glider ut över axlarna. Omtaget justeras steglöst med kardborrband.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av axel och arm. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
47102	Grå	Small/Medium	23 cm, 32 cm	10 cm, 132 cm	Bilat.
47102	Grå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 155 cm	Bilat.

Armslinga tvådelad blå

Armslinga i foam med brett avtagbart band för fixering. Två bärande band som fördelar vikten över båda skuldrorna. Krysspänne på ryggen håller banden på plats. Justerbara band som fäster var som helst på ortosen.

Användningsområden: Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
20045	Blå	Small/Medium	24 cm, 32 cm	10 cm, 100 cm	Bilat.
20045	Blå	Large/X-Large	25 cm, 35 cm	13 cm, 135 cm	Bilat.



Mått 1: Slinga Höjd och Bredd

Mått 2: Omtag Höjd och Längd

Axellås

En universell armslinga med lågprofil som är enkel att applicera. Den levereras komplett med ett midjeband runt kroppen där överarmen är fäst för att effektivt immobilisera axeln. Handlesfästet fäster vid midjebandet fram och detta fästs i sin tur vid axelremmen med hjälp av ett snabbspänne. Den har dessutom ett extra tumband för att hålla handen i rätt vinkel och undvika dropphand. Axelremmen är justerbar för att få en bekväm passform för patienten och även för att passa till både vänster och höger. Det finns en stor komfortdyna som fördelar trycket över axeln/nyckelbenet. Detta är ett axellås som är lätt att montera och är bekvämt och enkelt att använda. Midjebandets längd är 120 cm.

Användningsområden: Avlastning posttraumatiskt och postoperativt.

Art.nr.	Modell	Färg	Storlek
42213	Axellås	Svart	En storlek



Armslinga med abduktionskudde

Ett universellt axellås som effektivt immobiliserar axelleden. Det bekväma axellåset kommer med en 15° abduktionskudde som enkelt fästs på insidan av selen och som är löstagbar. Den inre delen av abduktionskudden är formad för att vila bekvämt mot patienten.

Användningsområden: Kan användas för olika besvär i axeln.

Rotatorcuffskirurgi, glenohumerala dislokationer/subluxation, posterior/främre kapselreparationer, mjukdelskirurgi, överbelastning.

Art.nr.	Färg	Storlek
42218	Blå	Onesize





Armslinga på rulle

Denna enkla variant av armslinga (Collar'n Cuff), mitella, levereras på rulle om 12 meter. I en förpackning medföljer två rullar var av en ligger i en dispenserbox och 10 st Y-kardborrfästen för att skapa en fixering av armen. Materialet är mjukt och smidigt samtidigt som det håller formen även under belastning. Den mörkblå färgen gör att slingan håller sig fräsch länge.

Användningsområden: Rekommenderas vid trauma på handled, armbåge och skuldra. Kan även användas i kombination med gips.

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Längd	Förp.
42212	Armslinga på rulle	Svart	5 cm	2 x 12 meter	Rulle



Humerus Humerusortos

Denna humerusortos bygger på de välkända principerna för en "Sarmiento-ortos", en jämn cirkulär mjukdelskompression. De tre cirkulära banden spänns åt oberoende av varandra. Ortosens förankring över axelpartiet gör att den sitter väl på plats utan att glida ner. Bandet som går under motsatt arm har en flyttbar polstring för ökad bekvämlighet. Detta ger en bekväm ortos som är enkel att applicera direkt och enkel för patienten att acceptera. Ortosens ventilerade material låter huden andas och minskar risken för irritationer. Ortosen har två termoplastplattor som vid behov kan justeras genom värmning och formen kan justeras med sax. Detta är i de flesta fall inte nödvändigt. Ortosen ger fri rörlighet för armbågsleden. De textila materialen är testade i enlighet med Oeko-tex standard 100 och innehåller inte latex.

Användningsområden: Diaphysära humerusfrakturer (skaftfrakturer).

Art. nr.	Färg	Storlek	Längd	Omkrets
62105	Svart	Small	28 cm	18 - 26 cm
62105	Svart	Medium	30 cm	26 - 34 cm
62105	Svart	Large	32 cm	34 - 42 cm
62105	Svart	X-Large	34 cm	42 - 50 cm

Mått: Omkrets överarm proximalt.

Vission skulderortos IMMO

Vission Skulderortos är avsedd att immobilisera- och hålla överarm, armbåge och underarm i en 90° eller 130° vinkel. Ortosen är speciellt lämpad för skulder- och bröstgördelskador. Produkten är vändbar och kan användas både på vänster och höger skuldra.

Användningsområden: Skulder-, arm-, armbågsskador och skador i skuldergördeln (fraktur, dislokation och stukning). Efter skulder- och bröstgördelkirurgi. Plexus brachialis-pares.

Kontraindikationer: Inga kända.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Small	68 - 78 cm	< 30 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Small	80 - 90 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Medium	90 - 100 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	Large	100 - 113 cm	< 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	X-Large	113 - 120 cm	> 38 cm
46022	VISSION Skulderortose IMMO	XX-Large	120 - 140 cm	> 38 cm



Mått: Mått 1: Omkrets bröstkorg

Mått 2: Längd överarm

ROM armbågsortos

Postoperativ armbågs-ortos designad att låsa eller kontrollera armbågens rörelse vid behandling av ligamentskador eller stabila frakturer. Tillåter kontroll från 0° till 90° i extension och från 0° till 120° i flexion. Rörelsen ändras enkelt i 10° intervall. Ortosens längd och omfång justeras från 36 cm till 45 cm. Ortosen inkluderar en armslinga.

Användningsområden: Frakturer, postoperativt, tillstånd där kontroll av flexion och extension krävs.

Art. nr.	Storlek	Vä/Hö
62150	En storlek	Vä/Hö
62149	Extra polstring	Bilat.



ROM armbågsortos UniBor

Postoperativ armbågs-ortos med den senaste generationens teknologi. Rörelsen ändras enkelt i flexion-extension i 10° intervall med 120° ROM. Leden går att låsa i önskat läge. Ortosens längd och omfång kan justeras. Till ortosen kan beställas ett teleskopiskt handstöd, som kan justeras och kopplas på och av, för kontroll av pronation-supination. ROM Armbågsortos UniBor stabiliserar armen och erbjuder en bekväm och effektiv behandling.

Användningsområden: Kontroll av flexion-extension av armbågen och pronation-supination efter trauma.

Övrigt: Längden på den dagliga behandlingen och behandlingstiden skall ordinerar av en läkare.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62151	Armbågsortos UniBor	Bilat.
62152	Extra band	Bilat.
62153	Handdel	Bilat.
62154	Extra polstring	Bilat.



Egna anteckningar

[illegible]



FES - Funktionell Elektrisk Stimulering

www.camp.se

a

ALFESS™

FUNKTIONELLT ELEKTRISKT STIMULERINGS SYSTEM



FUNKTIONER & FÖRDELAR

- Kan appliceras med en hand
- Låg vikt
- Diskret under kläder
- Enkel att programmera på enhet, handkontroll eller i mobilapp
- Integrerade elektroder (behöver inte beställa extra)
- En enhet - en storlek - enkelt att beställa
- Möjligt att gå barfota
- Vattenresistent (kort tid)
- Två aktivitetsinställningar: Gång & Träning
- Laddenhet för laddning av integrerat batteri



*Inställningar görs på:
Enheten, handkontroll
eller i mobilappen*

ALFESS™ - Funktionell Elektrisk Stimulering

ALFESS™ är den nya innovativa lösningen vid droppfot. Den här typen av enheter kan även benämnas Digital droppfotsortos, FES eller Neurostimulator. Enheten hjälper till att lyfta foten för att ge ett bättre gångmönster. En algoritm sammanställer informationen från sensorer som känner av hastighet och benets vinklar och Alfess enheten sänder elektriska impulser till nerven så att foten lyfter.



Användningsområden: Centrala nervskador som; Multiple Skleros (MS), Stroke, Cerebral Pares (CP), inkompleta ryggmärgsskador, traumatiska hjärnskador.

Kontraindikationer: Används inte tillsammans med elektronisk monitoreringsutrustning, defibrillator och högfrekvent medicinsk utrustning. FES behandling ska inte användas på patienter med pacemaker. Använd inte om du har en historik med Autonom dysreflexi. Använd inte FES efter nyligen utförd kirurgi där muskelkontraktion kan störa läkningsprocessen. Mer information finns i Manualen som med följer produkten.

Art. nr.	Modell	Storlek
28270	ALFESS™ Komplet	En storlek
28271	Förlängningsband	En storlek
28272	Nätadapter	En storlek
28273	Nätadapter UK	En storlek
28274	Extra kabel fjärrkontroll	En storlek
28275	Extra laddningskabel för ALFESS	En storlek
28277	Fjärrkontroll	
28279	Extra D-ring med Magnet	En storlek
28283	Connect Gel	500 ml

Egna anteckningar

[illegible]



Fot- och fotledsortoser

www.camp.se



Mått: Omkrets ankel.



Armbågs/hälskydd Heelbo™

Elastisk strumpa med tryckavlastande uttagbar gelplatta som skyddar huden och förebygger trycksår.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Förp.
53600	Gul	Small	15-20 cm	1 par
53600	Blå	Medium	20-25 cm	1 par
53600	Vit	Large	25-30 cm	1 par
53600	Grön	X-Large	>30 cm	1 par



Mått: Pådragsmått



ASO® fotledsortos

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejning och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområden: Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28188	Utan Skenor	Svart	XX-Small	22,5-25 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.
28188	Utan Skenor	Svart	XXX-Large	>40 cm	Bilat.

ASO® fotledsortos med skenor

Stabilt fotledsstöd med låg profil och uttagbara plastskenor medialt och lateralt samt stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejping och hindrar foten att supinera/pronera. Banden justeras beroende på skadans karaktär. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområden: Akut eller långvarig fotledsinstabilitet och preventivt vid idrottsutövning.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28186	Med skenor	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28186	Med skenor	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28186	Med skenor	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28186	Med skenor	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28186	Med skenor	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28186	Med skenor	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mått: Pådragsmått

ASO®EVO™

Stabilt fotledsstöd med låg profil och stabiliserande snörning fram. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejping och hindrar foten att supinera/pronera. På ASO EVO ger nylonbanden runt calcaneus ett större motstånd mot inversion/eversion av calcaneus än standard ASO. Den övre delen är förstärkt med en plastmanschett och därmed förbättras skyddet mot höga fotledsstukningar. För ytterligare komfort har ortosen fått en ny förstärkt CoolFlex polstring på insidan längst Akillessenan.

Användningsområden: Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt vid idrottsutövning, höga fotledsstukningar och subtalarleds-instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28189	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28189	Svart	Small	27,5-30 cm	Bilat.
28189	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28189	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28189	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28189	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.



Mått: Pådragsmått

**Mått:** Pådragsmått

ASO®EVO™ Quatro

Stabilt fotledsstöd med ännu lägre profil än ASO EVO. Materialet runt mellanfoten är reducerad för att inte begränsa plantarflexionen. De stumma nylonbandens placering efterliknar tejpning och hindrar foten att supinera/pronera. På EVO Quatro ger nylonbanden runt calcaneus ett större motstånd mot inversion/eversion av calcaneus än standard ASO. Den övre delen är förstärkt med en plastmanschett och därmed förbättras skyddet mot höga fotledsstukningar. Manschetten är fodrad med CoolFlex polstring för en förbättrad komfort och Skinloc material för att förhindra glidning.

Användningsområden: Akut eller långvarig fotledsinstabilitet, preventivt vid idrottsutövning, höga fotledsstukningar och subtalarleds-instabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28192	Svart	X-Small	25-27,5 cm	Bilat.
28192	Svart	Small	27,7-30 cm	Bilat.
28192	Svart	Medium	30-32,5 cm	Bilat.
28192	Svart	Large	32,5-35 cm	Bilat.
28192	Svart	X-Large	35-37,5 cm	Bilat.
28192	Svart	XX-Large	37,5-40 cm	Bilat.

**Mått:** Omkrets vad

ELEMENTS Stretch Up

ELEMENTS stretch up är avsedd att använda på kvällen/natten vid behandling av Plantar Faschiitis. Strumpan används nattetid eller vid vila annan tid på dygnet. Denna produkt är endast avsedd för en persons användning. Storlekar : Small, Medium och Large. Passar både vänster och höger fot.

Användningsområden: Använda på kvällen/natten vid behandling av Plantar Faschiitis.

Kontraindikationer: Cirkulationsproblem, Öppna sår på ben eller fot, diabetes, ödem, hammartå, hudproblem, och/eller under graviditet. Strumpan ska inte användas av någon som nyligen genomgått operation i fot och/eller ben.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
34108	Svart	Small	< 20 cm	Bilat.
34108	Svart	Medium	20 - 40 cm	Bilat.
34108	Svart	Large	> 40 cm	Bilat.

Gel Ankelortos

Ankelortos för immobilisering, kyla och kompression för att reducera svullnad efter akuta skador i fotleden. De anatomiskt formade plastdelarna har kuddar som är delade i två, en med luft och en med gel. Dessa kan tas av och användas för kylterapi. Bredden under foten justeras med kardborrband. Två cirkulära kardborrband låser ortosen mot benet.

Användningsområden: Akuta ankelskador, stukningar och långvarig fotledsinstabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28179	Vit	En storlek	25 cm	Bilat.



Ankelortos Stabil Soft

Ett stabilt fotledstöd med enkla cirkulära band. Sidostöden av polypropen är anatomiskt formade. Innermaterial av T-foam/skumplast som formar sig och följer underbenets kontur. Ortosen skall användas tillsammans med en stabil sko.

Användningsområden: Akut och långvarig fotledsinstabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
28184	Svart	En storlek	Bilat.



PRAFO® Standard

PRAFO® Standard (Pressure Relief Ankle Foot Orthosis) är framtagen för att avlasta häl och hälsår från tryck vid sängläge och kortare förflyttning. Ortosen håller foten i neutralläge vid sängläge och bibehåller dorsal- och plantarflexion vid förflyttning. Justerbart stag motverkar inåt- och utåtrotation vid sängläge. Reglerbar fot-, tå- och vaddel.

Användningsområden: Lämplig vid t.ex. diabetessår och trycksår.

Övrigt: Lätt att ta av- och på polstringen för tvätt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
71100	PRAFO Standard	Svart	En storlek	Bilat.
71110	Extra polstring	Svart	En storlek	





Boston Soft AFO

Ankel- och fotortos i rigid plast, fodrad med en mjuk foam. Avsedd att förbättra positionering av fot och fotled samt reducera spasticitet. Ortosen har ett inbyggt hälskydd för att underlätta läkning av hälsår. Boston Soft AFO finns i två utförande, med eller utan antirotationsstag(stabilizer). Den är lätt att rengöra och kan lätt trimmas med en sax.

Användningsområden: Ryggmärgsbråck, muskeldystrofi, CP, trauma och hälsår

Övrigt: Stabiliseringsskena finns att beställa i samma storlekar som Boston Soft AFO.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
71151	Utan stabilizer	Barn 1	Bilat.	19-20
71151	Utan stabilizer	Barn 2	Bilat.	21-22
71151	Utan stabilizer	Barn 3	Bilat.	23-24
71151	Utan stabilizer	Barn 4	Bilat.	25-26
71151	Utan stabilizer	Barn 5	Bilat.	27-29
71151	Utan stabilizer	Barn 6	Bilat.	30-31
71151	Utan stabilizer	Vuxen A	Bilat.	32-34
71151	Utan stabilizer	Vuxen B	Bilat.	35-36
71151	Utan stabilizer	Vuxen C	Bilat.	37-39
71151	Utan stabilizer	Vuxen D	Bilat.	40-41
71151	Utan stabilizer	Vuxen E	Bilat.	42-44
71151	Utan stabilizer	Vuxen F	Bilat.	45-46
71152	Avsedd för 71151	Stabiliseringsskena		

Bebax framfotsortos

Bebax är en innovativ pediatrik fotortos designad för progressiv och dynamisk korrektion av kongenitala framfotsfelställningar. Ortosen är ett medicinskt accepterat alternativ till gips. Bebax eliminerar vanliga hudproblem som kan uppstå under gips. På undersidan mellan framfot och häl finns en led som gör det möjligt att justera vinkeln i alla plan. Den är tillverkad av ekologiskt konstläder som är testat enligt Oeko-Tex Standard 100, fritt från krom och latex. Den har låg vikt, en mjuk polstring och är lätt och ta på och av. Storlekar från 10 1/2 har vristband för att hålla hälen på plats. Ortosen är inte avsedd att gå på, vilket gäller alla storlekar.



Användningsområden: Kongenitala framfotsfelställningar

Övrigt: Storlek = innersulans längd

Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
28637	Vit	7,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	8 cm	Vä/Hö
28637	Vit	8,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	9,0 cm	Vä/Hö
28637	Vit	9,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	10 cm	Vä/Hö
28637	Vit	10,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	11,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	12,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	13,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	14,5 cm	Vä/Hö
28637	Vit	15,5	Vä/Hö
28637	Vit	16,5 cm	Vä/Hö

Surestep™ - Lösningar vid tågång

Indy 2 Stage - Solid

Indikationer:

- Strama/spastiska plantarflexorer
- Oförmåga att få upp foten till 90° med sträckt knä.
- Pronation eller hyperextension när hälen är i golvet.



Indy 2 Stage - Ledad, PLS, Assisterad Dorsalflexion

Indikationer:

- Strama/spastiska plantarflexorer
- Förmåga att få upp foten till 90° med knäet sträckt
- Barnet kan få ner foten utan överdriven pronation eller hyperextension



Tågångs SMO

Indikationer:

- Konsekvent tågång
- Förmåga att få upp foten till 90° med sträckt knä
- Tågång mer än 50 % av tiden (oförändrat med skor)
- Viktförskjutning framåt och brist på lateral tyngdförskjutning
- Sensoriska nedsättningar



SMO

Indikationer:

- Kortvarig tågång
- Förmåga att få upp foten till 90° med sträckt knä.
- Överdriven pronation
- Tågång mer än 50 % av tiden (förbättring med skor)
- Viktförskjutning framåt och brist på lateral tyngdförskjutning
- Sensoriska nedsättningar



Viktiga överväganden

- Ålder
- Rörelseomfång
- Primära nedsättningar
- Grovmotorisk funktionsnivå
- %-del av tiden i tågång
- Använd anamneshistorik
- Primär nedsättning



SureStep SMO

SureStep är en dynamisk fotortos avsedd för barn. Ortosen motverkar pronation i fot och fotled hos barn med låg muskeltonus. Koordination och balans förbättras. SureStep kan användas med en vanlig sko. Är framställd av en mycket lätt och tunn plast. Tillverkas efter individuellt mått.

Användningsområden: Moderat eller uttalad pronation av fotbladet (plano-valgus) tillsammans med en av följande: låg muskeltonus, slappa ligament, försenad gång, dålig balans, trötta fötter, om barnet undviker att gå.

Kontraindikationer: Kontrakturer - foten skall nå neutralläge (90°) vid passiv manipulation, förhöjd muskeltonus, spasticitet.

Övrigt: SureStep tillverkas i USA efter mått. Om ni har frågat om måtttagning kontakta din ortpedingenjör eller Kundsupport på Camp Scandinavia.



Art. nr.	Modell	Typ	Förp.	Vikt
28633	Surestep SMO, Standard	Måttbeställd	Par	upp till 36 kg
28634	Surestep SMO, Standard	Måttbeställd	Styck	upp till 36 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Tillval	Styck	
28733	Toe Walking Extension	Tillval	Styck	
28734	Club Foot Trim Lines	Tillval	Styck	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Tillval	Styck	
28635	Måttväska			
93300	Måttväska för utlåning			



SureStep BigShot SMO

Då många barn övergår från Surestep till en mindre ortos är en del barn i behov av ett fortsatt maximalt stöd för stabilitet. För dessa har vi tagit fram BigShot. Denna ortos har samma flexibilitet som SureStep systemet och kan användas av de barn som vuxit ur SureStep eller som närmar sig viktgränsen på 36 kg. Den mjuka silikonliknande innerhysan gör ortosen bekväm och den yttre flexibla ramen av plast ger ett flexibelt stöd.

Användningsområden: Moderat eller uttalad pronation av fotbladet (plano-valgus) tillsammans med en av följande: låg muskeltonus, slappa ligament, försenad gång, dålig balans, trötta fötter, om barnet undviker att gå, >36 kg.

Kontraindikationer: Kontrakturer- Foten skall nå neutralläge (90°) vid passiv manipulation, förhöjd muskeltonus, spasticitet.

Övrigt: SureStep BigShot tillverkas i USA efter mått. Om ni har frågot om måtttagning kontakta din ortopedingenjör eller Kundsupport på Camp Scandinavia. I undantagsfall kan en gipsavgjutning behövas. I förekommande fall kommer Camp att ta kontakt med er efter ordern.

Art. nr.	Modell	Typ	Förp.	Vikt
28636	Surestep Big Shot	Måttbeställd	Par	Över 36 kg
28636	Surestep Big Shot	Måttbeställd	Styck	Över 36 kg
28736	Surestep Big Shot Lite	Måttbeställd	Par	22 - 40 kg
28737	Surestep Big Shot Lite	Måttbeställd	Styck	22 - 40 kg
28732	Open Heel Moulded Inner Boot	Tillval	Styck	
28733	Toe Walking Extension	Tillval	Styck	
28734	Club Foot Trim Lines	Tillval	Styck	
28735	Metatarsus Adductus Trim Lines	Tillval	Styck	

SureStep Advance

SureStepAdvance är en SMO som går upp på benets baksida för att hjälpa till att reducera sagital instabilitet, motverka dorsiflexion/plantarflexion, underlätta självständigt stående och förbättrar proprioceptionen jämfört med en traditionell ortos. För övrigt har ortosen SureSteps alla fördelar. Detta unika änderingsbara system uppmuntrar barnet att övergå från assisterat stående till självständigt stående genom att stabilisera fötterna och fotlederna utan att immobilisera dem. När barnet börjar förflytta sig och behov uppstår av ökad rörlighet och lägre profil på ortos kan SureStep Advance lätt ändras till en SureStep SMO.



Användningsområden: Pronation, låg tonus, instabilitet i tre plan vid belastning, oförmåga att bibehålla ett självständigt stående, mild tågång.

Kontraindikationer: Förhöjd muskeltonus, spasticitet, uttalad tågång.

Art. nr.	Modell	Förp.
28639	Gips & Mått	Par
28639	Gips & Mått	Styck



SureStep Indy 2 Stage

En ortos med unik design, utvecklad så att barn kan uppnå sin rörelseförmåga från flera olika nivåer. Ortosen finns i två utföranden; Solid, som är utan led, och Ledad. Denna unika tvåstegs-ortos (en ortos inuti en annan ortos) gör det möjligt att använda Surestep oberoende av AFO'n. Den tillåter barnet att förflytta sig på flera olika sätt utan att hämma den normala muskelfunktionen. När de båda ortoserna används samtidigt, låser sig SMO'n säkert inuti AFO'n och omvandlar därmed den dynamiska SMO'n till en AFO som ger stabilitet i tre plan utan att begränsa den normala användningen av fotens inre muskulatur. Indy 2 Stage är idealisk för barn som behöver proximalt stöd av en AFO, för att uppnå ett oberoende stående, men som fortfarande har glädje av en SMO för att kunna krypa och ta sig upp till stående aktiviteter på rätt sätt. Under tiden som dessa barn utvecklas och börjar ta självständiga steg med sin AFO kan du fortsätta att arbeta med att förbättra rörelsemönster och muskelstyrka med SMO'n för att uppnå en smidigare övergång till en minskad användning av ortoser. Barn med funktionshinder som leder till att de blir tröttare under dagen, kan börja att använda SMO på morgonen för att bibehålla sina funktionella muskelgrupper. Senare under dagen kan AFO-delen läggas till för att bibehålla ett stabilt och funktionellt gångmönster.

Användningsområden: Hyperton fot och ankel. Hypoton fot och ankel. Barn som behöver hjälp att förflytta sig. Svårighet att uppnå ett stabilt stående. Sagital och frontal instabilitet/svaghet. Låg proprioceptiv medvetenhet.

Kontraindikationer: Fotledskontrakturer som begränsar passiv dorsalflektion >90 grader. Svår spasticitet.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
28631	Solid, Gips & Mått		Par
28631	Solid, Gips & Mått		Styck
28260	Ledad, Gips & Mått	<18 kg	Styck
28260	Ledad, Gips & Mått	18-40 KG	Styck

Besök
ALLARDAFO.com
och läs mer om:

- Historien och bakgrunden till hur ToeOFF® föddes och hur alla produkter kommit fram genom åren. Varje produkt har sin egen unika historia.
- **40 REASONS** varför Allard AFO är marknadsledande.
- Varje produkt presenteras med sina respektive egenskaper.
- Sidan finns på Svenska och Engelska.



allard|AFO
Support for Better Life!



Mått: Mått 1: Omkrets fotleden, ovanför malleolen.

Mått 2: Omkrets runt foten, över fotryggens högsta punkt

ATX Foot Lifter droppfotsortos

ATX Foot Lifter är en textil droppfotsortos för brukare som enbart har en lindrigare droppfot och behöver en enkel ortoslösning som hjälper till att hålla foten uppe vid gång, ute och inne. Ortosen består av en textil ankeldel som fästs ovanför malleolerna. I textildelens bakkappa sitter en gelplatta för att minska trycket mot hälsenan. En platta med krok placeras under snörningen på skon (mellan snörningen och plösen). Det elastiskt funktionsbandet sätts i kroken och fästs sedan på vardera sida på den textila ankeldelen. Draget regleras av placeringen av kroken samt var kardborr-plattorna fästes mot textilen. Om ATX Foot Lifter skall användas utan sko finns en separat textil fotdel att köpa som tillbehör.

Användningsområden: Att ge dorsal flexion för en slapp fot och bidra till push-off vid gång. Avsedd att användas vid lättare fall av droppfot.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Vä/Hö
28168	ATX Foot Lifter	X-Small	13-17 cm		Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Small	17-21 cm		Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Medium	21-25 cm		Bilat.
28168	ATX Foot Lifter	Large	25-29 cm		Bilat.
28169	ATX Fot-del	Small		17-21 cm	Vä/Hö
28169	ATX Fot-del	Medium		21-25 cm	Vä/Hö
28169	ATX Fot-del	Large		25-29 cm	Vä/Hö
28169	ATX Fot-del	Small		17-21 cm	
28169	ATX Fot-del	Medium		21-25 cm	
28169	ATX Fot-del	Large		25-29 cm	
28170	ATX skostöd	En storlek			Bilat.
28171	ATX elastiskt band	Small			Bilat.
28171	ATX elastiskt band	Medium			Bilat.
28171	ATX elastiskt band	Large			Bilat.
28172	Extra krokar 2 st	En storlek			Bilat.

NAVIGAIT™

NAVIGAIT™ är en ortos utvecklad för att hjälpa personer med mild droppfot till bättre dorsalflexion. Den polstrade ortos-plastdelen sitter bekvämt mot benets framsida och har en avtagbar tvättbar polstring. Graden av dorsalflexion justeras genom krokens placering i snörningen samt genom justering av den övre delen av bandet. Den smidiga designen gör den osynlig under långbyxor. NAVIGAIT™ finns i tre storlekar. Plastdelen kan vid behov trimmas något i över- och underkant. Som tillbehör finns 4-Foot, en produkt avsedd att användas tillsammans med NAVIGAIT™ vid de tillfällen då brukaren inte använder skor. Produkten kan också användas i sandaler där det inte finns något annat att fästa i. NAVIGAIT 4-Foot skall sitta på framfoten. Kombinationen av elastiska och rigida material med en silikonrand på insidan gör att den sitter säkert på plats.

Användningsområden: NAVIGAIT™ är avsedd att stödja foten när möjligheten till aktiv dorsalflexion är reducerad till följd av neurologiska tillstånd så som Stroke, MS eller Post- polio syndrom. Använd NAVIGAIT™ 4-Foot tillsammans med NAVIGAIT™ vid de tillfällen då brukaren inte använder skor.

Kontraindikationer: NAVIGAIT skall inte användas av personer som uppvisar spasticitet eller har kraftiga ödem.

Övrigt: NAVIGAIT™ adresserar inte fotfelställningar och deformiteter, dessa skall behandlas av skor och/eller inlägg vid behov. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
28410	NAVIGAIT	X-Small	23 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Small/Medium	26,5 cm	Bilat.
28410	NAVIGAIT	Large/X-Large	30 cm	Bilat.
28415	4-foot	Small	21-23 cm	Bilat.
28415	4-foot	Medium	23-26 cm	Bilat.
28415	4-foot	Large	26-29 cm	Bilat.
28412	Extra gummiband med krok	X-Small		Bilat.
28412	Extra gummiband med krok	Small/Medium		Bilat.
28412	Extra gummiband med krok	Large/X-Large		Bilat.
28413	Kraftigare gummiband	X-Small		Bilat.
28413	Kraftigare gummiband	Small/Medium		Bilat.
28413	Kraftigare gummiband	Large/X-Large		Bilat.
28414	Extra bandset	X-Small		Bilat.
28414	Extra bandset	Small/Medium		Bilat.
28414	Extra bandset	Large/X-Large		Bilat.



Mått: Plastdelens längd

ALLARD AFO MUSKELFUNKTIONS GUIDE

Denna guide är baserad på utveckling, återkoppling från utprovare och feedback från patienter.

Muskelfunktion:

Ingen eller begränsad

Moderat

Normal funktion

Mer **DISTAL** svaghet



YPSILON[®]flow^{1/2}



Rörelseomfång	●●●●○
A/P	●●○○○
M/L	●●○○○
Assisterad Dorsalflexion	●●○○○
Spasticitetskontroll	●●○○○



ToeOFF[®]flow^{2 1/2}



Rörelseomfång	●●●○○
A/P	●●●○○
M/L	●●●○○
Assisterad Dorsalflexion	●●●○○
Spasticitetskontroll	●●●○○

Mer **PROXIMAL** svaghet



ToeOFF[®] 2 1/2



Rörelseomfång	●●○○○
A/P	●●●○○
M/L	●●●○○
Assisterad Dorsalflexion	●●●○○
Spasticitetskontroll	●●●○○



BLUEROCKER[®] 2 1/2



Rörelseomfång	●○○○○
A/P	●●●●●
M/L	●●●●●
Assisterad Dorsalflexion	●●●●●
Spasticitetskontroll	●●●●●

ALLARD CUSTOM AFO

I de fall när individuella behov faller utanför ovanstående parametrar erbjuder Camp Scandinavia tillverkning efter individuella behov efter skanning, mått eller avgjutning. Kontakta kundsupport för mer information eller besök camp.se.

Ypsilon® Flow ½

Ypsilon® Flow½ är droppfotsortosen för den aktiva patienten som har droppfot och/eller behöver mindre stöd i ståfasen. Ypsilon® Flow½ har en lägre klackhöjd, endast 7 mm i alla storlekarna. Den har även en lägre kurvatur på fotbladet vilket ger mer plats i tåboxen och en smidigare avrullning. Den har utvecklats för att tillåta optimalt rörelse- omfång och ge en dynamisk "toe-off" funktion samtidigt som det är möjligt för muskler att arbeta mer aktivt. Fotbladet följer fotens form och med hjälp av golvreaktionskraften kan användaren utnyttja "toe-off" effekten med mindre styrka. Den Y-formade fästpunkten ligger på var sida om tibiakammen och minskar risken för tryck mot prominenser och mot tibiakammen. Därför är detta en ortos för den mer aktiva brukaren som ställer höga krav på funktion och rörlighet.



Användningsområden: Droppfot med stabil ankel i kombination med ingen till mild spasticitet, patienter som behöver mer flexibilitet och mindre stöd.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Ypsilon® Flow levereras med komplett bandset.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28880	Ypsilon® Flow½	Small	23 cm	35,5 cm	Vä/Hö	35-38
28880	Ypsilon® Flow½	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Vä/Hö	38-42
28880	Ypsilon® Flow½	Large	27 cm	37,5 cm	Vä/Hö	42-45
28880	Ypsilon® Flow½	X-Large	28,5 cm	38,5 cm	Vä/Hö	>45
28884	Polstring	S/M/L			Bilat.	
28884	Polstring	X-Large			Bilat.	
28885	Band	En storlek			Bilat.	
99809	Microfix Ypsilon Flow	-	-	-	-	-



ToeOFF® Flow2½

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och utveckling inom tillverkningsteknik med de önskemål som vi fått genom åren har vi nu utvecklat ytterligare en ny Allard AFO, ToeOFF® Flow. ToeOFF® har sedan introduktionen 1997 varit ledande med sin unika funktion och sina dynamiska egenskaper. ToeOFF® Flow2½ har ett nytt unikt recept, med nya egenskaper och fördelar; Lägre klackhöjd, ca 7mm i alla storlekar, mer ROM i A-P plan och slätare yta under fotbladet. Den har även en lägre kurvatur på fotbladet vilket ger mer plats i tåboxen och en smidigare avrullning.

ToeOFF® Flow2½ har alla Mikrofixdelarna monterade vid leverans för enklare montering av SoftKIT™, ComfortKIT™ eller CoverKIT™. Banden är de samma som för ToeOFF® 2.0. Med ToeOFF® Flow2½ blir det bättre passform i moderna skor med lägre klackhöjd och patienten får dessutom en skena med lägre profil i sulan som dessutom är mer dynamisk i A/P planet.

Användningsområden: Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer. För ytterligare information om användningsområden och kontraindikationer se AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Small	21 cm	36 cm		32-35
28960	ToeOFF® Flow2½	Small	23 cm	38 cm		35-38
28960	ToeOFF® Flow2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm		38-42
28960	ToeOFF® Flow2½	Large	27 cm	43 cm		42-45
28960	ToeOFF® Flow2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	L/R	>45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm		32-35
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Small	23 cm	38 cm		35-38
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,4 cm		38-42
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	Large	27 cm	43 cm		42-45
28962	ToeOFF Flow2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm		>45

ToeOFF® 2½

Droppfotsortosen ToeOFF® 2½ har samma dynamiska funktion och stabilitet som en ToeOFF® 2.0 men med en klackhöjd på 7 mm, för att passa bättre i moderna skor med lägre klack. Den har även mindre tålyft vilket resulterar i mer utrymme i tåboxen i skon. Allt sedan starten 1997 har Allard AFO varit ledande med sina unika funktioner och dynamiska egenskaper.

ToeOFF® 2½ har alla MikroFIX delarna monterade på insidan vid leverans för en snabb och enkel montering av polstringen. Bandlösningen är samma som på 2.0, tillverkad av ett slitstarkt material och kan levereras med eller utan D-ring. Banden kan monteras så de försluts antingen inåt eller utåt på ortosen. Det är alltid viktigt att anpassa alla Allard AFO till skons klackhöjd. Läs mer om detta i Allard AFO Professional Instructions.



Användningsområden: Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll. Kan användas vid tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Alla Allard AFO levereras med komplett bandset. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller. Påsen som medföljer till produkten är tillverkad av återvunna PET-flaskor.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28980	ToeOFF® 2½	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28980	ToeOFF® 2½	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28980	ToeOFF® 2½	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28980	ToeOFF® 2½	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	38-42
28980	ToeOFF® 2½	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28982	ToeOFF® 2½ m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45



ToeOFF® 2½ Addition

ToeOFF® 2½ addition är i grunden samma produkt som ToeOFF® 2½ men har fått ett ytskikt av ett färgat material för att ge produkten ett annat utseende. Addition finns i tre färgställningar; Beige, Svart och kamouflage (Camo). Ytan på Addition gör att kläder lättare glider mot materialet samtidigt som hela produkten får en annan färg hela vägen ner till slutet av bygeln. Addition finns endast med D-ring band. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT eller ComfortKIT). ToeOFF® 2½ addition i beige och kamouflage har en mönstrad yta. Varje ortos får därför ett unikt mönster och det kan skilja något mellan olika ortoser.

Användningsområden: Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28954	Svart m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28954	Svart m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28954	Svart m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28954	Svart m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28954	Svart m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28955	Camo m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28955	Camo m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28955	Camo m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28955	Camo m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28955	Camo m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28956	Beige m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28956	Beige m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28956	Beige m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28956	Beige m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28956	Beige m D-ring	X-Large	28,5 cm	43 cm	Vä/Hö	>45

ToeOFF® 2.0

Genom att kombinera vår långa erfarenhet och utveckling inom tillverkningsteknik med de önskemål som vi fått genom åren har vi nu utvecklat ToeOFF® 2.0. ToeOFF® har sedan introduktionen 1997 varit ledande med sin unika funktion och sina dynamiska egenskaper. ToeOFF® 2.0 har samma egenskaper och funktioner som original ToeOFF®, och dessutom ytterligare utveckling av både form och funktion. Formen på 2.0 har ändrats för att ge en smidigare passform, bättre geometri och en slätare yta. Dessutom är alla Mikrofix delar monterade redan vid leverans för en snabbare och enklare montering av SoftKIT™ eller ComfortKIT™. Banden har en ny lösning och är tillverkade av ett nytt slitstarkt material. Dessutom finns det band med eller utan D-ring. Banden kan monteras för vänster eller höger sida beroende av patientens funktionsbehov. Ytterligare en nyhet med 2.0 är att storlek X-Large är 2 cm högre och därmed passar bättre för ett längre underben. De dynamiska egenskaperna är inte ändrade utan den graderade dynamiska funktionen och stabiliteten mellan de olika storlekarna är den samma som tidigare. ToeOFF® 2.0 har en klackhöjd som är mellan 12 - 15 mm beroende av storlek.



Användningsområden: Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. Alla ToeOFF® levereras med komplett bandset. På ToeOFF® med Velcro har det hårda kadbörbandet förlimats på ortosen. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28920	ToeOFF 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28920	ToeOFF 2.0	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28920	ToeOFF 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28920	ToeOFF 2.0	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28920	ToeOFF 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28922	ToeOFF 2.0 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45



ToeOFF® Short

ToeOFF® Kort är en specialmodell som har kortare tibiadel, bredare fotblad över metatarsallederna, lägre tåsprängning och lägre klackhöjd än ToeOFF® originalortos. Ska användas tillsammans med polsring. ToeOFF® Kort har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

Användningsområden: Droppfot kombinerad med ingen till måttlig spasticitet, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll och tåamputationer.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28990	ToeOFF® Kort Svart	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vä/Hö	32-35
28990	ToeOFF® Kort Svart	Medium	23,5 cm	32 cm	Vä/Hö	35-38
28990	ToeOFF® Kort Svart	Large	25,5 cm	34 cm	Vä/Hö	38-42

BlueROCKER® 2.0

BlueROCKER® är vår mest rigida och stabila droppfotsortos. Denna har nu fått ett uppdaterat utseende som BlueROCKER® 2.0. Ortosens form har förändrats till en bättre geometri och en slätare yta. Mikrofix delarna som banden fäster i sitter på ortosens insida tillsammans med Mikrofix delarna för montering av polstringen (SoftKIT™ eller ComfortKIT™). Även banden har fått ny design och finns dessutom både med och utan D-ring. Banden kan enkelt monteras på önskad sida beroende av patientens funktionsbehov. Ytterligare en förändring för 2.0 är att storlek X-Large är ytterligare 2 cm högre än en Large d.v.s. 45 cm hög. BlueROCKER® 2.0 har en klackhöjd som är mellan 12 - 15 mm beroende av storlek.

Användningsområden: Droppfot i kombination med ingen till svår spasticitet, nedsatt knä- och höftkontroll, svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balans, bilateralt funktionsbortfall och delfotsamputation.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår och mycket nedsatt sensibilitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® levereras med komplett bandset. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller”.



Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28940	BlueROCKER 2.0	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28940	BlueROCKER 2.0	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28940	BlueROCKER 2.0	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28940	BlueROCKER 2.0	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28940	BlueROCKER 2.0	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28942	BlueROCKER 2.0 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45



BlueROCKER® 2 1/2

Droppfotsortosen BlueROCKER® 2 1/2 har samma dynamiska funktion och stabilitet som en BlueROCKER® 2.0 men med en klackhöjd på 7 mm, för att passa bättre i moderna skor med lägre klack. Den har även mindre tålyft vilket resulterar i mer utrymme i tåboxen i skon. Allt sedan starten 1997 har Allard AFO varit ledande med sina unika funktioner och dynamiska egenskaper.

BlueROCKER® 2 1/2 har alla MikroFIX delarna monterade på insidan vid leverans för en snabb och enkel montering av polstringen. Bandlösningen är samma som på 2.0, tillverkad av ett slitstarkt material och kan levereras med eller utan D-ring. Banden kan monteras så de försluts antingen inåt eller utåt på ortosen. Det är alltid viktigt att anpassa alla Allard AFO till skons klackhöjd. Läs mer om detta i Allard AFO Professional Instructions.

Användningsområden: Droppfot i kombination med ingen till svår spasticitet, nedsatt knä- och höftkontroll, svaghet eller funktionsbortfall i benets muskelgrupper, nedsatt balans, bilateralt funktionsbortfall och delfotsamputation.

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår och mycket nedsatt sensibilitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction. BlueROCKER® levereras med komplett bandset. Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT/ ComfortKIT och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller. Påsen som medföljer till produkten är tillverkad av återvunna PET-flaskor.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28970	BlueROCKER® 2 1/2	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28970	BlueROCKER® 2 1/2	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28970	BlueROCKER® 2 1/2	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28970	BlueROCKER® 2 1/2	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28970	BlueROCKER® 2 1/2	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28972	BlueROCKER® 2 1/2 m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28972	BlueROCKER® 2 1/2 m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28972	BlueROCKER® 2 1/2 m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28972	BlueROCKER® 2 1/2 m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28972	BlueROCKER® 2 1/2 m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45

BlueROCKER® Short

Short är specialmodeller som är utvecklade för att passa personer som har kortare tibia och bredare fot över metatarsal-lederna. Polstring ska alltid användas för god patientkomfort.

Short har en klackhöjd som är 7 mm i alla storlekar.

Användningsområden: Droppfot i kombination med svaga plantarfexorer, i vissa fall även vid nedsatt knäkontroll. Diagnoser som Stroke, MS, Postpolo, Muskeldytrofi och andra neurologiska sjukdomar. Kan även användas vid bilaterala problem och vid delfots-amputationer (mest proximala nivå är Chopart).

Kontraindikationer: Kraftiga ödem, diabetes med bensår, mycket nedsatt sensibilitet och kraftig spasticitet.

Övrigt: Mer information om utprovning, indikationer, anpassning, val av modell och storlek finns i Allard AFO Professional Instruction.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28995	BlueROCKER® Short	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vä/Hö	32-35
28995	BlueROCKER® Short	Medium	23,5 cm	32 cm	Vä/Hö	35-38
28995	BlueROCKER® Short	Large	25,5 cm	34 cm	Vä/Hö	38-42



Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

I de fall ToeOFF® och BlueROCKER® inte motsvarar din patients behov går det att specialbeställa en individuellt anpassad Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER®. Detta blir då en icke CE-märkt produkt. Beställningen kan göras på några olika sätt, skanning, positiv gips, negativ gips (plastgips eller STS-sock) eller efter mått. Utifrån specifikationer tillverkas en ortos som följer gängse ToeOFF®/BlueROCKER® former och egenskaper. Vid beställning finns en rad olika val som kan göras beträffande klackhöjd, stabilitet, avlastning. En speciell blankett skall fyllas i vid beställning. Denna finns att ladda ner under dokument på produkten på hemsidan.

Övrigt:

Kontakta kundsupport för mer information om blanketter och tillvägagångssätt för beställning av en individuellt tillverkad Custom ToeOFF®- eller BlueROCKER®.

Art.nr.	Modell
28460	Custom ToeOFF®
28480	Custom BlueROCKER®



Ni kan även beställa Custom digitalt via "Allard Configurator" från vår hemsida. Kontakta kundsupport om ni behöver licens.

Custom ToeOFF®

Custom BlueROCKER®

När du beställer en Custom ToeOFF® eller Custom BlueROCKER® så är det en del saker som du behöver ta ställning till. Här nedan har vi sammanställt de olika valen som du kan göra och hur detta påverkar totalpriset. Det finns ett speciellt beställningsformulär för dessa produkter. Formuläret finns att ladda ner på Camps hemsida bland produktinformation som ligger på respektive produkt och även i Download Center under Allard AFO.

Custom ToeOFF® & Custom BlueROCKER®				
Custom ToeOFF® Art.nr.	Custom BlueROCKER® Art.nr.	Beskrivning		Tilläggs kostnad
28460 1190-1310	28480 1190-1310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, vänster	Fotblad 190,195 - 310 mm	Grundpris
28460 2190-2310	28480 2190-2310	Custom ToeOFF® & BlueROCKER®, höger	Fotblad 190,195 - 310 mm	Grundpris
28463 0001	28483 0001	Fotbladsbredd	+ 5 mm	Nej
28463 0002	28483 0002	Fotbladsbredd	- 5 mm	Nej
28464 0005	28484 0005	Klackhöjd	5 mm	Nej
28464 0007	28484 0007	Klackhöjd	7 mm	Nej
28464 0010	28484 0010	Klackhöjd	10 mm	Nej
28464 0012	28484 0012	Klackhöjd	12,5 mm	Nej
28464 0015	28484 0015	Klackhöjd	15 mm	Nej
28464 0020	28484 0020	Klackhöjd	20 mm	Nej
28464 0025	28484 0025	Klackhöjd	25 mm	Nej
28464 0030	28484 0030	Individuell klackhöjd	högre än 25 mm	Ja
28465 0000	28485 0000	Avlastning	Tibiakammen	Nej
28465 0003	28485 0003	Avlastning 3 mm	Tibiakammen	Nej
28465 0005	28485 0005	Avlastning 5 mm	Tibiakammen	Nej
28466 0000	28486 0000	Individuell avlastning		Ja
28468 0001	28488 0001	Styvhet A/P	+ 1 lager fiber	Ja
28468 0002	28488 0002	Styvhet A/P	+ 2 lager fiber	Ja
28468 0003	28488 0003	Standard framfot/styvare häl	+ 1 lager fiber	Ja
28468 0004	28488 0004	Standard häl/styvare framfot	+ 1 lager fiber	Ja
28469 0001	28489 0001	Styvhet A/P	- 1 lager fiber	Ja
28469 0002	28489 0002	Styvhet A/P	- 2 lager fiber	Ja
28469 0003	28489 0003	Standard framfot/mindre styv häl	- 1 lager fiber	Ja
28469 0004	28489 0004	Standard häl/mindre styv framfot	- 1 lager fiber	Ja
28470 0001	28490 0001	Stabilitet M/L	+ 1 lager fiber	Ja
28470 0002	28490 0002	Stabilitet M/L	+ 2 lager fiber	Ja
28471 0001	28491 0001	Stabilitet M/L	- 1 lager fiber	Ja
28471 0002	28491 0002	Stabilitet M/L	- 2 lager fiber	Ja
28473 0000	28493 0000	Avlastning fotrygg	Högre insteg	Nej



Custom ToeOFF®

Det är möjligt att beställa en Custom ToeOFF® för patienter som kräver en annan form p.g.a. vadatrofi/hypertrofi, unik underbensform, annan styvhetsgrad m.m. Beställningen kan göras på olika sätt. Skanning, negativ gips (plastgips eller STS-sock), positivt gips eller efter mått. Vid beställning kan en rad olika tilläggsval göras beträffande klackhöjd, stabilitet, avlastning m.m. En speciell blankett skall fyllas i vid beställning. Blanketten finns att ladda ner under produkten.

Övrigt: Kontakta kundsupport för mer information om blanketten och tillvägagångssätt för beställning av en individuellt tillverkad Custom ToeOFF® AFO.

Art. nr.	Modell
28460	Custom ToeOFF®
28458	Custom Softkit
28459	Custom Comfortkit



Custom BlueROCKER®

Det är möjligt att beställa en Custom BlueROCKER® för patienter som kräver en annan form p.g.a. vadatrofi/hypertrofi, unik underbensform, annan styvhetsgrad m.m. Beställningen kan göras på olika sätt. Skanning, negativ gips (plastgips eller STS-sock), positivt gips eller efter mått. Vid beställning kan en rad olika tilläggsval göras beträffande klackhöjd, stabilitet, avlastning m.m. En speciell blankett skall fyllas i vid beställning. Blanketten finns att ladda ner under produkten.

Övrigt: Kontakta kundsupport för mer information om blanketten och tillvägagångssätt för beställning av en individuellt tillverkad Custom BlueROCKER® AFO.

Art. nr.	Modell
28480	Custom BlueROCKER®
28458	Custom Softkit
28459	Custom Comfortkit

COMBO



Smidig och unik ortoslösning vid hyperextension i kombination med droppfot.

ToeOFF® har under många år bevisat sin plats både i rehabiliteringsprocessen men också i det dagliga livet och hjälpt många brukare med droppfot till ett bättre gående och ökad livskvalitet. ToeOFF® har ibland kombinerats med knäortoser för att motverka översträckning av knäleden. Nu finns en ortoslösning för detta som direkt kombi-neras med ToeOFF® eller BlueROCKER®.

Comboortosen anpassas individuellt till varje patient. De olika komponenterna kan kombineras beroende på patientens storlek och längd.

- Val av storlek på lården är beroende av hur högt upp på låret denna placeras. Den kan dock inte placeras lägre än ca 10 cm ovan tibiaplatån.
- Val av storlek för kopplingsdelen är beroende av vilken storlek som används av ToeOFF® eller BlueROCKER®.
- Val av storlek på Hyperextensionskrysset bestäms av knävidden.
- Samtliga 5 artiklar behöver beställas för att erhålla en komplett ortos.
- Combo är ej avsedd för patienter med vikt > 150 kg, längd > 2 m.





Knämått 1: M-L mid-patella

Knämått 2: Omkrets 20 cm ovan mid-patella

Knämått 3: M-L 20 cm ovan mid-patella

ToeOFF® Combo

Combo är en ortos-del speciellt framtagen för behandling av hyperextension i kombination med droppfot. Combo är en förlängning som monteras på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unika konstruktionen gör att droppfotsskenan och Combo-delen enkelt kan kopplas isär.

Användningsområden: Knäledsinstabilitet, översträckning i kombination med droppfot med ursprung från stroke, post-polio, MS, neuropati etc. Patientvikt max 150 kg. Patients längd max. 2 m.

Kontraindikationer: Total avsaknad av ligament i knäet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlängd över 2 meter. Patientvikt över 150 kg. Kraftigt försämrad kognitiv förmåga. OBS: När utprovningen är slutförd får det inte finnas mer än 10° hyperextension kvar i ortosen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Knämått 2	Knämått 3	Knämått 1
28780	Knäled med skenor (par)	En storlek				
28781	Lårdel	Small	Vä/Hö		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Vä/Hö		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Vä/Hö		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Vä/Hö		58-70 cm	17-21 cm
28782	Band, textil och spännen	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Band, textil och spännen	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Band, textil och spännen	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	Softkit (2 st)	Small				
28783	Softkit (2 st)	Medium				
28783	Softkit (2 st)	Large				
28783	Softkit (2 st)	X-Large				
28784	Tibiakoppling	Small				
28784	Tibiakoppling	Medium				
28784	Tibiakoppling	L-XL				

Prim droppfotsortos

En något mjukare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden. Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

Användningsområden: Lindrig droppfot.

Art. nr.	Färg	Storlek	Längd	Höjd	Vä/Hö
71296	Vit	Small	23 cm	29 cm	Vä/Hö
71296	Vit	Medium	24,5 cm	31 cm	Vä/Hö
71296	Vit	Large	26 cm	33 cm	Vä/Hö
71296	Vit	X-Large	27,5 cm	35 cm	Vä/Hö



Swedish droppfotsortos

En något stabilare droppfotsortos tillverkad av polypropylen avsedd att användas vid lindriga besvär av droppfot i samband med olika neurologiska diagnoser. Skenan har en "kryss" konstruktion i bakdelen med ett öppet hälparti och öppning över vaden. Ortosen har en bred polstring i överkant som stängs med kardborrband. Det medföljer även ett extra kardborrband som hjälper till att hålla foten på plats i ortosen. Fotbladet på ortosen kan enkelt klippas till rätt passform efter brukaren fotstorlek.

Användningsområden: Lindrig droppfot.

Art. nr.	Färg	Storlek	Längd	Höjd	Vä/Hö
71298	Vit	Small	24 cm	26 cm	Vä/Hö
71298	Vit	Medium	27 cm	29 cm	Vä/Hö
71298	Vit	Large	28 cm	34 cm	Vä/Hö
71298	Vit	X-Large	30 cm	38 cm	Vä/Hö





Extra band Allard AFO 2.0, 2½ & Addition

Separata band med eller utan D-ring för Allard AFO modellerna 2.0 och 2½.

Banden kan monteras med öppning medialt eller lateralt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Förp.
28760	Enkla band	Svart	X-Small	I set
28760	Enkla band	Svart	Small	I set
28760	Enkla band	Svart	Medium	I set
28760	Enkla band	Svart	Large	I set
28760	Enkla band	Svart	X-Large	I set
28761	Band med D-Ring	Svart	X-Small	I set
28761	Band med D-Ring	Svart	Small	I set
2876	Band med D-Ring	Svart	Medium	I set
28761	Band med D-Ring	Svart	Large	I set
28761	Band med D-Ring	Svart	X-Large	I set
28763	Band med D-Ring	Beige	X-Small	I set
28763	Band med D-Ring	Beige	Small	I set
28763	Band med D-Ring	Beige	Medium	I set
28763	Band med D-Ring	Beige	Large	I set
28763	Band med D-Ring	Beige	X-Large	I set
28768	Enkla band, ToeOFF®Short	Svart	Small	I set
28768	Enkla band, ToeOFF®Short	Svart	Medium	I set
28768	Enkla band, ToeOFF®Short	Svart	Large	I set



ComfortPAD™ Ypsilon® Flow

ComfortPAD är en polstring avsedd för Ypsilon® Flow. Den huvudsakliga egenskapen hos ComfortPAD är att minska friktionen mellan ortosen och benet, framför allt i samband med olika aktiviteter, som t.ex. löpning, cykling eller promenader. Ett extra lager av textilt material mellan ortosen och benet gör att rörelsen sker lättare mellan de textila materialen. Tester som gjorts har visat att när de två materialen glider mot varandra minskas friktionen mot huden med ca 25%. ComfortPAD är bara en storlek. ComfortPAD kan tas på och av med endast en hand. Det breda bandet är bekvämt och orsakar mindre tryck på baksidan av benet. En bekväm lösning för den som har känsligt underben eller hud och vill kunna vara aktiv.

Användningsområden: Passar endast till Ypsilon® Flow 1/2.

Art. nr.	Beskrivning	Storlek
28886	Ypsilon® Flow ComfortPAD	En storlek

CoverKIT™ 2.0

CoverKIT™ 2.0 är en helt ny smart polstring för Allard AFO. CoverKIT™ passar till ToeOFF® 2.0, Flow och BlueROCKER® 2.0. Enkel att ta på och av. Ger en smidig yta som går hela vägen ner till slutet av skenan. Insidan är som en SoftKIT™ och om extra avlastning behövs så ingår även två vertikala neoprenstavar för att skapa en avlastningskanal för tibia. Ortosens vanliga band kan användas tillsammans med CoverKIT™.



Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Omkrets vad
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	X-Small	31 - 34 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	Small	34 - 37 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	Medium	37 - 41 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	Large	41 - 46 cm
28765	coverKIT™ 2.0	Svart	X-Large	46 - 51 cm



SoftKIT™ 2.0

SoftKIT™ 2.0 är en bekväm och smidig polstring avsedd för ToeOFF® 2.0, Flow och BlueROCKER® 2.0. Tibiakammen kan enkelt avlastas genom att använda neoprenestavarna mellan ortos och polstring. Varje förpackning innehåller två polstringar och två neoprenestavar.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
28750	SoftKIT 2.0	Svart	X-Small
28750	SoftKIT 2.0	Svart	Small
28750	SoftKIT 2.0	Svart	Medium
28750	SoftKIT 2.0	Svart	Large
28750	SoftKIT 2.0	Svart	X-Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Small
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Medium
28749	SoftKIT 2.0	Beige	Large
28749	SoftKIT 2.0	Beige	X-Large
28752	Mikrofix droppar 2.0	Svart	X-Small
28752	Mikrofix droppar 2.0	Svart	Small
28752	Mikrofix droppar 2.0	Svart	Medium/Large/X-Large
28753	Neoprenestavar 2.0	Svart	Small
28753	Neoprenestavar 2.0	Svart	Large
28754	Mikrofix vingar 2.0	Svart	En storlek

comfortKIT™ 2.0

En mjuk polstring för ToeOFF® 2.0, Flow och BlueROCKER® 2.0 som är speciellt lämplig för känslig hud men även för dem med hög aktivitetsnivå. ComfortKIT™ 2.0 har en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att den naturligt anpassar sig efter benets form vid användning. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
28751	comfortKIT 2.0	Svart	X-Small
28751	comfortKIT 2.0	Svart	Small
28751	comfortKIT 2.0	Svart	Medium
28751	comfortKIT 2.0	Svart	Large
28751	comfortKIT 2.0	Svart	X-Large
28752	Microfix droppar till 2.0	Svart	X-Small
28752	Microfix droppar till 2.0	Svart	Small
28752	Microfix droppar till 2.0	Svart	Medium/Large



T-Strap

T-Strap drar övre språngbensleden och subtalarlederna lateralt så att de positioneras tillbaka under tibia. Den distala delen av T-Strap fästes på undersidan av ortosens fotplatta och den proximala delen runt ankeln och mot ortosens laterala skena. Produkten är lätt att justera i längd och innerkärnan av plastazote kan enkelt värmas upp med värmepistol vid behov av att justera passformen. Ytermaterialet är mjukt, ventilerande men samtidigt stödjande.

Användningsområden: Pes valgus kontroll.

Kontraindikationer: Ödem, försämrad blodcirkulation, hud maceration eller andra tillstånd som ytterligare kan försämrats av kompression.

Övrigt: T-Strap är endast avsedd att användas tillsammans med produkter inom Allard AFO och alltid tillsammans med ett individuellt tillverkat inlägg/fotbädd för korrekt positionering av foten. Om T-Strap används utan inlägg/fotbädd ökar stressen på ortosens laterala skena och därmed ökar risken för delaminering.



Art. nr.	Färg	Storlek	Vä/Hö
28777	Svart	En storlek	Vä/Hö



SoftKIT™ Short

SoftKIT™ är en bekväm och smidig polstring avsedd för ToeOFF®. Tibiakammen kan enkelt avlastas genom att använda neoprenestavarna mellan ortos och polstring. Varje förpackning innehåller två polstringar; två neoprenestavar och självhäftande Mikrofix.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
28391	SoftKIT™ Short	Svart	Small
28391	SoftKIT™ Short	Svart	Medium
28391	SoftKIT™ Short	Svart	Large
28356	Mikrofix droppar	Svart	Small
28356	Mikrofix droppar	Svart	Medium
28356	Mikrofix droppar	Svart	Large
28357	Mikrofix vingar	Svart	En storlek

kiddieflow™

Vårt senaste tillskott i Allard AFO sortimentet är vår pediatrika modell: KiddieFLOW™. Detta är en ortos som har mer flexibilitet i fotplattan och som ger ytterligare ett alternativ till vår nuvarande serie med barnmodeller. KiddieFLOW™ kommer att överbrygga klyftan mellan inlägg/SMO och våra nuvarande AFO för barn. Den stödjer fotens dorsalflexion i svängfasen, ger en bättre kontroll av fotpositionering i sen svängfas, vilket i sin tur förbättrar stabilitet i stödfasen. Samtidigt ger det mjukare fotbladet lättare avveckling i slutet av stödfasen.

För en kombination av ökad A/P and M/L kontroll kan KiddieFLOW™, som tillägg till våra andra barnmodeller, också kombineras med inlägg eller SMO.

Att välja rätt ortoskombination för din patient ska alltid baseras på etablerade utvärderingsverktyg, såsom; gånganalys och/eller leders rörelseomfång, manuellt muskeltest eller andra erkända mätmetoder. Våra diagram och teorier som beskrivs nedan kan också hjälpa dig att välja den mest lämpliga lösningen för din patient.



- ✓ Genom att analysera vilka gångavvikelser som kan finnas, kommer du att få en mer omfattande information för lämpligt val av ortoskombination. Detta kommer att ge de bästa kliniska resultaten för din patient.
- ✓ M/L kontroll; som är nödvändig vid överdriven pronation eller supination. Det kan uppnås med inlägg eller SMO/DAFO.
- ✓ När behovet av A/P-kontroll ökar, behövs vanligtvis också en gradvis styvare AFO. Våra ortoser KiddieFLOW™, KiddieGAIT® och KiddieROCKER®, i kombination med individuella inlägg eller SMO/DAFO, ger kompensation för många patienter.
- ✓ Det är nödvändigt att göra upprepade utvärderingar, som inkluderar en gånganalys medan patienten bär vald ortoskombination för att fastställa förbättringen av funktionen.
- ✓ För de mer omfattande funktionshindren, som inkluderar en ökande grad av spasticitet och mer komplexa gångavvikelser, bör en styvare AFO övervägas.





KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ är till skillnad från KiddieGAIT® mer flexibel i fotplattans häl- och tåparti och medger ett större rörelseomfång. KiddieFLOW™ bygger på samma principer som våra vuxna FLOW-modeller och har kvar samma geometri som KiddieGAIT® och KiddieROCKER®. Ortosen stödjer fotens dorsalflexion i svängfasen, ger en bättre kontroll av fotpositionering i sen svängfas, vilket i sin tur förbättrar stabilitet i stödfasen. Samtidigt ger det mjukare fotbladet en lättare avveckling i slutet av stödfasen. För en kombination av ökad A/P and M/L kontroll kan KiddieFLOW™, som tillägg till våra andra barnmodeller, också kombineras med individuella inlägg eller SMO.

Användningsområden: Droppfot. KiddieFLOW™ är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

Kontraindikationer: Begränsad dorsalflexionförmåga (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigerbar pes valgus eller pes varus-felställning. KiddieFLOW™ ska inte användas på barn med crouch-gång.

Övrigt: Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28891	KiddieFLOW	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28891	KiddieFLOW	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28891	KiddieFLOW	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28891	KiddieFLOW	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö
28892	KiddieFLOW m D-ring	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28892	KiddieFLOW m D-ring	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28892	KiddieFLOW m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28892	KiddieFLOW m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö

KiddieGAIT® Baby

KiddieGAIT® Baby erbjuder en tidig dynamisk ortosbehandling som kan bidra till att barnet får ett jämnare och mer naturligt biomekaniskt korrekt gångmönster. Ortosen hjälper barnet genom svängfasen och kontrollerar fotens rörlighet i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som t.ex. hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång. KiddieGAIT® är avsedd att användas i kombination med en individuell fotanpassning för att kontrollera fotens position. KiddieGAIT® Baby finns i tre storlekar och är avsedd för barn från ca 9 månaders ålder.

Användningsområden: Droppfot. Förändringar i gångmönster till följd av proprioceptionsstörning. Tågångare med intakt mellanfot. "Crouch"-gång till följd av låg tonus (flexion i höft/knä/ankel). Spina Bifida. Cerebral Pares. Muskeldystrofi och MMC.

Kontraindikationer: Begränsad rörlighet i ankelleden (minst 5 grader dorsalflexion vid passiv rörelse). Allt för rigid fotstruktur. Spastisk Quadricepsmuskel. Strukturella felställningar i knä och/eller fotled.



Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Small	11 cm	15 cm	Vä/Hö
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Vä/Hö
28372	KiddieGAIT Baby	Baby Large	14 cm	20 cm	Vä/Hö



KiddieGAIT®

KiddieGAIT® erbjuder en tidig ortosbehandling i och med att de finns i Baby modeller från ca 1 års ålder. Ankel Fot Ortosen (AFO) bidrar till att barnet får ett jämnare och mer naturligt gångmönster. Ortosen hjälper barnet genom svängfasen och kontrollerar fotens rörlighet i flera plan genom stödfasen. Skenans placering på framsidan av tibia hjälper även till vid andra proximala problem, som till exempel hyperextension i knäet eller "Crouch"-gång. KiddieGAIT® är avsedd att användas i kombination med en individuell fotanpassning för att kontrollera fotens position.

Användningsområden: Droppfot. KiddieGAIT® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning, instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, crouch gait med låg tonus vid tillstånd som spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

Kontraindikationer: Begränsad dorsalflexion (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ ej korrigierbar pes valgus eller pes varus-felposition.

Övrigt: Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modeller.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28900	KiddieGAIT Svart	Small	160 mm	220 mm	Vä/Hö
28900	KiddieGAIT Svart	Medium	180 mm	257 mm	Vä/Hö
28900	KiddieGAIT Svart	Large	200 mm	295 mm	Vä/Hö
28900	KiddieGAIT Svart	X-Large	210 mm	315 mm	Vä/Hö
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	Small	160 mm	220 mm	Vä/hö
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	Medium	180 mm	257 mm	Vä/hö
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	Large	200 mm	295 mm	Vä/hö
28901	KiddieGAIT Svart m D-ring	X-Large	210 mm	315 mm	Vä/hö

KiddieROCKER®

KiddieROCKER® är utvecklad för att möta behovet hos barn med mer omfattande problem än enbart droppfot. Här kan barnet ha bilateral svaghet och behöver mer stabilitet i stödfasen. Precis som de andra barnmodellerna är KiddieROCKER® dynamiskt graderad mellan storlekarna. Modellen ger också ökad stabilitet i M/L-plan och A/P-plan.

Användningsområden: Droppfot. KiddieROCKER® är avsedd som stöd vid droppfot, gångavvikelse efter proprioceptiv störning instabil gång eller gång med låg tonus, tågång utan mellanfotskollaps, crouch gait med låg tonus vid tillstånd som spina bifida, cerebral pares och muskeldystrofi.

Kontraindikationer: Begränsad dorsalflexion (behöver minst +5 grader dorsalflexion förbi neutralläget). Mycket rigida strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Överdriven genu valgum eller genu varum-felställning. Fixerad/ej korrigerbar pes valgus eller pes varus-felställning.

Övrigt: Denna modell finns även i ett flertal andra varianter där SoftKIT™/ ComfortKIT™ och band är monterade vid leverans – kontakta kundsupport för mer information om dessa modell.



Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28902	KiddieROCKER	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28902	KiddieROCKER	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28902	KiddieROCKER	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28902	KiddieROCKER	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö
28903	KiddieROCKER m D-ring	Small	16 mm	22 mm	Vä/Hö
28903	KiddieROCKER m D-ring	Medium	18 mm	25,7 cm	Vä/Hö
28903	KiddieROCKER m D-ring	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28903	KiddieROCKER m D-ring	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö



KiddieGAIT® SoftKIT™

KiddieGAIT®SoftKIT™ är en bekväm och smidig polstring avsedd att användas tillsammans med KiddieGAIT®.Varje förpackning innehåller två polstringar och självhäftande MikroFix.

Art. nr.	Modell	Storlek
28397	För KiddieGAIT	Baby Small
28397	För KiddieGAIT	Baby Medium
28397	För KiddieGAIT	Baby Large
28378	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Small
28378	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Medium
28378	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Large
28378	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	X-Large
28379	Microfix Drop	Small
28379	Microfix Drop	Medium
28379	Microfix Drop	Large/X-Large



KiddieGAIT® comfortKIT™

En ny mjuk polstring för KiddieGAIT®, KiddieFLOW™ och KiddieROCKER® som är speciellt lämpligt för patienter med prominent tibia, känslig hud men även för dem med hög aktivitetsnivå. ComfortKIT™ har en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att den naturligt anpassar sig efter benets form vid användning. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
28418	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small
28418	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium
28418	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large
28418	För KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	X-Large

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby

KiddieGAIT® SoftSHELL™ Baby är en polstring avsedd för KiddieGAIT® Baby. Dessa storlekar av KiddieGAIT® SoftSHELL™ måste kompletteras med ett standard SoftKIT™ (28397) av samma storlek. SoftSHELL™ har en yta av glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortoser. Denna modellen har bandet integrerat i själva produkten.

Övrigt: Mönster kan ändras över tiden.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
28388	Djur	Blå	Baby Small
28388	Djur	Blå	Baby Medium
28388	Djur	Blå	Baby Large
28389	Stjärnor	Rosa	Baby Small
28389	Stjärnor	Rosa	Baby Medium
28389	Stjärnor	Rosa	Baby Large



KiddieGAIT® SoftSHELL™

KiddieGAIT® SoftSHELL™ är en kombinerad polstring för KiddieGAIT® och KiddiROCKER® som är enkel att montera. Insidan är tillverkad av samma material som SoftKIT™. Utsidan är av ett glansigt mönstrat lycra-material som förändrar utseende och även gör att kläder glider lättare mot ortosen.

Övrigt: Mönster kan ändras över tiden.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
28358	Hjärtan	Rosa	Small
28358	Hjärtan	Rosa	Medium
28358	Hjärtan	Rosa	Large
28358	Hjärtan	Rosa	X-Large
28359	Piratmönster	Grå	Small
28359	Piratmönster	Grå	Medium
28359	Piratmönster	Grå	Large
28359	Piratmönster	Grå	X-Large





Band till KiddieFLOW™, KiddieGAIT® och KiddieROCKER®

Separata band med eller utan D-ring för KiddieFLOW™, KiddieGAIT® och KiddieROCKER®. Banden kan monteras med öppning medialt eller lateralt.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Förp.
28373	Band KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Small	1 set
28373	Band KiddieGAIT Baby	Svart	Baby Medium	1 set
28373	Band Kiddie GAIT Baby	Svart	Baby Large	1 set
28368	Enkla band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small	1 set
28368	Enkla band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium	1 set
28368	Enkla band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large	1 set
28369	D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Small	1 set
28369	D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Medium	1 set
28369	D-Ring band KiddieFLOW, KiddieGAIT, KiddieROCKER	Svart	Large	1 set



Non Slip material

Ett anti-glid material som genom sin friktion är perfekt för ytor där man önskar förhindra nötning. Materialet är speciellt framtaget för att användas på KiddieGAIT® fotblad, för att hindra att t.ex. en SureStep-ortos glider mot det blanka fotbladet. OBS! Detta material skall inte användas direkt mot huden.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd
28411	Svart	14 cm	1m

Ypsilon® Flow½ utprovningssortos

Ypsilon® Flow utprovningssortos är en Ypsilon® Flow med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
2888I	Ypsilon Flow½ NFR	Small	23 cm	35,5 cm	Vä/Hö
2888I	Ypsilon Flow½ NFR	Medium	24,5 cm	36,5 cm	Vä/Hö
2888I	Ypsilon Flow½ NFR	Large	27 cm	37,5 cm	Vä/Hö
2888I	Ypsilon Flow½ NFR	X-Large	27 cm	38,5 cm	Vä/Hö





ToeOFF® Flow2½ utprovningssortos

ToeOFF® Flow utprovningssortos är en ToeOFF® Flow med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att pröva inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Sko-storlek
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28961	ToeOFF Flow2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/hö	42-45
28963	ToeOFF Flow2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45

ToeOFF® 2.0 utprovningssortos

ToeOFF® 2.0 utprovningssortos är en ToeOFF® 2.0 med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Skostorlek
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	35-38
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28921	ToeOFF 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	42-45
28921	ToeOFF 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	32-35
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	35-38
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	38-42
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	42-45
28923	ToeOFF 2.0 NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45





ToeOFF® 2½ utprovningssortos

ToeOFF® 2½ utprovningssortos är en ToeOFF® 2½ med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28981	ToeOFF® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28981	ToeOFF® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28981	ToeOFF® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28981	ToeOFF® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28981	ToeOFF® 2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28983	ToeOFF 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	>45	

BlueROCKER® 2.0 utprovningssortos

BlueROCKER® 2.0 utprovningssortos är en BlueROCKER® 2.0 med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Skostorlek
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28941	BlueROCKER 2.0 NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28943	BlueROCKER 2.0 NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45

BlueROCKER® 2½ utprovningssortos

BlueROCKER® 2½ utprovningssortos är en BlueROCKER® 2½ med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.



Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Sko-storlek
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	>45
28971	BlueROCKER® 2½ NFR	Large	27 cm	43 cm	42-45	
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Small	21 cm	36 cm	Vä/Hö	32-35
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Small	23 cm	38 cm	Vä/Hö	35-38
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Medium	24,5 cm	40,5 cm	Vä/Hö	38-42
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	Large	27 cm	43 cm	Vä/Hö	42-45
28973	BlueROCKER® 2½ NFR m D-ring	X-Large	28,5 cm	45 cm	Vä/Hö	<45



ToeOFF® Short utprovningssortos

ToeOFF® Short utprovningssortos är en ToeOFF® Short med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Sko-storlek
2899I	ToeOFF® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vä/Hö	32-35
2899I	ToeOFF® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Vä/Hö	35-38
2899I	ToeOFF® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Vä/Hö	38-42



BlueROCKER® Short utprovningssortos

BlueROCKER® Short utprovningssortos är en BlueROCKER® Short med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Vi rekommenderar att första utprovningen sker med stöd eller vid gångbarr. Om patienten känner obehag eller smärta skall utprovningen avbrytas. Ortosen ska användas tillsammans med polstring.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö	Sko-storlek
28997	BlueROCKER® Short NFR	Small	21,5 cm	29,5 cm	Vä/Hö	32-35
28997	BlueROCKER® Short NFR	Medium	23,5 cm	32 cm	Vä/Hö	35-38
28997	BlueROCKER® Short NFR	Large	25,5 cm	34 cm	Vä/Hö	38-42



Ypsilon® Flow 1/2 utprovningsset

I Ypsilon® Flow utprovningsset ingår 6 polstrade Ypsilon® Flow utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28882	Ypsilon Flow 1/2	6 st

ToeOFF® Flow2½ utprovningssset

I ToeOFF® Flow utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® Flow utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28964	ToeOFF Flow 2½	6 st
28965	ToeOFF Flow 2½ m D-ring	6 st



ToeOFF® 2.0 utprovningssset

I ToeOFF® 2.0 utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® 2.0 utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28930	ToeOFF 2.0	6 st
28931	ToeOFF 2.0 m D-ring	6 st



ToeOFF® 2½ utprovningssset

I ToeOFF® 2½ utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® 2½ utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28984	ToeOFF 2½	6 st
28985	ToeOFF 2½ m D-ring	6 st





BlueROCKER® 2.0 utprovningssset

I BlueROCKER® 2.0 utprovningssset ingår 6 polstrade BlueROCKER® 2.0 utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28944	BlueROCKER 2.0	6 st
28945	BlueROCKER 2.0 m D-ring	6 st



BlueROCKER® 2½ utprovningssset

I BlueROCKER® 2½ utprovningssset ingår 6 polstrade BlueROCKER® 2½ utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28974	BlueROCKER 2½	6 st
28975	BlueROCKER 2½ m D-ring	6 st



ToeOFF® Short utprovningssset

I ToeOFF® Short utprovningssset ingår 6 polstrade ToeOFF® Short utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28992	ToeOFF® Short	6 st

BlueROCKER® Short utprovningssset

I BlueROCKER® Short utprovningssset ingår 6 polstrade BlueROCKER® Short utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna small, medium och large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Förp.
28998	BlueROCKER® Short	6 st



KiddieFLOW™ utprovningssortos

KiddieFLOW™ utprovningssortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmedel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28894	KiddieFLOW utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28892	KiddieFLOW utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28894	KiddieFLOW utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28894	KiddieFLOW utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö
28895	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28895	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28895	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28895	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/hö





KiddieGAIT® utprovningssortos

KiddieGAIT® utprovningssortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmiddel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att pröva inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28382	KiddieGAIT utprovningssortos	Baby Small	11 cm	15 cm	Vä/Hö
28382	KiddieGAIT utprovningssortos	Baby Medium	12,5 cm	18 cm	Vä/Hö
28382	KiddieGAIT utprovningssortos	Baby Large	14 cm	20 cm	Vä/Hö
28904	KiddieGAIT utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28904	KiddieGAIT utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28904	KiddieGAIT utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28904	KiddieGAIT utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö
28906	KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28906	KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28906	KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28906	KiddieGAIT m D-ring utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö

KiddieROCKER® utprovningssortos

KiddieROCKER® utprovningssortos är en ortos med etiketten "Not-for-resale" monterad på framsidan. Denna är avsedd att vara ett utprovningshjälpmedel inför val av ortoslösning. Ortosen skall vara polstrad vid användning.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28908	KiddieROCKER utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28908	KiddieROCKER utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28908	KiddieROCKER utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28908	KiddieROCKER utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö
28910	KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28910	KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28910	KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28910	KiddieROCKER m D-ring utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö



KiddieFLOW™ utprovningsset

I KiddieFLOW™ utprovningsset ingår 6 polstrade KiddieFLOW utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen.

Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna Small, Medium och Large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Fotbladets längd	Höjd	Vä/Hö
28896	KiddieFLOW utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28896	KiddieFLOW utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28896	KiddieFLOW utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28896	KiddieFLOW utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö
28897	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	Small	16 cm	22 cm	Vä/Hö
28897	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	Medium	18 cm	25,7 cm	Vä/Hö
28897	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	Large	20 cm	29,5 cm	Vä/Hö
28897	KiddieFLOW m D-ring utprovningssortos	X-Large	21 cm	31,5 cm	Vä/Hö





I KiddieGAIT® utprovningssset

I KiddieGAIT® utprovningssset ingår 6 polstrade KiddieGAIT® utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna Small, Medium och Large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
28381	KiddieGAIT Baby utprovningssset	Hö+Vä Small, Medium, Large	6 st
28907	KiddieGAIT m D-ring utprovningssset	Hö+Vä Small, Medium, Large	6 st
28905	KiddieGAIT utprovningssset	Hö+Vä Small, Medium, Large	6 st



KiddieROCKER® utprovningssset

I KiddieROCKER® utprovningssset ingår 6 polstrade KiddieROCKER® utprovningssortoser med texten "Not-for-Resale" inlaminerat i ortosen. Uppsättningen som levereras i en Camp-väska består av vänster och höger i storlekarna Small, Medium och Large.

Användningsområden: Ortosen är endast avsedd för kortvarigt bruk för att provgå inför val av individuell ortos.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
28911	KiddieROCKER m D-ring utprovningssset	Hö+Vä Small, Medium, Large	6 st
28909	KiddieROCKER utprovningssset	Hö+Vä Small, Medium, Large	6 st

Walker Protect Fixed, låg

Immobiliserande walker i låg modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.



Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd 27 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47609	Protect Fixed låg	Small	25 cm
47609	Protect Fixed låg	Medium	29 cm
47609	Protect Fixed låg	Large	32 cm
47612	Extra bandset	En storlek	
47616	Extra liner	Small	
47616	Extra liner	Medium	
47616	Extra liner	Large	
47617	Kilar set	Small	
47617	Kilar set	Medium	
47617	Kilar set	Large	
47618	Täskydd	En storlek	



Walker Protect Fixed, hög

Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Walkern har två fasta sidostöd som ger utmärkt stabilitet för fot och fotled, två rigida valv, ett fram och ett bak, samt en vaddering över vristen för att stärka immobiliseringen. Walkerns inre vadderade textil är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt- och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latex fri. Levereras med två extra kondylkuddar för att avlasta vid tryck och för att ge extra komfort. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Anpassad för kilsystem. Röntgengenomsläpplig. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdistorsion, hälseneruptur; mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd 42 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47608	Protect fixed hög	Small	25 cm
47608	Protect fixed hög	Medium	29 cm
47608	Protect fixed hög	Large	32 cm
47611	Extra bandset	En storlek	
47615	Extra liner	Small	
47615	Extra liner	Medium	
47615	Extra liner	Large	
47617	Kilar set	Small	Kilar, set
47617	Kilar set	Medium	
47617	Kilar set	Large	
47618	Täskydd	En storlek	

Walker AIR hög

Immobiliserande walker, tillverkad av formsprutad polypropene, i en lågvikt-, hållbar- och stabil design. Med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska immobilisering efter behov. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och ankeln. Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftgenomsläppligt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro-band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Anpassad för kilsystem. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Stabila fot- och fotledsfrakturer; akut fotledsdistorsion, hälseneruptur, mjukdelsskador och postoperativ immobilisering.

Övrigt: Höjd Small 35 cm. Höjd Medium, Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
47607	Walker Air hög	Small	23 cm
47607	Walker Air hög	Medium	27 cm
47607	Walker Air hög	Large	30 cm
47610	Extra bandset	Small	
47610	Extra bandset	Medium/Large	
47614	Extra liner	Small	
47614	Extra liner	Medium	
47614	Extra liner	Large	
47617	Kilar set	Small	
47617	Kilar set	Medium	
47617	Kilar set	Large	
47618	Tåskydd	En storlek	



Walker hälkil

Kilsystem set om 6 st som vardera ger en vinkel från ca 4°. Totalt upp till 20°. Finns i tre storlekar.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
47617	Häilkil set	Small	6 st
47617	Häilkil set	Medium	6 st
47617	Häilkil set	Large	6 st





Walker ROM hög

Immobiliserande walker tillverkad av formsprutad polypropen, i lågvikt-, hållbar- och stabil design. Ortosen har två fasta metallstöd som stabiliserar foten och ankeln och med ett integrerat luft-system kan du gradvis öka/minska immobilisering efter behov. ROM kontroll som tillåter progressiv mobilisering mellan 45° plantarflexion och 30° dorsalflexion med ett intervall på 7,5°. Kan låsas i 0°, 10° och 20° plantarflexion.

Den vadderade polstringen är fodrad med ett mjukt, luftigt och tvättbart tyg som skyddar mot stötar och säkerställer optimal komfort. Latexfritt. Rullsula med anti-slip tillåter en komplett gångcykel. Justerbara Velcro- band garanterar komplett immobilisering. Extra polstring, band-set, tåskydd finns att beställa. Lätt att prova ut.

Användningsområden: Akut stukad ankel, mjukdelsskador, distala stressfrakturer på skenbenet, stabila frakturer på fot och ankel, efter akillesseneoperationer, vid immobilisering av ankel- och tåled, rehabilitering av ankelled, Post-ORIF ankelkirurgi.

Övrigt: Höjd Small 35 cm. Höjd Medium och Large 42 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
47606	Walker ROM hög	Small	Bilat.	34-38
47606	Walker ROM hög	Medium	Bilat.	39-42
47606	Walker ROM hög	Large	Bilat.	43-45
47610	Extra bandset	Small	-	-
47610	Extra bandset	Medium/Large	-	-
47613	Extra liner	Small		
47613	Extra liner	Medium		
47613	Extra liner	Large		

Walker Fixed Hög

Immobiliserande walker i hög modell, tillverkad av formsprutad polypropen, i lätt, hållbar och stabil design. Ortosen har två fasta sidostöd i metall som ger god stabilitet för fot och fotled. Den vadderade polstringen är fodrad med mjukt, luftgenomsläppande och tvättbart velourtyg som skyddar mot stötar och ger optimal komfort. Latexfri. Levereras med två extra kondylkuddar för att lindra trycket och ge extra komfort. Rullsula med anti-slip möjliggör en komplett gångcykel. Justerbara kardborreband garanterar komplett immobilisering. Enkel att prova ut. Anpassad för kilsystem.



Användningsområden: Alla grader av fotledsförvridning. Mjukdelsskador i vaden, foten och/eller ankeln. Distala stressfrakturer i tibia och fibula.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Skostorlek
47605	Walker Fixed, Hög	Small	35 cm	34-38
47605	Walker Fixed, Hög	Medium	42 cm	39-42
47605	Walker Fixed, Hög	Large	42 cm	43-45
47613	Extra liner	Small	-	
47613	Extra liner	Medium	-	
47613	Extra liner	Large	-	



Optima Diab

Optima Diab är en knähög stövel avsedd främst för diabetesfotsår på framfot och mellanfot. Stöveln har en hög stabil bakkappa som kan omformas med värmepistol och ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast och ett modulärt inläggsset, "Optima inlägg 3x3 set", för målinriktad avlastning av det plantara fotsåret. Inläggssetet ger en viktavlastning med 3-lager och 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, mjuk). Velcro förslutningsband och ett plomberat plastband som säkrar att produkten inte tas av. "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Diab och kan beställas separat.

Användningsområden: Diabetesfotsår och fotsår på framfot och mellanfot, Rehabilitering efter mindre amputationer (undantag - Chopart amputation), Rehabilitering efter kirurgi av foten, Behandling av Charcot foten i övergångsfasen från akut- till kronisk.

Övrigt: Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79000	Optima Diab	Small	Bilat.	34 - 36
79000	Optima Diab	Medium	Bilat.	37 - 39
79000	Optima Diab	Large	Bilat.	40 - 42
79000	Optima Diab	X-Large	Bilat.	43 - 45
79000	Optima Diab	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79005	Optima inlägg 3x3 set	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima inlägg 3x3 set	Medium	Bilat.	37 - 39
79005	Optima inlägg 3x3 set	Large	Bilat.	40 - 42
79005	Optima inlägg 3x3 set	X-Large	Bilat.	43 - 45
79005	Optima inlägg 3x3 set	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima Clheel

Optima Clheel är en knähög avlastande stövel avsedd främst för diabetesfotsår- och skador på hälen. Stöveln är öppen i hälen med en hög stabil bakkappa som kan omformas med värmepistol. Foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast och ett modulärt inläggs-set, "Optima Clheel inlägg 3x3 set", för målinriktad avlastning av det plantara fotsåret. Inläggssetet ger en viktavlastning med 3-lager och 3 fasthetsnivåer (rigid, medium, mjuk). Velcro förslutningsband och ett plomberat plastband som säkrar att produkten inte tas av.

Användningsområden: Diabetes-plantarsår på hälen eller skador på hälen, ledbandsskador, trycksår.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79002	Optima Clheel	Small	Bilat.	34 - 36
79002	Optima Clheel	Medium	Bilat.	37 - 39
79002	Optima Clheel	Large	Bilat.	40 - 42
79002	Optima Clheel	X-Large	Bilat.	43 - 45
79002	Optima Clheel	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79006	Optima Clheel inlägg 3x3 set	Small	Bilat.	34 - 36
79006	Optima Clheel inlägg 3x3 set	Medium	Bilat.	37 - 39
79006	Optima Clheel inlägg 3x3 set	Large	Bilat.	40 - 42
79006	Optima Clheel inlägg 3x3 set	X-Large	Bilat.	43 - 45
79006	Optima Clheel inlägg 3x3 set	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Postop

Optima Postop är en låg, avlastande stövel avsedd främst för behandling av ischemiska sår. Stöveln har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. Både "Optima inlägg 3x3 set" och "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Postop stöveln.

Användningsområden: Vid behandling av ischemiska sår (före och efter revaskularisering), Metatarsalfrakturer, rehabilitering efter tåamputation, stabilisering före operationer; tåfrakturer.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79001	Optima Postop	XX-Large	Bilat.	46 - 48
79001	Optima Postop	Small	Bilat.	34 - 36
79001	Optima Postop	Medium	Bilat.	37 - 39
79001	Optima Postop	Large	Bilat.	40 - 42
79001	Optima Postop	X-Large	Bilat.	43 - 45





Optima Europa

Optima Europa är en sko avsedd att användas vid fotrehabilitering. Skon har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. Både "Optima inlägg 3x3 set" och "Optima inlägg vid amputation" passar i Optima Europa.

Användningsområden: Behandling av sår mellan tårna, rehabilitering efter hallux valgus operation, rehabilitering efter hammartå operation, rehabilitering efter operation av Morton's neurom, rehabilitering efter nagelborttagning.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79003	Optima Europa	Small	Bilat.	34 - 36
79003	Optima Europa	Medium	Bilat.	37 - 39
79003	Optima Europa	Large	Bilat.	40 - 42
79003	Optima Europa	X-Large	Bilat.	43 - 45
79003	Optima Europa	XX-Large	Bilat.	46 - 48



Optima Free

Optima Free är en känga avsedd för fotrehabilitering. Kängan har en rigid bakkappa som kan omformas med värmepistol, ett foder som andas och kan tvättas. Rullsula i plast, plantarinläggssula i mjuk densitet och velcro förslutningsband. "Optima inlägg 3x3 set" passar i Optima Free.

Användningsområden: Dorsala skador av foten, rehabilitering efter hallux valgus operation.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79004	Optima Free	Small	Bilat.	34 - 36
79004	Optima Free	Medium	Bilat.	37 - 39
79004	Optima Free	Large	Bilat.	40 - 42
79004	Optima Free	X-Large	Bilat.	43 - 45
79004	Optima Free	XX-Large	Bilat.	46 - 48

Optima inlägg 3 x 3 set

Optima inlägg 3 x 3 set är avsett för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. Optima inlägg 3 x 3 set ingår som standard i Optima Diab men passar även till Optima Postop, Europa och Free och kan beställas separat.



Övrigt: OBS! Optima Inlägg 3x3 Set får användaranpassas uteslutande av behörig medicinsk personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Setet ska alltid användas i sin helhet med alla komponenterna ordentligt kopplade till varandra inne i Optima ortosen. Använd Optima Användarinstruktion för användar-proceduren. Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/ Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79005	Optima inlägg 3 x 3 set	Small	Bilat.	34 - 36
79005	Optima inlägg 3 x 3 set	Medium	Bilat.	37-39
79005	Optima inlägg 3 x 3 set	Large	Bilat.	40-42
79005	Optima inlägg 3 x 3 set	X-Large	Bilat.	43-45
79005	Optima inlägg 3 x 3 set	XX-Large	Bilat.	46-48

Optima inlägg vid amputation

Optima inlägg vid amputation är en innersula av EVA-material avsett att användas i OptimaDiab, Postop och Europa efter transmetatarsal amputation.



Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79007	Optima inlägg vid amputation	Small	Bilat.	34-36
79007	Optima inlägg vid amputation	Medium	Bilat.	37-39
79007	Optima inlägg vid amputation	Large	Bilat.	40-42
79007	Optima inlägg vid amputation	X-Large	Bilat.	43-45
79007	Optima inlägg vid amputation	XX-Large	Bilat.	46-48



Mått: Stumpens längd.

Body Armor Pro Term

En amputationsortos för tillfällig behandling efter Chopart eller Lisfranc amputationer. Ett alternativ under den första läkningsperioden. Sulans utformning både på insidan och utsidan håller hälen i dorsalextension och säkrar att belastningen ligger på hälen. Den stabila konstruktionen håller stumpen väl på plats och hjälper till att bibehålla formen. Innerstrumpan har en inbyggd pumpfunktion som hjälper till att hålla formen genom lätt kompression. Kommer i två storlekar beroende av stumpens längd. 16 respektive 19 cm.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
79008	Body Armor Pro Term	Medium	16 cm	Bilat.
79008	Body Armor Pro Term	Large	19 cm	Bilat.

SBI Motus Diabetes Walker

SBI Motus Diabetes Walker är avsedd för avlastning av diabetesfotsår på framfot och mellanfot. Ortosen har en stabil plastram som skyddar tibia och en avtagbar innerdel som kan formas med värmepistol. Den avtagbara yttersulan; Total rullsula är avsedd för behandling av plantarskada vid fotsår. Som tillbehör finns också den avtagbara "Stabila rullsula" som underlättar att gå från akut till kronisk behandling. Ortosen har flyttbar placering av bandfästen som också kan säkras till ett "Icke avtagbart" system. Anpassningsbart SBI inlägg 3x3 set är en inläggssula avsedd för målinriktad avlastning av plantara fotsår. Inlägget har tre lager och tre fasthetsnivåer (rigid, medium och mjuk) som kan kombineras och anpassas till fotsåret. SBI inlägg 3 x 3 set ingår som standard i SBI Motus Diabetes Walker.



Användningsområden: Sårvård och behandling av framfots- och mellanfotssår vid diabetes. Som stabilisering för Charcot fot. Vid rehabilitering efter operation.

Övrigt: Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer vid leverans.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Small	Bilat.	34 - 36
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Medium	Bilat.	37 - 39
79015	SBI Motus Diabetes Walker	Large	Bilat.	40 - 42
79015	SBI Motus Diabetes Walker	X-Large	Bilat.	43 - 45
79015	SBI Motus Diabetes Walker	XX-Large	Bilat.	46 - 48



SBI Frame Post-op Walker

Prefabricerad och anpassningsbar trauma-Walker, med låg vikt och hög komfort, för funktionell rehabilitering. Stabil plastram som skyddar tibia och en innerdelen som är avtagbar och kan formas med värmepistol. Flyttbar placering av bandfästen. Avtagbar Stabil Rullsula och SBI inlägg enkel ingår.

Användningsområden: Stabila fot- och ankelfrakturer; svåra ankelvrickningar; post-operativ behandling.

Övrigt: Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer vid leverans.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79016	SBI Frame Post-op Walker	Small	Bilat.	34-36
79016	SBI Frame Post-op Walker	Medium	Bilat.	37-39
79016	SBI Frame Post-op Walker	Large	Bilat.	40-42
79016	SBI Frame Post-op Walker	X-Large	Bilat.	43-45
79016	SBI Frame Post-op Walker	XX-Large	Bilat.	46-48

SBI Wheel Walker öppen häl

En Walker utvecklad för funktionell rehabilitering och härlavlastning vid behandling av sår på hälen. Ortosen som har låg vikt och hög komfort är öppen i hälen för avlastning av sår. Den öppna hälen bidrar också till luftning av sår och att hälsår vid behov kan inspekteras. Den är anpassningsbar med en stabil plastram som skyddar tibia och en innerdelen som är avtagbar och kan formas med värmepistol. Avtagbar Total rullsula, för behandling plantarskada vid fotsår, och anpassningsbar inläggssula 3x3 ingår. Flyttbar placering av bandfästen.



Användningsområden: Behandling av sår på hälen.

Övrigt: Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna.

Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer vid leverans.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79017	SBI Wheel Walker öppen häl	Small	Bilat.	34-36
79017	SBI Wheel Walker öppen häl	Medium	Bilat.	37-39
79017	SBI Wheel Walker öppen häl	Large	Bilat.	40-42
79017	SBI Wheel Walker öppen häl	X-Large	Bilat.	43-45
79017	SBI Wheel Walker öppen häl	XX-Large	Bilat.	46-48



SBI Skyddsöverdrag

SBi Skyddsöverdrag som är vattenavstötande skyddar och håller SBI Walkern ren. Det är designad för SBI Motus, SBI Frame and SBI Wheel. Materialet är semi-elastiskt med en dragkedja bak. En gummisula ger bättre stabilitet under gång. Skyddsöverdraget är tvättbart.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
79029	SBI Skyddsöverdrag	Small	Bilateral
79029	SBI Skyddsöverdrag	Medium	Bilateral
79029	SBI Skyddsöverdrag	Large	Bilateral
79029	SBI Skyddsöverdrag	X-Large	Bilateral
79029	SBI Skyddsöverdrag	XX-Large	Bilateral



SBI Walker-ram stängd häl

Utbytbar ram med stängd häl för SBI Motus Diabetes Walker och SBI Frame Post-op Walker.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79018	SBI Walker-ram stängd häl	Small	Bilat.	34 - 36
79018	SBI Walker-ram stängd häl	Medium	Bilat.	37 - 39
79018	SBI Walker-ram stängd häl	Large	Bilat.	40 - 42
79018	SBI Walker-ram stängd häl	X-Large	Bilat.	43 - 45
79018	SBI Walker-ram stängd häl	XX-Large	Bilat.	46 - 48

SBI Walker-ram öppen häl

Utbytbar ram med öppen häl för SBI WheelWalker öppen häl.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek
79019	SBI Walker-ram öppen häl	Small	Bilat.	34 - 36
79019	SBI Walker-ram öppen häl	Medium	Bilat.	37 - 39
79019	SBI Walker-ram öppen häl	Large	Bilat.	40 - 42
79019	SBI Walker-ram öppen häl	X-Large	Bilat.	43 - 45
79019	SBI Walker-ram öppen häl	XX-Large	Bilat.	46 - 48



SBI komplett innerdel för SBI Walkers

Utbytbar komplett innerdel för SBI Walkers i Multidensity mjuk EVA som är omformningsbar. Innerdelen är formad efter fotens och benets anatomi. Tibiaskydd med en avtagbart extra skenbensförstärkning.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
79020	SBI komplett innerdel för SBI Walkers	Small	Bilat.
79020	SBI komplett innerdel för SBI Walkers	Medium	Bilat.
79020	SBI komplett innerdel för SBI Walkers	Large	Bilat.
79020	SBI komplett innerdel för SBI Walkers	X-Large	Bilat.
79020	SBI komplett innerdel för SBI Walkers	XX-Large	Bilat.





SBI Spännen och Band för Walker

Utbytbar komplett set för SBI ortoser med 8 spännen och 4 band.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
79021	SBI Spännen och Band för Walker	Small/Medium	8 spännen, 4 band
79021	SBI Spännen och Band för Walker	Large/X-Large/ XX-Large	8 spännen, 4 band



SBI Stabil Rullsula

Sulorna på SBI ortoserna kan enkelt och snabbt sättas på, tas loss från och bytas ut på huvudenheten. Stabil Rullsula har mindre avrullning än Total Rullsula och används när behandlingen övergår från den akuta fasen till den kroniska fasen. Stabil Rullsula ingår inte med produkten utan köpes endast separat.

Övrigt: OBS! Använd aldrig SBI ortosen utan sula. Läs noga i SBI användarinstruktion angående byte av sula.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
79022	SBI Stabil Rullsula	Grå	Small	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullsula	Grå	Medium	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullsula	Grå	Large	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullsula	Grå	X-Large	Bilat.
79022	SBI Stabil Rullsula	Grå	XX-Large	Bilat.

SBI Total Rullsula

Sulorna på SBI ortoserna kan enkelt och snabbt sättas på, tas loss från och bytas ut på huvudenheten. SBI Total Rullsula ingår i SBI ortoserna vid leverans. Den är avsedd att användas under den akuta fasen vid behandling av plantara fotsår. Den har mer avrullning än SBI Stabil Rullsula.

Övrigt: OBS! Använd aldrig SBI ortosen utan sula. Läs noga i SBI användarinstruktion angående byte av sula.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
79023	SBI Total Rullsula	Svart	Small	Bilat.
79023	SBI Total Rullsula	Svart	Medium	Bilat.
79023	SBI Total Rullsula	Svart	Large	Bilat.
79023	SBI Total Rullsula	Svart	X-Large	Bilat.
79023	SBI Total Rullsula	Svart	XX-Large	Bilat.



SBI Inlägg 3x3 Set

Modulsystemet SBI Inlägg 3x3 Set har tagits fram för att omfördela trycket på fotsulan och hantera sår på framfot, mittfot och häl. Setet består av nio delar som är kopplade till varandra genom ett pusselsystem som bildar tre olika plantarsulor. De tre plantarsulorna har tre olika densitet; Rigid (Blå, 40 Sh), Medium (Gul, 25 Sh) och Mjuk (Röd, 20 Sh) som kan kombineras vertikalt och horisontellt. Trycket på fotsulan kan enkelt omfördelas genom att man kombinerar de olika delarna. Inläggen är avsedda att användas i SBI Motus (medföljer), SBI VWheel (ingår), SBI Frame (tillval).



Övrigt: OBS! SBI Inlägg 3x3 Set får användaranpassas uteslutande av behörig medicinsk personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Setet ska alltid användas i sin helhet med alla komponenterna ordentligt kopplade till varandra inne i SBI ortosen. Använd SBI Användarinstruktion för användar-proceduren. Instruktionsfilm finns på Youtube /Camp Scandinavia/Molliter Optima/optima diab.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
79024	SBI Inlägg 3x3 Set	Small	Bilat.
79024	SBI Inlägg 3x3 Set	Medium	Bilat.
79024	SBI Inlägg 3x3 Set	Large	Bilat.
79024	SBI Inlägg 3x3 Set	X-Large	Bilat.
79024	SBI Inlägg 3x3 Set	XX-Large	Bilat.



SBI Inlägg vid amputation

SBI Inlägg vid amputation är framtaget för användning postoperativt efter amputation av tår eller transmetatarsal amputation. Inläggen är avsedda att

Övrigt: SBI Inlägg vid amputation får endast ordinerars av medicinsk behörig personal. Använd aldrig inläggen i vanliga skor eller andra ortopediska skor. Använd SBI Användarinstruktion för användar-proceduren.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
79025	SBI Inlägg vid amputation	Small	Bilat.
79025	SBI Inlägg vid amputation	Medium	Bilat.
79025	SBI Inlägg vid amputation	Large	Bilat.
79025	SBI Inlägg vid amputation	X-Large	Bilat.
79025	SBI Inlägg vid amputation	XX-Large	Bilat.



SBI Inlägg enkel

En kraftig enlagers inläggssula som ingår i SBI Frame Post-op Walker Art.nr. 79016 men som även kan köpas separat.


Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
79026	SBI Inlägg enkel	Small	Bilat.
79026	SBI Inlägg enkel	Medium	Bilat.
79026	SBI Inlägg enkel	Large	Bilat.
79026	SBI Inlägg enkel	X-Large	Bilat.
79026	SBI Inlägg enkel	XX-Large	Bilat.



SBI Tubstrumpa utan sömmar

Tubstrumpa utan sömmar ska alltid användas under SBI ortoserna. Tubstrumpan, med en insida av mjuk frotté, medföljer alla SBI ortoser vid leverans.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Vä/Hö
79027	SBI Tubstrumpa utan sömmar	Blå	En storlek	Bilat.



SBI Låsband för Walker

Låsbandet är avsett att säkra ortosen till ett "icke avtagbart" system.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
79028	SBI Låsband för Walker	En storlek	2



Knäortoser

www.camp.se



Mått: Mät runt knäet under patella.



Mått: Knämått mid-patella

Patellavator

Patellavator knäortos ger genom kompression mot patellaseanan lindring av smärta i knäet vid patella tendinitis. Ortosen är tillverkad av ett CoolFlex material som andas för optimal komfort vid daglig användning och träning. Den vadderade kärnan ger ett jämt fokuserat tryck över patellaseanan för att reducera smärta och ömhet. För effektivare kompression har Patellavator en unik snörningsdesign som ökar spänningen från bandet. Dessutom en interlock förslutning som är designad att tåla aggressiv användning utan att öppna sig och att inte påverka motsatta benet under löpning etc. Knäbandet är också designat så att det inte skall stasa runt benet eller irritera popliteaområdet på baksidan av knäet

Användningsområden: Användningsområden: Patella tendonitis, Osgood Schlatters sjukdom och Chondromalacia patella.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28674	Svart	Small	28-33 cm	Bilat.
28674	Svart	Medium	33-39 cm	Bilat.
28674	Svart	Large	39-44 cm	Bilat.
28674	Svart	X-Large	> 44 cm	Bilat.

PatellaCamp

Patella Camp är en knäortos avsedd att ge stabilitet för patella. Ortosen är av draggruntdesign och är öppen i knävecket. En pelott placeras mot den sida av patella som är instabil och de två elastiska banden dras åt till önskat mothåll.

Användningsområden: Patella luxation, Patella subluxation, Patellofemoral pain syndrome (PFPS).

Kontraindikationer: Kraftiga ödem när kompression kan påverka cirkulationen.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28679	Svart	Medium	<40 cm	Bilat.
28679	Svart	Large	>40 cm	Bilat.

Dynatrack™ patella PLUS stabilizer

Dragruntmödel med kraftig pelott för stabilisering av patella. Patellastödet kan appliceras lateralt eller medialt. Pelottdraget justeras lätt med de två mindre banden. Ortosen har integrerade stödband och är öppen i knävecket. Tillverkad i ett material som andas.

Användningsområden: Chondromalacia patella, efter luxerad patella och subluserad patella.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28677	Svart	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28677	Svart	Small	30-35 cm	Bilat.
28677	Svart	Medium	35-40 cm	Bilat.
28677	Svart	Large	40-45 cm	Bilat.
28677	Svart	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28677	Svart	XX-Large	50-55 cm	Bilat.



Mått: Knämått mid-patella

Active X™ Patella

Denna öppna modell är avsedd att stabilisera patella, framför allt i sidled. Ortosen har en inbyggd specialtillverkad pelott som genom sin konstruktion lägger sig stadigt på sidan av patella och "greppar" tag och håller patella på plats. För ett extra stöd har ortosen en urtagbar halvmåneformad plastskena. Materialet är det innovativa ventilerande ActiveX™-materialet som är bekvämt och följsamt.

Användningsområden: PFSS (Patellofemoralt Smärt Syndrom), Patella luxation, Patella sublaxation.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28055	Svart	XX-Small	24-29 cm	Bilat.
28055	Svart	X-Small	28-33 cm	Bilat.
28055	Svart	Small	32-37 cm	Bilat.
28055	Svart	Medium	36-41 cm	Bilat.
28055	Svart	Large	40-45 cm	Bilat.



Mått: Knämått mid-patella cirkulärt



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knä-mått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

SELECTION® Patella

SELECTION® Patella är en knäortos vars avsedda användning är helt inriktad mot patella problem. Den hästskoformade kudden kan enkelt tas ut och placeras på den sida av patella där stödet behövs. Kudden har elastiska dragband som fäster i det mjuka velourmaterialet runt knäskålen. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområden: Patella luxation, patellofemoralt smärtsyndrom, Schlatter, Jumpers Knee, främre knäsmärta.

Övrigt: Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35704	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35704	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35704	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35704	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35704	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.

SELECTION® Knee Minor

SELECTION® Minor är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Minor ger lätt kompression och har en värmande funktion. De stabiliserande spiralfjädrarna på sidorna ger ett lätt och bekvämt stöd. Den här modellen är tillverkad som en tub och ger därmed ökad kompression och förbättrad proprioception. Patellaöppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Förslutningen på lår och vad kan enkelt efterjusteras för optimal komfort. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområden: Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning.

Kontraindikationer: Svåra knäskador såsom ACL/PCL-rupturer. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35700	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35700	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35700	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35700	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35700	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35700	Svart	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.

SELECTION® Knee Minor Wrap

SELECTION® Minor är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Minor ger lätt kompression och har en värmande funktion. De stabiliserande spiralfjädrarna på sidorna ger ett lätt och bekvämt stöd. Den öppna designen gör ortosen enkel att ta på och av. Patellaöppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Den delade förslutningen gör det enkelt att efterjustera över vad och lår. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort.

Användningsområden: Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning.

Kontraindikationer: Svåra knäskador såsom ACL/PCL-rupturer. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Den här produkten finns i två lårvidder, se produktinformationen i tabellen. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35701	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35701	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35701	Svart	Small Plus	28-31 cm	30-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35701	Svart	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35701	Svart	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35701	Svart	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35701	Svart	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

SELECTION® Knee Optima

SELECTION® Optima är avsedd att användas vid en rad olika smärttillstånd i knäleden. Ortosens multi-funktioner gör att den enkelt kan anpassas vid utprovning. Optima levereras komplett med inställbara dubbelledade skenor. Hyperextensionskryss på baksidan som enkelt kan monteras på och av. Extra band för att minska att tibia faller framåt i samband med ACL-problem. Den här modellen är tillverkad som en tub och ger därmed ökad kompression och förbättrad proprioception. Ortosen har en anatomiskt formad patellaöppning för optimal passform. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort. Optima har rigida band uppe och nere vilket ger ökad stabilitet.

Användningsområden: Måttlig hyperextension i knäleden, måttlig/moderat M-L instabilitet, begynnande Artros, patellofemoralt smärtsyndrom, Reumatoid artrit, kollateralligamentskador (MCL, LCL) och ACL-skador.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andra aktiviteter där knäleden utsätts för våld och där det finns stor risk för ACL/PCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Rörelseintervall i ROM leden. Flexion: 45, 60, 75, 90 grader. Extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35702	Svart	X-Small	28-31 cm	30-33 cm	34-39 cm	Bilat.
35702	Svart	Small	31-34 cm	33-36 cm	39-43 cm	Bilat.
35702	Svart	Medium	34-37 cm	36-39 cm	43-47 cm	Bilat.
35702	Svart	Large	37-40 cm	39-42 cm	47-51 cm	Bilat.
35702	Svart	X-Large	40-43 cm	42-46 cm	51-56 cm	Bilat.
35702	Svart	XX-Large	43-47 cm	46-50 cm	56-60 cm	Bilat.

SELECTION® Knee Optima Wrap

SELECTION® Optima Wrap är avsedd att användas vid en rad olika smärttillstånd i knäleden. Ortosens multi-funktioner gör att den enkelt kan anpassas vid utprovning. Optima levereras komplett med inställbara dubbelledade skenor. Hyperextensionskryss på baksidan som enkelt kan monteras på och av. Extra band för att minska att tibia faller framåt i samband med ACL-problem. Ortosen har en anatomiskt formad patellaöppning för optimal passform. Den delade förslutningen på lår och vad gör det enkelt att efterjustera. Materialet i knävecket är extra smidigt för ökad komfort. Optima har rigida band uppe och nere vilket ger ökad stabilitet.

Användningsområden: Måttlig hyperextension i knäleden, måttlig/moderat M-L instabilitet, begynnande Artros, patellofemorala smärtsyndrom, Reumatoid artrit, kollateralligamentskador (MCL, LCL) och ACL-skador.

Kontraindikationer: Kontaktsport eller andra aktiviteter där knäleden är utsatt för våld och där det finns stor risk för ACL/PCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Rörelseintervall i ROM leden. Flexion: 45, 60, 75, 90 grader. Extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader. Den här produkten finns i två lårvidder, se produktinformation i tabellen. För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
35703	Svart	X-Small	25-28 cm	27-30 cm	31-36 cm	Bilat.
35703	Svart	Small	28-31 cm	30-33 cm	36-40 cm	Bilat.
35703	Svart	Small Plus	28-31 cm	33-33 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Svart	Medium	31-34 cm	33-36 cm	40-44 cm	Bilat.
35703	Svart	Medium Plus	31-34 cm	33-36 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Svart	Large	34-37 cm	36-39 cm	44-48 cm	Bilat.
35703	Svart	Large Plus	34-37 cm	36-39 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Svart	X-Large	37-40 cm	39-43 cm	48-53 cm	Bilat.
35703	Svart	X-Large Plus	37-40 cm	39-43 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Svart	XX-Large	40-46 cm	43-50 cm	53-60 cm	Bilat.
35703	Svart	XX-Large Plus	40-46 cm	43-50 cm	60-67 cm	Bilat.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

CROSS™ Semi-rigid Hyperextensionknäortos

CROSS™ är en semi-rigid knäortos avsedd att användas vid översträckning i knäleden. CROSS har utvecklats speciellt för att passa tillsammans med en ALLARD AFO (Ankel-Fot-Ortos/Droppfotsortos). Inga band eller spännen som hamnar i konflikt med kompositskenan. Bandkrysset på baksidan stabiliserar översträckningen.

Den unika konstruktionen gör den enkel att ta på och av med enbart en hand.

Ortosen har en ultramjuk insida utan sömmar som skaver. Den mjuka insidan gör att ortosen glider lätt mot huden och är därför enkel att dra upp på benet. För att hindra migration har ortosen strategiskt placerade silikonband på insidan.

Den unika förstärkningen i ovankanten gör att CROSS™ alltid håller sig öppen och inte kollapsar vilket är en förutsättning för att enkelt kunna ta på ortosen med enbart en hand. Ta-på-hornet hjälper personer med nedsatt balans och räckvidd, att styra ortosen över foten och dra upp den på benet. CROSS™ -ortosen har leder med inställning för flexion och extension. Rörelseintervall i ROM leden är flexion: 45, 60, 75, 90 grader och extension: 0, 10, 20, 30, 40 grader.

Användningsområden: CROSS™ är avsedd för mild till måttlig hyperextension i knäleden till följd av neuromuskulära sjukdomar eller andra skador. Ortosen kan användas tillsammans med Allard AFOs när hyperextension i knäleden förekommer i kombination med droppfot.

Övrigt: CROSS™ kan tvättas i 40 grader. För mer information om användning och på och avtagning av CROSS™ hänvisar vi till YouTube där det finns en utprovningssvideo. Med i förpackningen finns även en tydlig grafisk instruktion om hur man enklast tar på och av ortosen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28715	CROSS™ Knäortos	Small	32-37 cm	32-37 cm	39-44 cm
28715	CROSS™ Knäortos	Medium	36-41 cm	36-41 cm	43-48 cm
28715	CROSS™ Knäortos	Large	40-45 cm	40-45 cm	47-52 cm
28715	CROSS™ Knäortos	X-Large	44-49 cm	44-49 cm	51-57 cm
28716	CROSS™ Ta-på-hornet	En storlek			

Active X™ Short

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidostabilitet. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntomodell. Löstarbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Levereras med leden inställd i 10 graders flexion. Karta med stoppar medföljer vid leverans. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområden: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala menisksador.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Övrigt: Längden på ortosen är 32 cm.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28050	Pådragsmodell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28050	Pådragsmodell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28050	Pådragsmodell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28050	Pådragsmodell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28050	Pådragsmodell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28050	Pådragsmodell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28050	Pådragsmodell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28051	Dragruntomodell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Flexion/ Extension stopp					



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Active X™ Long

En knäortos i ett långt utförande avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidoinstabilitet. Ortosen har skenor med inställbar flexion/extensionstopp. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntomodell. Löstagbara cirkulära band med D-ring (två uppe och två nere). Levereras med leden inställd i 10 graders flexion. Karta med stoppar medföljer vid leverans. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområden: MCL/LCL instabilitet, mindre mediala eller laterala meniskskador, mild gonarthros, bursit, ledbesvär

Kontraindikationer: Svåra skador såsom ACL/PCL rupturer. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Övrigt: Längden på ortosen är 40 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28052	Pådragsmodell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28052	Pådragsmodell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28052	Pådragsmodell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28052	Pådragsmodell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28052	Pådragsmodell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28052	Pådragsmodell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28052	Pådragsmodell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28053	Dragruntomodell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28053	Dragruntomodell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28053	Dragruntomodell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28053	Dragruntomodell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28053	Dragruntomodell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28053	Dragruntomodell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm
35710	Flexion/ Extension stopp					

Active X Sleeve

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve har en spiralskena på varje sida.

Användningsområden: Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

Kontraindikationer: Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Ortosens längd är 32 cm

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28056	Active X Sleeve	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28056	Active X Sleeve	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28056	Active X Sleeve	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28056	Active X Sleeve	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28056	Active X Sleeve	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28056	Active X Sleeve	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28056	Active X Sleeve	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Active X Sleeve PLUS

Denna pådragsmodell är avsedd att användas vid lindrigare smärttillstånd i knäet. Materialet i ortosen ger en mild kompression och värme. Patella öppningen är anatomiskt formad för optimal passform. Runt patella öppningen ligger en mjuk polstring för ökad patellastabilisering. Ortosen har kardborrjustering på lårets framsida och på vadens baksida. Active X Sleeve PLUS har två spiralskenor på varje sida samt två stabiliserande cirkulära band. PLUS är därför något stabilare än Active X Sleeve. För övrigt har ortoserna samma design och egenskaper.

Användningsområden: Knäsmärta vid belastning, lättare ligamentskador, överansträngning, lindrig knäinstabilitet.

Kontraindikationer: Svårare knäskador såsom ACL/PCL rupturer, svårare MCL/LCL skador. Var vaksam vid svåra problem med svullnad och/eller dålig blodcirkulation.

Övrigt: Ortosens längd är 32 cm

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28057	Active X Sleeve PLUS	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella

Mått 2: Knämått mid-patella

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella

Active X™ Double Axis

En knäortos avsedd för olika typer av knäsmärtor som t.ex. mild till moderat sidostabilitet. Ortosen har dubbelledade skenor och är inställd i 10 graders flexion. Materialet ger en mild kompression och värme. Löstagrbara cirkulära band med D-ring (ett uppe och ett nere). Ortosen finns i både pådragsmodell och dragruntomodell. Pådragsmodellen har en mjuk polstring runt patella för ökad stabilisering.

Användningsområden: Mild/Moderat MCL/LCL instabilitet. Mindre mediala eller laterala meniskskador.

Kontraindikationer: MCL/LCL rupturer. ACL/PCL skador. Var uppmärksam vid svullnad och cirkulationsproblem.

Övrigt: Längden på ortosen är 32 cm.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
28058	Pådragsmodell	Svart	X-Small	28 - 33 cm	28 - 33 cm	35 - 40 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	Small	32 - 37 cm	32 - 37 cm	39 - 44 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	Medium	36 - 41 cm	36 - 41 cm	43 - 48 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	Large	40 - 45 cm	40 - 45 cm	47 - 52 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	X-Large	44 - 49 cm	44 - 49 cm	51 - 57 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	XX-Large	48 - 54 cm	48 - 54 cm	56 - 62 cm
28058	Pådragsmodell	Svart	XXX-Large	53 - 60 cm	53 - 60 cm	61 - 68 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	Small	32 - 38 cm	32 - 38 cm	39 - 46 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	Medium	36 - 42 cm	36 - 42 cm	43 - 51 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	Large	40 - 46 cm	40 - 46 cm	47 - 55 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	X-Large	44 - 50 cm	44 - 50 cm	51 - 60 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	XX-Large	48 - 55 cm	48 - 55 cm	56 - 65 cm
28059	Dragruntomodell	Svart	XXX-Large	54 - 61 cm	54 - 61 cm	61 - 71 cm

Gripper™ hinged knee

Dragruntmotell med patellaöppning och öppning i knävecket. Modellen har integrerade cirkulära stödband med kardborrlåsning samt metallskenor i förstärkta fickor. Enkel att ta på. Ortosen är tillverkad av ett material som andas. För att förhindra att ortosen glider ner, har ett antiglidmaterial monterats på ortosens insida.

Användningsområden: Lindrig knäledsinstabilitet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått	Vä/Hö
28128	Svart	X-Small	25-30 cm	Bilat.
28128	Svart	Small	30-35 cm	Bilat.
28128	Svart	Medium	35-40 cm	Bilat.
28128	Svart	Large	40-45 cm	Bilat.
28128	Svart	X-Large	45-50 cm	Bilat.
28128	Svart	XX-Large	50-55 cm	Bilat.
28128	Svart	XXX-Large	>55 cm	Bilat.



Mått: Knämått mid-patella

KNÄ immobilizer

Immobiliseringsortos av polyesterelour med inbyggda skenor för stabilisering. Ortosen är uppbyggd av olika paneler för att göra det enkelt att justera omfånget. Kardborrlåsning genom D-ringar. Öppen för patella. Finns i vuxen- och barnstorlek.

Användningsområden: Postoperativ behandling, muskel- och ligamentskador, efter gipsning och enklare ståträning.

Art. nr.	Storlek	Mått 1	Mått 2	Längd	Vä/Hö
28655	Barn	43-46 cm	28-34 cm	45 cm	Bilat.
28655	Vuxen	46-51 cm	34-41 cm	50 cm	Bilat.



Mått 1: Knämått 15 cm ovan mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Knäimmobiliseringsskena

Immobiliseringsskena avsedd för tillfällig immobilisering av knäleden. Kan också användas som stöd vid enklare ståträning. Skenan finns i två olika längder. För att justera omkretsen kan de två sidostyckena flyttas framåt/bakåt i syfte att anpassa storleken optimalt. De dorsala skenorna kan böjas försiktigt till önskad grad av flexion.

Användningsområden: Vid tillfällig immobilisering av knäleden och vid enklare ståträning. Posttraumatiska och postoperativa tillstånd.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
47500	Ljusgrå	Small/Medium	51 cm	39-60 cm	30-45 cm
47500	Ljusgrå	Large/X-Large	60 cm	47-73 cm	34-47 cm



Mått 1: Längd ortos

Mått 2: Omkrets lår

Mått 3: Omkrets vad



OACTIVE®2

Unilateral knäortos för behandling av enkelsidig knäartros. Smidig och enkel konstruktion med låg vikt. Tillverkad av aluminium. Ortosen har smarta innovativa spännen för att underlätta att ta på och av ortosen.

Den unika Q-leden justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. OACTIVE® 2 kan även ställas in för att begränsa rörelseområdet för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. OACTIVE® 2 finns i en storlek, vänster eller höger.

Användningsområden: Mild till svår enkelsidig knäartros. Medialt eller lateralt.

Kontraindikationer: Se bruksanvisningen.

Övrigt: OACTIVE® 2 har en viktbeholdning på max 135 kg.

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö
55000	OACTIVE 2	En storlek	Vä/Hö
55012	Extra Bandset (utan spännen)	One Size	Vä/Hö
55013	Extra polstring	One Size	Vä/Hö
55014	Suspension Wrap	61 cm	
55014	Suspension Wrap	81 cm	



Catalyst Propel™ ATC

Denna fyrrpunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Den patenterade Active Thigh Cuff (ATC) är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm som låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform.

Catalyst Propel™ ATC har bygel på underbenets framsida.

Catalyst Propel™ ATC kan ställas in för att begränsa rörelseområdet för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse.

Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområden: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

Kontraindikationer: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
55003	Catalyst Propel™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vä/Hö
55003	Catalyst Propel™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vä/Hö
55003	Catalyst Propel™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vä/Hö
55003	Catalyst Propel™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vä/Hö
55003	Catalyst Propel™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vä/Hö
55008	Extra polstring	Small				Vä/Hö
55008	Extra polstring	Medium				Vä/Hö
55008	Extra polstring	Large				Vä/Hö
55008	Extra polstring	X-Large				Vä/Hö
55008	Extra polstring	XX-Large				Vä/Hö
55010	Extra Bandset	Small				
55010	Extra Bandset	Medium				
55010	Extra Bandset	Large				
55010	Extra Bandset	X-Large				
55010	Extra Bandset	XX-Large				
55011	PCL Band	35 cm				
55011	PCL Band	43 cm				
55011	PCL Band	50 cm				

Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.

Catalyst Propel™ OA

Denna fyrapunkts-knäortos är avsedd för behandling av mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet eller efter skada för att reducera belastningen mot leden. Ortosen har den unika Active Thigh Cuff™ (ATC) lösningen på lårets framsida. Detta är en flexibel och stark dubbel lårmanchett som möjliggör den ultimata upphängningen. Ger skydd och komfort genom att röra sig med musklerna igenom hela rörelsen. Stark men lågprofil aluminiumram av högsta kvalitet ger ett överlägset skydd.

Ortosens Q-led justeras med eller motsols för att uppnå önskad avlastning. Börja med ortosen i neutralläge, med knäet böjt i 90°, och vrid 1/8 dels varv i taget för att justera avlastningen. Ortosen levereras med en karta med olika stopp för flexion och extension. Catalyst Propel™ OA kan även ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområden: Mild till svår enkelsidig knäartros i kombination med knäinstabilitet. Efter skada för att reducera belastningen mot leden.

Kontraindikationer: Se bruksanvisningen.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
5500I	Catalyst Propel™ OA	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vä/Hö
5500I	Catalyst Propel™ OA	Medium	33- 37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vä/Hö
5500I	Catalyst Propel™ OA	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vä/Hö
5500I	Catalyst Propel™ OA	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vä/Hö
5500I	Catalyst Propel™ OA	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Small				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Medium				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Large				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	X-Large				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	XX-Large				Vä/Hö
55010	Extra bandset	Small				
55010	Extra bandset	Medium				
55010	Extra bandset	Large				
55010	Extra bandset	X-Large				
55010	Extra bandset	XX-Large				
5501I	PCL Band	35 cm				
5501I	PCL Band	43 cm				
5501I	PCL Band	50 cm				



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.

Catalyst Propel™ Rigid Top

Denna fyrrpunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets framsida.

Catalyst Propel™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområden: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

Kontraindikationer: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vä/Hö
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vä/Hö
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vä/Hö
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vä/Hö
55004	Catalyst Propel™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Small				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Medium				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Large				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	X-Large				Vä/Hö
55009	Extra Polstring	XX-Large				Vä/Hö
55010	Extra Bandset	Small				
55010	Extra Bandset	Medium				
55010	Extra Bandset	Large				
55010	Extra Bandset	X-Large				
55010	Extra Bandset	XX-Large				
55011	PCL Band	35 cm				
55011	PCL Band	43 cm				
55011	PCL Band	50 cm				

Catalyst Elite™ ATC

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Den patenterade Active Thigh Cuff (ATC) är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm som låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Elite™ ATC har bygel på underbenets baksida.

Catalyst Elite™ ATC kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområden: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

Kontraindikationer: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
55005	Catalyst Elite™ ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vä/Hö
55005	Catalyst Elite™ ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vä/Hö
55005	Catalyst Elite™ ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vä/Hö
55005	Catalyst Elite™ ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vä/Hö
55005	Catalyst Elite™ ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vä/Hö
55008	Extra Polstring	Small	Vä/Hö			
55008	Extra Polstring	Medium	Vä/Hö			
55008	Extra Polstring	Large	Vä/Hö			
55008	Extra Polstring	X-Large	Vä/Hö			
55008	Extra Polstring	XX-Large	Vä/Hö			
55010	Extra Bandset	Small				
55010	Extra Bandset	Medium				
55010	Extra Bandset	Large				
55010	Extra Bandset	X-Large				
55010	Extra Bandset	XX-Large				
55011	PCL Band	35 cm				
55011	PCL Band	43 cm				
55011	PCL Band	50 cm				



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.

Catalyst Elite™ Rigid Top

Denna fyrapunkts ligamentortos har alla önskade funktioner för den aktiva brukaren. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Elite™ Rigid Top har bygel på lårets framsida och underbenets baksida.

Catalyst Elite™ Rigid Top kan ställas in för att begränsa rörelseomfånget för extension och flexion oberoende av varandra. Ortosen kan även ställas in för fri rörelse. Levereras med 5° stopp installerat.

Användningsområden: Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Som säkerhet efter operation. Konservativ behandling av ligamentskador. I förebyggande syfte i samband med hög aktivitet.

Kontraindikationer: Se bruksanvisningen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Small	29-33 cm	29-33	37-43 cm	Vä/Hö
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vä/Hö
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vä/Hö
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vä/Hö
55006	Catalyst Elite™ Rigid Top	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vä/Hö
55009	Extra Polstring	Small	Vä/Hö			
55009	Extra Polstring	Medium	Vä/Hö			
55009	Extra Polstring	Large	Vä/Hö			
55009	Extra Polstring	X-Large	Vä/Hö			
55009	Extra Polstring	XX-Large	Vä/Hö			
55010	Extra Bandset	Small				
55010	Extra Bandset	Medium				
55010	Extra Bandset	Large				
55010	Extra Bandset	X-Large				
55010	Extra Bandset	XX-Large				
55011	PCL Band	35 cm				
55011	PCL Band	43 cm				
55011	PCL Band	50 cm				

Catalyst Propel™ R.O.M.ATC

Catalyst Propel R.O.M.ATC är utvecklad för att även fungera som en postoperativ ortos. Förutom ledens inställningsmöjligheter har denna i övrigt samma egenskaper och funktioner som ligamentortosen Catalyst Propel. R.O.M-ortosen finns endast med den patenterade Active Thigh Cuff (ATC), som är en flexibel och stark dubbel lårmanschett som ger den ultimata upphängningen. Stark och bekväm och låter musklerna följa med i hela rörelsen. Ortosen är tillverkad av lågprofil aluminium av högsta kvalitet. Skenorna kan skränkas för optimal passform. Catalyst Propel™ R.O.M.ATC har bygel på underbenets framsida.

Catalyst Propel™ ROMATC kan låsas i en fast position vid 0°, 15°, 30°, 60°, eller 90° eller ställas in i rörelseomfång mellan 0°, 15°, 30°, 60° och 90°.

Användningsområden: Postoperativ behandling. Stabilisering av ACL, MCL, PCL, LCL eller behandling vid kombinerad ligamentinstabilitet. Konservativ behandling av ligamentskador.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Vä/Hö
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Small	29-33 cm	29-33 cm	37-43 cm	Vä/Hö
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Medium	33-37 cm	33-38 cm	43-49 cm	Vä/Hö
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	Large	37-42 cm	38-43 cm	49-57 cm	Vä/Hö
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	X-Large	42-47 cm	43-48 cm	57-65 cm	Vä/Hö
55007	Catalyst Propel™ R.O.M.ATC	XX-Large	47-56 cm	48-56 cm	65-76 cm	Vä/Hö
55008	Extra polstring	Small	Vä/Hö			
55008	Extra polstring	Medium	Vä/Hö			
55008	Extra polstring	Large	Vä/Hö			
55008	Extra polstring	X-Large	Vä/Hö			
55008	Extra polstring	XX-Large	Vä/Hö			
55010	Extra bandset	Small				
55010	Extra bandset	Medium				
55010	Extra bandset	Large				
55010	Extra bandset	X-Large				
55010	Extra bandset	XX-Large				



Mått 1: Knämått 15 cm under mid-patella.

Mått 2: Knämått mid-patella.

Mått 3: Knämått 15 cm ovan mid-patella.



Mått: Knämått mid-patella



Mått: Knämått M-L mid-patella



Hinged Swedish Knee

En beprövad modell i ny tappning. Ram av aluminium med låg vikt där en led integrerats för att tillåta böjning av knäet. Ny moderna polstring som gör det enkelt att ta på och av ortosen. Medger stora justeringsmöjligheter i omkrets. Hinged Swedish Knee är en väl beprövad lösning vid hyperextension i knäleden. En universalstorlek som passar både vänster och höger ben. Nu i en diskret grå färg.

Användningsområden: Hyperextension i knäleden.

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Mått
28667	Hinged Swedish Knee	Bilateral	28-54 cm
28671	Hinged Swedish Knee Strap Set	Bilateral	One size
28672	Hinged Swedish Knee Liner Set	Bilateral	One size

CHECK™ stainless steel

Bekväm knäortos tillverkad av rostfritt stål avsedd att motverka hyperextension och att stödja vid instabilitet i knäleden. Ortosens längd gör att trycket mot femur och tibia blir mindre och ortosen blir mer bekväm. Den smidiga konstruktionen gör att ortosen kan bäras under kläder. Polstringen är tillverkad av konstläder. D-ringarna som medföljer kan sättas på den sida av ortosen som passar patienten

Användningsområden: Check Stainless syfte är att motverka hyperextension i knäleden och att stödja knäledsinstabilitet. Indikationer för användning av Check Stainless är: Genu recurvatum, ligamentinstabilitet, valgus/varus instabilitet, neurologiska skador/sjukdomar som medför svaghet i m Quadriceps

Kontraindikationer: Ej avsedd för idrottsaktiviteter.

Art. nr.	Färg	Mått	Längd	Vä/Hö
28652	Svart	9-13 cm	45 cm	Bilat.
28651	Extra bandset			
28653	Extra D-ringar 4 st			

ROM Postoperativknäortos

Postoperativ knäortos i universalstorlek med polstring som kan klippas till önskad storlek utan att fransa sig. Skenor av metall som kan formas för bästa passform. Den bekväma och luftiga polstring hålls på plats av de cirkulära banden. Den inkapslade polycentriska leden är enkel att justera med pinnar som hålls fast i leden med små plast band för att förhindra att pinnarna faller bort. Leden låses fast med en skruv för att hindra att den ändras. Leden kan ställas i önskad grad av flexion (10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°) och extension (5°, 10°, 15°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°). Modellen finns i en kort och en lång version.

Användningsområden: Postoperativ behandling och posttraumatisk behandling för immobilisering av knäleden för kontroll av flexion/extension.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Längd
28308	Knäortos, kort	Mörkblå	En storlek	40 cm
28309	Knäortos, lång	Mörkblå	En storlek	60 cm
28311	Extra bandset för 28308 kort	Mörkblå	En storlek	
28312	Extra bandset 28309 lång	Mörkblå	En storlek	
28313	Extra polstring 28308 kort	Mörkblå	En storlek	
28314	Extra polstring 28309 lång	Mörkblå	En storlek	

ToeOFF® Combo

Combo är en ortos-del speciellt framtagen för behandling av hyperextension i kombination med droppfot. Combo är en förlängning som monteras på en ToeOFF® eller BlueROCKER®. Den unika konstruktionen gör att droppfotsskenan och Combo-delen enkelt kan kopplas isär.

Användningsområden: Knäledsinstabilitet, översträckning i kombination med droppfot med ursprung från stroke, post-polio, MS, neuropati etc. Patientvikt max 150 kg. Patients längd max. 2 m.

Kontraindikationer: Total avsaknad av ligament i knäet. Totalt Quadricepsbortfall. Patientlängd över 2 meter. Patientvikt över 150 kg. Kraftigt försämrad kognitiv förmåga. OBS: När utprovningen är slutförd får det inte finnas mer än 10° hyperextension kvar i ortosen.



Knämått 1: M-L mid-patella

Knämått 2: Omkrets 20 cm ovan mid-patella

Knämått 3: M-L 20 cm ovan mid-patella

Art. nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Knämått 2	Knämått 3	Knämått 1
28780	Knäled med skenor (par)	En storlek				
28781	Lårdel	Small	Vä/Hö		30-40 cm	11-15 cm
28781	Lårdel	Medium	Vä/Hö		38-50 cm	13-17 cm
28781	Lårdel	Large	Vä/Hö		48-60 cm	15-19 cm
28781	Lårdel	X-Large	Vä/Hö		58-70 cm	17-21 cm
28782	Band, textil och spännen	Small	Bilat.	7-10,5 cm		
28782	Band, textil och spännen	Medium	Bilat.	9,5-13 cm		
28782	Band, textil och spännen	Large	Bilat.	12,5-16 cm		
28783	Softkit (2 st)	Small				
28783	Softkit (2 st)	Medium				
28783	Softkit (2 st)	Large				
28783	Softkit (2 st)	X-Large				
28784	Tibiakoppling	Small				
28784	Tibiakoppling	Medium				
28784	Tibiakoppling	L-XL				



Ascender® post-op knäortos

Ascender® är en teleskopisk (44-70cm) postoperativ knäortos med extensions begränsning som kan ställas in mellan -10° (hyperextension) och 70°. Flexions begränsning kan ställas mellan -10° och 120°. Inställningen justeras enkelt genom att lyfta och flytta stopparna i leden. Leden kan även låsas i fem olika lägen; -10° (hyperextension), 0° (neutral), 10°, 20°, 30° flexion. Leden kan säkras extra genom att sätta in en "Anti-tamper låsning" ovanför själva stoppet. Detta måste sen klippas bort med sax för att öppna inställningen.

Varje skena kan justeras till önskad längd individuellt. På varje skena finns en hake som öppnas. Skenan har tydliga markeringar för att säkerställa att det är samma längd på den laterala och mediala skenan.

Den mjuka och följsamma polstringen har anti-glid material på insidan. Banden låses med extra låsklips för att hållas på plats under utprovningen. Ortosen stängs med kraftiga spännen som hakas fast. Bandens längd kan enkelt justeras genom att lossa Y-tabben och klippa bandet till önskad längd. Polstringen och banden kan tvättas för hand i ljummet vatten med en mild tvålösning. Universalmodell som passar både vänster och höger. En storlek.

Användningsområden: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Vä/Hö
47540	Ascender post-op knäortos	En storlek	44 – 70 cm	Bilat.
47541	Komplett polstrings- och bandset	En storlek		Bilat.
47542	Extra polstringsset	En storlek		Bilat.
47543	Extra bandset	En storlek		Bilat.



E-SENSE ROM post-op knäortos

Denna helt unika postoperativa knäortos har teleskopiska skenor som kan justeras uppe eller nere till önskad längd mellan 46 till 69 cm. Leden är inställbar i önskar rörelseomfång. Flexion från 0° - 120° med 10° intervall och extension från 0° - 90° med 10° intervall. Leden kan även låsas i 0°, 15° och 30° med en enkel knapptryckning. Polstringen är tillverkad i ett "non-slip" material som andas. Materialets konstruktion gör att polstringen inte glider på benet. Endast en storlek som passar både vänster och höger. Det behövs inte några verktyg för att genomföra inställningarna. Banden har dubbellåsning - både med plastkrok och med kardborrlåsning.

Användningsområden: Postoperativ behandling.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
47522	E-SENSE ROM post-op knäortos	En storlek	46 - 69 cm	Bilat.
47523	Extra polstring	En storlek		Bilat.



Höftortoser

www.camp.se



Lerman Haro höftortos

Höftortos med flera olika inställningsmöjligheter. Rotationsinställning i transversalplanet, kontroll och inställning i både flexion/extension och abduktion/adduktion. Plastkonstruktion med stål/aluminiumled. Passar både dam och herr.

Användningsområden: Postoperativt.

Övrigt: Extra polstring kan köpas separat.

Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått	Vä/Hö
62790	Lerman Haro	Small	70-80 cm	Vä/Hö
62790	Lerman Haro	Medium	85-90 cm	Vä/Hö
62790	Lerman Haro	Large	100-110 cm	Vä/Hö
62790	Lerman Haro	X-Large	115-125 cm	Vä/Hö
62791	Extra polstring Höft	Small		Vä/Hö
62791	Extra polstring Höft	Medium		Vä/Hö
62791	Extra polstring Höft	Large		Vä/Hö
62791	Extra polstring Höft	X-Large		Vä/Hö
62792	Extra polstring Lår	Small		Vä/Hö
62792	Extra polstring Lår	Medium		Vä/Hö
62792	Extra polstring Lår	Large/X-Large		Vä/Hö
62792	Extra polstring Lår	X-Large		Vä/Hö

Hip Flexion Assist Device - HFAD

HFAD är avsedd för personer med Multiple Skleros (MS) som har generell svaghet i benet/benen. HFAD är avsedd att öka styrkan i det ben där HFAD används, förbättra gångprestationen och öka den dagliga aktivitetsnivån. Ortosen består av ett bekvämt höftband och två elastiska gummiband som fästs i skon. Banden assisterar vid höft-, knä- och dorsalflexion i ankeln. Nivån på assistansen kan lätt ställas in efter användarens behov. HFAD kan användas över vanliga kläder eller under löst sittande kläder. Finns i utförande för ett ben eller för båda benen.

Användningsområden: HFAD kan vara fördelaktig för patienter med MS som har; svaghet i höft-, knä- och fotledsböjaren, begränsad uthållighet och ev. utmattning vid gång, svårt att lyfta ben och fot. Använder kompensatoriska rörelser såsom bäckentippning, circumduktion och/eller tyngdöverföring till motsatt sida, har försökt att använda en AFO för att kompensera för droppfot men har fortfarande svårighet att gå på grund av svaghet i höft och knäflexorerna, förhöjd tonus och får genom ortosen lättare att slappna av och därmed bättre gång.



Art. nr.	Modell	Storlek	Midjemått	Vä/Hö
62784	Singel HFAD	Small	61-82 cm	Vä/Hö
62784	Singel HFAD	Medium	83-102 cm	Vä/Hö
62784	Singel HFAD	Large	103-122 cm	Vä/Hö
62783	Dubbel HFAD	Small	61-82 cm	Bilat.
62783	Dubbel HFAD	Medium	83-102 cm	Bilat.
62783	Dubbel HFAD	Large	103-122 cm	Bilat.

Rotationsslinga för ben

Bäckenbälte med slinga som används för att korrigera och motverka kraftig rotation i nedre extremiteterna. Ortosen hjälper till att normalisera gångmönstret genom en långsam stretch från ankel till höft. Slingan följer benet och fästs runt foten.

Användningsområden: Neurologiska skador och svaghet i nedre extremiteterna.


Art. nr.	Modell	Storlek	Bredd	Funktion
53305	B	Barn B	5,1 cm	Utåtrotation vänster ben/inåtrotation höger ben
53305	A	Barn A	5,1 cm	Utåtrotation höger ben/inåtrotation vänster ben
53305	D	Vuxen D	7,6 cm	Utåtrotation vänster ben/inåtrotation höger ben
53305	C	Vuxen C	7,6 cm	Utåtrotation höger ben/ inåtrotation vänster ben




S.W.A.S.H.®

rätt positionering vid
stående, gående och sittande.

När höftleden flekteras för sittande skapas en triangulär sittbas som ökar stabiliteten och ger barnet en mer upprätt hållning. Detta ökar förutsättningarna för en bättre hållning och ett mer funktionellt sittande som gör att barnet i större utsträckning kan använda händerna aktivt.



Med SWASH



Utan SWASH

Primära funktionsmål vid användning av SWASH-ortosen:

1. Ökad abduction och stretchning av höftadduktorerna för att förbättra höftledsplaceringen.
2. Att förhindra överdriven adduktion vid sittande, stående och gående.
3. Att förbättra hållningen i sittande och stående.
4. Att med samma ortos möjliggöra förflyttning från neutral (gå och stå) till abduction (sittande) med punkt 1, 2 och 3 bibehållna.

SWASH-ortosen är en "team"-insats. Det är viktigt att hela teamet är involverade i utprovningen och att det sätts rimliga mål för behandlingen.

SWASH-ortosens unika konstruktion medverkar till en bättre höftledsplacering. Ortosen ger tillräckligt med abduction för att hindra saxning och medial femurrotation, både vid stående och vid gång.



S.W.A.S.H.®

rätt positionering vid
stående, gående och sittande.




Välj abduktionsvinkel

Till SWASH-ortosen är det möjligt att välja två olika abduktionsvinklar - en som ger en bredare sittbas och en som ger en något smalare sittbas.



Minskad abduktion – benstag 115°

- Om barnet använder en smal rullstol
- Vid mycket strama adduktorer



Ökad abduktion – benstag 123°

- Ger större möjlighet till töjning av musklerna vid sittande
- Ger en mer upprätt hållning

Användningsområden

- Spastisk Hemiplegi
- Spastisk Diplegi
- Spastisk Quadriplegi
- Risk för höftledsförskjutning
- I samband med Botox-behandling
- Postoperativt
- Nattskena

Kontraindikationer

- Om höften är ur led
- Höftflexionskontrakturer > 20°

Mer om utprovning och anpassning finns att läsa i
SWASH Steady & Go Fitting Manual.

Kontakta kundsupport för mer information.



Mått: För mer detaljerad information om mått hänvisas till SWASH® Fitting Manual.

SWASH® STEADY Midjedel

SWASH® STEADY, som ersätter SWASH® Classic, är en vidareutveckling med utförda förbättringar och ett nytt fräscht utseende. Målet med SWASH är att förhindra överdriven höftadduktion vid sittande, stående och gång som är vanligt vid Cerebral pares. Ortosen är ett bra alternativ vid saxande gång. Den tillåter rörelse i alla tre rörelseplan. I sittande breddas basen för stöd vilket hjälper barnet att få en upprätt balanserad hållning och samtidigt stäcka på adduktorena.

Höftsektionen bestående av polyethylene sträcker sig från L2/L3 till den distala marginalen av svanskotan, vilket ger maximal support av höft och bål. Patienter med svag bålmskulatur och/eller mycket begränsad bålstabilitet kan dra nytta av det ökade posteriora och laterala stödet modellen erbjuder. STEADY har ett mjukt attraktivt och slitstarkt överdragsmaterial och klickspännen för lättare och snabbare av- och påtagning. Storlekarna 2-4 har ledhus med låg profilform. Benstagen är 6 mm i diameter för storlek 1. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°. För att få en komplett produkt krävs också lårdel och benstag.

Användningsområden: Cerebral pares med saxande gång eller instabilitet vid sittande på grund av överdriven abduktion, höft subluxation. När maximal bålkontroll är nödvändig, t.ex. patienter som saknar muskelstyrka eller tillräckligt med bålkontroll för att kunna sitta upprätt. När patienten primärt är orörlig.

Kontraindikationer: Dislokerade höfter. Höftflexionskontrakturer större än 20 grader (dynamiska eller fixerade). När adduktorena är för starka för ortosen. När adduktorena är för korta för att använda SWASH® vid sittande.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets
28852	STEADY Midjedel	1	40-46,5 cm
28852	STEADY Midjedel	2	46-55 cm
28852	STEADY Midjedel	3	54-63 cm
28852	STEADY Midjedel	4	62-72 cm

SWASH® GO Midjedel

SWASH® GO, som ersätter SWASH® Low Profile, är en vidareutveckling med utförda förbättringar och ett nytt fräscht utseende. Målet med SWASH är att förhindra överdriven höftadduktion vid sittande, stående och gång, som är vanligt vid Cerebral pares. Ortosen är ett bra alternativ vid saxande gång. Den tillåter rörelse i alla tre rörelseplan. I sittande breddas basen för stöd vilket hjälper barnet att få en upprätt balanserad hållning och samtidigt sträcka på adduktorerna.

SWASH® GO har en lägre stödjande höftprofil med böjbara iliastag. Den rekommenderas för patienter med bättre bålstabilitet och mer aktiva, som t.ex. gångare. Ortosen har ett mjukt attraktivt och slitstarkt överdragsmaterial och klickspännen för lättare och snabbare av- och påtagning. Benstagen är 8 mm i diameter i alla sex storlekarna. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°. För att få en komplett produkt krävs också lårdel och benstag.

Användningsområden: Cerebral pares med saxande gång eller instabilitet vid sittande på grund av överdriven abduktion, höft sublaxation. SWASH® GO är avsedd för patienter med större ryggkontroll och som är mer aktiva.

Kontraindikationer: Dislokerade höfter. Höftflexionskontrakturer större än 20 grader (dynamiska eller fixerade). När adduktorerna är för starka för ortosen. När adduktorerna är för korta för att använda SWASH® vid sittande.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets
28853	GO Midjedel	1	40-46,5 cm
28853	GO Midjedel	2	46-55 cm
28853	GO Midjedel	3	54-63 cm
28853	GO Midjedel	4	62-72 cm
28853	GO Midjedel	5	71-81 cm
28853	GO Midjedel	6	80-90 cm



Mått: För mer detaljerad information om mått hänvisas till SWASH® Fitting Manual.



SWASH® STEADY och GO Lårdel

För att få en komplett SWASH® STEADY eller GO produkt krävs midjedel, lårdel och benstag. Midjedelen och lårdelarna har ett mjukt attraktivt och slitstarkt överdragsmaterial samt klickspännen för lättare och snabbare av- och påtagning.


Eftersom benstagen har samma diameter i alla storlekar (undantag storlek 1) går det enkelt att kombinera olika storlekar på midjedelen med annan storlek på lårdelarna. Benstagen är 6 mm i diameter för storlek 1. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°.

Art. nr.	Modell	Storlek	Omkrets
28854	STEADY lårdel	1	21-25 cm
28854	GO lårdel	1	21-25 cm
28854	STEADY & GO lårdel	2	25-29 cm
28854	STEADY & GO lårdel	3	29-33 cm
28854	STEADY & GO lårdel	4	33-38 cm
28854	STEADY & GO lårdel	5	38-44 cm
28854	STEADY & GO lårdel	6	44-50 cm

SWASH® STEADY och GO Benstag

För att få en komplett SWASH® STEADY eller GO produkt krävs midjedel, lårdel och benstag.

Eftersom benstagen har samma diameter i alla storlekar (undantag storlek 1) går det enkelt att kombinera olika storlekar på midjedelen med annan storlek på lårdelarna. Benstagen är 6 mm i diameter för storlek 1. För storlekarna 2,3 och 4 är benstagen 8 mm i diameter. Benstagen finns i vinklarna 115° och 123°.



Art. nr.	Modell	Storlek	Längd	Diameter
28855	STEADY benstag set 115 °	1	31 cm	6 mm
28855	GO benstag set 115°	1	31 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstag set 115°	2	37,5 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstag set 115°	3	44 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstag set 115°	4	48 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstag set 115°	5	54 cm	8 mm
28855	STEADY & GO benstag set 115°	6	60 cm	8 mm
28856	STEADY benstag set 123°	1	31 cm	6 mm
28856	GO benstag set 123°	1	31 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstag set 123°	2	37,5 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstag set 123°	3	44 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstag set 123°	4	48 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstag set 123°	5	54 cm	8 mm
28856	STEADY & GO benstag set 123°	6	60 cm	8 mm




SWASH® STEADY och GO Tillbehör

Till SWASH® STEADY och GO finns olika tillbehör och varianter, t.ex. textila midjedelar som finns i utförande till STEADY och GO. Textil lårdel är gemensam för STEADY och GO. Magplatta finns i också i gemensamt utförande till STEADY

Övrigt: För mer detaljer om SWASH® tillbehör, vänligen se komponentlista i SWASH Fitting Manual.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
28857	STEADY textil midjedel	1	1 set
28857	STEADY textil midjedel	2	1 set
28857	STEADY textil midjedel	3	1 set
28857	STEADY textil midjedel	4	1 set
28858	GO textil midjedel	1	1 set
28858	GO textil midjedel	2	1 set
28858	GO textil midjedel	3	1 set
28858	GO textil midjedel	4	1 set
28858	GO textil midjedel	5	1 set
28858	GO textil midjedel	6	1 set
28859	STEADY & GO textil lårdel	1	1 par
28859	STEADY & GO textil lårdel	2	1 par
28859	STEADY & GO textil lårdel	3	1 par
28859	STEADY & GO textil lårdel	4	1 par
28859	STEADY & GO textil lårdel	5	1 par
28859	STEADY & GO textil lårdel	6	1 par
28860	STEADY & GO magplatta	1	1 st
28860	STEADY & GO magplatta	2	1 st
28860	STEADY & GO magplatta	3	1 st
28860	STEADY & GO magplatta	4	1 st
28860	STEADY & GO magplatta	5	1 st
28860	STEADY & GO magplatta	6	1 st
28861	STEADY skruvset 6 mm	1	1 set
28861	STEADY & GO skruvset 8 mm	1-6	1 set
28862	STEADY låsring set 6 mm	1	1 set
28862	STEADY & GO låsring set 8 mm	1-6	2 st
28863	STEADY Plasthölje för led	1	2 st
28864	STEADY Gummiplugg för benstag 6 mm	1	2 st
28864	STEADY & GO Gummiplugg för benstag 8 mm	1-6	10 st
28865	STEADY mässingsbussning	1	10 st
28866	STEADY höftledsset 6 mm	1	2 st
28866	STEADY höftledsset 8 mm	2-4	2 st
28867	GO höftledsset 8 mm	1-6	2 st
28868	STEADY & GO insexnycklar	1-6	Set om 4
28869	STEADY & GO spännen 25 mm	1-3	2 st
28869	STEADY & GO spännen 38 mm	4-6	2 st

STEADY & GO komponenter



Nr.	Beskrivning	Enhet	STEADY	GO
1	Textil midjedel inkl. magplatta	1 set	28857	28858
2	Magplatta	1 st	28860	28860
3	Benstag 6 mm 15°, storlek I	Par	28855-06	
3	Benstag 8 mm 15°	Par	28855-08	28855-08
3	Benstag 6 mm 23°, storlek I	Par	28856-06	
3	Benstag 8 mm 23°	Par	28856-08	28856-08
4	Textil för lårdel	Par	28859	28859
5	Skruvset, storlek I		28861-06	
5	Skruvset, storlek 2 - 6		28861-08	28861-08
6	Låsring, storlek I	2 st	28862-06	
6	Låsring, storlek 2 - 6	2 st	28862-08	28862-08
7	Plasthölje för led, storlek I	2 st	28863-06	
8	Gummiplugg för benstag, storlek I	2 st	28864-06	
8	Gummiplugg för benstag, storlek 2 - 6	10 st	28864-08	28864-08
9	Mässingsbussning, storlek I	10 st	28865	
10	Höftledsset, storlek I	2 st	28866-06	
10	Höftledsset, storlek 2 - 6	2 st	28866-08	28867-08
11	Insexnyckelset	1 set	28868	28868
12	Plastspänne 25 mm, storlek I - 3	2 st	28869-25	28869-25
12	Plastspänne 38 mm, storlek 4 - 6	2 st	28869-38	28869-38



Mått: Avstånd mellan knälederna i abduktion

Abduktionsskena C29

Abduktionsskena av plast med mjukfodrade kanter. Rostfria stålskenor mellan benhylsorna fram och bak. Ryggplatta med band om bröstkorgen ger sidostabilitet. Luftig och hygienisk. Kan användas med blöja.

Användningsområden: Kongenitala höftledsluxationer

Art. nr.	Storlek	Mått
20290	X-Small	14-17 cm
20290	Small	18-23 cm
20290	Medium	25-30 cm
20290	Large	33-38 cm



Abduktionsskena ställbar

Stöder höften under höftens utveckling vid höftdysplasi samt används efter reposition vid höftluxation hos spädbarn. Lårbenen är placerade på ett sätt som säkrar lårbenshuvudet i Acetabulum för att förhindra oönskade rörelser och därmed höft (Sub) Luxation. Ortosen fixerar höftleden i en 90° flexion och 60° abduktionsposition.

Användningsområden: Höftdysplasi, höftleds luxation eller sublaxation

Art. nr.	Storlek
20291	En storlek



Höftabduktionsortos

Prefabricerad ortos för barn som används vid behandling av Perthes sjukdom samt vid andra höftrelaterade sjukdomar. Extension och flexion kan ställas in med 20° intervall. Formgiuten plast med stålskenor för låg vikt. Löstagbar polstring.

Användningsområden: Perthes sjukdom och andra höftrelaterade sjukdomar.

Övrigt: Extra polstring kan köpas separat.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bäckenvidd M-L
28600	Höftabduktionsortos	Small	<21 cm
28600	Höftabduktionsortos	Large	>21 cm
28601	Extra polstring	Small	
28601	Extra polstring	Large	

Maple Leaf höftortos

Ortos som bibehåller musklernas längd för att förhindra återuppkomst av deformiteter efter mjukdeloperationer relaterade till höften. Leden gör det möjligt att positionera höftleden nära den anatomiska linjen. Justerbar i bredd och längd. Möjlighet att ställa in i intervaller med 20° flexion/extension, 9° abduktion/adduktion samt rotation i transversalplanet. Storlek X-Small är förinställd med en abduktionsvinkel på 15°, vilken går att öka eller minska genom justering. X-Small går ej att rotera i transversalplanet. Formgjuten plast med stålskenor. Löstagbar polstring.



Användningsområden: CP och postoperativt.

Art. nr.	Storlek	Bäckenvidd M-L
62786	X-Small	15 - 19 cm
62786	Small	20 - 24 cm
62786	Medium	25 - 29,5 cm
62786	Large	30 - 34,5 cm



Maple Leaf DE

Maple Leaf finns också med en distal förlängning för underbenet för patienter som är i behov av ytterligare rotationskontroll av höften. Knäleden kan låsas samt ställas in i intervaller med 20° flexion/extension och 9° abduktion/adduktion. För övrigt har ortosen samma egenskaper och inställningar som Maple Leaf art. nr: 62786. Formgjuten plast med stålskenor. Höft-, lår- och vaddel har utbytbar polstring och band.

Användningsområden: CP och postoperativt. Vid behov av ytterligare rotationskontroll av höften.

Övrigt: Extra polstring kan köpas separat.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bäckenvidd M-L
62787	Komplett Maple Leaf DE	Small	20 - 24 cm
62787	Komplett Maple Leaf DE	Large	30 - 34,5 cm
62793	Extra polstring till vaddel	Small	
62793	Extra polstring till vaddel	Large	
62794	Extra band till vaddel	Small	
62794	Extra band till vaddel	Large	
62796	Extra polstring till höftdel	Small	
62796	Extra polstring till höftdel	Large	
62797	Extra polstring till lårdel	Small	
62797	Extra polstring till lårdel	Large	
62798	Extra band till höftdel	Small	
62798	Extra band till höftdel	Large	
62799	Extra band till lårdel	Small	
62799	Extra band till lårdel	Large	



Bröstproteser

www.camp.se



Diamond Classic



MassageForm Air



Massage BH



Embrace BH

Bröstproteser

Camps bröstproteser är väl anpassade för rådande operationsmetoder och till den moderna kvinnans förväntningar. Välj mellan modeller av traditionell silikon eller lätt-viktssilikon. Gemensamt för dessa modeller är en matt ytfilm och en varm naturlig färgton. Oavsett om du väljer traditionell silikon eller lättviktssilikon så är proteserna av högsta kvalitet, mjuka och naturliga, samtidigt som de följer kroppens rörelse.

I sortimentet finns bland annat Camps unika Massageprotes som har blivit en enorm succé. Massageprotesen har kanaler på baksidan som ger en mjuk massage mot bröstkorgen och tillåter samtidigt luft att cirkulera så huden känns sval och kan andas. Massageprotesen är speciellt fördelaktig för kvinnor med lymfödem. Massageform Attach är en massageprotes med självhäftande baksida.

Samtliga ABC-bröstproteser av silikon levereras i en praktisk väska. Här förvaras protesen säkert och formen bibehålls. Fodral till protesen ingår ej men kan beställas separat.

Kontakta kundsupport för mer information.



Nackortoser

www.camp.se



Halskrage rak modell

Mjuk halskrage i rak modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Kan knäppas fram eller bak. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47010	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47010	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47011	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm



Halskrage formad modell

Mjuk halskrage i anatomiskt formad modell som ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Textilen är huvudsakligen av bomull. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Avsedd för tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. nackspärr, stelhet, överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47012	Grå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47012	Grå	Large	12 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	X-Small	6 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Small	8 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Medium	10 cm	32 – 48 cm
47013	Blå	Large	12 cm	32 – 48 cm

Vission halskrage

Halskrage i mjuk och sval Lycra material som ger ett modernt utseende och en behaglig känsla mot huden. Halskragen som är anatomiskt formad ger avlastning och stöd för nackens strukturer. Den följer hakans och bröstets konturer för en bekväm passform. Vission halskrage finns i fyra höjder. Materialet är helt fritt från Latex.

Användningsområden: Tillfällig avlastning av nacke vid t.ex. överbelastad muskulatur eller reumatisk värk.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
47014	Svart	X-Small	6 cm	32-48 cm
47014	Svart	Small	8 cm	32-48 cm
47014	Svart	Medium	10 cm	32-48 cm
47014	Svart	Large	12 cm	32-48 cm

Ortho Prim halskrage

Delbar halskrage av polyeten för stabilisering av nacken. Utskuren under hakan för bra passform och med mjukt polstrade kanter. Justerbar i höjd och vidd genom enkel kardborrlåsning. Plasten är perforerad för ökad ventilation.

Användningsområden: Avlastning av nacke, överbelastad muskulatur och reumatiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20560	Vit	X-Small	7,5-9 cm	32-37 cm
20560	Vit	Small	8-9,5 cm	36-41 cm
20560	Vit	Medium	8,5-10 cm	40-45 cm
20560	Vit	Large	9-10,5 cm	44-49 cm
20560	Vit	X-Large	9-10,5 cm	48-53 cm



Eclipse® Halskrage

Eclipse halskrage är en modernt designad halskrage med hög passform och funktion. Eclipse är enkel att justera och har en semirigid ramstruktur med "quick-fit" funktioner för enkel utprovning och storleksanpassning. Eclipse är avsedd att begränsa flexion, extension och rotation för att främja patientens återhämtning. Den öppna ramkonstruktionen gör den luftig och bekväm samt att den får en generös trachea-öppning. Endast en storlek som täcker in det mesta i omfång och höjd. Polstringen är utbytbar och kan köpas separat. Höjden kan ställas in mellan 7,5 cm upp till 18,75 cm.

Användningsområden: Stabilisera ryggraden för att förhindra flexion, extension och rotation efter en skada på eller sjukdom i halsryggen.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
20628	Eclipse Halskrage	Ljusgrå	En storlek
20629	Extra polstring	Grå	En storlek





Trachea halskrage

Tvådelad halskrage i plastazote med tracheotomiöppning. Halskragen är anatomiskt utskuren för god passform och plastförstärkt i nacken och under hakan. Fixeras med kardborrband på båda sidor.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd	Omkrets
20619	Beige	Small	5,5 cm	25- 3 cm
20619	Beige	Medium	5,5 cm	33-41 cm
20619	Beige	Large	5,5 cm	41-48 cm
20620	Beige	Small	8 cm	25-33 cm
20620	Beige	Medium	8 cm	33-41 cm
20620	Beige	Large	8 cm	41-48 cm
20621	Beige	Small	11 cm	25-33 cm
20621	Beige	Medium	11 cm	33-41 cm
20621	Beige	Large	11 cm	41-48 cm
20622	Beige	Small	13 cm	25-33 cm
20622	Beige	Medium	13 cm	33-41 cm
20622	Beige	Large	13 cm	41-48 cm



Pacific halskrage

Tvådelad halskrage av polyeten som fixeras med kardborrband på båda sidor. Det stabila skalet följer hakans form och vilar bekvämt mot bröstbenet. Kragen är lägre på sidorna för att inte ge skav mot axlar eller öron. Höjden på kragen justeras med hjälp av två plastskruvar. Ett mjukt och luftigt polster utan sömmar medföljer. Polstringen kan tvättas eller bytas ut.

Användningsområden: Instabilitet, smärta och postoperativt.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd
20625	Vit/Svart	Small/Medium	5,5-9,5 cm
20625	Vit/svart	Medium/Large	8-13 cm
20626	Extra polstring, svart	Small/Medium	
20626	Extra polstring, svart	Medium/Large	



Ryggortoser

www.camp.se

Camps Korsettsortiment

Camp Scandinavia har sedan 1908 designat, producerat och marknadsfört korsetter för olika behov. Lika länge har vi lyssnat på patienter och utprovare för att tillhandahålla de produkter som fyller deras behov. Vi kan med rätta säga att vi har god erfarenhet inom korsettförsörjning och är stolta över att idag kunna presentera vårt breda sortiment på de följande sidorna.


Vid val av korsett är det viktigt att överväga indikation och anatomi men också att ta hänsyn till patientens figurtyp, livsstil och acceptansnivå. För att underlätta valet har vi delat in våra gördlar och korsetter i katalogen efter nedanstående system. Önskar du ytterligare information är du välkommen att ringa vår Kundsupport.

Stabilitet

Gördlar	Elastiskt material
Korsetter	Tyg, förstärkt med skenor
Rigida	Plast, metall

Höjd

SIO	Sacro-iliacal
LSO	Lumbo-sacral
TO	Thoracal
TLSO	Thoraco-lumbo-sacral
ABDO	Abdominal



Trokanterbälte Tro-Camp

SIO - Stabilt bälte för sacro-iliacaleden som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel knäppslå tillåter storleksutvidgning under graviditet. Snörningen mitt bak dras samman för att minska belastningen på sacro-iliacaleden. Grenband medföljer. Bältet försluts med hakar och hyskor mitt fram.

Användningsområden: Bäckensinsufficiens och symfysiolysbesvär.

Övrigt: Storlek = Höftmått

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd bak	Höjd fram
21021	Beige	75 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	80 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	85 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	90 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	95 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	100 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	105 cm	8 cm	10 cm
21021	Beige	110 cm	8 cm	10 cm



Sacrobälte

SIO - Bälte för sacro-iliacaleden med en elastisk inre del mot huden och en yttre rigid del för avlastning och stabilisering. Bältet passar både rak och midjesvängd figurtyp. Försett med antiglidstopp som förhindrar bältet att glida mot hud eller kläder. Avtagbar pelott.

Användningsområden: Bäckensinsufficiens och symfysiolysbesvär.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
21030	Svart	Small	67-80 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Medium	80-98 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	Large	98-116 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	X-Large	116-133 cm	7,5 cm	7,5 cm
21030	Svart	XX-Large	133-150 cm	7,5 cm	7,5 cm





Graviditetsbälte MAMMY

Anatomiskt graviditetsbälte som kan anpassas till de olika stadierna under graviditeten. Bältet lyfter upp magen för att minska känslan av tyngd i bäckenområdet. Skenor i ryggen stödjer och förbättrar hållning, vilket minskar ryggsmärta. I sidorna finns extra dragband för att justera stödet vid behov. Tillverkad i ett modernt och extra mjukt material för komfort och låg vikt.

Användningsområden: Graviditetsrelaterad ryggsmärta och/eller bäckensmärta.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22149	Grå	En storlek	90-130cm	13 cm	7 cm
22150	Beige	En storlek	90-130 cm	13 cm	7 cm



Elcross® LUX låg

SIO - Denna låga modell är avsedd att ge ett sacroiliacalt stöd men kan också placeras för ett mer lumbosacralt stöd. Elcross®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa Resistex® Carbon-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22171	Beige	Small	85 - 95 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Medium	95 - 105 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	Large	105 - 115 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	X-Large	115 - 125 cm	19 cm	15 cm
22171	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	19 cm	15 cm

SELECTION® rygg låg

SIO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection® Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.



Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35400	Svart	X-Small	75-85 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Small	85-95 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Medium	95-105 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	Large	105-115 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	X-Large	115-125 cm	19 cm	12 cm
35400	Svart	XX-Large	125-140 cm	19 cm	12 cm



SELECTION® rygg regular

LSO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION® materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Modellen passar för såväl rak som kurvig figur och har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Dragbanden glider extra smidigt i de specialdesignade D-ringarna. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen, med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection® Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35401	Svart	X-Small	75-85 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Small	85-95 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Medium	95-105 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	Large	105-115 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	X-Large	115-125 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XX-Large	125-140 cm	23 cm	16 cm
35401	Svart	XXX-Large	140 - 160 cm	23 cm	16 cm

SELECTION® rygg wide

ABDO - Elastisk smidig gördel tillverkad av det sköna SELECTION®-materialet som kännetecknas av sin ventilerande förmåga, låga vikt och optimala passform. Denna modell är speciellt framtagen för personer med ett kraftigt magparti som behöver lyft och stöd. Förslutningen framtill är delad i två för att underlätta vid påtagning och för att kunna justera höjd fram. Ortosen har extra stabiliserande dragband som går omlott i ryggen. Förstärkningen i ryggen har en ny utformning som fördelar trycket över en större yta men lämnar ryggraden helt fri. På framstycket finns extra hjälp för att stänga ortosen med en ficka på en sida och ett extra band på andra sidan. Materialet på framsidan är en ny konstruktion som ger en smidig låsning utan hårda och bulkiga kardborrband. Materialen i Selection® Rygg är av högsta kvalitet och funktion har stått i fokus under utvecklingsfasen.

Användningsområden: Ryggsmärta och Rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
35402	Svart	Small	85-95 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Medium	95-105 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	Large	105-115 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	X-Large	115-125 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XX-Large	125-140 cm	31,5 cm	25 cm
35402	Svart	XXX-Large	140-160 cm	31,5 cm	25 cm



NAVY X™



Navy-X finns i 3 olika höjder - låg, mellan och hög.

Mellan-modellen finns dessutom i 3 olika färger - marinblå, beige och grå.

Gemensamt för alla modellerna är:

- det slitstarka och luftiga materialet
- de extra stabiliserande dragbanden
- den förlåtande passformen



Den höga modellen har delad förslutning framtill och öppna kanaler i ryggen för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Samtliga modeller finns i storlekarna X-Small upp till XX-Large, vilket täcker in ett höftmått från 75 cm upp till 135 cm.



Höjder i cm:

		Fram	Bak
23549	Blå	12	18,5
23554	Grå	12	18,5
23550	Blå	16	22
23555	Grå	16	22
23560	Beige	16	22
23552	Blå	25	31

Navy X™ låg

SIO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer. Gördeln är avsedd som sacroiliacalt stöd men kan också passa som lumbosacralt stöd till en kort patient.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23549	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23549	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Small	75-85 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Small	85-95 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Medium	95-105 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	Large	105-115 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	X-Large	115-125 cm	18,5 cm	12 cm
23554	Grå	XX-Large	125-135 cm	18,5 cm	12 cm





Navy X™

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Starka dragband ger extra stabilitet tillsammans med skenorna i plast baktill och i sidorna. Kardborrlåsning mitt fram. Gördeln är lämplig för tuffa miljöer.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23550	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23550	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23560	Beige	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Small	75-85 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Small	85-95 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Medium	95-105 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	Large	105-115 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	X-Large	115-125 cm	22 cm	16 cm
23555	Grå	XX-Large	125-135 cm	22 cm	16 cm

Navy X™ hög

LSO - Elastisk luftig gördel i extra stadigt och slitstarkt material. Modellen är extra hög och har delad förslutning framtill samt extra dragband för ökad stabilisering. Den har öppna kanaler bak för komplettering av mer stabila skenor när så önskas.

Användningsområden: Ryggsmerta och rygginsufficiens

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23552	Mörkblå	X-Small	75-85 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Small	85-95 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Medium	95-105 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	Large	105-115 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	X-Large	115-125 cm	31 cm	25 cm
23552	Mörkblå	XX-Large	125-135 cm	31 cm	25 cm
23553	Aluminiumskenor 2 st	2 cm x 26 cm			





Elcross® LUX mellan

LSO - En mellanhög modell som ger ett stabilt lumbosacralt stöd. Elcross® LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa Resistex® Carbon-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross® LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22172	Beige	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22172	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Small	85 - 95 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Medium	95 - 105 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	Large	105 - 115 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	19 cm
22176	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	19 cm

Elcross® Light mellan

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross®-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22159	Svart	Small	85-95 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Medium	95-105 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	Large	105-115 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	X-Large	115-125 cm	28 cm	20 cm
22159	Svart	XX-Large	125-135 cm	28 cm	20 cm



Elcross® LUX hög

LSO - Denna något högre modell lämpar sig väl för den lite längre personen och ger stöd lumbosacralt men även i nedre delen av bröstryggen. Elcross® LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa Resistex® Carbon-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross® LUX är fritt från latex. Finns i beige eller grå modell.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22173	Beige	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22173	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Small	85 - 95 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Medium	95 - 105 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	Large	105 - 115 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	X-Large	115 - 125 cm	33 cm	23 cm
22177	Grå	XX-Large	125 - 135 cm	33 cm	23 cm

Elcross® Light hög

LSO - Gördel tillverkad i ett mycket elastiskt material som ger 50 % mer kompression än konventionella gördlar. Ortosens två lycra-lager är tunnare och luftigare än det traditionella Elcross®-materialet. Gördeln passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar och skenor bak och sidorna ger stabilitet tillsammans med de extra stabiliserande dragbanden på vardera sida.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22160	Svart	Small	85-95 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Medium	95-105 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	Large	105-115 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	X-Large	115-125 cm	33 cm	23 cm
22160	Svart	XX-Large	125-135 cm	33 cm	23 cm



Camp MAX korsett mellan

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22140	Grå	Small	80-95 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Medium	90-105 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	Large	100-115 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	X-Large	110-125 cm	28 cm	20 cm
22140	Grå	XX-Large	120-135 cm	28 cm	20 cm





Camp MAX korsett hög

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22141	Grå	Small	80-95 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Medium	90-105 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	Large	100-115 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	X-Large	110-125 cm	33 cm	20 cm
22141	Grå	XX-Large	120-135 cm	33 cm	20 cm



Camp MAX korsett extra hög

LSO – Elastisk tygkorsett som är extra smidig och följsam. Den är semi-rigid och ger ett lumbosacralt stöd. Tillverkat av ett mjukt ventilerande material. De patenterade extra stabiliserande banden formar sig väl runt kroppen och ger ett stadigt stöd. Öppna skenfickor bak med följsamma skenor och en frontpanel med en mjuk kardborrlåsning fram. Camp Max har låg vikt och är en mycket bekväm och behaglig korsett att bära.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22142	Grå	Small	80-95 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Medium	90-105 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	Large	100-115 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	X-Large	110-125 cm	35 cm	23 cm
22142	Grå	XX-Large	120-135 cm	35 cm	23 cm

SpinAir Ryggortos

SpinAir är avsedd för patienter med osteoporos och patienter med kyfos. Ortosen erbjuder en effektiv och behaglig behandling vid dessa tillstånd. Ortosen främjar och förbättrar tillbakaskjutning av axlarna utan revbenssupport, för ökad bekvämlighet. Lumbala förstärkningar ger ökad stabilitet och en bättre lumbal passform. SpinAir är diskret med låg vikt och lätt att prova ut på patienten. Flexibla axelband ger en anatomisk passform av ortosen över axlarna. En mjuk vaddering ger ytterligare komfort för patienten. Axelbanden kan justeras efter behov och gradvis förbättring. De kan även klippas till önskad längd.

Användningsområden: Osteoporos, kyfos, spinal artros

Art. nr.	Modell	Storlek	Höftmått	Höjd bak
22146	SpinAir	Small I	78-93 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium I	90-105 cm	51-59 cm
22146	SpinAir	Medium2	90-105 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large2	103-120 cm	59-68 cm
22146	SpinAir	Large3	103-120 cm	68-75 cm
22147	SpinAir Förlängningsband	En storlek		



Mått: Måttet "Höjd bak" mäts från Th2 till SI.

Elcross® LUX skuldra

TO - Elastiskt mjukt hållningsbandage tillverkat av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. med bomull mot huden för patienter som behöver stöd över bröstryggen vid t.ex. hållningsträning. Polstrade axelband gör att bandaget inte skaver. Kardborrlåsning mitt fram. Materialet i Elcross® LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Rygginsufficiens, kyfos och hållningsproblem.

Art. nr.	Färg	Storlek	Mått
22175	Beige	Small	70 - 80 cm
22175	Beige	Medium	80 - 90 cm
22175	Beige	Large	90 - 100 cm
22175	Beige	X-Large	100 - 110 cm
22175	Beige	XX-Large	110 - 120 cm



Mått: Runt bröstkorgen under bysten.



Elcross® LUX mage

ABDO - Den här modellen är speciellt framtagen för patienter med kraftigt magparti. Den ger ett stabilt stöd över ländryggen samtidigt som den lyfter och stödjer buken. Framstycket har en bred kardborreöppning på en sida som gör det möjligt att variera bredden och få ett optimalt lyft och stöd. Kan även med fördel användas av gravida allt eftersom magen växer. Banden kan placeras fram eller under magen. ELCROSS®LUX är en serie medium-stabila gördlar tillverkade av det innovativa "Resistex® Carbon"-materialet som håller kroppen sval och skön. Materialet är anti-statiskt, har temperaturreglerande egenskaper, transporterar bort fukt från kroppen och är Öko-Tex 100 certifierat. De extra dragbanden kan positioneras efter önskemål. Dragbanden har flikar i kanten så att man enkelt får tag i dessa när banden skall öppnas. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Fjädrar/skenor bak och i sidorna ger stabilitet tillsammans med de starka dragbanden. Kardborrelåsning mitt fram. I ryggen finns två öppna kanaler för extra formbara stabila skenor som medföljer i förpackningen. Materialet i Elcross®LUX är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens. Som stöd vid slapp bukmuskulatur, vid mindre bräck.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22174	Beige	Medium	95 - 105 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	Large	105 - 115 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	X-Large	115 - 125 cm	28 cm	26 cm
22174	Beige	XX-Large	125 - 135 cm	28 cm	26 cm



Ryggplatta

Hjärtformad ryggplatta i Campolite, klädd med frotté. Plattan fästs med kardborrband på korsetten eller gördeln. Utskuren för ryggraden i syfte att undvika tryck.

Art. nr.	Storlek	Bredd	Tjocklek	Höjd
22135	En storlek	18 cm	1 cm	16 cm

Camp® ONE Låg

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna låga modell ger stöd för lägre delen av ländryggen och över sacrum. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22178	Grå	Small	80 - 90 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Medium	90 - 100 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	Large	100 - 110 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	X-Large	110 - 120 cm	28 cm	18 cm
22178	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	28 cm	18 cm





Camp® ONE Mellan

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna mellan höga modell ger ett stadigt stöd för ländryggen. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22179	Grå	X-Small	70 - 80 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Small	80 - 90 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Medium	90 - 100 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	Large	100 - 110 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	X-Large	110 - 120 cm	33 cm	20 cm
22179	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	33 cm	20 cm

Camp® ONE hög

LSO - Camp® ONE är en serie stabila tygkorsetter i olika höjder tillverkad i ett stadigt tyg med bomull som bas (60% bomull och därutöver polyamid, elastan och polyester). Dessa material tillsammans ger en stabil och slitstark kombination. Denna något högre modell ger ett stabilt stöd för ländryggen och nedre delen av bröstryggen. Lämpar sig väl även för personer med längre rygg. Enkel att ta på och anpassa till önskad kompression och stabilitet. Kardborrelåsning mitt fram. Modellerna har öglor på sidorna där dragbanden smidigt löper. Modellerna har dubbla dragband som ger en stabil passform och följsamhet. Dom har insydda plastfjädrar runt om i korsetten och dessutom öppna kanaler för 2 extra stabila formbara skenor i ryggen (medföljer i förpackningen). Materialets flexibilitet ger stor följsamhet vilket gör att modellerna passar för både rak och midjesvängd figurtyp. Materialet i Camp®ONE är fritt från latex.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22180	Grå	XX-Small	60 - 70 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Small	70 - 80 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Small	80 - 90 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Medium	90 - 100 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	Large	100 - 110 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	X-Large	110 - 120 cm	38 cm	23 cm
22180	Grå	XX-Large	120 - 130 cm	38 cm	23 cm



Camp® ONE tillbehör

För komplettering med extra skenficka, när extra stabilitet önskas, finns det två bredder av skenficka samt tillhörande kantband att beställa.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd
22183	Kantband grå		125 m
22184	Material till skenficka grå	25 mm	30 m
22184	Material till skenficka grå	34 mm	30 m





Camp® XXI mellan

LSO - Tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Korsetten har öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29432	Beige	Small	80-95 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Medium	90-105 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	Large	100-115 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	X-Large	110-125 cm	27 cm	20 cm
29432	Beige	XX-Large	120-135 cm	27 cm	20 cm



Camp® XXI hög

LSO - Tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet som passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Korsetten har öppna fjäderremсор i ryggen och två medföljande skenor. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Denna modell kan upplevas något liten i storlek. Om måttet ligger i övre intervallet så välj en storlek större.

Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29433	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	25 cm
29433	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	25 cm

Camp® XXITLSO

TLSO - Thoraco-lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då all kraft kan justeras med snörningen i kombination med de stabila banden. Polstrade axelband på skulderdelen gör att ortosen inte skaver. Axelbanden kryssas bak på bröstryggen och fästs på framsidan. Kardborrlåsning mitt fram.

Användningsområden: Osteoporos och kyfos.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29437	Beige	Small	85-95 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Medium	95-105 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	Large	105-115 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	X-Large	115-125 cm	51 cm	21 cm
29437	Beige	XX-Large	125-135 cm	51 cm	21 cm

Camp® XXI mage

ABDO - Lumbo-sacral tygkorsett i bomull med invävd polymertråd för lätt elasticitet. Denna modell är speciellt lämplig för patienter med kraftigt magparti. Dubbel Camp-snörning i vardera sida med kardborrlåsning. Korsetten kan med fördel användas av patienter med svag handfunktion då snörningen är mycket enkel att reglera. Tvådelad kardborrlåsning i sidan ger god justeringsmöjlighet och underlättar vid påtagning.

Användningsområden: Ryggsmärta eller rygginsufficiens hos personer med kraftigt magparti.



Art. nr.	Färg	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
29434	Beige	Small	80-95 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Medium	90-105 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	Large	100-115 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	X-Large	110-125 cm	32 cm	31 cm
29434	Beige	XX-Large	120-135 cm	32 cm	31 cm



Lumbo 267

LSO - Tygkorsett i bomull som passar en medelstor, rak figurtyp. Korsetten har tredubbel Camp-snorring i vardera sida och resårinfällningar upp- och nertill i sidan fram. Försedd med öppna fjäderremсор i ryggen. Försluts med dragkedja mitt fram.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta helfabrikat har 4 öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
22672	74	74 cm	39 cm	26 cm
22672	78	78 cm	39 cm	26 cm
22672	82	82 cm	39 cm	26 cm
22672	86	86 cm	39 cm	26 cm
22672	90	90 cm	39 cm	26 cm
22672	94	94 cm	39 cm	26 cm
22672	98	98 cm	39 cm	26 cm
22672	102	102 cm	39 cm	26 cm
22672	106	106 cm	39 cm	26 cm
22672	110	110 cm	39 cm	26 cm



Lumbo 439

LSO - Tygkorsett i bomull som passar både rak och midjesvängd figurtyp.

Korsetten har genomgående resårinfällningar i vardera sida fram och öppna fjäderremсор bak. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Korsetten kan med fördel användas för patienter med svag handfunktion då den försluts med kardborrband genom vändsölja växelvis från höger/vänster.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta helfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Midjemått	Höjd bak	Höjd fram
26439	76	76 cm	68 cm	55 cm
26439	84	84 cm	68 cm	55 cm
26439	92	92 cm	68 cm	55 cm
26439	100	100 cm	68 cm	55 cm

Lumbo 591

LSO - Tygkorsett som passar för en rak figurtyp. Korsetten har resårinfällningar i vardera sida nertill fram och öppna fjäderremсор i ryggen. Fyra öppna sömmar i sidorna och öppen söm i ryggen ger stora anpassningsmöjligheter. Försluts med reglerbara dragband växelvis från höger/vänster.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta halvfabrikat har fyra öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
27591	82	82 cm	42 cm	30 cm
27591	86	86 cm	42 cm	30 cm
27591	90	90 cm	42 cm	30 cm
27591	94	94 cm	42 cm	30 cm
27591	98	98 cm	42 cm	30 cm
27591	102	102 cm	42 cm	30 cm
27591	106	106 cm	42 cm	30 cm



Lumbo 073

LSO KorsettTygkorsett som passar för en midjesvängd figurtyp. Korsetten är försedd med dubbel Camp-snorring i vardera sidan, resårinfällningar upp- och nertill i sida fram samt öppna fjäderremсор i ryggen. Försluts med hakar och hyskor i främre sidsömmen.

Användningsområden: Ryggsmärta och rygginsufficiens.

Övrigt: Detta helfabrikat har 2 öppna kanaler i ryggen för extra skenor. Dessa skenor ingår ej. Storlek = Höftmått

Art. nr.	Färg	Storlek	Höjd bak	Höjd fram
29073	Beige	85 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	90 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	95 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	100 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	105 cm	30 cm	20,5 cm
29073	Beige	110 cm	30 cm	20,5 cm



Kantband elastiskt

Ett elastiskt kantband för kantning av textila korsetter.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25010	Vit	20 mm	175 m	Rulle
25010	Beige	20 mm	175 m	Rulle





Dragband

Stadigt dragband i nylonjord. Materialet är stabilt och ytan tillåter en vandsölja att glida utan motstånd. Den avklippta kanten försluts genom bränning.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd
29715	Vit	25 mm	50 m
29715	Beige	25 mm	50 m



Trevikt list

Trevikt list i bomull för färdigställande av korsett. Används som skenficka.

Art. nr.	Färg	Bredd	Förp.
25006	Beige	21 mm	50 mm



Navy™ Xtra

Navy™ Xtra är en gördel som kan anpassas efter behandlingsmålet. Ortosen kan användas vid stabilisering efter operation men även som lätt stöd under rehabilitering. Genom den individuellt formade ryggplattan och korsettens förstärkta främre del stabiliseras ryggen och bidra till smärtlindring. Ryggplattan är tillverkad av 3D-LITE™ material. Denna lågtemperaturplast andas, har låg vikt och är enkel att bearbeta även till de mest krävande patienter. Förstärkningarna på ortosens framsida kan enkelt tas ut. Den svarta textilen är av samma stabila och ventilerande material som används i vår serie med rygggortoser under varumärket NavyX™.

Användningsområden: Frakturer, Post-OP-Stabilisering, Post-OP disk-kirurgi, Degenerativa tillstånd i ryggraden, Diskbräck, Buktande disk, Spondylolistes, Spondylolys, Facettsyndrom, spinal stenosis.

Kontraindikationer: Instabil ryggrad.

Övrigt: Denna produkt skall enbart anpassas av en medicinskt utbildad person. Ryggdelen av 3D-LITE material kan värmas i ugn eller med värmepistol vid ca 80°C.

Art. nr.	Storlek	Höftmått	Höjd bak	Höjd fram
23563	X-Small	75 - 85 cm	28 cm	16 cm
23563	Small	85 - 95 cm	28 cm	16 cm
23563	Medium	95 - 105 cm	31 cm	16 cm
23563	Large	105 - 115 cm	31 cm	16 cm
23563	X-Large	115 - 125 cm	31 cm	16 cm
23563	XX-Large	125 - 135 cm	31 cm	16 cm

Hyperextensionsstöd C35+

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder för postoperativ behandling som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd, har en vridbar bröstplatta med gradering som gör det enkelt att ställa in vinkeln. Den nedre bygeln kan ställas i rörligt eller fast läge. Justerbar ryggplatta.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer; osteoartrit.

Övrigt: För denna produkt finns det en instruktionsvideo på Camp Scandinavias YouTube-kanal. Gå in på www.youtube.com och sök efter Camp Scandinavia.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20355	C35+	Small	39-48 cm	74-86 cm
20355	C35+	Medium	42-51 cm	84-98 cm
20355	C35+	Large	44-52 cm	96-110 cm
20355	C35+	X-Large	48-57 cm	106-120 cm
20351	Extra bröstplatta	En storlek		
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			





Hyperextensionsstöd C37

Ställbar trepunktskorsett av aluminium och konstläder som begränsar flexion och sidorörlighet i ryggen. Korsetten är justerbar i höjd och vidd, har en vridbar höftplatta och justerbar ryggplatta. Den nedre bygeln är justerbar i vinkeln.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20370	C37	Small	43-50 cm	76-94 cm
20370	C37	Large	48-59 cm	94-114 cm
20351	Extra bröstplatta			
20352	Extra ryggplatta	Small/Medium		
20352	Extra ryggplatta	Large/X-Large		
20354	Extra band med spänne	Small/Medium		
20354	Extra band med spänne	Large/X-Large		
20356	Polstring till övre bygeln fram			



Höjd: Mät från bröstben till pubis.

C35 Hydro

En hyperextensionskorsett som är tillverkad i ett vattentåligt material, och som därmed är passande för badterapi. Korsetten är justerbar i höjd och bröstvidd och har en vridbar bröstplatta. Bäckensbågen kan låsas i valfri position. Stängs med snabbspännen. Polstringen är utbyttbar.

Användningsområden: Immobiliseringsbehandling av lumbala och thoracolumbala; stabila frakturer orsakade av trauma, stabila kompressionsfrakturer till följd av Osteoporos, luxationer, osteoartrit. Avsedd för tillfällig användning vid badterapi.

Art. nr.	Modell	Storlek	Höjd	Höftmått
20358	Hydro	Small	39 - 50 cm	60 - 75 cm
20358	Hydro	Medium	42 - 52 cm	75 - 90 cm
20358	Hydro	Large	45 - 59 cm	90 - 105 cm
20358	Hydro	X-Large	49 - 61 cm	105 - 115 cm
20359	Extra polstring	Small		
20359	Extra polstring	Medium		
20359	Extra polstring	Large		
20359	Extra polstring	X-Large		
20360	Extra band med spännen	En storlek		

Cut-4-Custom LSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområden: Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Art. nr.	Modell	Storlek	Tjocklek	Höjd	Omkrets
64919	Fram	XS / S	5 mm	19,5 cm	60 - 75 cm
64919	Fram	S / M	5 mm	19,5 cm	70 - 90 cm
64919	Fram	M / L	7 mm	21,5 cm	85 - 105 cm
64919	Fram	L / XL	7 mm	24,5 cm	95 - 120 cm
64919	Fram	XL / XXL	7 mm	27 cm	115 - 140 cm
64921	Bak	XS / S	5 mm	30 cm	60 - 75 cm
64921	Bak	S / M	5 mm	31,5 cm	70 - 90 cm
64921	Bak	M / L	7 mm	33,5 cm	85 - 105 cm
64921	Bak	L / XL	7 mm	35 cm	95 - 120 cm
64921	Bak	XL / XXL	7 mm	36,5 cm	115 - 140 cm



Mått: Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

Cut-4-Custom TLSO

Cut-4-Custom är en korsett i 3D-LITE™ material som består av en fram- och en baksektion (pre-cut) med förmonterade band. De formas enkelt direkt på patienten för att få en individuellt anpassad stabil korsett. Korsettarna finns i LSO och TLSO för att möta ordinationer och olika patient-anatomier. Hitta rätt storlek genom att ta mått på patienten och jämför med storleksschemat. Välj en framsektion och en baksektion.

Användningsområden: Post-operativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.


Art. nr.	Modell	Storlek	Tjocklek	Höjd	Omkrets
64922	Fram	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64922	Fram	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64922	Fram	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64922	Fram	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	S / M	5 mm	42 cm	70 - 90 cm
64923	Bak	M / L	5 mm	48 cm	85 - 110 cm
64923	Bak	L / XL	7 mm	48 cm	105 - 135 cm
64923	Bak	XL / XXL	7 mm	54 cm	105 - 135 cm



Mått: Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

MÅTTINSTRUKTIONER

3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO



Storlek

Storleken bestäms av midjemått. Tag måttet något åtdraget. Mät även avsedd höjd fram och bak enligt anvisningarna. Välj storlek från tabellen.

	Beskrivning	Omkrets i cm		Total höjd fram i cm	Total höjd bak i cm
		min	max		
LSO	LSO, XS/S	60	75	19,5	30
	LSO, S/M	70	90	19,5	31,5
	LSO, M/L	85	105	21,5	33,5
	LSO, L/XL	95	120	24,5	35
	LSO, XL/XXL	115	140	27	36,5
TLSO	TLSO, S/M	70	90	42	42
	TLSO, M/L	85	110	48	48
	TLSO, L/XL	105	135	48	48
	TLSO, XL/XXL	105	135	54	54



LSO fram



LSO bak





TLSO fram



TLSO bak

Dessa illustrationer visar den ungefärliga höjden för de två modellerna, LSO och TLSO.



BOSTON Overlap Brace

Prefabricerad korsett speciellt framtagen för behandling av kronisk eller tillfällig ländryggssmärta. Korsetten finns i 20 standardstorlekar och i flera olika tjocklekar och olika lordosgrader. Kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Välj mellan polstrad och opolstrad. Modulen är tillverkad av polyeten. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområden: Ländryggssmärta, spondylolistes, spondylt, osteoporos, pre- och postoperativt, spinal stenos och frakturer.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit polyeten. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.



Art. nr.	Modell	Tjocklek
29690	Standardmodul 15°	1,5 mm
29694	Standardmodul 30°	3 mm
29695	Standardmodul 15°	3 mm
29697	Måttbeställd polstrad	3 mm
29698	Standardmodul polstrad 15°	3 mm
29696	Ryggfjädrar 20 cm	
29696-1	Ryggfjädrar 25,5 cm	
29696-2	Ryggfjädrar 30,5 cm	
29696-3	Ryggfjädrar 35,5 cm	



BOSTON LITE™

Boston LITE™ är en vidareutveckling av "Soft Brace", som funnits på marknaden under många år. Nya tekniker har gjort det möjligt att skapa en korsett som är både tunnare och mer ventilerad men med samma stabilitet. Boston LITE har fått en del nya funktioner. Genom att förstärkningsmaterialet "bakas" in i plasten är det möjligt att göra hål i den mjukare plasten som finns mellan de olika förstärkningssegmenten. Korsetten levereras med en separat innerdel som tillverkas av en "3D-Spacer"-väv. Denna tillåter fukt och värme att absorberas så att huden hålls svalare och torrare, samtidigt som den fungerar som en polstring och fördelar trycket mot kroppen. Innerdelen används istället för ett vanligt linne. För en mer kosmetisk design har nya spännen utvecklats med en låg-profil och ett smidigare utseende.

Användningsområden: Neuromuskulära Skolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Övrigt: Denna korsett kan beställas i samma färger som Boston Soft Body Jacket. Kontakta Kundsupport för färgprover. Boston LITE finns enbart med öppning bak. Storlekarna för Boston LITE Liner täcker in 2 storlekar av modulen (J1 / J2 = storlek 1, J3 / J4 = storlek 2) Boston LITE Måttbeställd (29726 och 29728) kan enbart fås i samma storleksomfång som standardstorlekarna J1 – Y4F, med 15 graders lordos och öppning bak. Till varje korsett ingår 1 st liner. Ytterligare liners kan beställas separat. En speciell bandlösning med spännen ingår.

Art. nr.	Modell	Beskrivning	Storlek	Lordosgrad
29725	Boston LITE Korsett	Modul, ej färdigställd	J1 - Y4F	15°
29726	Boston LITE Korsett	Modul, ej färdigställd	Måttbeställd	15°
29728	Boston LITE Korsett	Färdigställd	Måttbeställd	15°
29729	Boston LITE Korsett	Färdigställd	J1 - Y4F	15°
29730	Separat liner	(se under Mått)	1 - 6	
29731	Extra band	Set av 3 band/spännen	En storlek	
29732	Plastspänne			

BOSTON Soft Body Jacket

Prefabricerad korsett avsedd för patienter med nedsatt muskelstyrka, svag bålkontroll eller som av andra anledningar inte klarar en rigid ortos. Modulen är tillverkad av hårdare polyetenfoam på utsidan samt mjukare polyetenfoam på insidan. Standardmodulen, finns i 30 storlekar, är vit, har 15° lordos, öppning bak samt öppna kanaler. Kan beställas i olika färger, lordoser, öppna eller slutna kanaler samt efter mått. Skall användas tillsammans med linne. Band och D-ring ingår till varje korsett.

Användningsområden: Neuromuskulära scolioser, hållningskontroll och postoperativt stöd.

Övrigt: Denna korsett kan beställas i flera olika färger som framgår av Beställningsformuläret. Kontakta Kundsupport för färgprover. Den kan även beställas med en extern ram som har heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av BSBJ med extern ram är grundmaterialet alltid vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Typ	Lordosgrad
29707	Standardmodul	Öppna kanaler	15°
29708	Måttbeställd	Öppna kanaler	
29709	Standardmodul	Slutna kanaler	15°
29710	Måttbeställd	Slutna kanaler	
29700	Med ram		
29719	Band med spänne	5 cm x 30,5 cm	



BOSTON Body Jacket

Body Jacket tillverkad av LDPE (low density polyeten) är avsedd för immobilisering av ryggraden. Kan beställas efter mått eller gipsavgjutning. Skall användas tillsammans med linne. Band ingår ej.

Användningsområden: Postoperativt, kompressionsfrakturer och immobilisering av ryggraden.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Polyeten (LDPE). Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär.

Art. nr.	Modell
29701	Måttbeställd
29699	Tillägg Färdigställd korsett





BOSTON Skolioskorsett

Väldokumenterad prefabricerad korsett för scoliosbehandling. Finns i 30 standardstorlekar i 0° eller 15° lordos, men kan även beställas efter mått eller gipsavgjutning. Modulen är tillverkad av polypropen som polstrats med polyetenfoam. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår ej.

Användningsområden: Idiopatiska skolioser.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Polypropen. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd storlekstabellen för standardstorlekar. För måttbeställda korsetter fyll i Beställningsformulär. Tillverkningsmanualer och studier finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Tjocklek
29705	Standardmodul 15°	4,5 mm
29706	Standardmodul 0°	4,5 mm
29704	Måttbeställd	4 mm



BOSTON Skoliosis Night Brace

Skolioskorsett avsedd att användas på natten. Korsetten ska användas minst 7 timmar/natt. Modulen är tillverkad av 3 mm copolymer och finns i två olika utföranden. En med avtagbar polstring och en med permanent polstring. Korsetten skall användas tillsammans med linne. Band och spännen ingår.

Användningsområden: Denna produkt är avsedd för behandling av idiopatisk skolios enligt följande riktlinjer; Mindre kurvstorlek: Cirka 25° - 45° Cobb-vinkel; Skelett omogna (Riser 0-3); Apex upp till maximalt Th9; Dubbla kurvaturer kan behandlas men kräver högre kompetensnivå. Det viktiga elementet i behandlingen av dubbla kurvaturer är förmågan att identifiera de primära och sekundära krökarna. Vid behandling av en dubbel-kurvatur bör den primära vara den Thorakala. Om det är den Lumbala kröken som är den primära kontakta oss för vidare rådgivning.

Övrigt: Korsetten kan endast beställas i vit Copolymer. Den kan beställas med heltäckande mönster från "Mönsterlistan". Vid beställning av heltäckande mönster är alltid innermaterialet vitt. Den kan även beställas med små transfermönster från "Boston Transfer listan". Kontakta Kundsupport för mer information och prover. Använd Beställningsformuläret vid måttbeställningen. Tillverkningsmanual finns att beställa från Kundsupport.

Art. nr.	Modell	Typ
29720	Färdigställd - med avtagbar polstring	Måttbeställd
29721	Ej färdigställd - med avtagbar polstring	Måttbeställd
29722	Färdigställd - permanent polstring	Måttbeställd
29723	Ej färdigställd - permanent polstring	Måttbeställd

BOSTON korsett tillbehör

Här finner du olika tillbehör för färdigställande av Boston Skoliosmoduler. Det är förstärkningsset främre och bakre, svetstråd och pelotter.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Vå/Hö
29711	Förstärkningsset Anterior	En storlek			
29711	Förstärkningsset Posterior	En storlek			
29713	Svetstråd plast		3 mm	1,2 m	
29713	Svetstråd plast		5 mm	1,2 m	
29715	Dragband vit		25 mm	50 m	
29715	Dragband beige		25 mm	50 m	
29750	Elastiskt material, vit		20 cm	1 m	
29753	Lumbar pad	Small			Vå/Hö
29753	Lumbar pad	Large			Vå/Hö
29753	Lumbar pad	Small			
29753	Lumbar pad	Large			
29757	Abdominal pad	Medium			
29757	Abdominal pad	Large			



Standard Boston T Linne

Boston T linne är perfekt att bära under en rigid ryggortos. Det vita linnet har rund hals och monolateral vinge i axillaområdet för att skydda mot ryggortosens övre kant. Det elastiska materialet säkerställer en skrynkelfri och tight passform under korsetten.

Den är tillverkad av 95,6 % CoolMax® och 4,4 % Lycra®. CoolMax® ger effektiv fukthantering som förflyttar svetten bort från kroppen och genom tyget där det snabbt avdunstar, vilket gör att användaren känner sig svalare och bekvämare.

Övrigt: Enkel vinge 2-ply



Art.nr.	Färg	Storlek	Bredd	Längd	Omkrets	Axillastöd
29766	Vit	S	152 mm	483 mm	40-61 cm	Två sidor
29766	Vit	M	203 mm	533 mm	61-81 cm	Två sidor
29766	Vit	L	254 mm	711 mm	81-101 cm	Två sidor
29766	Vit	XL	305 mm	711 mm	101-122 cm	Två sidor



X-Static Boston T Linne

X-Static Boston T är perfekt att bära under en rigid ryggortos. Den har samma fördelar som Standard T och levereras med bilaterala vingar i axillaområdena. X-Static®-fibrer hjälper till att transportera bort fukt från huden och förhindra lukt. Linnet har även svalkande och antistatiska egenskaper som håller användaren sval och bekväm.

Vingarna i axillaområdena består av 95,6 % polyester/X-Static®-blandning och 4,4 % Lycra®.

Övrigt: Dubbel vinge 2-ply

Art. nr.	Storlek	Färg	Längd	Bredd	Omkrets
29716	Small	Grå	483 mm	152 mm	40 - 61 cm
29716	Medium	Grå	533 mm	203 mm	61 - 81 cm
29716	Large	Grå	711 mm	254 mm	81 - 101 cm
29716	X-Large	Grå	711 mm	305 mm	101 - 122 cm



Boston Brace Mönster och Transfers

För olika Boston korsetter finns det mönster och transfers att välja. Dessa kan enbart väljas för måttbeställda korsetter. Inte för standardmoduler som lagerhålls. Dessa gäller för Boston Soft Body Jacket, Boston Body Jacket, Boston Scolioskorsett och Boston Night Brace.

Art. nr.	Modell
29716	Transfer lösa
29717	Transfer monterade på korsett
29718	Helt mönster monterat på korsett

Storleksschema för Bostonkorsetter

Storlekstabell B.O.B

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
I	71	51	66
ID	71	45	58,5
2	76	45	58,5
2D	76	51	63,5
3	81	71	76
3D	81	66	74
4	86,5	76	84
4D	86,5	58,5	69
5	91,5	81	89
5D	91,5	66	76
6	96,5	86,5	94
6D	96,5	74	84
7	101,5	91,5	99
7D	101,5	81	91,5
8	109	96,5	109
8D	109	84	91,5
9	114	100	114
9D	114	87	94
10	117	104	117
10D	117	96	101

Storlekstabell Flexaform

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
LS1	79	60	71
LS2	82	65	76
LS3	85	63	75
LS4	87	69	82
LS5	90	68	80
LS6	92	75	88
LS7	95	74	85
LS8	97	83	94
LS9	100	80	90
LS10	102	87	99
LS11	105	87	95
LS12	107	93	104

Storlekstabell Scolios och Soft Body Jacket

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
J1	54	40	49
J2	58	42	51
J3	62	45	54
J4	64	47	56
Y1A	66	51	55
Y1	67	46	56
Y2	71	47	60
Y2A	72	55	62
Y3	75	48	63
Y3A	78	57	69
Y4	79	51	64
Y4F	80	57	66
Y5	82	52	68
Y5F	82	58	68
Y6	84	56	73
Y6A	84	63	78
Y7	86	54	69
Y7F	86	60	69
Y7A	86	69	73
Y8	88	58	75
Y8F	88	64	75
Y8A	90	72	83
Y9	92	60	72
Y9A	92	63	69
Y9F	92	68	78
A1	94	62	76
A2	94	70	84
A2A	96	66	75
A3	97	68	80
A4	97	76	88

Storleksschema Boston LITE

Storlek	Höft i cm	Midja i cm	Bröst i cm
I5J1	54	40	49
I5J2	58	42	51
I5J3	62	45	54
I5J4	64	47	56
I5Y1	67	46	56
I5Y1A	66	51	55
I5Y2	71	47	60
I5Y2A	72	55	62
I5Y3	75	48	63
I5Y3A	78	57	69
I5Y4	79	51	64
I5Y4F	80	57	66

Egna anteckningar

[illegible]



Stomiprodukter

www.camp.se


StomaCare™

StomaCare™ är en elastisk stomigördel som ger stöd och fixation av stomipåsen, kompression av bålen vid försvagad bukmuskulatur samt förebygger och lindrar prolaps/bräck i ärr- och stomiområdet.

Gördeln passar både rak och midjesvägd figur. Den är tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med en elastisk söm för optimal passform. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Gördeln är försedd med skyddsband över öppningen.

En nyhet i sortimentet är modellen StomaCare™ EasyOpener som har en integrerad förslutning under stomiöppningen för att förenkla byte av stomipåse.

StomaCare™ finns i tre höjder; 10 cm, 15 cm och 22,5 cm samt med två olika diametrar för stomiöppningen; 60 mm och 72 mm vilket underlättar för anpassningen till olika storlekar på stomipåse.



Storlekstabell

Storlek	Midjemått
S	70 - 79 cm
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Måttet skall tas då patienten ligger ner:



Stomacare™ EasyCut PLUS

EasyCut Plus är tillverkat av andningsbart Coolmax-material som säkerställer maximal borttagning av fukt. Fukten sprider sig och förångas 4 gånger snabbare än bomull. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den svala grå färgen är knappt synlig, även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Med EasyCut gördeln är det lätt att applicera och justera stomi-öppningen på bältet på patienten. Detta är speciellt snabbt och bekvämt för patienter som vårdas i hemmet. Anpassat efter individuellt behov kan stomi-öppningens position, form och diameter appliceras med en sax. En mall för olika former och storlekar följer med gördeln. Materialet fransar sig inte och det är stabilt för optimal support. EasyCut Plus finns i storlekar från 70 – 140 cm och i höjderna 10cm, 15cm, 19cm och 23 cm.

Användningsområden: Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Höjd	Vä/Hö
23322	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	10 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	15 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	19 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	23 cm	Bilateral



Mått: Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.



StomaCare™ EasyOpener beige

StomaCare EasyOpener har en integrerad förslutning under stoma-öppningen vilket ger extra komfort vid byte av stomipåsen. Gördeln behöver därmed inte tas av. Denna modell lämpar sig inte för patienter med ett mycket högt abdominalt tryck, baserat på en möjligt hög belastning på stoma-öppningens förslutning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.


Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23316	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Vä/Hö

StomaCare™ låg

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 10 cm.



Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23308	Vit	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23309	Vit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.



StomaCare™ mellan svart

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.


Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23306	Svart	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Svart	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.

StomaCare™ mellan vit

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.



Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23306	Vit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Vit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.



StomaCare™ mellan beige

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.


Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23306	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Beige	Small	70 - 79 cm	70 mm	Bilat.
23307	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.

StomaCare™ hög

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 22,5 cm.



Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23302	Vit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Vä/Hö
23303	Vit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Vä/Hö



StomaCare™ halvfabrikat

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Levereras komplett med resårkantband och skyddsband för färdigställande. Kardborrlåsning.

Användningsområden: Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

Övrigt: Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomiöppningen finns.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Vä/Hö	Höjd bak och fram
23305	Vit	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23301	Vit	Medium	80 - 89 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	Large	90 - 99 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	X-Large	100 - 109 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	XXX-Large	121 - 130 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	XXXX-Large	131 - 140 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23321	Svart	Small	70 - 79 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23319	Svart	Small	70 - 79 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	Medium	80 - 89 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	Large	90 - 99 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	X-Large	100 - 109 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	XXX-Large	121 - 130 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	XXXX-Large	131 - 140 cm	Vä/Hö	22,5 cm

StomaCare™ Protector

Skyddet är tillverkat av högtemperaturplast och används för att skydda stomin mot tryck och trauma, framför allt under aktivitet. Passar till StomaCares alla modeller. Fästs enkelt mot gördeln genom karborrband på skyddets baksida.

Art. nr.	Färg	Storlek
23300	Ljusgrå	En storlek
23299	Svart	En storlek



StomaCare™ ProtectorMax

ProtectorMax är ett hårt skydd designat för att stå emot tryck och trauma i dagliga situationer samt vid aktivitet. Den minskar risken för att stomipåsen kommer i kläm eller fastnar i t.ex. byxor och bälten. Den beskyddar helt enkelt stomin i de flesta situationer. Den är anatomiskt utformad och tillverkad i ett mjukt formpressat gummiliknande material med mjuka kanter. Insidan har en mjuk polstring som ger en bekväm känsla mot huden. ProtectorMax är helt fri från latex och andra skadliga ämnen. Det elastiska midjebandet är följsamt och formar sig efter kroppens rörelser.

ProtectorMax levereras i ett beskyddande etui som kan användas vid förvaring och som resetui.



Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Midjemått
23296	ProtectorMax	Ljusgrå	En storlek	70 - 140 cm
23297	Extra midjeband	Ljusgrå	En storlek	

Egna anteckningar

[illegible]



Ortoskomponenter

www.camp.se



Shearban®

ShearBan® är ett självhäftande PTFE-material utvecklat för att reducera friktionskrafterna i ortos och proteskonstruktioner. ShearBan® gör att friktionskoefficienten kan minskas på områden där risken för hudirritation, sårbildning o.s.v. är stor. ShearBan® materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor. Materialet appliceras på produkten och inte mot huden. ShearBan® täcklappar är användbart som täckmaterial över skruvar, nitar eller andra områden där material sammanfogats eller har ojämnheter. Täcklapparna finns i två storlekar och i Beige eller Svart. Plattorna finns enbart i klarblå färg. Produkten är testad för de specifika användningsområdena.

Användningsområden: ShearBan® materialet är konstruerat för anpassad trimning och placering på skor, innersulor, ortoser och proteshylsor.

Art. nr.	Färg	Storlek	Förp.
38498	Beige	24 mm	84/fp
38499	Svart	24 mm	84/fp
38502	Beige	19 mm	138/fp
38503	Svart	19 mm	138/fp
38500	Blå	225 mm x 300 mm	5 ark
38501	Blå	225 mm x 300 mm	1 styck



Binky universalled

En universalled, utan flexion-/extensionstopp, avsedd att användas parvis vid tillverkning av ortoser i termoplast eller separat som frirörlig led. Binky-lederna är lämpliga för både barn och vuxna i ortoser för handled, armbåge och fotled. Binky finns i två storlekar. Storlek Small skall användas till mindre leder och storlek Large skall användas till större leder. Ansvarig läkare ordinerar ortosen och avgör behandlingslängden.

Användningsområden: Paralytiskt syndrom.

Övrigt: Binky finns i två storlekar. Storlek Small skall användas till mindre leder (viktbelastning 35 kg).

Art. nr.	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
69688	12 mm	62 mm	2,5 mm	1 par
69688	18 mm	76 mm	2,5 mm	1 par

Ankelled i Polyuretan

Polyuretanled för tillverkning av termoplastortoser. Ankelleder finns i två olika utföranden. Den dorsalflekterade modellen finns i ett flertal olika storlekar och hårdheter. Högre hårdhet ger starkare dorsalflexion.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
62775	Flexibel ankelled	Barn	1 par
62775	Flexibel ankelled	Vuxen	1 par
62776	Dorsiflex ankelled	Barn Silver 0,5 kg	1 par
62776	Dorsiflex ankelled	Barn Transparent 1 kg	1 par
62776	Dorsiflex ankelled	Barn Guld 1,5 kg	1 par
62776	Dorsiflex ankelled	Vuxen Silver 0,5 kg	1 par
62776	Dorsiflex ankelled	Vuxen Transparent 1 kg	1 par
62776	Dorsiflex ankelled	Vuxen Guld 1,5 kg	1 par





Tamarack

Självriktande led i två olika utföranden; Flexure - rak och Flexure med Dorsiflexion Assist - böjd. Tillverkad av polyuretan med en förstärkt kärna som minskar töjning av materialet. Tamarackleden finns i tre hårdheter, 75, 85 och 95, varav 95 ger mer lyft.

Användningsområden: Ortosapplikationer som armbåge, handled, barnknäortoser samt ankel-fotortoser.

Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
62730	Flexure rak svart	Barn	1 par
62730	Flexure rak svart	Medium	1 par
62730	Flexure rak svart	Large	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Barn 75	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Medium 75	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Large 75	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Barn 85	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Medium 85	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Large 85	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Barn 95	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Medium 95	1 par
62732	Flexure med Dorsiflexion assist svart	Large 95	1 par
62740	Flexure rak transparent	Barn	1 par
62740	Flexure rak transparent	Medium	1 par
62740	Flexure rak transparent	Large	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Barn 75	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Medium 75	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Large 75	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Barn 85	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Medium 85	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Large 85	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Barn 95	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Medium 95	1 par
62742	Flexure med Dorsiflexion assist transparent	Large 95	1 par
62741	Dummy	Barn	1 par
62741	Dummy	Medium	1 par
62741	Dummy	Large	1 par
62748	Hållare för extern montering	Barn	1 par
62748	Hållare för extern montering	Medium	1 par
62748	Hållare för extern montering	Large	1 par

Tamarack verktyg

Tamarack Hand Punch: Används för att göra hål i plasten. Tamarack Spanner Wrench: Parallellverktyg. Tamarackleder i en redan befintlig ortos.

Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

Art. nr.	Modell	Storlek
62744	Hand Punch	Barn
62744	Hand Punch	Medium
62744	Hand Punch	Large
62745	Spanner Wrench	Barn
62745	Spanner Wrench	Medium/Large



Camber Axis

Extra stark ankelled av rostfritt stål för krävande applikationer. Rörelseomfånget ställs enkelt in i plantar- eller dorsalflexion med hjälp av justeringsplattor. Dessa finns i olika färger för olika omfång.

Silver= 0°. Låst.

Röd= 5°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.

Blå= 10°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.

Lila= 15°. Låst i plantar- eller dorsalflexion.

Grön= 0°-30°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.

Svart= 5°-10°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.

Gul= 7,5°-10°. Begränsat rörelseomfång i plantar- eller dorsalflexion.



Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen. Samtliga justeringsplattor ingår i förpackningen.

Art. nr.	Storlek	Förp.	Vikt
62750	Small	1 par	36-45 kg
62750	Medium	1 par	upp till 72 kg
62750	Large	1 par	upp till 99 kg



Oklahoma

Ankelleder i nylon eller polypropen för rörelsekontroll. Nylon-leden är lämplig för högaktiva patienter.

Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

Art. nr.	Modell	Storlek	Förp.
62760	Polypropen	Barn	I
62760	Polypropen	Small	I
62760	Polypropen	Medium	I
62760	Polypropen	Large	I
62760	Polypropen	X-Large	I



Ankelled Dubbel Kompakt

En ankelled som levereras med en sprint i den främre kanalen och en fjäder i den bakre kanalen för att tillåta normal gång och initial kontakt såväl som att ge maximal kontroll och stabilitet av knä och höft. Ankelled Dubbel Kompakt är avsedd för både lättare vuxna- och barnpatienter. Extra sprintar och fjädrar ingår.

Övrigt: Maxvikt 72 kg. 62726/27 passar till skenor 5 x 13 mm.

Art. nr.	Modell	Material	Storlek
62724	Ankelled MED proximal skena	Rostfritt stål	En storlek
62725	Ankelled MED proximal skena	Aluminium	En storlek
62726	Ankelled UTAN proximal skena	Rostfritt stål	En storlek
62727	Ankelled UTAN proximal skena	Aluminium	En storlek



Slim Line Double Action ankelled

Ankelled som enkelt kan ställas i önskad plantar-dorsal flexion. Leden har ett rakt infäste för skenan. Används med fördel tillsammans med "Knäled stegvis låsbar" och "Knäled med bygellås" som ingår i modulsystemet för helbensortoser samt till SafetyStride och FullStride. Leden finns i både rostfritt stål och aluminiumutförande.

Art. nr.	Modell	Material	Storlek	Passar till skenor
62778	Ankelled Double Action AL	Aluminium	En storlek	19 mm
62777	Ankelled Double Action RS	Rostfritt stål	En storlek	19 mm
62778	Ankelled Double Action AL	Aluminium	En storlek	16 mm
62777	Ankelled Double Action RS	Rostfritt stål	En storlek	16 mm

Slim Line Y-bygel

Y-bygel för fotdelen. Används tillsammans med Slim Line Double Actions ankelled för att kontrollera foten i plantar-dorsalflexion.

Övrigt: Passa till led/öppning invändigt mått

Art. nr.	Material	Storlek	Mått
62772	Rostfritt stål	Vuxen	3,2 mm
62773	Rostfritt stål	Barn	2,4 mm



TRIPLE ACTION®

Inriktning, R.O.M. (rörelseomfång) och motstånd plantart och/eller dorsalt, justeras helt oberoende av varandra, vilket ger en unik möjlighet att tillgodose kravet på finjustering genom gångcyklens olika faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Lederna har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action-lederna underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador.



Ankelled 2.0 vuxen
(19mm Systems)



Ankelled mellan
(16mm Systems)



Ankelled för barn
(13mm Systems)

Triple Action® komponentselektering

Patientvikt	Kg	15	45	55	80	90	100
Ledtyp	Leder (Boosters)						
Barn 13 mm	1 (0)						
	2 (0)						
Mellan 16 mm	1 (0)						
	1 (1-2)						
	2 (0)						
	2 (1-4)						
Vuxen 19 mm	1 (0)						
	1 (1)						
	2 (0)						
	2 (1-2)						

Triple Action® ankelled för barn

En ankelled utvecklad för barn. Ledens unika fjädringssystem gör den extra hållbar även för de mest aktiva barnen. Enkel anpassning och inriktning direkt på patienten. Justera i gångcykeln där det behövs. Välj mellan olika fjädringsalternativ. Komponenterna som har en hög materialstyvhet ger funktion genom hela gångcykeln och exceptionell prestanda. Triple Action för barn passar till 13 mm skenor.

Användningsområden: Vid behandling av olika funktionsnedsättning i samband med neurologiska skador: Crouch Gång, Plantarflexions-kontrakturer, Quadriceps svaghet, Spasticitet och som tillägg vid Botox®-behandling, postoperativ immobilisering vid akillesförlängning eller mobilisering av den spastiska fotleden. Unilateral MAX 40 kg, Bilateral MAX 50 kg.

Kontraindikationer: Vid led med monolateral konstruktion (led enbart på lateralsidan) skall inte TripleAction® Pediatric väljas. Önskas monolateral konstruktion välj TripleAction® Ankelled Mellan.



Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62707	Ankelled utan booster	Bilateral
62670	Ankelled med en booster	Plantar Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Dorsal Booster=Vänster lateral/Höger medial
62671	Ankelled med en booster	Dorsal Booster=Vänster medial/Höger lateral eller Plantar Booster=Vänster lateral/Höger medial
62672	Ankelled med plantar och dorsal booster	Bilateral
62673	Distal skena lateral	Bilateral
62674	Distal skena medial	Vä/Hö
62674	Distal skena medial	
62675	Distal Y-skena lång	Bilateral
62676	Distal rak skena	Bilateral
62709	Verktyskit för tillverkning	
62722	Kombinationsnyckel Barn	



Triple Action® ankelled mellan

Triple Action® "Small Adult" är avsedd för 16 mm skenor och designats för att ge mest möjliga aktiva kontroll genom gångcyklens alla faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Leden har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action®-leden underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Tillverkad av rostfritt stål för god hållbarhet och säkerhet.

Användningsområden: Avsedd att användas vid behandling av olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Unilateral MAX 90 kg, Bilateral MAX 100 kg.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62711	Ankelled utan booster	Bilateral
62713	Ankelled med en booster	Plantar Booster=Vänster medial/ Höger lateral eller Dorsal Booster=Vänster lateral/Höger medial
62714	Ankelled med en booster	Dorsal Booster =Vänster medial/ Höger lateral eller Plantar Booster=Vänster lateral/Höger medial
62715	Ankelled med plantar och dorsal booster	Bilateral
62677	Distal skena lateral	Vä/Hö
62677	Distal skena lateral	
62678	Distal skena medial	Vä/Hö
62678	Distal skena medial	
62679	Distal Y-skena	Bilateral
62680	Distal rak skena	Bilateral
62699	Camber Axis gångjärnsled	Bilateral
62719	Verktyskit för tillverkning	
62721	Kombinationsnyckel Mellan	

Triple Action® ankelled 2.0 vuxen

En led designad för att ge en optimal grad av justering och för att tillgodose de biomekaniska kraven. Inriktning, R.O.M. (rörelseomfång) och motstånd plantart och/eller dorsalt, justeras helt oberoende av varandra, vilket ger en unik möjlighet att tillgodose kravet på finjustering genom gångcyklens olika faser. De kraftiga fjädrarna och den smidiga inställningen gör det enklare att möta patientens behov genom hela rehabiliteringsfasen. Leden har fjädrar som klarar ett högt vridmoment och tre enkla inställningar säkerställer önskad funktion. Triple Action®-leden underlättar effektiv behandling vid olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador. Tillverkad av rostfritt stål för god hållbarhet och säkerhet. Triple Action 2.0 Vuxen passar till 19 mm skenor.



Användningsområden: Avsedd att användas vid behandling av olika biomekaniska funktionsnedsättningar i samband med neurologiska skador.

Unilateral MAX 100 kg, Bilateral MAX 110 kg.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62690	Ankelled utan booster	Vänster lateral/höger medial
62691	Ankelled utan booster	Höger lateral/vänster medial
62692	Ankelled med plantar booster	Vänster lateral/höger medial
62693	Ankelled med plantar booster	Höger lateral/vänster medial
62695	Distal skena lateral	Vä/Hö
62695	Distal skena lateral	
62696	Distal skena medial	Vä/Hö
62696	Distal skena medial	
62697	Distal Y-skena	Vä/Hö
62697	Distal Y-skena	
62698	Distal rak skena	Bilateral
62699	Camber Axis Gångjärnsled	Bilateral
62694	Verktyskit för tillverkning	
62720	Kombinationsnyckel Vuxen	

Rörelsebegränsare 655

Rörelsebegränsare av rostfritt stål och nylon för begränsning av plantar-/dorsalflexion i ankelleden.

Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

Art. nr.	Storlek	Förp.
62655	Small	1 set
62655	Large	1 set
62655	X-Large	1 set





Rörelsebegränsare 755

Rörelsebegränsare av polyuretan för plantarflexionsstopp. Enkel att justera.

Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

Art. nr.	Storlek	Förp.
62755	En storlek	I set



Rörelsedämpare 795

Rörelsedämpare av rostfritt stål och polyuretan, ger en variabel plantarflexion som kan låsas i önskad position.

Övrigt: Tillverkningsinstruktion finns i förpackningen.

Art. nr.	Storlek	Förp.
62795	En storlek	I set



SureStep HEKO knäled

Surestep HEKO är en led för tillverkning av en funktionell översträckningsortos för mindre barn. HEKO-leden motverkar hyperextension i knäet genom att begränsa knärörelsen utan att påverka knäets normala funktion. Traditionellt har hyperextension kontrollerats genom att begränsa plantarflexionsrörligheten i ankeln. Detta i sig begränsar den normala gången, minskar barnets möjlighet till normal gångfunktion och aktivitet. HEKO tillåter barnet att gå, springa, sitta på huk och hoppa. Leden har full ROM från 0° till 135°. Den 4-axlade leden ger full ROM då den efterliknar den anatomiska rörelsen i ett knä. Den har en låg vikt samt låg profil och kan med fördel användas under kläder. Den är lätt att ta på och av.

Användningsområden: Lokal kontroll av hyperextension, varus och valgus i knäet.

Övrigt: Levereras med medial och lateral led som båda har 8 mm offset.

Maximalvikt för Small - 22 kg. Maximalvikt för Large - 45 kg.

Art. nr.	Material	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3
62650	Rostfritt stål	Small	10 x 2 mm	135 mm	35 mm
62650	Rostfritt stål	Large	12 x 3 mm	185 mm	45 mm

Mått 1: Bredd x tjocklek skena

Mått 2: Skenans längd från centrum av ledhuset

Mått 3: Ledhusets längd

Knäled stegvis låsbar

En stegvis låsbar knäled som hjälper patienten att nå full knästräckning och knästabilitet genom den stegvisa knäflexionen. Dessa komponenter från Becker Orthopedic ingår i ett modulsystem avsedda att tillverka helbensortoser. De modula knälederna finns i rostfritt stål och aluminiumutförande. Skenorna, som ingår, är rundade i överkant och raka i nederkant. Den långa vinklade låsbygeln är lätt att anpassa efter patientens behov då den kan kortas och formas individuellt.

Art. nr.	Modell	Material	Storlek
62852	Stegvis låsbar knäled	Aluminium	19 mm
62853	Stegvis låsbar knäled	Rostfritt stål	19 mm



Mått: Passar till skenor 19 mm.

Låsknäled med bygellås

Ett låsknä som automatiskt aktiveras ner leden när full sträckning. Dessa komponenter från Becker Orthopedic ingår i ett modulsystem avsedda att tillverka helbensortoser. Designen ökar tillverkningsmöjligheterna och underlättar underhållet av ortosen. Den långa vinklade låsbygeln är lätt att anpassa efter patientens behov då den kan kortas och formas individuellt. De modula knälederna finns i två storlekar samt i rostfritt stål- och aluminiumutförande. Skenorna, som ingår, är rundade i överkant och raka i nederkant. Även vajrar ingår. Låsknäet levereras även med en främre dragkabel som tillåter patienten att låsa upp leden.



Övrigt: Finns i storlekar som passar till 16 mm och 19 mm skenor, både i Aluminium och rostfritt stål.

Art. nr.	Modell	Material	Storlek
62850	Låsknäled AL	Aluminium	19 mm
62851	Låsknäled RS	Rostfritt stål	19 mm
62850	Låsknäled AL	Aluminium	16 mm
62851	Låsknäled RS	Rostfritt stål	16 mm



SPL2 -Swing Phase Lock knäled

SPL leden har utvecklats för att hjälpa patienter med partiell eller totalt nedsatt funktion av M.Quadriceps (knäextensorerna). Ingen annan användning är tillåten. Ledens funktion består av en pendelmekanism som låser och låser upp knäleden beroende av ledens vinkel i sagittalplanet. Under gångcykeln låser leden före hälsättning för att ge stöd under ståfasen för att sedan låsa upp igen när hälen lämnar underlaget. Avsikten är att imitera knäextensorernas normala fysiologiska funktion och ge ett mer normalt gångmönster utan cirkumduktion eller s.k. höftgång. SPL2-leden låser vid full knäextension och har ytterligare ett säkerhetsstopp som utlöser vid 15 graders flexion när full extension inte uppnås. Det innebär att ortosen låser även om knäet inte är fullt extenderat. Eftersom SPL2-leden inte är beroende av ankels position och/eller markkontakt kan leden användas för olika typer av ortoser: Helbensortoser med eller utan ankelled, helbensortos ev. med höftled- knäortoser.

Användningsområden: M.Quadriceps pareser vid MS eller liknande sjukdomar, stroke, polio, perifera nervskador och andra neuromuskulära sjukdomar.

Kontraindikationer: Knäflexion-kontrakturer > 10°, moderat till svår spasticitet.

Övrigt: Utförlig tillverknings- och utprovningmanual medföljer vid leverans. Reservdelsförteckning finns i manualen. Det finns även en separat manual avsedd för sjukgymnaster. Manualer kan beställas från Kundsupport. I båda produkterna ingår en handkontroll, dummy för ingjutning samt övriga tillbehör för montering. SPL2-leden är avsedd för 20 mm skenor. Skenor ingår inte. Art. 62800 innehåller SPL- samt SPC-led. Art. 62803 innehåller SPL-led. Patientvikt max. 100 kg.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62800	SPL2	Vä/Hö
62803	SPL2 Monolateral	Vä/Hö
62801	Parallellverktyg	
62802	Dummy	
62805	Renoverings-Kit	
93101	Provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa.	Bilat.

Load Response knäled

Load Response ger stötdämpning och tillåter 18° knäflexion i ståfasen. En belastad spiralfjäder bibehåller knäledens stabilitet genom att stå emot ytterligare knäflexion. Load Response finns att få med skenor av aluminium, rostfritt stål eller titan.

Användningsområden: Total M. Quadricepsbortfall isolerat eller i kombination med svaghet i höftmuskulaturen. Patientvikt min. 50 kg. max. 86 kg.

Övrigt: Load Response-leden är avsedd för 19 mm skenor.

Art. nr.	Modell	Material	Vä/Hö
62820	Load Response knäled komplett	Aluminium	Vä/Hö
62821	Load Response knäled komplett	Rostfritt stål	Vä/Hö
62822	Load Response knäled komplett	Titan	Vä/Hö
62823	Urethane band		
62828	Parallellverktyg		
62829	Upplåsningskit		Vä/Hö
93220	Demoortos för utlåning		





GX-Knee knäled

GX-Knee är en knäled avsedd att hjälpa till med knäextension under svingfasen. En gasfjäder används för att hjälpa knäet till full extension vid hälsättning. Gasfjädern finns i två olika hårdheter, 125N som standard samt 175N för högaktiva patienter.

Användningsområden: Isolerad Quadriceps svaghet, svaghet i Quadriceps i kombination med fot- och ankelpproblem, svaghet i Quadriceps med sidostabilitet i knäleden. Patientvikt max 100 kg.

Kontraindikationer: Svag höftmuskulatur.

Övrigt: GX-knee-leden är avsedd för 19 mm skenor. Levereras komplett med skenor medialt och lateralt.

Art. nr.	Modell	Hårdhet	Material	Vä/Hö
62830	GX-Knee ungdom	125N	Aluminium	Vä/Hö
62830	GX-Knee ungdom	175N	Aluminium	Vä/Hö
62831	GX-Knee ungdom	125N	Rostfritt stål	Vä/Hö
62831	GX-Knee ungdom	175N	Rostfritt stål	Vä/Hö
62832	GX-Knee vuxen	125N	Aluminium	Vä/Hö
62832	GX-Knee vuxen	175N	Aluminium	Vä/Hö
62833	GX-Knee vuxen	125N	Rostfritt stål	Vä/Hö
62833	GX-Knee vuxen	175N	Rostfritt stål	Vä/Hö

FullStride™ knäled

FullStride™ knäled ger mekanisk knäkontroll genom ett kabelsystem. Leden låser vid full extension, samt låser upp automatiskt vid slutet av ståfasen. FullStride™ ger maximal kontroll av varus/valgus instabilitet och hyperextension i knäleden. FullStride™ är utbyttbar mot SafetyStride. Passar tillsammans med de flesta ankelleder. Genom att skifta lederna från medialt till lateralt och vice versa kan man få ett låst knä.

Användningsområden: M. Quadriceps svaghet, MS, Stroke, skada på femoralisnerven och/eller inkomplett ryggmärgsskada, inklusionskroppsmysit.

Kontraindikationer: Patientvikt > 100kg, spasticitet i höft, knä eller ankelmuskulatur, betydande benlängdsskillnad där den skadade sidan är kortare, extensionskontraktur i knäleden.

Övrigt: FullStride™-leden är avsedd för 19 mm skenor. Levereras komplett med skenor medialt och lateralt. På bilden är Slim Line Double Action ankelled samt Slim Line Y-bygel monterad. PreSTRIDE provortos kan användas för utvärdering om FullStride är en lämplig ortos för patienten. Demo-ortos är endast avsedd för visning, ej för utprovning.



Art. nr.	Modell	Material	Vä/Hö
62837	FullStride AL	Aluminium	Bilat.
62838	FullStride RS	Rostfritt stål	Bilat.
93240	FullStride demoortos för utlåning	-	Bilat.
93250	PreSTRIDE provortos för utlåning.	Ortosen går att justera/ anpassa.	Vä
93251	PreSTRIDE provortos för utlåning.	Ortosen går att justera/ anpassa.	Hö



SafetyStride™ knäled

SafetyStride™ knäled ger knäflexions-kontroll genom ett mekaniskt kabelsystem. Leden behöver inte full knäextension för att låsa under ståfasen, utan låser oavsett vinkel. En låstapp aktiveras inne i knäleden under svingfasen för att säkerställa stabilitet, samt låser upp automatiskt vid slutet av stödfasen. SafetyStride™ är utbytbar mot FullStride. Passar tillsammans med de flesta ankelleder.

Användningsområden: M. Quadriceps svaghet, MS, Stroke, skada på femoralisnerven och/eller inkomplett ryggmärgsskada, inklusionskroppsmysit.

Kontraindikationer: Patientvikt > 100kg, spasticitet i höft, knä eller ankelmuskulatur, betydande benlängdsskillnad där den skadade sidan är kortare.

Övrigt: SafetyStride™-leden är avsedd för 19 mm skenor. Levereras komplett med skenor medialt och lateralt. På bilden är Camber Axis ankelled monterad. PreSTRIDE provortos kan användas för utvärdering om SafetyStride™ är en lämplig ortos för patienten. Demo-ortos är endast avsedd för visning, ej för utprovning.

Art. nr.	Modell	Vä/Hö
62835	SafetyStride, Aluminium	Vä/Hö
62836	SafetyStride, Rostfritt stål	Vä/Hö
93230	SafetyStride, demoortos för utlåning	Höger
93231	SafetyStride, demoortos för utlåning	Vänster
93250	PreStride provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa.	Vänster
93251	PreStride provortos för utlåning. Ortosen går att justera/anpassa.	Höger



MultiStatic behandlingsled

MultiStatic-leden är avsedd att användas för behandling av korrigerbara kontrakturer, både hos vuxna och barn. Leden möjliggör snabb, effektiv och adekvat statisk behandling av kontrakturer. Leden arbetar efter HLBS-principer (High Load Brief Stretch). Vinkeln för leden sätts av en excentrisk axel. MultiStatic-leden är avsedd att användas för ortoser som inte är vikt bärande. Vi rekommenderar att kombinera MultiStatic-leden tillsammans med en FreeMotion led på den motsatta sidan för att säkerställa vridstyvhet och rotation av ortosen. Leden kan användas både till flexion och extension. Fri inställning mellan + 120 ° till -120°. Fungerar Bilateralt. Leden är tillverkad i rostfritt stål.

Användningsområden: Behandling av korrigerbara kontrakturer, hos vuxna och barn.

Art. nr.	Storlek	Bredd	Längd	Höjd	Diameter	Vikt
69689	X-Small	9 mm	100 mm	6,5 mm	11 mm	14 g

MultiMotion Systemskena

Till MultiMotion systemet finns flera olika typer av skenor att välja mellan.

Skenorna finns i två bredder 12 och 16 mm. Alla skenor levereras med färdiga hål för enkel montering.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått
69160	Systemskena rak	Small, Set of 2 Bars	200 x 12 x 3,2 mm
69162	Systemskena böjd	Medium, Set of 2	350 x 12 x 3,2 mm
69164	Systemskena T-bar	Medium	150 x 12 x 3,2 mm
69161	Systemskena rak	Large	200 x 16 x 4 mm
69163	Systemskena böjd	Large	450 x 16 x 4 mm
69165	Systemskena T-bar	Large	150 x 16 x 3,2 mm



MultiMotion höftabduktionsortos

Ledsystemet är avsett för behandling av korrigerbara kontrakturer i höftleden hos barn. Systemet består av två komponenter; den korrigerande leden (kallas: modular joint) och abduktionsskenorna. Komponenterna monteras på en individuellt tillverkad ortos. Ortosen positionerar barnets ben i ett korrekt läge samt stabiliserar höftleden. Adduktormusklerna sträcks ut genom långsam töjning. Lederna kan låsas och låsas upp i önskat läge. Justerbart flexion- och extensionsstopp: Large 15° intervall, Medium 12° intervall.

Användningsområden: Spastisk diplegi, spastisk tetraplegi, spastisk triplegi, kongenital subluxation av höftleden.

Övrigt: Ledsystemet får endast användas på ortoser avsedda för de nedre extremiteterna och får inte viktbelastas.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått 1	Mått 2	Mått 3	Ålder
69720	Abduktionsskena	Large	> 105 cm			
69140	MultiMotion Modular	Large	10,2 Nm	53 mm	245g	> 4 år
69721	Abduktionsskena	Medium	< 105 cm			
69152	Korrigerande led	Medium	3,4 Nm	35 mm	100g	< 4 år



Val 1: Ledens maximala rotationsmoment

Val 2: Ledhusets diameter

Val 3: Ledens vikt



MultiMotion Modular

MultiMotion(MM) Modular joint är ett dynamiskt korrigerande ledsystem som kan användas när rörligheten begränsas som t.ex. vid kontrakturer, spasticitet, efter operationer eller i samband med brännskador. Systemet kan användas till många av kroppens leder både i extension och flexion. Ledens dynamiska funktion ger en säker och varaktig behandling helt efter patientens individuella förutsättningar. Ortossystemet tillverkas individuellt av ortopedingenjören/-tekniker. Systemet är enkelt att manövrera och inställningarna är lätta att ändra allt eftersom rörelseomfånget förändras. Genom att använda uppföljningsformuläret kan du enkelt följa utvecklingen och säkerställa vilka justeringar och ändringar som görs. En speciell variant för ankel finns där den integrerade T-skenan har 10 mm offset.

Användningsområden: Neurologiska indikationer: Apoplexi (CVA), cerebral pares, dystrofi, multipel skleros , pares, ryggmärgsbräck, traumatiska skall- eller hjärnskador. Ortopediska indikationer: Amputationer, ledbandsbrott, fraktur, postoperativt efter placering av endoprotiser etc.


Kontraindikationer: Strukturella kontrakturer: Onormal ledkinematik, ankylos, steloperation av led, fibros, ossifiering.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått
69140	MultiMotion Modular	Large	Skenans bredd 16 mm
69147	MultiMotion Modular T-bar	Large	Skenans bredd 16 mm
69148	MultiMotion Integrerad	Large	Skenans bredd 16 mm
69150	MultiMotion T-bar Integrerad	Large	Skenans bredd 16 mm
69149	MultiMotion Integrerad	Medium	Skenans bredd 12 mm
69151	MultiMotion T-bar Integrerad	Medium	Skenans bredd 12 mm
69152	MultiMotion Modular	Medium	Skenans bredd 12 mm
69159	MultiMotion Modular T-bar	Medium	Skenans bredd 12 mm

MultiMotion tillbehör

Här hittar du tillbehör och utbytbara delar till Multimotion(MM) Modular joint.
Det är främst reservdelar till ledhuset men också inriktningsinstrument för ledtillverkning.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Antal/Förp
69146	Flex/Extensionsstopp	Large		
69167	T-skena för inriktning			
69168	Glidring	Medium		
69169	Glidring	Large		
69170	Skrudar för systemskenor			4
69141	Skruv för centralhus	Large		
69142	Bricka	Large		
69143	Ledhus	Large		
69144	Kraftindikatorskiva	Large		
69145	Fjäderbelastad kassett	Large		
69153	Skruv för centralhus	Medium		
69154	Bricka	Medium		
69155	Ledhus	Medium		
69156	Kraftindikatorskiva	Medium		
69157	Fjäderbelastad kassett	Medium		
69158	Flex/Extensionsstopp	Medium		
69166	Inriktningsenhet			
69950	Parallellverktyg			
69900	Skruvmejsel			
69204	Kraftindikationsskiva	Small		
69205	Fjäderspänning	Small	3,4 Nm	
69206	Flexion/extension stopp	Small		2
69207	Skrudar	Small		4
69208	Gängade bussningar	Small		4
69501	Ledskydd			
69502	Axelset			
69503	Skrudar för skenorna			4
69504	Gängade bussningar för skenorna			4





Freemotion

Denna fria, öppna led används tillsammans med Multimotion (MM) Modular- och Multistatic Behandlingsleder för att säkerställa vridstyvheten i ortosen och ge bästa funktion. Tillverkad av rostfritt stål.

Art.nr.	Modell	Bredd	Längd	Höjd	Diameter	Vikt
69697	FreeMotion Modular Small	12 mm	93 mm	11 mm	18 mm	40 g
69698	FreeMotion Modular T-bar Small	12 mm	97 mm	11 mm	18 mm	72 g
69695	FreeMotion Integrated Small	12 mm	400 mm	11 mm	18 mm	105 g
69699	FreeMotion Integrerad T-Bar Small	12 mm	250 mm	11 mm	18 mm	106 g
69700	FreeMotion Modular Medium	16 mm	97 mm	11 mm	22 mm	52 g
69703	FreeMotion Modular T-bar Medium	16 mm	105 mm	11 mm	22 mm	88 g
69696	FreeMotion Integrated Medium	16 mm	400 mm	11 mm	22 mm	140 g
69704	FreeMotion Integrerad T-Bar Medium	16 mm	260 mm	11 mm	22 mm	134 g



Monodos

Monodos är en led av rostfritt stål som utvecklats för behandling av dynamiska kontrakturer. Leden medger rörlighet i en riktning och blockerar rörelsen helt i motsatt riktning. Avsedd för övre och nedre extremiteter i flexion och extension.

Användningsområden: Behandling av dynamiska kontrakturer.

Övrigt: Leden får ej användas till vikt bärande ortoser. För storlek large ingår Free Motion led samt skenor.

Art. nr.	Storlek	Förp.	Vä/Hö
62780	Small	1 styck	Bilat.
62780	Medium	1 styck	Bilat.
62780	Large	1 par	Bilat.



Plaster och material

www.camp.se

X-LITE®

3D-LITE™

Vid vår fabrik i Belgien tillverkar vi våra plastgipsmaterial, som är idealiska för tillverkning av alla typer av gips och ortoser. Våra produkter är giftfria och därför helt ofarliga för patienter och personal. Dessutom värnar vi om miljön med en helt nedbrytbar produkt - X-LITE® EcoCast.

Varför X-LITE® eller 3D-LITE™?

- Helt ofarligt material, friger inte några isocyanater och innehåller inga glasfiber
- Miljövänliga
- Inget behov av utsug
- Inget behov av skyddshandskar eller munskydd
- Avger inget damm och kladdar inte
- Mycket låg vikt som är till fördel för patienten
- Luftiga och fördelaktiga för hud och sårhäkning
- Tål väta
- Röntgengenomsläppliga
- Mindre spillmaterial då rester och redan uppvärmt material kan återanvändas.



X-LITE®

X-LITE® materialet framställs av 100 % bomullsväv, som impregneras med en giftfri termoplast. Detta ger ett starkt, stabilt och mycket hållbart material som samtidigt är luftigt och lätt. X-LITE® värms i vattenbad vid 70°C och kan lätt omformas. X-LITE® kan återvinnas och återuppvärmas ett oändligt antal gånger och avklippta bitar kan därför användas som förstärkningsmaterial eller till mindre applikationer. Mindre korrigeringar på bandagen kan utföras direkt på patienten genom att använda en vanlig hårtork. Stabiliteten kan ökas genom att använda flera lager material. X-LITE® finns i tre olika varianter; CLASSIC, PREMIUM och PLUS. Val av material beror på den kliniska indikationen och preferensen.

3D-LITE™

3D-LITE™ är liksom X-LITE® en lågtemperaturplast framställd av en tredimensionell polyesterväv, som impregneras med en resin. Den är lämplig för alla typer av skenor och ortoser. Materialet är starkt, stabilt, lätt, luftigt och enkelt att applicera. 3D-LITE™ finns i tre olika tjocklekar; 3, 5 och 7 mm. Materialet formar sig fint över konturerna, och är inte mottagligt för fingeravtryck. 3D-LITE™ materialet värms upp i 80°C i ugn eller med varmluftspistol. Kan lätt omformas.

Gipsning

X-LITE® finns i rullar till cirkulärgips och som ark- och i en dispenserbox till skenframställning. Eftersom materialet är helt fritt från gifter behövs inte handskar eller annan skyddsutrustning vid arbete med materialet. Ett cirkulärgips avlägsnas lätt med en gipssåg utan att det dammar. Gipset kan belastas redan efter trettio minuter. Materialen är röntgengenomsläppliga vid upp till tre lager.

Ortoser och skenor

X-LITE® och 3D-LITE™ kan användas till framställning av alla typer av skenor och ortoser. Val av material är förknippat med befintlig utrustning, kroppsdel och önskad stabilitet och formbarhet.



X-LITE® Classic rulle

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. X-LITE® Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Classic rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Välj mellan tre färger; vit, antracit och royal blå.

Användningsområden: Cirkulärgips.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64103	Vit	50 mm	1,8 m	20 rullar
64133	Vit	75 mm	1,8 m	20 rullar
64136	Antracit	75 mm	1,8 m	5 rullar
64137	Royal Blå	75 mm	1,8 m	5 rullar
64143	Vit	100 mm	1,8 m	10 rullar
64146	Antracit	100 mm	1,8 m	5 rullar
64147	Royal Blå	100 mm	1,8 m	5 rullar
64153	Vit	125 mm	1,8 m	10 rullar
64156	Royal Blue	125 mm	1,8 m	5 rullar
64157	Antracit	125 mm	1,8 m	5 rullar
64162	Vit	150 mm	1,8 m	5 rullar
64163	Vit	150 mm	1,8 m	10 rullar
64168	Antracit	150 mm	1,8 m	2 rullar
64169	Royal Blue	150 mm	1,8 m	2 rullar





X-LITE® Classic ark och dispenser

X-LITE® Classic är det mest stabila materialet. Den öppna strukturen gör materialet luftigt och låter huden andas. Classic är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Classic finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd. Materialet finns i tre olika färger – vit, antracit

Användningsområden: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64250	Vit	75 mm	10 m	1	Dispenser
64251	Vit	100 mm	10 m	1	Dispenser
64252	Vit	150 mm	10 m	1	Dispenser
64253	Vit	200 mm	10 m	1	Dispenser
64254	Vit	125 mm	10 m	1	Dispenser
64255	Antracit	150 mm	10 m	1	Dispenser
64256	Royal Blue	150 mm	10 m	1	Dispenser
64257	Royal Blue	200 mm	10 m	1	Dispenser
64258	Antracit	200 mm	10 m	1	Dispenser
64278	Vit	25 mm	500 mm	50	Ark
64290	Vit	200 mm	375 mm	15	Ark
64291	Vit	200 mm	1,2 m	15	Ark
64292	Vit	200 mm	900 mm	15	Ark
64293	Vit	75 mm	375 mm	15	Ark
64294	Vit	100 mm	375 mm	15	Ark
64295	Vit	125 mm	375 mm	15	Ark
64296	Vit	150 mm	375 mm	15	Ark
64297	Vit	150 mm	900 mm	15	Ark
64298	Vit	450 mm	500 mm	10	Ark
64299	Vit	500 mm	500 mm	10	Ark
64302	Antracit	200 mm	375 mm	8	Ark
64303	Antracit	450 mm	500 mm	4	Ark
64304	Royal Blue	200 mm	375 mm	8	Ark
64305	Royal Blue	450 mm	500 mm	4	Ark
64306	Vit	435 mm	500 mm	10	Ark
64307	Vit	300 mm	900 mm	10	Ark

X-LITE® PLUS rulle

X-LITE® PLUS rullar har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE® PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS rullarna har ingen skyddsfilm mellan lagren, så materialet appliceras snabbt och enkelt på patienten. Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområden: Cirkulär gips

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp./Rulle
64701	Vit	25 mm	1,8 m	5
64702	Vit	50 mm	1,8 m	20
64703	Vit	75 mm	1,8 m	20
64704	Vit	100 mm	1,8 m	10
64706	Vit	125 mm	1,8 m	10
64707	Vit	150 mm	1,8 m	10
64708	Vit	150 mm	1,8 m	2
64711	Röd	25 mm	1,8 m	5
64712	Röd	50 mm	1,8 m	20
64713	Röd	75 mm	1,8 m	20
64714	Röd	100 mm	1,8 m	10
64716	Röd	125 mm	1,8 m	10
64717	Röd	150 mm	1,8 m	10
64718	Röd	150 mm	1,8 m	2
64721	Blå	25 mm	1,8 m	5
64722	Blå	50 mm	1,8 m	20
64723	Blå	75 mm	1,8 m	20
64724	Blå	100 mm	1,8 m	10
64726	Blå	125 mm	1,8 m	10
64727	Blå	150 mm	1,8 m	10
64728	Blå	150 mm	1,8 m	2
64731	Svart	25 mm	1,8 m	5
64732	Svart	50 mm	1,8 m	20
64733	Svart	75 mm	1,8 m	20
64734	Svart	100 mm	1,8 m	10
64736	Svart	125 mm	1,8 m	10
64737	Svart	150 mm	1,8 m	10
64738	Svart	150 mm	1,8 m	2
64741	Hot Pink	25 mm	1,8 m	5
64742	Hot Pink	50 mm	1,8 m	20
64743	Hot Pink	75 mm	1,8 m	20
64744	Hot Pink	100 mm	1,8 m	10
64746	Hot Pink	125 mm	1,8 m	10
64747	Hot Pink	150 mm	1,8 m	10
64748	Hot Pink	150 mm	1,8 m	2





X-LITE® PLUS ark och dispenser

X-LITE® PLUS har en mjuk ovansida som ger ett mjukt och bekvämt gips för patienten. X-LITE® PLUS är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® PLUS finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

Välj mellan fem färger; vit, röd, blå, svart och hot pink

Användningsområden: Alla skenor och ortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp
64790	Röd	150 mm	10 m	1 dispenser
64791	Blå	150 mm	10 m	1 dispenser
64792	Svart	150 mm	10 m	1 dispenser
64793	Hot Pink	150 mm	10 m	1 dispenser
64753	Blå	200 mm	375 mm	8 ark
64754	Svart	200 mm	375 mm	8 ark



X-LITE® Premium rulle

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE® material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. X-LITE® Premium rullar har en skyddsfilm mellan lagren som avlägsnas under cirkuleringen.

Användningsområden: Cirkulärgips. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64205	Vit	50 mm	1,8 m	5 rullar
64207	Vit	75 mm	1,8 m	5 rullar
64209	Vit	100 mm	1,8 m	5 rullar
64210	Vit	125 mm	1,8 m	5 rullar
64211	Vit	150 mm	1,8 m	5 rullar

X-LITE® Premium ark och dispenser

X-LITE® Premium är det mest flexibla materialet. Med sin tunna struktur är det inte lika stabilt som övriga X-LITE® material. Däremot är det enklare att forma perfekt över mindre konturer och passar bra till bandage för övre extremiteter och barn. X-LITE® Premium är ett giftfritt miljögips liksom alla våra andra X-LITE® material, helt fria från isocyanater och glasfibrer. Materialet finns att beställa som ark eller i en praktisk dispenserbox med 10 meter som man klipper till önskad längd.

Användningsområden: Gipsskenor, ortoser och avtagbara skenor. För ökad stabilitet kan ett extra lager appliceras.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64217	Beige	100 mm	375 mm	10	Ark
64219	Beige	150 mm	375 mm	10	Ark
64220	Beige	200 mm	375 mm	10	Ark
64225	Beige	75 mm	10 m	1	Dispenser
64226	Beige	100 mm	10 m	1	Dispenser
64227	Beige	150 mm	10 m	1	Dispenser
64228	Beige	200 mm	10 m	1	Dispenser



X-LITE® PLUS Kantband

Kantbandet ger en mjukare och bekvämare kant på skenor. Med en baksida av Premium-material ger det extra stabilitet till skenan. Fungerar väl tillsammans med allt vårt material inkluderat 3D-LITE™. Värm i 70°C vattenbad.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64235	Vit	25 mm	4 m	Dispenser box
64236	Röd	25 mm	4 m	Dispenser box
64237	Blå	25 mm	4 m	Dispenser box
64238	Svart	25 mm	4 m	Dispenser box
64239	Hot Pink	25 mm	4 m	Dispenser box



X-LITE® termoplastiskt kantband

X-LITE® termoplastiskt kantband är tillverkat av samma material som X-LITE. Bandet värms i vattenbad och fäster direkt mot X-LITE® och övriga lågtemperaturplaster. Ortoserna får en jämn och fin kant.

Övrigt: Ark om 50 st levereras i plastpåse.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64180	Vit	25 mm	7,5 m	1	Dispenser
64190	Vit	50 mm	7,5 m	1	Dispenser
64187	Vit	25 mm	500 mm	50	Ark





X-LITE® termoplastiskt kardborrband

X-LITE kardborrband har en baksida av X-LITE som vid uppvärmning fäster mot X-Lite, 3D-LITE och våra övriga lågtemperaturplaster. Det värms i vattenbad eller med varmluftspistol. Mjukt kardborrband eller fästband appliceras sedan som vanligt.

Övrigt: Ark om 5 st levereras i plastpåse.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Antal/Förp	Ark/Dispenser
64195	Vit	50 mm	50 cm	5	Ark
64196	Vit	50 mm	5 m	1	Dispenser
64197	Svart	50 mm	50 cm	5	Ark
64198	Svart	50 mm	5 m	1	Dispenser



X-LITE® Stockinette

Rundstickad stockinette i 100 % oblekt polypropylen (21 mm är tillverkad i bomull). Mjuk och bekväm med en utmärkt förmåga att transportera fukt bort från huden. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en god passform och inga veck mot huden.

Art. nr.	Färg	Material	Bredd	Längd	Förp.
64400	Beige	Bomull	21 mm	23 m	1 rulle
64401	Vit	Polypropen	30 mm	10 m	1 rulle
64411	Vit	Polypropen	50 mm	10 m	1 rulle
64421	Vit	Polypropen	70 mm	10 m	1 rulle
64431	Vit	Polypropen	100 mm	10 m	1 rulle
64441	Vit	Polypropen	150 mm	10 m	1 rulle
64442	Vit	Polypropen	200 mm	10 m	1 rulle



Stockinette dispenser

Stockinette dispenser är en rundstickad polyester stockinette som är mjuk och följsam. Stockinetten är ribbstickad vilket ger en bra passform och inga rynkor som kan ge skav mot huden. Rullarna kommer i en praktisk dispenser låda.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64394	Vit	30 mm	25 m	1 dispenser
64395	Vit	50 mm	25 m	1 dispenser
64396	Vit	70 mm	25 m	1 dispenser
64397	Vit	100 mm	25 m	1 dispenser
64398	Vit	150 mm	25 m	1 dispenser

Foam-binda

Foam-bindan är en skumgummipolstring som andas och inte drar åt sig så mycket vatten. Polstringen ger bra stötdämpning och är inte lika känslig för veck som traditionell gipspolstring.

Användningsområden: Som polstring under gips av X-LITE.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64480	Vit	75 mm	2,75 m	20 rullar
64485	Vit	100 mm	2,75 m	16 rullar
64490	Vit	125 mm	2,75 m	10 rullar



Color elastisk linda

Som en perfekt avslutning på din X-LITE® gipsskena erbjuder vi elastiska lindor i hög kvalitet och i fina färger. Då komforten och kvalitén på lindan är mycket hög är den perfekt för patienter som ska bära gipsen under en längre tid. Color elastisk linda andas och tillsammans med X-LITE® gipset ger det ett mycket luftigt bandage. De har en mjuk yta och vävda kanter som känns behagligt mot huden. Den anpassade elasticiteten gör att den formar sig fint och kan därför användas både till större och mindre applikationer. Den har en "anti-slip" effekt, vilket betyder att lagren inte delar sig och man får ett hållbart resultat. Elastisk linda kan tvättas i 60°C och steriliseras.

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Längd	Förp.
64106	Color elastisk linda	Svart	6 cm	5 m	10
64107	Color elastisk linda	Röd	6 cm	5 m	10
64108	Color elastisk linda	Royal Blue	6 cm	5 m	10
64109	Color elastisk linda	Grön	6 cm	5 m	10
64110	Color elastisk linda	Gul	6 cm	5 m	10
64112	Color elastisk linda	Svart	10 cm	5 m	10
64113	Color elastisk linda	Royal Blue	10 cm	5 m	10





X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE®. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE® fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE® rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Art. nr.	Bredd	Längd
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



Postoperativ sko

Behandlingssko tillverkad av slitstark laminerad nylon. Ovandelen är formsydd med ordentlig överlappning för att passa såväl mindre fötter som gips. Polstringen i hälpartiet ger god bekvämlighet och skyddar mot skav. Bakkappan är förstärkt för att hålla foten på plats. Sulan är stel och rak utan avrullning. Vid enklare mellanfotsoperationer kan gips uteslutas och skon användas direkt.

Användningsområden: Behandlingssko vid mellanfotsoperationer; tåfrakturer; hallux valgus-operationer och som gipssko.

Art. nr.	Modell	Storlek	Längd innersula
43205	Herr	Small	26 cm
43205	Herr	Medium	27,5 cm
43205	Herr	Large	30 cm
43205	Herr	X-Large	31 cm
43206	Dam	Small	23,5 cm
43206	Dam	Medium	24,5 cm
43206	Dam	Large	26 cm

VWR Vattenbad

Rålstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som enkelt kan tas bort och rengöras. Badkaret har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på $\pm 0,2$ °C.
- Lågvattennivåalarm och badkaret stängs av automatiskt



Övrigt: Observera: Vattenbadet är klassificerat i säkerhetsklass I, vilket tillåter oövervakad drift när det används med icke brännbara vätskor.

Art. nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Höjd
64515	Vattenbad	26 L	Yttermått: 33,5 cm Tub: 27,8 cm	Yttermått: 59 cm Tub: 48,1 cm	Yttermått: 43 cm Tub: 17,5 cm

3D-LITE™

3D-LITE™ är en lågtemperaturplast tillverkad av en tredimensionell polyesterwebb som impregnerats med termoplast. Materialet är stabilt, lätt, luftigt och enkelt att forma. Det har en smidig yta och det blir inte några fingeravtryck i materialet under bearbetningen. Materialet har stretch i en riktning. Värms i vattenbad vid 70°C eller ugn vid 80°C.

Användningsområden: Ortostillverkning. 3 mm rekommenderas till små ortoser och mindre kroppsdelar. 5 mm rekommenderas till halvstora ortoser som frakturortoser. 7 mm rekommenderas till större ortoser som exempelvis korsetter.



Art. nr.	Modell	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
64896	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	3 mm	1 ark
64897	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	3 mm	1 ark
64898	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	5 mm	1 ark
64899	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	5 mm	1 ark
64900	3D-LITE Beige	600 mm	600 mm	7 mm	1 ark
64901	3D-LITE Beige	600 mm	900 mm	7 mm	1 ark
64905	3D-LITE Beige	650 mm	1200 mm	5 mm	1 ark
64906	3D-LITE Beige	600 mm	1200 mm	7 mm	1 ark



3D-Safe

3D-Safe är ett kantband av polyeteneskumplast. Bandet är självhäftande och något elastiskt. Enkelt och snabbt att applicera. För ökad stretch och vidhäftning bör man värma kantbandet med varmluftspistol före applicering.

Användningsområden: Som kantband eller polstring på ortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
64200	Vit	40 mm	10 m	3 mm	1 rulle

Lågtemperaturplaster

Olika applikationer som tillverkas i lågtemperaturplast ställer olika krav. Camp erbjuder därför ett brett urval av lågtemperaturplaster som gör det möjligt att hitta rätt egenskaper utifrån patientens behov.


De flesta av våra lågtemperaturplaster kommer från Rolyan som har mer än 30 års erfarenhet inom området. Patterson medical (Rolyan) arbetar hela tiden med att bevara och förbättra sin höga kvalitet och samtidigt prioriteras forskning och utveckling av nya produkter. Samtliga plaster är ofarliga att bearbeta. Inga skadliga ämnen avsöndras vid bearbetning.

Plasternas och de färdiga ortosernas egenskaper beror på en rad olika faktorer.

- Minne - Förmåga att återgå till ursprungsform.
- Följsamhet - Förmåga att anpassa sig till underlaget i uppvärmt tillstånd.
- Stretchmotstånd - Förmåga att ge efter för sträckning och tryck i uppvärmt tillstånd.
- Fästförmåga - Förmåga att fästa mot sig själv i uppvärmt tillstånd.
- Uppvärmning- och bearbetningstid.


Olika perforeringar för lägre vikt och ventilation.

- Perforerad 1% - Mycket glest sittande, stora hål (2,5 cm mellan hålen).
- Perforerad 2,5% - Glest sittande, stora hål (1 cm mellan hålen).
- Optiperforerad 19% - Tättsittande, små hål.
- Ultraperforerad 13% - Tätttsittande, mycket små hål.
- Superperforerad 42% - Mycket tättsittande, små hål.



Procenttalet anger hur mycket material som är borttaget. Exempelvis Superperforerat 42% anger att 42% av materialet är borttaget.

VI REKOMMENDERAR FÖRVARING I MÖRKT OCH TORRT UTRYMME.



Minimalt motstånd till stretch


- Utmärkt följsamhet
- Lätt att töja ut
- Lätt att hantera

Måttligt motstånd till stretch

- Formar sig lätt
- Högre kontroll

Maximalt motstånd till stretch

- Stadigt material
- Hög hållbarhet
- Rigid slutprodukt



Om Aquaplast™

Aquaplast™ sortimentet består av ett brett urval av material med flera gemensamma men också unika egenskaper för att möta olika behov. Aquaplast är en lättarbetad plast. Sortimentet består av plaster med följande egenskaper: Aquaplast™ Original Fäster mot sig själv Aquaplast-T™ Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) Aquaplast™ Prodrap™-T Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) och mycket hög formbarhetsgrad Aquaplast-T™ Antimicrobial Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) och minskar risken för dålig lukt Aquatube™ Fäster permanent mot andra Rolyanplaster Aquaplast™ Watercolors Har "Non-sticky" yta (fäster ej mot sig själv) och finns i många färger.



Aquaplast™ Original

Aquaplast™ Original finns i olika tjocklekar och perforeringar och passar till ett stort urval av ortoser. Materialet är inte ytbehandlat och fäster omedelbart och permanent mot sig själv. Materialet formar sig väl och har självslutande kanter. Plasten har 100 % minne och blir transparent vid uppvärmning. Vid kontakt med ytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn. Observera: Använd bottenskydd i värmekärlet. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos med en jämn och mjuk yta.

Användningsområden: Bas till dynamiska och statiska ortoser; tum-, finger- och handledsortoser; 3,2 mm även till arm- och benortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50121	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50122	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50123	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50124	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50125	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%

Aquaplast-T™

Aquaplast-T™ finns i många tjocklekar och perforeringar och passar till ett stort urval av ortoser. Den formar sig väl och har självslutande kanter. Har 100 % minne och blir transparent vid uppvärmning. Ytbehandlad för att ge en "Non-sticky" yta. Vid kontakt med ytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos med en jämn och mjuk yta. Lämpar sig för upprepad ekonomisk omarbetning. Den vita Aquaplasten blir genomskinlig vid uppvärmning vilket gör att man lättare kan se prominenser och eventuella områden som kräver extra avlastning. Kardborrband häftar lättare om man först ruggar upp ytan på plasten.

Användningsområden: Bas till dynamiska och statiska ortoser för tum-, finger- och handledsortoser; 3,2 mm även till arm- och benortoser.

Art. nr.	Färg	Typ	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
50126	Vit	Massiv	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50127	Vit	Massiv	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50128	Vit	Massiv	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50129	Vit	Massiv	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark
50133	Vit	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50134	Vit	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50135	Vit	Superperf. 42%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50136	Vit	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark
50137	Vit	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark
50138	Vit	Optiperf. 19%	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark
50331	Vit	Ultraparf. 13%	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark



Aquaplast™ Prodrapet™ -T

Aquaplast™ Prodrapet™ -T är den Aquaplast som har bäst formbarhet och följsamhet. Den anpassar sig mycket väl till konturer. Kanterna är självslutande. Materialet har 100 % minne och blir transparent vid uppvärmning. Ytbehandlad för att ge en "Non-sticky" yta. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos som nära följer alla konturer. Idealiskt för patienter med ömmande leder. Lämpar sig för upprepad ekonomisk omarbetning. Den vita Aquaplasten blir genomskinlig vid uppvärmning vilket gör att man lättare kan se prominenser och eventuella områden som kräver extra avlastning. Kardborrband häftar lättare om man först ruggar upp ytan på plasten.

Användningsområden: Akut trauma, smärta och ledirritationer; tum-, finger- hand- och handledsortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50165	Vit	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50166	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv





Aquaplast™ Watercolors™

Aquaplast™ Watercolors™ har samma egenskaper som Aquaplast-T™. Den finns i många tjocklekar och perforeringar som passar till ett stort urval av ortoser. Detta ger patient och terapeut stor valfrihet. Den formar sig väl och har självslutande kanter. Har 100 % minne. De ljusa färgerna blir något transparenta vid uppvärmning. Ytbehandlad för att ge en "Non-sticky" yta. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Kan även värmas i ugn.

Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en stödjande ortos med en jämn och följsam yta. Lämpar sig för upprepade ekonomiska omarbetningar.

Användningsområden: Barnortoser, bas till dynamiska och statiska tum-, finger- och handledsortoser. 3,2 mm även till arm- och benortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50144	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50145	Svart	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50146	Svart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50147	Svart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50334	Svart	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50140	Klarblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50143	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50141	Klarblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50142	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50321	Blå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50333	Klarblå	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50308	Marinblå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50309	Lavendel	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50322	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50343	Lavendel	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50154	Lila	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50155	Lila	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50313	Lila	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50336	Lila	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50152	Lila	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50153	Lila	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50164	Limegrön	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50307	Limegrön	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50317	Limegrön	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50340	Limegrön	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50304	Ljusrosa	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50300	Hot Pink	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50314	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50337	Hot Pink	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraperf. 13%
50149	Röd	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50150	Röd	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50151	Röd	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50139	Röd	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50335	Röd	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50156	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50157	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50158	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50159	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50160	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Massiv
50161	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Optiperf. 19%
50341	Beige	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50323	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50344	Blå Metallic	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50359	Blå Metallic	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50348	Blå Metallic	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13%
50325	Silver	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50346	Silver	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Optiperf. 19 %
50349	Silver	460 mm	610 mm	1,6 mm	1 ark	Ultraparf. 13 %
50312	Silver	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Ultraparf. 13 %
50329	Klarblå	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Optiperf. 19 %



Polyform™ och Polyform™ light

Polyform har goda stretchegenskaper vilket gör att materialet passar till komplexa ortoser. Är lätt ytbehandlat och har självslutande kanter. Har inget minne. Var noggrann då kontakt med materialytan lätt kan ge bestående fingeravtryck och märken. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en rigid och stödjande ortos.

Användningsområden: Akut trauma, smärta och ledirritationer; tum-, finger- och handledsortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50100	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50101	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv
50102	Vit	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50103	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50107	Vit	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv



Polyflex II™

Polyflex II har goda stretchegenskaper men inte mer än att kontrollen bibehålls under ortosframställningen. Materialet har ett visst minne vilket underlättar vid mindre justeringar. Lätt ytbehandlad. Kanterna bör trimmas. Var noggrann då kontakt med materialytan lätt kan ge bestående fingeravtryck och märken. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en rigid och stödjande ortos som är flexibel, vilket underlättar på- och avtagning. Flexibiliteten i den färdiga ortosen kan utnyttjas vid exempelvis patienter med svag handfunktion eller lindrig tonusförhöjning.

Användningsområden: Akut trauma, smärta och ledirritationer; tum-, finger- hand- och handledsortoser; bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50109	Vit	460 mm	610 mm	2,4 mm	1 ark	Massiv
50113	Vit	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf. 1%
50114	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Perf. 1%

TailorSplint™

Tailorsplint är en allsidig plast. Täcker ett brett behov och kan användas till många olika ortoser. Medium stretchmotstånd tillåter att plasten kan bearbetas lite hårdare samtidigt som god kontroll bibehålls. Ytbehandlad. Kanterna rullas enkelt och är självslutande. Vid kontakt med materialytan lämnas inga bestående fingeravtryck. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ytan är puderaktig, vilket ger en fin finish.

Användningsområden: Tum-, finger- och handledsortoser; 3,2 mm även till arm- och benortoser; bas till dynamiska ortoser och ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50116	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm	4 ark	Massiv
50117	Beige	460 mm	610 mm	2,4 mm	4 ark	Massiv
50118	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv



Ezeform™ och Ezeform™ light

Ezeform är utvecklad speciellt för att ge ett maximalt motstånd mot sträckning samtidigt som plasten formar sig väl till underlaget och även tillåter en aggressivare hantering. Håller formen och passar till större ortoser. Materialet har en lätt klibbig yta, vilket gör att den inte glider under modelleringen. Självslutande kanter. Fäster permanent mot sig själv. Vid kontakt med materialytan lämnas inte några fingeravtryck. Egenskaper för den färdiga ortosen: Ger en mycket rigid ortos med fin finish.

Användningsområden: Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar; vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter; bas till större dynamiska ortoser; Ezeform light till barnortoser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50170	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	4 ark	Massiv
50171	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50173	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50174	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50175	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50176	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv
50178	Vit	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50179	Beige	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50180	Beige	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50181	Blå	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50182	Blå	610 mm	910 mm	3,2 mm	1 ark	Perf 1 %
50183	Vit	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv
50184	Beige	310 mm	460 mm	1,6 mm (light)	4 ark	Massiv





Ezeform™ Antimicrobial

Ezeform™ Antimicrobial har en antimikrobial behandling som hämmar bakterietillväxt och dålig lukt. Ytbehandlingen kan inte "tvättas" bort. När en skena eller ortos skall brukas under lång tid eller användas i utsatta miljöer, lämpar sig detta material väl. Övriga egenskaper enligt Ezeform™.

Användningsområden: Ortoser till patienter med neurologiska sjukdomar, vilo- och funktionella ortoser till både övre och nedre extremiteter; bas till större dynamiska ortoser.


Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.	Massiv/Perf.
50187	Vit	460 mm	610 mm	3,2 mm	1 ark	Massiv

Aliplast

En copolymerfoam som fäster mot sig själv. Materialet har en slät yta som är lätt att hålla ren. Lämpligt för applikationer som måste ligga direkt mot huden. Vacuumformbart. Värms i ugn 70-120°C. Blir klabbig om så önskas vid hög temperatur och vid lång tid i ugn. Finns i tre hårdhetsgrader.

Användningsområden: Polstringsmaterial för ortoser och för tillverkning av t.ex. pelletter.

Art. nr.	Färg	Hårdhet	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
30400	Vit	Mjuk 4E	750 mm	900 mm	3 mm	1 ark
30401	Vit	Mjuk 4E	750 mm	900 mm	6 mm	1 ark
30405	Vit	Mjuk 4E	750 mm	35 m	3 mm	1 rulle
30406	Vit	Mjuk 4E	750 mm	24 m	6 mm	1 rulle
30410	Vit	Medium 6A	750 mm	600 mm	3 mm	1 ark
30411	Vit	Medium 6A	750 mm	600 mm	6 mm	1 ark
30415	Vit	Hård 10	750 mm	600 mm	3 mm	1 ark
30416	Vit	Hård 10	750 mm	12 m	3 mm	1 rulle



Thermofoam LD

Polstringsmaterial i Polyetene med medium densitet. Har slutna celler. Går utmärkt att skära och klippa i men kan också stansas. Värms i ugn 155°C. Lätt att efterjustera.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
30451	Vit	750 mm	900 mm	12,5 mm	1 ark



Durofoam HD

Polstringsmaterial i polyetene med hög densitet och öppna celler som behåller sin tjocklek under lång period. Går utmärkt att skära och klippa i men kan också stansas. Värms i ugn i 150-170°C. Lätt att efterjustera.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
30450	Vit	610 mm	610 mm	12,5 mm	1 ark





Polypropene

Copolymerplast som är styv och seg och har god stabilitet. Värms i ugn i 200-210°C eller vacuumformas. Materialet fäster mot sig själv. Mindre ändringar kan göras med hjälp av värmepistol.

Användningsområden: Ortostillverkning.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
38039	Vit	600 mm	1200 mm	2 mm	1 ark
38040	Vit	675 mm	1050 mm	3 mm	1 ark
38041	Vit	675 mm	1050 mm	4 mm	1 ark
38042	Vit	675 mm	1050 mm	5 mm	1 ark



Non Slip material

Ett anti-glid material som genom sin friktion är perfekt för ytor där man önskar förhindra nötning. Materialet är speciellt framtaget för att användas på KiddieGAITs fotblad, för att hindra att t.ex. en SureStep-ortos glider mot det blanka fotbladet. OBS! Detta material skall inte användas direkt mot huden.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd
28411	Svart	14 cm	1 m



Ortosstrumpa Komfort

Färdigsydd ortosstrumpa i extra tjockt och mjukt material. Alla kanter är dubbla eller sydda med overlocksöm för ökad hållbarhet. Kan användas istället för polstring.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Förp.
51106	Handled/Tumme kort	Natur	En storlek	10 styck
51107	Handled	Natur	En storlek	10 styck
51108	Handled/Tumme lång	Natur	En storlek	10 styck

ComfortKIT™ material

ComfortKIT är ett material med en inre kärna av så kallat "memory foam" som gör att det naturligt anpassar sig efter kroppsformen. När materialet vilar återgår det till sin ursprungliga form.

Användningsområden: Materialet används i polstringen

ComfortKIT™, som är avsedd för ToeOFF® och BlueROCKER®. Materialet kan med fördel användas som polstring till olika ortoser.


Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
30422	Svart	300 mm	400 mm	10 mm	1 ark



T-Stick

Tryckavlastande material i polyuretan som andas. Materialet formar sig efter kroppen och har minne så det återgår till ursprungsformen. Används till avlastning av tryckpunkter och som polstring i ortoser och proteser. Arken 51100 och 51102 har självhäftande baksida. Finns i två hårdhetsgrader.

Art. nr.	Färg	Hårdhetsgrad	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
51100	Blå	Medium	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark
51101	Blå	Medium	410 mm	610 mm	25 mm	1 ark
51102	Rosa	Mjuk	410 mm	610 mm	9,5 mm	2 ark





Fleecy Web

Extremt mjukt självhäftande material i 100 % bomull med mollskinnskänsla.

Används som polstring till ortoser. Mycket töjbart och därför lätt att applicera i en färdig ortos.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
51110	Rosa	225 mm	400 mm	2 mm	4 ark
51104	Rosa	50 mm	3 m	2 mm	1 rulle




Fleecy Foam

Mjukt självhäftande material laminerat mot en skumkärna som ger lätt

tryckavlastande effekt. Används som avlastning av tryckpunkter eller som polstring för hela ortosen.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
51105	Beige	230 mm	460 mm	4,8 mm	4 ark



Gel-polstring

Avlastande gel som inte kan komprimeras fullständigt. Lämplig för ortoser,

handskar och skor. Fördelar trycket och minskar friktionen mot huden. Kan klippas till önskad storlek. Det rekommenderas att kanterna förseglas med t.ex. kirurgisk tejp efter tillklippning. Små variationer i färg kan förekomma.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
51140	Gul	250 mm	340 mm	3,2 mm	1 ark
51141	Gul	250 mm	340 mm	4,8 mm	1 ark
51142	Gul	250 mm	340 mm	6,4 mm	1 ark

Neoprene™

Latexfri neoprene med en nylonsida och en sida med mjuk velour mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Används till framställning av mjuka ortoser eller som ortosband. Är lätt elastiskt vilket ger god passform. Materialet bevarar värmen och bidrar till ökad genomblödning. Utmärkt för patienter med reumatologiska sjukdomar.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Tjocklek	Förp.
51179	Svart	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 ark
51180	Beige	460 mm	610 mm	2,0 mm	1 ark
51181	Beige	150 mm	970 mm	3,2 mm	1 ark
51183	Beige	25 mm	3,2 m	3,2 mm	1 rulle
51184	Blå	460 mm	610 mm	3,0 mm	1 ark
51189	Grön	460 mm	610 mm	1,0 mm	1 ark



Kardborrband mjukt standard

Den mjuka delen av standard-kardborrband är tillverkad av vävt band med sydda kanter. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas vid temperaturer mellan -30° till +140°C.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd	Förp.
25020	Mjukdel = Loop, Vit	25 mm	25 m	1 rulle
25020	Mjukdel = Loop, Vit	50 mm	25 m	1 rulle
25021	Mjukdel = Loop, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25021	Mjukdel = Loop, Beige	50 mm	25 m	1 rulle
25027	Mjukdel = Loop, Svart	25 mm	25 m	1 rulle
25027	Mjukdel = Loop, Svart	50 mm	25 m	1 rulle



Kardborrband hårt, standard

Hårt kardborrband med fästyta på en sida mot mjuka kardborrband. Tillverkat av vävt band med sydda kanter. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas i temperaturer mellan -30° till +140°C.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd	Förp.
25020	Hård = Hook, Vit	25 mm	25 m	1 rulle
25020	Hård = Hook, Vit	50 mm	25 m	1 rulle
25021	Hård = Hook, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25021	Hård = Hook, Beige	50 mm	25 m	1 rulle
25027	Hård = Hook, Svart	25 mm	25 m	1 rulle
25027	Hård = Hook, Svart	50 mm	25 m	1 rulle





Kardborrband mjukt, elastiskt

Elastiskt kardborrband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas vid temperaturer mellan -30° till +140°C.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd	Förp.
25022	Mjukdel = Loop,Vit	30 mm	10 m	1 rulle
25022	Mjukdel = Loop,Vit	50 mm	10 m	1 rulle
25023	Mjukdel = Loop, Beige	30 mm	10 m	1 rulle
25023	Mjukdel = Loop, Beige	50 mm	10 m	1 rulle



Kardborrband mjukt, självhäftande

Mjukt självhäftande kardborrband som fäster mot hårda kardborrband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan bearbetas i temperaturer mellan -10° till +80°C. Vidhäftning vid högre och lägre temperaturer beror på fuktighet och yta.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd	Förp.
25024	Mjukdel = Loop,Vit	20 mm	25 m	1 rulle
25024	Mjukdel = Loop,Vit	25 mm	25 m	1 rulle
25024	Mjukdel = Loop,Vit	50 mm	25 m	1 rulle
25025	Mjukdel = Loop, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Mjukdel = Loop, Svart	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Mjukdel = Loop, Svart	50 mm	25 m	1 rulle



Kardborrband hårt, självhäftande

Hårt självhäftande kardborrband som fäster mot mjuka kardborrband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan bearbetas i temperaturer mellan -10° till +80°C. Vidhäftning vid högre och lägre temperaturer beror på fuktighet och yta.

Övrigt: ÖKO-TEX klass 2.

Art. nr.	Modell	Bredd	Längd	Förp.
25024	Hård = Hook,Vit	20 mm	25 m	1 rulle
25024	Hård = Hook,Vit	25 mm	25 m	1 rulle
25024	Hård = Hook,Vit	50 mm	25 m	1 rulle
25025	Hård = Hook, Beige	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Hård = Hook, Svart	25 mm	25 m	1 rulle
25028	Hård = Hook, Svart	50 mm	25 m	1 rulle

Kardborrband komfort mjukt, elastiskt

Den mjuka delen av ett elastiskt kardborreband. God hållfasthet i både dragriktning och öppningsriktning. Kan användas i vattentemperaturer mellan -30° till +140°C.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25030	Vit	19 mm	4,5 m	1 rulle
25030	Vit	25 mm	4,5 m	1 rulle
25030	Vit	50 mm	4,5 m	1 rulle



Mikrofix hårt, självhäftande

Självhäftande hårt kardborrband (hook). Ultra-tunn, stark och med hög kvalitet. Det hårda kardborrbandet har mycket korta "krokar" som inte sliter onödigt och ger patienten bättre komfort.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25040	Transparent	50 mm	25 m	1 rulle
25041	Svart	50 mm	25 m	1 rulle



Mikrofix mjukt

Mjukt självhäftande kardborrband som fäster mot Mikrofix hård och andra vanliga hårda kardborrband. Extra tunt.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25042	Vit	50 mm	25 m	1 rulle
25043	Svart	50 mm	25 m	1 rulle



Mjukt AFO band

Ett dubbelvävt mjukt band med lätt elasticitet för ökad smidighet. Avsett för olika ortosapplikationer. Fäster mot hårt kardborreband. Kan klippas till önskad längd utan att det fransar sig.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
25060	Svart	40 mm	10 m	1 rulle
25061	Svart	50 mm	10 m	1 rulle





D-ring plast

D-ringar i plast. Finns med eller utan fäste.

Art. nr.	Modell	Färg	Bredd	Förp.
25070	Utan fäste	Vit	25 mm	25 styck
25070	Utan fäste	Vit	50 mm	25 styck
25071	Med fäste	Vit	25 mm	25 styck
25071	Med fäste	Vit	50 mm	25 styck



Fästband

Mjukt band med skumkärna. Kan klippas till önskad längd och har självslutande kant. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
51160	Beige	25 mm	9 m	1 dispenser
51161	Beige	50 mm	9 m	1 dispenser



Extra tunt band

Extra tunt, mjukt band för mindre ortoser. Fästyta på en sida mot hårda kardborrband. Förpackat i dispenser.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
51155	Vit	13 mm	9 m	1 dispenser

Fästband robust

Extra slitstarkt, mjukt band med en tunn skumkärna. Klarar att stängas och öppnas mer än 1000 gånger. Oelastiskt. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
51165	Blå/Vit	25 mm	9 m	1 rulle
51165	Blå/Vit	38 mm	9 m	1 rulle
51166	Blå/Vit	50 mm	9 m	1 rulle
51167	Vit	25 mm	9 m	1 rulle
51168	Vit	50 mm	9 m	1 rulle
51169	Beige	25 mm	9 m	1 rulle
51170	Beige	50 mm	9 m	1 rulle



Foam-band

Extra mjukt band med en skumkärna. Kan klippas till önskad bredd och har självslåsande kant. Båda sidorna fäster mot hårda kardborrband.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
51176	Blå	50 mm	4,6 m	1 rulle
51177	Vit	50 mm	4,6 m	1 rulle



Kardborrband med D-ring

Självhäftande mjukt kardborrband med D-ring av nylon. Hårt kardborrband är monterat till förslutningen av bandet.

Art. nr.	Färg	Bredd	Längd	Förp.
51185	Vit	25 mm	300 mm	10 styck
51186	Vit	25 mm	460 mm	10 styck
51187	Vit	50 mm	300 mm	10 styck
51188	Vit	50 mm	460 mm	10 styck



Översikt lågtemperaturplaster

	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobial	Aquaplast T Prodrapé	Aquaplast Water-colors
Färgförändring	Nej	Nej	Blir transparent	Blir transparent	Blir transparent	Blir transparent	Nej
Fäster mot huden	Nej	Nej	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Fäster mot sig själv	I viss omfattning Ej permanent ^{*)}	I viss omfattning Ej permanent ^{*)}	Permanent	I viss omfattning under bearbetning Ej permanent ^{*)}	Nej	I viss omfattning under bearbetning Ej permanent ^{*)}	Ej permanent ^{*)}
Tänjbar	Mycket tänjbar	Något begränsad	Begränsad	Begränsad	Begränsad	Mycket tänjbar	Begränsad
Stretch-motstånd	Minimum	Medium	Medium	Medium	Medium	Minimum	Medium
Följsamhet	Överlägsen	Mycket god	God	God	God	Överlägsen	God
Minne (Omformnings-bar)	Något (för efterjustering)	Något (för efterjustering)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Fingeravtryck	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Kanter	Kan trimmas lätt	Kan trimmas lätt	Fina	Fina	Fina	Fina	Fina
Perf/Operf	Massiv Perf 1%	Massiv Perf 1%	Massiv Perf 13 % Perf 19 %	Massiv Perf 1 % Perf 13 % Perf 19 % Perf 42 %	Massiv Perf 19 %	Massiv	Massiv Perf 13 % Perf 19 %
Färger	Vit Beige	Vit	Vit Beige	Vit	Vit	Vit	Många. Se urval i katalogen
Temperatur Tid i vattenbad	65-70°C 30 sek – 1 min	65-70°C 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min
Bearbetningstid 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm	1 min 3-5 min	2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min	2-3 min 4-6 min	2-3 min 4-6 min	1-2 min 2-3 min 4-6 min
	Polyform	Polyflex	Aquaplast Original	Aquaplast T	Aquaplast T Antimikrobial	Aquaplast T Prodrapé	Aquaplast Water-colors

^{*)} Kan permanent fästas mot sig själv genom att slipa eller skrapa ytan med vasst instrument.

Ezeform	Ezeform Antimikrobial	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Färgförändring
I liten grad Drar i håren	Nej	Nej	Nej	Nej	Fäster mot huden
I viss omfattning under bearbetning Permanent vid hoptryckn.	Nej	Ja Kan tas isär vid uppvärmning	Ja Kan tas isär vid uppvärmning	Nej	Fäster mot sig själv
Motståndskraftig	Motståndskraftig	Begränsad Endast i en riktning	Begränsad Endast i en riktning	Begränsad Endast i en riktning	Tänjbar
Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Maximum	Stretch-motstånd
Mindre god	Mindre god	God	God	Mindre god	Följsamhet
Något (för efterjustering)	Något (för efterjustering)	Ja	Ja	Ja	Minne (Omformningsbar)
Nej	Nej	Nej	Nej	Nej	Fingeravtryck
Fina	Bör trimmas	Bör trimmas	Bör trimmas	Bör trimmas	Kanter
Massiv	Massiv Perf 1%	Nätstruktur	Nätstruktur	Tredimensionell nätstruktur	Perf/Operf
Vit Beige Blå	Vit	Vit Ljusblå Ljusgrön	Dispens/ark: Beige Rulle: Vita	Beige	Färger
70-75°C 35 sek – 1 min	70-75°C 35 sek – 1 min	70°C Ark: 1 min Rulle: 2 min	70°C Ark: 1 min Rulle: 2 min	70°C 3 mm: 2 min 5 mm: 2 min 7 mm: 2 min	Temperatur Tid i vattenbad
1-2 min 4-6 min	 4-6 min	Arkki: 45 s - 1 min Rulla: 2 - 3 min	Arkki: 30 - 45 s Rulla: 60 - 90 s		Bearbetningstid 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm
Ezeform	Ezeform Antimikrobial	X-Lite Classic	X-Lite Premium	3D-Lite	

Många av våra plaster tillverkas även i andra färger, tjocklekar och perforeringar än vad som angetts i tabellen. Kontakta kundsupport 042-25 27 01 för ytterligare information.

Egna anteckningar

[illegible]



Verktyg och tillbehör

www.camp.se



Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Supersax

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51217	AISI 420	20 cm



Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Material	Längd
51214	AISI 420	14 cm



Smith Sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51216	AISI 420	18 cm

Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Art. nr.	Modell	Längd
51208	Gipssax rostfri	14 cm
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51218	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm NYHET!



Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Art. nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm



X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE®. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE® fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE® rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Art. nr.	Bredd	Längd
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



[illegible]



Test, träning och behandling

www.camp.se



ProWrap by Fabrifoam

ProWrap by Fabrifoam med låg till medium elasticitet. Sträcker primärt i en riktning.

Fabrifoam kan användas inom många olika områden som tillverkning av mjuka ortoser, ortosband, stabiliserande förband och kompressionsförband. Materialet utgör ett alternativ till neoprene. Fabrifoam finns i två olika grader av stretch. Materialet är hudvänligt, andas och transporterar fukt. Materialet som är tunt har en antihalksida som inte glider mot huden och en sida mot vilken hårt kardborrband fäster lätt. Innehåller inte gummi.

Art. nr.	Färg	Storlek	Förp.
50502	Beige	150 mm x 4,5 m	1 rulle

R-lite foam block

Handträningsblock av T-Foam. Materialet har långsam återgång till sitt ursprung, vilket hjälper patienten att ej överanstränga sig. Finns i fyra olika hårdhetsgrader. Tvättas i varmt vatten med mild tvållösning.

Art. nr.	Färg	Hårdhet	Mått	Förp.
54130	Gul	Extra mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Rosa	Mjuk	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Blå	Medium	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54130	Grön	Hård	4,4x4,4x7,6 cm	32 styck
54131	3 st av varje färg		4,4x4,4x7,6 cm	12 styck



Jamar® handdynamometer

Ett enkelt och säkert verktyg för att löpande kontrollera greppstyrka vid olika utvärderingar. Skala mellan 0 - 90 kg. Kalibrering rekommenderas en gång om året för att säkerställa hållbarheten och tillförlitligheten. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

Övrigt: Garantiid 1 år. Garantin omfattar inte kalibrering.

Art. nr.	Modell
52100	Jamar Handynamometer
52101	Kalibrering



Jamar® Pinch Gauge

Mäter fingerstyrka med mycket hög precision. Den röda indikationsnålen stannar kvar tills mätaren återställts. Fungerar med hydraulik och den isometriska designen säkrar korrekt mätning. Skala mellan 0 - 20 kg. Levereras i praktisk väska som också fungerar som förvaring.

Övrigt: Garantiid 1 år. Instruktionsmanual finns enbart på engelska.

Art. nr.	Modell
52110	Jamar Pinch Gauge





Goniometer

Använd denna genomskinliga plastgoniometer för att enkelt och effektivt kunna mäta rörelseomfångets vinklar på stora leder. Mäter rörelseomfång 180° med 2° intervall.

Art. nr.	Modell	Färg	Mått 1	Mått 2
52200	Större leder	Transparent	15 cm	15 cm

Mått: Mått 1: Längd arm 1

Mått 2: Längd arm 2



Pegtest 9 håls

Ett enkelt test för bedömning av handfunktion. Lätthanterligt storleksformat. Alla bitar kan desinficeras. Stoppur är inkluderat.

Art. nr.	Modell	Förp.
52315	Pegtest	
52316	Extra pegg	9 styck



Purdue Pegboard test

Mäter två olika aktiviteter: 1. Stora rörelser av fingrar, hand och arm. 2. Känsl i fingertopparna. Förpackningen inkluderar instruktionsmanual, normalvärde och 25 protokoll. Stoppur ej inkluderat.

Art. nr.	Modell
52320	Purdue Pegboard test

Grooved Pegboard

Ett stimulerande test för fingermotorik och visuell förmåga som mäter mer komplett motorik och koordination än de flesta Pegboard. Innehåller 25 hål med slumpvis placerade former vilka kräver rotation vid isättning.

Art. nr.	Modell	Förp.
52325	Grooved Pegboard	
52326	Extra peggar	30 styck



Ödemhandske

Smidig och bekväm handske som ger lätt kompression för att minska ödem. Tillverkad i lycra och spandex. Finns i två utföranden: Hela och öppna fingrar för att kontrollera funktion och svullnad.

Övrigt: Kompressionsklass I.

Art. nr.	Modell	Storlek	Mått	Förp.	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	X-Small	17,8 cm	I styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Small	20,3 cm	I styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Medium	22,9 cm	I styck	Vä/Hö
53535	Hela fingrar	Large	25,4 cm	I styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	X-Small	17,8 cm	I styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Small	20,3 cm	I styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Medium	22,9 cm	I styck	Vä/Hö
53536	Öppna fingrar	Large	25,4 cm	I styck	Vä/Hö



Mått: Handens omkrets vid tumvecket.



Vacuumkuddar

Vacuumkudde fylld med små granulatkulor som formar sig när luften evakueras. Kan omformas genom att ventilen öppnas. Kudden har god vacuumstabilitet och låg vikt. Separata blå kuddvar kan beställas.

Användningsområden: Vid operationer och som stöd vid sittande. Kan också användas av tandläkare.

Art. nr.	Modell	Färg	Storlek
22393	Vacuumkudde	Vit	55x30 cm
22394	Vacuumkudde	Vit	55x65 cm
22395	Vacuumkudde	Vit	55x85 cm
22396	Vacuumkudde	Vit	40x50 cm
22275	Enhandspump		
26334	Ventill till vacuumkudde		




Urias splint

Urias splintar ger ett jämnt tryck på arm, ben, hand och fot. Splintarna är gjorda i dubbelt lager PVC och försluts med dragkedja. Det transparenta materialet ger kontroll över splintens position. OBS! Trycket får ej överstiga 40 mmHg.

Användningsområden: Vid ödembehandling och proprioceptiv stimulering vid neurologisk rehabilitering.

Art. nr.	Modell	Längd
53510	Lång arm	80 cm
53511	Kort arm	70 cm
53512	Halv arm	53 cm
53513	Armbåge	40 cm
53516	Fot	32 cm
53517	Ben stor	66 cm
53519	Hand	20 cm
53518	Ben liten	56 cm
53515	Munstycke	100 st
53514	Filter till munstycke	5 styck



Bok: Therapeutic hand splints

Paul Van Ledes och Griet van Veldhovens 2 volymer innehåller allt du behöver veta om handen, dess anatomi, biomekanik och patologi som berör ortoser och skenor. Volym 2 ger goda exempel på framställning av ortoser och dess användning.

Art. nr.	Beskrivning	Volym
99200	Mechanical and biomechanical considerations	I
99201	Practical applications	II

Kinetec™ Spectra Essential Knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120° flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av. Spectra Essential är den enklast modellen av Spectra, denna kan man enkelt uppgradera till Spectra genom att byta handkontrollen och uppgradera till en Kompanion genom att byta både handkontroll samt ett uppgraderingskit med eller utan fotplatta.



Art. nr.	Modell	Material
40681	Spectra Essential	Tygpölstring
40682	Spectra Essential	Plastpölstring



Kinetec™ Spectra knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120° flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av. Spectra och Spectra XL är mellanmodellen, det som skiljer dessa två åt är att XL har en bredare och starkare maskin som även klarar de största och tyngsta patienterna (max 227 kg). Dessa båda har alla funktioner som Essential och även uppvärmningsprogram och timer. Denna kan även lätt uppgraderas till en Kompanion genom att köpa ett uppgraderingskit, med eller utan fotplatta.

Art. nr.	Modell	Material
40660	Spectra	Tygpolstring
40664	Spectra	Plastpolstring
40687	Spectra XL	Tygpolstring
40688	Spectra XL	Plastpolstring



Kinetec™ Spectra Kompanion Knä

Spectra har en lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll. Endast på- och avstängningsknapparna kan användas när de individuella inställningarna för patienten är gjorda och låsta. Den är justerbar för patientlängd från 145 cm upp till 195 cm och ställbar i rörelseintervall -10° till 120° flexion. Finns bland annat med hygienisk plastpolstring som kan spritas av.

Denna är en uppgraderad Spectra med Touch Screen och med Bluetooth där patienten och Fysioterapeut/Sköterska och Läkare kan få ut maximal information under och efter träning. Det går att ställa in uppvärmningsprogram, rörelseomfång, antal repetitioner. Samt få en utvärdering av framsteg. Det går även att välja mellan olika språk, träningsprogram som kan pusha patienten och motståndsovnningar. Det går även att ha videosamtal mellan vårdpersonal och patient direkt i touchenheten, som hanteras som en surfplatta, vilket förenklar uppföljning av patienterna. Även utveckling och framsteg för patienten går att följa och ta ut i protokollform vilket tydliggör effekten av rehabiliteringen för alla inblandade. Samt en rad andra funktioner som förenklar och förbättrar möjligheterna för vårdpersonal och patienter. Funktionen "Kompanion" kan även köpas som en separat uppgradering till både Spectra (40660/40664) och Essential (40681/40682).

Art. nr.	Modell	Material
40685	Spectra Kompanion	Tygpolstring
40686	Spectra Kompanion	Plastpolstring

Kinetec™ Performa knä

Performa är justerbar för patientlängd från 112 cm upp till 206 cm. Även denna maskin har lättöverskådlig och lättanvänd handkontroll där alla inställningar görs. Maskinen tillåter även aktiv rörelse i både flexion och extension. Finns bl. a. med hygienisk plastpolstring, timer, rörelseintervall -3° till 130° flexion, förprogrammerbar för upp till 16 patienter, tillåter aktiv rörelse, justerbar längd.

Art. nr.	Modell	Material
40620	Performa	Tygpolstring
40624	Performa	Plastpolstring



Kinetec™ Centura 5 Armbåge/Axel

Centura 5 är en maskin med många funktioner och möjligheter som drivs av 2 motorer som enkelt monteras enligt färgkoder beroende på vilken rörelse man vill träna. Funktionerna täcker de viktigaste rörelserna i axel och armbåge vid rehabiliteringen. Centura 5 kan rörelseträna flexion-extension, abduktion-adduktion, rotation, även rotation samtidigt som flexion eller abduktion samt horisontell abduktion och adduktion. De olika funktionerna kan kombineras och ge flexibilitet i behandlingen. Rörelseaxeln centreras vid aktuell led. Justerbar i höjd och längd. Maskinen och stolen kan enkelt rullas vid förflyttningar. Ergonomisk handkontroll.



Art. nr.	Modell	Material
40630	Centura 5	Plastpolstring

Försäljningsvillkor

LEVERANSER

Det är vår ambition att vi skall ha en god leveransförmåga på de produkter som exponeras i Camps produktkatalog. Vissa ytterstorlekar och tillbehör kan förekomma som beställningsvaror med en något längre leveranstid. Detsamma gäller måttbeställda produkter: Order överstigande 1500:-kr levereras fritt mottagaren. För övriga order debiteras frakt med 110:- per leverans.

RETURER

Före eventuella returer måste vårt medgivande inhämtas. Kontakta kundsupport för erhållande av returnummer. I de fall returen gäller byte eller felbeställning ska produkterna återsändas komplett i originalförpackning och returneras senast 2 månader efter mottagandet. I de fall ett byte eller felbeställning överstiger 2 månader upp till 4 månader dras 50 % av på faktura beloppet. Returer och felbeställningar som överstiger 4 månader återtages ej. Specialbeställda varor och beställningsvaror återtages ej.

BETALNINGSVILLKOR

Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. Dröjsmålsränta debiteras enligt diskonto +8%. Priser är gällande t.o.m. 2023-12-31. Vi förbehåller oss dock rätten till prisändringar under perioden som kan framtvingas av pris- och/eller valutförändringar. Priser är alltid angivna exklusive moms.

ARTIKELNUMMER

Camps artikelnummer består av nio siffror. De fem första siffrorna identifierar produkten. Resterande siffror beskriver om produkten är höger eller vänster, vilken storlek eller annat.

Exempel: ToeOFF 2.0 vänster medium 289201012	28920: ToeOFF 2.0	10: Vänster	12: Medium
--	-------------------	-------------	------------

10: Vänster	09: XX-Small
20: Höger	10: X-Small
	11: Small
	12: Medium
	13: Large
	14: X-Large
	15: XX-Large

VIKTIGT OM PRODUKTERNAS MATERIAL OCH SKÖTSEL

I de fall det finns viktig information som kräver beaktande före beställning, anges detta under rubriken "Övrigt" i samband med produkttexterna i denna katalog. Camps textila sortiment skall handtvättas och plantorkas om inte annat anges i användarinstruktionen eller på etikettmärkningen i produkten. Rigida ortoser torkas av med fuktig trasa.

FÖR BÄTTRE MILJÖ

Camp undviker produkter som innehåller miljö- och hälsofarliga material. För Camp Scandinavia är det av högsta vikt att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att minsta möjliga påverkan på miljön sker, under beaktande av sunda affärsmässiga principer. Camp tar sitt producentansvar enligt WEEE-direktivet, Batteriförordningen samt Förpackningsförordningen och är medlem/rapporterar till de olika insamlingssystemen i respektive land där vi har verksamhet.

 CERTIFIERAD ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet 	 CERTIFIERAD ISO 13485 Medicintekniska produkter Ledningssystem för kvalitet 	 CERTIFIERAD ISO 14001 Ledningssystem för miljö 
--	---	--

Försäljningsorganisation & Kundsupport



Admir Vrbanjac,
Produktspecialist/Leg. Arbetsterapeut
Telefon: 0722 10 52 81
E-post: admir.vrbanjac@camp.se
Ansvarsområden:
Arbetsterapiprodukter



Eva Peterson
Produktspecialist
Telefon: 0704 50 50 95
E-post: eva.peterson@camp.se
Ansvarsområden:
*Bröstproteser, arbetsterapiprodukter
samt textila ryggortoser*



Johan Thunberg
Produktspecialist/Leg. Fysioterapeut
Telefon: 0704 58 22 64
E-post: johan.thunberg@camp.se
Ansvarsområden:
*Rigida ortoser, ortoskomponenter
och material.*



Marcus Nilsson
Produktspecialist/Ortopedtekniker
Telefon: 0704 50 50 87
E-post: marcus.nilsson@camp.se
Ansvarsområden:
*Rigida ortoser, ortoskomponenter
och material.*



Hana Khedher
Produktspecialist/Leg. Arbetsterapeut
Telefon: 042 25 27 14
E-post: hana.khedher@camp.se
Ansvarsområden:
Arbetsterapiprodukter



Ann Petersson
Säljkoordinator
Telefon: 042 25 27 11
E-post: ann.petersson@camp.se



Camilla Måhl
Produktspecialist/Gipstekniker
Telefon: 0720 92 18 51
E-post: camilla.mahl@camp.se



Annika Lilja
Kundsupport
Telefon: 042 25 27 17
E-post: annika.lilja@camp.se



Jenny Mårtensson
Kundsupport
Telefon: 042 25 27 04
E-post: jenny.martensson@camp.se



Anders Jemth
Försäljningschef
Telefon: 0704 50 50 85
E-post: anders.jemth@camp.se

Camp Scandinavia AB
Karbingatan 38
25467 Helsingborg

Tel: 042 - 25 27 00
info@camp.se

Support for Better Life!



CAMP[®]
SCANDINAVIA

Tel
E-post
Web

SVERIGE
042-25 27 00
info@camp.se
camp.se

DANMARK
43 96 66 99
info@camp.dk
camp.dk

FINLAND
09-350 76 30
info@camp.fi
camp.fi

NORGE
23 23 31 20
info@camp.no
camp.no