



# Stomiprodukter

[www.camp.se](http://www.camp.se)


# StomaCare™

StomaCare™ är en elastisk stomigördel som ger stöd och fixation av stomipåsen, kompression av bålen vid försvagad bukmuskulatur samt förebygger och lindrar prolaps/bräck i ärr- och stomiområdet.

Gördeln passar både rak och midjsvängd figur. Den är tillverkad av ett brett dacronband som syts ihop med en elastisk söm för optimal passform. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Gördeln är försedd med skyddsband över öppningen.

En nyhet i sortimentet är modellen StomaCare™ EasyOpener som har en integrerad förslutning under stomiöppningen för att förenkla byte av stomipåse.

StomaCare™ finns i tre höjder; 10 cm, 15 cm och 22,5 cm samt med tre olika diametrar för stomiöppningen; 60 mm, 72 mm och 85 mm, vilket underlättar för anpassningen till olika storlekar på stomipåse.



## Storlekstabell


Storlek	Midjemått
S	70 - 79 cm
M	80 - 90 cm
L	90 - 100 cm
XL	100 - 110 cm
XXL	110 - 120 cm
XXXL	120 - 130 cm
XXXXL	130 - 140 cm

Mättet skall tas då patienten ligger ner.

## Stomacare EasyCut PLUS


EasyCut Plus är tillverkat av andningsbart Coolmax-material som säkerställer maximal borttagning av fukt. Fukten sprider sig och förångas 4 gånger snabbare än bomull. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den svala grå färgen är knappt synlig, även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Med EasyCut gördeln är det lätt att applicera och justera stomi-öppningen på bältet på patienten. Detta är speciellt snabbt och bekvämt för patienter som vårdas i hemmet. Anpassat efter individuellt behov kan stomi-öppningens position, form och diameter appliceras med en sax. En mall för olika former och storlekar följer med gördeln. Materialet fransar sig inte och det är stabilt för optimal support. EasyCut Plus finns i storlekar från 70 – 140 cm och i höjderna 10cm, 15cm, 19cm och 23 cm.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.



**Mått:** Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Höjd	Vä/Hö
23322	Ljusgrå	XX-Small	50 - 60 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	X-Small	60- 70 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	10 cm	Bilateral
23322	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	10 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	15 cm	Bilateral
23323	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	15 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	19 cm	Bilateral
23324	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	19 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	Medium	80 - 89 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	Large	90 - 99 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	X-Large	100 - 109 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	XXX-Large	121 - 130 cm	23 cm	Bilateral
23325	Ljusgrå	XXXX-Large	131 - 140 cm	23 cm	Bilateral



## StomaCare EasyOpener beige

StomaCare EasyOpener har en integrerad förslutning under stoma-öppningen vilket ger extra komfort vid byte av stomipåsen. Gördeln behöver därmed inte tas av. Denna modell lämpar sig inte för patienter med ett mycket högt abdominalt tryck, baserat på en möjligt hög belastning på stoma-öppningens förslutning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukmånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.


Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23316	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Vä/Hö
23316	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Vä/Hö
23318	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Vä/Hö
23320	Beige	Small	70 - 79 cm	85 mm	Vä/Hö
23320	Beige	Medium	80 - 90 cm	85 mm	Vä/Hö
23320	Beige	Large	90 - 100 cm	85 mm	Vä/Hö
23320	Beige	X-Large	100 - 110 cm	85 mm	Vä/Hö
23320	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	85 mm	Vä/Hö
23320	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	85 mm	Vä/Hö
23320	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	85 mm	Vä/Hö

## StomaCare låg

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Mättet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 10 cm.



Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23308	Vit	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23308	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23309	Vit	Small	70-79 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23309	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.



## StomaCare mellan svart

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Mättet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.


Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vå/Hö
23306	Svart	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Svart	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.
23313	Svart	Small	70 - 79 cm	85 mm	Bilat.
23313	Svart	Medium	80 - 90 cm	85 mm	Bilat.
23313	Svart	Large	90 - 100 cm	85 mm	Bilat.
23313	Svart	X-Large	100 - 110 cm	85 mm	Bilat.
23313	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	85 mm	Bilat.
23313	Svart	XXX-Large	120 - 130 cm	85 mm	Bilat.
23313	Svart	XXXX-Large	130 - 140 cm	85 mm	Bilat.

## StomaCare mellan vit

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Mättet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.



Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23306	Vit	Small	70-79 cm	60 mm	Bilateral
23306	Vit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Vit	Small	70-79 cm	72 mm	Bilateral
23307	Vit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.
23314	Vit	Small	70 - 79 cm	85 mm	Bilat.
23314	Vit	Medium	80 - 90 cm	85 mm	Bilat.
23314	Vit	Large	90 - 100 cm	85 mm	Bilat.
23314	Vit	X-Large	100 - 110 cm	85 mm	Bilat.
23314	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	85 mm	Bilat.
23314	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	85 mm	Bilat.
23314	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	85 mm	Bilat.



## StomaCare mellan beige

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Gördelns höjd fram och bak är 15 cm.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23306	Beige	Small	70 - 79 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	Large	90 - 100 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Bilat.
23306	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Bilat.
23307	Beige	Small	70 - 79 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	Large	90 - 100 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Bilat.
23307	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Bilat.
23310	Beige	Small	70 - 79 cm	85 mm	Bilat.
23310	Beige	Medium	80 - 90 cm	85 mm	Bilat.
23310	Beige	Large	90 - 100 cm	85 mm	Bilat.
23310	Beige	X-Large	100 - 110 cm	85 mm	Bilat.
23310	Beige	XX-Large	110 - 120 cm	85 mm	Bilat.
23310	Beige	XXX-Large	120 - 130 cm	85 mm	Bilat.
23310	Beige	XXXX-Large	130 - 140 cm	85 mm	Bilat.



## StomaCare hög

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjsvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Försedd med skyddsband över öppningen. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Måttet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomi-öppningen finns. Gördelns höjd fram och bak är 22,5 cm.



Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Diameter stomiöppning	Vä/Hö
23302	Vit	Medium	80 - 90 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	Large	90 - 100 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	X-Large	100 - 110 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	60 mm	Vä/Hö
23302	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	60 mm	Vä/Hö
23303	Vit	Medium	80 - 90 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	Large	90 - 100 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	X-Large	100 - 110 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	XXX-Large	120 - 130 cm	72 mm	Vä/Hö
23303	Vit	XXXX-Large	130 - 140 cm	72 mm	Vä/Hö



## StomaCare halvfabrikat

Elastisk gördel tillverkad av ett brett dacronband som sytts ihop med elastisk söm för optimal passform. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Området vid öppningen för stomin är av dubbla lager oelastiskt material. Mellan dessa lager finns en smidig förstärkningsplatta av plast. Levereras komplett med resårkantband och skyddsband för färdigställande. Kardborrlåsning.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av stomipåsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bräck i ärr- och stomiområdet.

**Övrigt:** Tag mått runt buken över stomin eller där bukomfånget är som störst. Mättet tas då patienten ligger ner. Ange på vilken sida stomiöppningen finns.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Vä/Hö	Höjd bak och fram
23305	Vit	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23301	Vit	Small	70 - 79 cm	Höger	22,5 cm
23301	Vit	Small	70 - 79 cm	Vänster	22,5 cm
23305	Vit	Small	70 - 79 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23305	Vit	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23301	Vit	Medium	80 - 89 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	Large	90 - 99 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	X-Large	100 - 109 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	XX-Large	110 - 120 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	XXX-Large	121 - 130 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23301	Vit	XXXX-Large	131 - 140 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23321	Svart	Small	70 - 79 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	Medium	80 - 89 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	Large	90 - 99 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	X-Large	100 - 109 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	XXX-Large	121 - 130 cm	Bilat.	15 cm
23321	Svart	XXXX-Large	131 - 140 cm	Bilat.	15 cm
23319	Svart	Small	70 - 79 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	Medium	80 - 89 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	Large	90 - 99 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	X-Large	100 - 109 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	XX-Large	110 - 120 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	XXX-Large	121 - 130 cm	Vä/Hö	22,5 cm
23319	Svart	XXXX-Large	131 - 140 cm	Vä/Hö	22,5 cm

## StomaCare Protector

Skyddet är tillverkat av högtemperaturplast och används för att skydda stomin mot tryck och trauma, framför allt under aktivitet. Passar till StomaCares alla modeller. Fästs enkelt mot gördeln genom karborrband på skyddets baksida.


Art. nr.	Färg	Storlek
23300	Ljusgrå	En storlek
23299	Svart	En storlek



## Stomacare ProtectorMax

ProtectorMax är ett hårt skydd designat för att stå emot tryck och trauma i dagliga situationer samt vid aktivitet. Den minskar risken för att stomipåsen kommer i kläm eller fastnar i t.ex. byxor och bälten. Den beskyddar helt enkelt stomin i de flesta situationer. Den är anatomiskt utformad och tillverkad i ett mjukt formpressat gummiliknande material med mjuka kanter. Insidan har en mjuk polstring som ger en bekväm känsla mot huden. ProtectorMax är helt fri från latex och andra skadliga ämnen. Det elastiska midjebandet är följsamt och formar sig efter kroppens rörelser.

ProtectorMax levereras i ett beskyddande etui som kan användas vid förvaring och som reseetui.



Art. nr.	Modell	Färg	Storlek	Midjemått
23296	ProtectorMax	Ljusgrå	En storlek	70 - 140 cm
23297	Extra midjeband	Ljusgrå	En storlek	



**Mått:** Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.

## Stomacare Standard Plus 15 cm

StomaCare standard plus är tillverkat i Coolmax-material som andas och minskar risken för fukt innanför gördeln. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den snygga grå färgen är diskret även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Integrerad multiflexring (i plast) runt hålet gör det enklare att hålla rent samt ger en säkrare koppling med mindre risk för läckage. Den tunna och oelastiska frontdel ger optimalt stöd för bukväggen för att förhindra prolaps och bråck.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Höjd	Diameter stomiöppning
23326	Ljusgrå	Small	70-79 cm	15 cm	72 mm
23326	Ljusgrå	Medium	80-90 cm	15 cm	72 mm
23326	Ljusgrå	Large	90-100 cm	15 cm	72 mm
23326	Ljusgrå	X-Large	100-110 cm	15 cm	72 mm
23326	Ljusgrå	XX-Large	110-120 cm	15 cm	72 mm
23326	Ljusgrå	XXX-Large	120-130 cm	15 cm	72 mm
23326	Ljusgrå	XXXX-Large	130-140 cm	15 cm	72 mm
23327	Ljusgrå	Small	70-79 cm	15 cm	85 mm
26627	Ljusgrå	Medium	80-90 cm	15 cm	85 mm
23327	Ljusgrå	Large	90-100 cm	15 cm	85 mm
23327	Ljusgrå	X-Large	100-110 cm	15 cm	85 mm
23327	Ljusgrå	XX-Large	110-120 cm	15 cm	85 mm
23327	Ljusgrå	XXX-Large	120-130 cm	15 cm	85 mm
23327	Ljusgrå	XXXX-Large	130-140 cm	15 cm	85 mm

## Stomacare Standard Plus 23 cm

StomaCare standard plus är tillverkat i Coolmax-material som andas och minskar risken för fukt innanför gördeln. Detta håller kroppen bekvämt torr - även under fysisk aktivitet. Den snygga grå färgen är diskret även under ljusa kläder. Passar både rak och midjesvängd figurtyp. Integrerad multiflexring (i plast) runt hålet gör det enklare att hålla rent samt ger en säkrare koppling med mindre risk för läckage. Den tunna och oelastiska frontdel ger optimalt stöd för bukväggen för att förhindra prolaps och bråck.

**Användningsområden:** Som stöd och fixation av påsen. Vid försvagad bukmuskulatur. Förebygger och lindrar prolaps och bråck i ärr- och stomiområdet.



**Mått:** Omkrets mått över naveln då patienten ligger ner.

Art. nr.	Färg	Storlek	Midjemått	Höjd	Diameter stomiöppning
23328	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	Medium	80 - 90 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	Large	90 - 100 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	X-Large	100 - 110 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	XXX-Large	120 - 130 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	XXXX-Large	130 - 140 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	Medium	80 - 90 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	Large	90 - 100 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	X-Large	100 - 110 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	XXX-Large	120 - 130 cm	23 cm	72 mm
23328	Ljusgrå	XXXX-Large	130 - 140 cm	23 cm	72 mm
23329	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	Medium	80 - 90 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	Large	90 - 100 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	X-Large	100 - 110 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	XXX-Large	120 - 130 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	XXXX-Large	130 - 140 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	Small	70 - 79 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	Medium	80 - 90 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	Large	90 - 100 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	X-Large	100 - 110 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	XX-Large	110 - 120 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	XXX-Large	120 - 130 cm	23 cm	85 mm
23329	Ljusgrå	XXXX-Large	130 - 140 cm	23 cm	85 mm

