



Verktyg och tillbehör

www.camp.se



Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Supersax

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51217	AISI 420	20 cm



Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Material	Längd
51214	AISI 420	14 cm



Smith Sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51216	AISI 420	18 cm

Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Art. nr.	Modell	Längd	
51208	Gipssax rostfri	14 cm	
51207	Gipssax rostfri	18 cm	
51218	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm	NYHET!



Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreggen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Art. nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm



X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE®. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE® fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE® rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Art. nr.	Bredd	Längd
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm



