



Verktyg och tillbehör

www.camp.se



Bandagesax med plasthandtag

Praktisk sax med stort plastgrepp, avsedd för olika plastmaterial. Saxen är tillverkad av rostfritt stål AISI 420 och är autoklaverbar. Ett prisvärt alternativ.

Art. nr.	Färg	Material	Längd
51211	Svart	AISI 420	18 cm
51212	Grön	AISI 420	18 cm
51213	Gul	AISI 420	18 cm



Supersax

En extremt vass sax med stort handtag. Passar utmärkt till att klippa i plastmaterial, även när plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51217	AISI 420	20 cm



Böjd MAYO sax

Böjd sax med små handtag. Lämplig att trimma kanter på ortoser där plasten börjat bli hård. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras. Kan användas till höger och vänster hand.

Art. nr.	Material	Längd
51214	AISI 420	14 cm



Smith Sax

En mycket vass sax med stort handtag. Är lätt att hantera och att klippa i mjuka plastmaterial. Tillverkad av rostfritt stål AISI 420. Kan Autoklaveras.

Art. nr.	Material	Längd
51216	AISI 420	18 cm

Gipssax rostfri

En sax i hög kvalitet som klipper lätt i alla material. Nedre blad med fin sågtandning och skarpt vinklat övre blad. Saxen är tillverkad av rostfritt stål och är autoklaverbar.

Användningsområden: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.

Art. nr.	Modell	Längd
51207	Gipssax rostfri	18 cm
51208	Gipssax rostfri	14 cm
51218	Gipssax rostfri vänsterhänt	18 cm



Gipssax vinklad Nibbler

Liten precisionssax av högsta kvalitet som kan användas till att klippa i kalla och varma plastmaterial. Idealisk till små justeringar runt om ortosen och för att trimma kanter på en färdig ortos eller cirkulär gips. Den nedre skäreppen är tandad. Tillverkad av rostfritt stål och kan autoklaveras.

Användningsområden: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.

Art. nr.	Modell	Längd
51209	Gipssax vinklad nibbler	12 cm



Ergo Super Gipssax

En förstklassig sax tillverkad av japanskt rostfritt stål som är extremt hållbart. Saxen har förstärkta blad av volframkarbid. Det nedre bladet har fina tandningar och ett skarpt vinklat övre blad. Modellen har en innovativ ergonomisk toppring "vinklad utanför centrum" för att avlasta trycket på tummen för personer som använder saxen dagligen. Två fingrar i den nedre fingerringen avlastar också trycket och förbättrar komforten. Saxen kan autoklaveras.

Användningsområden: Alla stockinetter och stoppningar/bandage. Alla syntetiska gips- och gipsavgjutningar. Alla lågtermoplastiska material.

Art. nr.	Modell	Längd
51219	Rostfritt stål med förstärkta blad av volframkarbid	18 cm





X-LITE® plåt med silikonbeläggning

Används som arbetsyta vid gipsning med X- LITE. Silikonbeläggningen förhindrar att X-LITE fastnar i underlaget. Den perforerade ytan på plåten gör att överflödigt vatten ifrån X- LITE rullarna lätt kan rinna ner under plåten och sugas upp av underliggande handduk.

Art. nr.	Bredd	Längd
64811	325 mm	530 mm
64812	400 mm	600 mm

VWR Vattenbad

Rälstank av rostfritt stål täckt med yttre stålplatta. Levereras med ett praktiskt transparent plastlock och en universalbricka i botten för att skydda badkaret, som enkelt kan tas bort och rengöras. Badkaret har digitala temperaturinställningar och en avloppskran för bekväm tömning.

- Snabb uppvärmning (ca 30 minuter med kallt kranvatten)
- Digital temperaturindikator med tre förinställda temperaturer
- Temperaturområde +5 till 99 °C med en precision på $\pm 0,2$ °C.
- Lågvattennivåalarm och badkaret stängs av automatiskt



Övrigt: Observera: Vattenbadet är klassificerat i säkerhetsklass I, vilket tillåter oövervakad drift när det används med icke brännbara vätskor. Skydda ditt vattenbad från rester från icke-belagda material genom att placera ett skyddsnät i botten. Manosplint Heat Pan Liner är ett återanvändbart, silikonbelagt skyddsnät. Det skyddar vattenbadet från rester från icke-belagda lågtermoplastiska material och när produkten lyfts ur vattenbadet förhindrar skyddsnätet att material fastnar i botten. Fungerar bra med alla typer av lågt termoplastiska material samt med X-LITE och håller ditt vattenbad snyggt och rent.

Art.nr.	Modell	Storlek	Bredd	Längd	Höjd	Material	Färg
64515	Vattenbad	26 L	Kärl: 27,8 cm	Kärl: 48,1 cm	Kärl: 17,5 cm	-	-
64516	Manosplint Heat Pan Liner	One Size	38 cm	61 cm	n/a	-	-
64517	Rör för vattenbad	n/a	n/a	1 m	n/a	Silikon	-
64518	Dräneringskran för vattenbad	Passar till röret	n/a	n/a	n/a	Plast	Vit

Tång för vattenbad

Tång i rostfritt stål som är lämplig att använda för att ta upp gips eller lågtemperaturplaster ur varma vattenbad.

Art. nr.	Material	Längd
64519	Rostfritt stål	37,5 cm



