

# X-LITE®

## FÖR CIRKULÄRGIPS, SKENOR & ORTOSER

Den enda lågtemperaturplasten som är tillverkad av en bomullsbas och biologiskt nedbrytbar polymer. Två välundersökta ingredienser utan skadliga kemikalier och HELT BIOLOGISKT NEDBRYTBART.

Senaste testet av biologisk nedbrytbarhet enligt ISO 14855 I-1-standarden visade att X-LITE® är 25% biologiskt nedbrytbart efter 90 dagar.


Efter 90 dagar, under observerad kompostering, är det tydligt att en stor del av materialet har försvunnit. Till vänster är en originalbit av X-LITE® och till höger samma storlek efter 90 dagar kompostering.



\* Kontakta Camp Scandinavia för att få den kompletta testrapporten.

Original

Efter 90 dagar



### Vår Miljö - Vår framtid - Ditt val!

För ytterligare information besök [camp.se](http://camp.se)



**CAMP**®  
**SCANDINAVIA**  
[www.camp.se](http://www.camp.se)

SVERIGE  
Tel 042-25 27 00  
E-post [info@camp.se](mailto:info@camp.se)

DANMARK  
43 96 66 99  
[info@camp.dk](mailto:info@camp.dk)

FINLAND  
09-350 76 30  
[info@camp.fi](mailto:info@camp.fi)

NORGE  
23 23 31 20  
[info@camp.no](mailto:info@camp.no)