

Pyörätuolien

# Kevät-kesäkampanja

ACTION3 NG



Action3 NG

425,-

alv.0%

+ AKTIIVIPAKETTI



Aktiivisetti  
Action3:een

199,-

alv.0%

**Aktiivipaketti Action3:een\_**

- Vähentää kelausvastusta
- 3° Camper-palat
- 24" x 1 kuljetuspyörät

CLEMATIS

Clematis

990,-

alv.0%

Clematis  
rumpujarruilla

1080,-

alv.0%



ESTERI

ARABIA  
1873



Jokaisen  
pyörätuolin mukana

**ESTERI**  
muki, kulho tai  
lautanen kaupan  
päälle!

ISTUINTYYNYT

IIRIS  
istuintyynty

64,-

alv.0%

John  
istuintyynty

34,-

alv.0%



**CAMP**  
MOBILITY

Lisätiedot ja tilaukset myyjiltämme ja [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
Mainitse kampanjakoodi KEVÄT2019. Voimassa elokuun 2019 loppuun.  
Pyörätuolitalaukset rahtivapaasti.

Support for Better Life!  
campmobility.fi

Patamäenkatu 5  
33900 Tampere  
+358(0)9 350 76 310  
[info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)



Action3 NG

425,-

alv.0%

Aktiivisesti  
Action3:een

199,-

alv.0%

## Action3 NG pyörätuoli

Uusi, päivitetty Action 3NG 2017 -malli,

- Istuinleveydet 38, 40, 43, 45, 48, 51 cm
- Säädettyvä istuinsyvyys 40 – 45 cm
- Korkeussäädettävä selkäosa 38 – 46 cm
- Selkäosan poikkitanko
- Tarraselkäosa (7 tarraa)
- Uudet kevyemmät 5,5" tukipyörät
- 24" kelauspyörät
- Polkaisuputki
- Max. kuormitus 125 kg

+ viskoelastinen liris-istuintynny 64,-

+ John-istuintynny 34,-

+ kaatumiseste 30,-

## + Aktiivipaketti Action 3:een

Nyt saatavana kelausvastusta vähentävä aktiivipaketti Action 3:een:

- 3° camber-palat
- 24" x 1 kuljetuspyörät

Kysy lisää myyjiltä!



liris

64,-

alv.0%

## liris viskoelastinen istuintynny

Viskoelastinen, kosteutta läpäisemätön, kevyt istuintynny. 2 cm paksu ylin kerros on valmistettu korkealaatuisesta tiheästä viskoelastisesta muistivaahdosta (tiheys 45 kg /m3). Materiaalilla on hyvät painetasausominaisuudet ja se kestää hyvin pitkäaikaista käyttöä. Alin kerros on 3 cm tai 5 cm paksua vaahtomuovia (tiheys 40 kg /m3).

- Koot: Korkeus 7 cm:  
36x40 cm – 50x45 cm
- Korkeus 5 cm:  
38x42 cm – 51x42 cm
- HUOM! Päällinen pesu 60°!
- Max. kuormitus 150 kg



John

34,-

alv.0%

## John istuintynny

Tukeva ja vakaa, mutta samalla elastinen, kiinteä vaahtomuovityyny. Pehmuste type 100 muovia, jonka tiheys 100kg/m3. Liukumista estävä pohjamateriaali ja kosteus-suojattu, pestävä, musta päällinen.

- 16 istuinkokoa.
- Korkeus 5 cm
- Koot: 36 x 38 cm – 50 x 46 cm
- Päällinen pesu 40°
- Max. kuormitus 150 kg



Clematis

990,-

alv.0%

Clematis  
rumpujarruilla

1080,-

alv.0%

## Clematis comfort-pyörätuoli (Box1)

- Istuinleveydet 39, 44, 49 cm
- Säädettyvä istuinsyvyys 42 – 50 cm
- Istuimen ja selkäosan kallistus
- Selkäosa Laguna2 musta Dartex
- Korkeussäädettävät työntökahvat
- Istuintynny Flo-Shape, musta Dartex
- Säädettyvät jalkatuet
- Kulma- ja syvyyssäädettävät jalkalaudat
- Vakio käsituet
- Päätuki sivuttaissäädöllä, sormiruuvit
- Kuljetuspyörät Basic 24" PU
- Tukipyörät 200X45mm PU
- Kaatumiseste
- Lantiovyö
- Väri: helmenharmaa
- Max. kuormitus 125 kg



ARABIA  
1873

Jokaisen  
pyörätuolin mukana  
**ESTERI**  
muki, kulho tai  
lautanen kaupan  
päälle!

- Jokaisen pyörätuolin mukana valintasi mukaan Esteri Tomulan 1963 suunnitteleman ESTERI-klassikkosarjan muki, kulho tai lautanen ø19 cm.

Lisätiedot ja tilaukset myyjiltämme ja [info@campmobility.fi](mailto:info@campmobility.fi)  
Mainitse tilauksen yhteydessä kampanjakoodi KEVÄT2019  
Kampanja voimassa elokuun 2019 loppuun.  
Pyörätuolitilaukset rahtivapaasti.

