

Hybrid Night Brace

Hybrid Night Brace erbjuder effektiv skolioskorrigering under natten. Ortosen applicerar riktat tryck för att uppnå en tredimensionell korrigering av ryggraden, med primärt fokus på derotation. Den är utformad för nattbruk och hjälper till att förhindra muskelsvaghet samtidigt som den är enkel för patienten att anpassa sig till.

Varje ortos är lätt och har ett tunt plastskal samt ett mjukt innerfoder för ökad komfort. Behandlingen syftar till att förhindra att skoliosen förvärras samtidigt som patientens muskelstyrka bevaras.

Ortosen tillverkas individuellt utifrån exakta patientmått, inklusive omkrets, bredd och djup. Dessa mått, tillsammans med data från ett specialiserat mätsystem, bearbetas med avancerad programvara för att skapa en form med inbyggd kurvkorrigering. Formen används sedan för att tillverka en perfekt anpassad ryggortos.

Eftersom Hybrid Brace är avsett för nattbruk, erbjuder det en effektiv men icke-restriktiv lösning för skoliosbehandling.

Användningsområde

Böjer sig med Cobb-vinkel mellan 20° och 45° både enkel och dubbel.

Risser 0-4

Fördröjning av operation

Apex Thoracic inte högre än TH 6-7

Kurvor under 25° med gibbus >7° samt känd familjehistoria av skolios.



Art.nr.	Modell
297400000	MTM färdigställd till första utprovning