

Carbon Footplate Rigid

Kolfibersulan är utvecklad för att skydda MTP-lederna och framfoten genom att begränsa rörelseomfånget (ROM), fördela trycket och underlätta en naturlig avrullning. Den kan användas efter immobiliseringsbehandling med en postoperativ sko eller walker för att gradvis öka rörligheten.

För patienter med tåamputation bidrar sulan till bättre balans och ett mer effektivt frånskjut i slutet av ståfasen. Den ger extra stöd och stabilitet där rörelseomfånget i tålederna behöver begränsas ytterligare.

För bästa komfort och funktion bör kolfibersulan täckas med en inläggssula.

Användningsområde

Hallux Rigidus, Hallux Limitus, stressfrakturer och andra skador eller artrostillstånd i framfoten/mellanfoten, framfotstrauma, stukad tå och tåamputation.

Kontraindikation

Öppna sår på foten. Instabila frakturer. Vikt över 300 lbs/ 135 kg.



Art.nr.	Modell	Tjocklek	Storlek	Vä/Hö	Längd	Bredd
280361011	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Small	Vänster	235 mm	77 mm
280361012	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Medium	Vänster	255 mm	80 mm
280361013	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Large	Vänster	275 mm	90 mm
280361014	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	X-Large	Vänster	305 mm	99 mm
280362011	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Small	Höger	235 mm	77 mm
280362012	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Medium	Höger	255 mm	80 mm
280362013	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	Large	Höger	275 mm	90 mm
280362014	Carbon Footplate Rigid	2,0 mm	X-Large	Höger	305 mm	99 mm