

CROSS™ Hemi Shoulder

CROSS™ Hemi Shoulder är en bekväm och stabil textilortos, utformad för att hantera subluxation och axelsmärta (se referenslitteratur under Rekommenderad Litteratur).

Ortosen är konstruerad för att ge kontrollerad korrigering av armens och axelns position genom utåtrotation och elevation, med syfte att lindra smärta, förbättra hållningen och främja funktionell rörelse. På så sätt stödjer den användarens aktiva rehabiliteringsprocess.

Användningsområde

Subluxation, axelsmärta och dysfunktion orsakade av neurologiska tillstånd såsom:

- Stroke
- Paretisk axel/arm på grund av hemiplegi
- Skador i plexus brachialis

Kontraindikation

Traumatisk axelluxation. Användning av Pacemaker. Användning av defibrillator (ICD).

Mått

Mått 1: Omkrets överarm

Mått 2: Omkrets underarm



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2
287171010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Vänster	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287171011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Vänster	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287171012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Vänster	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287171013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Vänster	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287171014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Vänster	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287172010	CROSS Hemi Shoulder	X-Small	Höger	24 - 28 cm	21 - 24 cm
287172011	CROSS Hemi Shoulder	Small	Höger	27 - 31 cm	23 - 26 cm
287172012	CROSS Hemi Shoulder	Medium	Höger	30 - 35 cm	25 - 29 cm
287172013	CROSS Hemi Shoulder	Large	Höger	34 - 39 cm	28 - 32 cm
287172014	CROSS Hemi Shoulder	X-Large	Höger	38 - 43 cm	31 - 35 cm
287180000	CROSS Hemi Shoulder, Strap	One Size	-	-	-