

Exacta Finger Goniometer

Fingergoniometer som är lätt att läsa av med 1°-intervall. Kan användas för att mäta både aktiv och passiv rörelse i MP-lederna i handen och de interfalangala lederna. Kan användas på den volara ytan av fingrarna för att mäta hyperextension eller lateralt längs lederna långaxel. Mäter från 0° till 180° i 1°-intervall.

Mått

Måtten är 10 x 5,4 cm när den är stängd.



Art.nr.	Modell	Längd	Material
521980000	Exacta Finger Goniometer	10 x 5,4 cm stängd	Styv plast