

Fast-Lite® Splints

Fast-Lite® gör det enkelt att anpassa skenor direkt vid applicering – snabbt och smidigt. Allt förarbete är redan klart, och skenan kan värmas upp och formas på patienten betydligt snabbare. Det sparar värdefull tid för både patient och vårdgivare.

Fast-Lite ger en stabil grund för ett bra slutresultat – ett stöd för vårdpersonal att uppnå bästa möjliga resultat.

Tillverkad av X-LITE® Classic – ett lätt, formbart och giftfritt material utan glasfiber eller isocyanater. Skenorna är förformade för armbåge och nedre extremitet och finns i storlek S till XL. Armbågsversionen finns för både höger och vänster sida.

Bomullsbasen har en ny, naturlig färg av oblekt bomull.

Fördelar:

- Förformad – ingen förberedelse krävs
- Snabb applicering direkt på patienten
- Lätt, stabil och formbar
- Finns i flera storlekar och varianter

Användningsområde

Fast-Lite® förformad skena är avsedd att immobilisera kroppsdelar efter skada eller före och efter kirurgi, under en begränsad tid.

Mått

Underbensskena:

Mått 1: Mät från botten av hälen till 3 cm nedanför fibulaknotan. (Den beniga utväxten på utsidan av knät)

Mått 2: Mät fotens längd från hälen till tårnas spets.

Armbågsskena:

Mått 1: Mät från den laterala epikondylen av armbågen till humerushuvudet.

Mått 2: Mät från den laterala epikondylen av armbågen till MCP-lederna.

För mer information, se "Välja rätt storlek på Fast-Lite®-skenor" under Dokument.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Mått 1	Mått 2	Antal/Förp
649610011	Fast-Lite underbensskena	Small	Universal	36 cm	25 cm	1 st
649610012	Fast-Lite underbensskena	Medium	Universal	39.5 cm	26 cm	1 st
649610013	Fast-Lite underbensskena	Large	Universal	44.5 cm	29 cm	1 st
649610014	Fast-Lite underbensskena	X-Large	Universal	47 cm	32 cm	1 st
649610311	Fast-Lite underbensskena	Small	Universal	36 cm	25 cm	3 st
649610314	Fast-Lite underbensskena	X-Large	Universal	47 cm	32 cm	3 st
649610512	Fast-Lite underbensskena	Medium	Universal	39.5 cm	26 cm	5 st
649610513	Fast-Lite underbensskena	Large	Universal	44.5 cm	29 cm	5 st
649621011	Fast-Lite armbågsskena	Small	Vänster	25 cm	31 cm	1 st
649621012	Fast-Lite armbågsskena	Medium	Vänster	27.5 cm	35 cm	1 st
649621013	Fast-Lite armbågsskena	Large	Vänster	31 cm	37 cm	1 st
649621014	Fast-Lite armbågsskena	X-Large	Vänster	31.5 cm	40 cm	1 st
649621311	Fast-Lite armbågsskena	Small	Vänster	25 cm	31 cm	3 st
649621312	Fast-Lite armbågsskena	Medium	Vänster	27.5 cm	35 cm	3 st
649621313	Fast-Lite armbågsskena	Large	Vänster	31 cm	37 cm	3 st
649621314	Fast-Lite armbågsskena	X-Large	Vänster	31.5 cm	40 cm	3 st
649622011	Fast-Lite armbågsskena	Small	Höger	25 cm	31 cm	1 st
649622012	Fast-Lite armbågsskena	Medium	Höger	27.5 cm	35 cm	1 st
649622013	Fast-Lite armbågsskena	Large	Höger	31 cm	37 cm	1 st
649622014	Fast-Lite armbågsskena	X-Large	Höger	31.5 cm	40 cm	1 st
649622311	Fast-Lite armbågsskena	Small	Höger	25 cm	31 cm	3 st
649622312	Fast-Lite armbågsskena	Medium	Höger	27.5 cm	35 cm	3 st
649622313	Fast-Lite armbågsskena	Large	Höger	31 cm	37 cm	3 st
649622314	Fast-Lite armbågsskena	X-Large	Höger	31.5 cm	40 cm	3 st