

Tripod™ Wrist Lacer II

Tripod Wrist Lacer II – Stabil handledsortos med enkel applicering

Tripod Wrist Lacer II är ett handledsstöd som kombinerar effektiv immobilisering med smidig applicering. Ulnara, palmara och dorsala skenor i aluminium begränsar handledens flexion och extension, och bidrar samtidigt till att minska radial-ulnar avvikelser.

Tumremmen har ett extra kardborrefäste som ger ökad säkerhet. Palmara och ulnara skenor kan tas bort vid behov för att möjliggöra en progressiv behandlingsstrategi.

En patenterad snörningsdesign fördelar trycket jämnt över alla snören och ger en jämn kompression för utmärkt stöd. Spänningen kan enkelt justeras för patienter med olika mått på handled och underarm.

Tillverkad i slitstark polymerfilt och perforerad mocka som låter fukt avdunsta från huden – för ökad komfort och följsamhet.

Användningsområde

Post-frakturvård, postoperativ vård, karpaltunnelsyndrom, handledsfrakturer eller handledsöveransträngning.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285811010	X-Small	12-14 cm	Vänster	Svart
285811011	Small	14-16 cm	Vänster	Svart
285811012	Medium	16-18 cm	Vänster	Svart
285811013	Large	18-20 cm	Vänster	Svart
285811014	X-Large	20-22 cm	Vänster	Svart
285812010	X-Small	12-14 cm	Höger	Svart
285812011	Small	14-16 cm	Höger	Svart
285812012	Medium	16-18 cm	Höger	Svart
285812013	Large	18-20 cm	Höger	Svart
285812014	X-Large	20-22 cm	Höger	Svart