

VACO®ped Diabetic

OPED VACO®ped Diabetes imiterar den gyllene standarden för avlastning med TCC (Total Contact Cast) för diabetiska fotsår. Till skillnad från VACOCast Diabetic (Art.nr 47664) kan denna modell justeras till 10° dorsalflexion, vilket flyttar vikten framåt och bort från hälen för ännu bättre avlastning – perfekt för svåra hälsår.

Innersulan är utrustad med OPEDs patenterade vakuumteknologi, som är det moderna alternativet till gips. En kudde fylld med tusentals styrofoampärlor omger den skadade kroppsdelen. När luften sugs ut från kudden, med hjälp av en pump, blir den hård som ett gips på bara några sekunder. Genom att öppna ventilen och låta luft strömma in i kudden blir den mjuk igen, vilket möjliggör justering till kroppsdelen. VACO®ped Diabetes är utrustad med extra VACO®cushions för ökat stöd och hållbarhet vid vikt bärande aktiviteter. Den har ett friktionsfritt velourfoder som minskar friktionen och är skonsam mot känslig hud, i en svart färg som döljer utsöndringar och fuktfläckar. Produkten är kliniskt bevisad att främja framgångsrik sår läkning tack vare utmärkt tryckavlastning. Den möjliggör enkel inspektion av såret och förenklar behandlingen.

Ett låsbart spänne möjliggör bättre efterlevnadskontroll. VACO®ped Diabetes levereras med tåskydd för både hygien och extra skydd, samt en formbar skumminnersula för ytterligare avlastning. Finns i tre storlekar.

Användningsområde

Sår på foten, diabetiska fotsår, postoperativ vård efter amputation av tå eller framfot, diabetisk neuro-osteoartropati (DNOAP) eller Charcotfot. Produkten kan även användas på patienter med arteriella sjukdomar, neuropati samt infekterade eller kraftigt vätskande sår.



Art.nr.	Modell	Storlek	Omkrets vad	Omkrets ankel	Framfotens bredd
476680011	VACO®ped Diabetic	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476680012	VACO®ped Diabetic	Medium	35-51 cm	35-51 cm	12 cm
476680013	VACO®ped Diabetic	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476640011	VACOPed Diabetes set - för längre användningstid	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476640012	VACOPed Diabetes set - för längre användningstid	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476640013	VACOPed Diabetes set - för längre användningstid	Large	40-58 cm	30-45 cm	12 cm
476510000	Foderförlängning - vad	-	-	-	-
476520000	Foderförlängning - ankel	-	-	-	-
476530011	Extra polstring, tådel	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476530012	Extra polstring, tådel	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476530013	Extra polstring, tådel	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm
476570011	Extra polstring	Small	29-39 cm	14-29 cm	10,5 cm
476570012	Extra polstring	Medium	35-51 cm	22-40 cm	12 cm
476570013	Extra polstring	Large	40-58 cm	30-45 cm	13,5 cm