

# EpiGel® with Stays

EpiGel® with Stays ger riktad kompression för behandling av lateral och medial epikondylit – ofta benämnt som tennisarmbåge och golfarmbåge. Två justerbara gel-/stödplattor applicerar fokuserat tryck över underarmens extensor- och flexormuskulatur, utan att påverka blodcirkulationen.

Gelplattorna kan flyttas för individanpassat stöd, och de formbara aluminiumstagen kan anpassas efter armens anatomi för en optimal passform. Konstruktionen lyfter bandet från området med venöst återflöde och minskar därmed risken för stas.

- Mjuk gel som dämpar vibrationer
- Smidigt appliceringssystem med stabil remhållare
- Universell modell – passar både höger och vänster arm
- En storlek passar de flesta (armomkrets 20–36 cm)

## Användningsområde

Lateral och/eller medial epikondylit (s.k. tennis- och golfarmbåge).

## Mått

Omkrets 5 cm nedanför armbågen



| Art.nr.   | Modell             | Storlek  | Mått     | Vä/Hö     | Färg  |
|-----------|--------------------|----------|----------|-----------|-------|
| 281600000 | EpiGel® with Stays | One Size | 20-36 cm | Bilateral | Svart |