

VISSION™ Finger Splint POSI

VISSION™ Finger Splint POSI är en textil ortos utvecklad för klinisk användning vid immobilisering av hand och fingrar (II-V). Ortosen har en justerbar volar aluminiumskena som möjliggör exakt positionering i POSI – Position of Safe Immobilization. Detta hjälper till att skydda leder, minska risken för kontrakturer och främja optimal läkning.

Den justerbara distala bandet kan placeras och anpassas för att ge en optimal passform. Den breda remmen bidrar till att minska svullnad/ödem i fingrarna och på handryggen.

Egenskaper

- Stabiliserar handled, handflata och samtliga fingrar
- Justerbar aluminiumskena för anpassad passform
- Lätt, mjukt och slitstarkt textilmaterial för hög komfort
- Lämplig vid postoperativ vård, frakturer och rehabilitering

Användningsområde

Trauma, postoperativ behandling, frakturer i metakarpalben och fingrar. Dupuytren's kontraktur.

Mått

Handledsomkrets



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö
460191011	Vission Finger Splint POSI	Small	<16 cm	Vänster
460191012	Vission Finger Splint POSI	Medium	16-19 cm	Vänster
460191013	Vission Finger Splint POSI	Large	19-22 cm	Vänster
460191014	Vission Finger Splint POSI	X-Large	>22 cm	Vänster
460192011	Vission Finger Splint POSI	Small	<16 cm	Höger
460192012	Vission Finger Splint POSI	Medium	16-19 cm	Höger
460192013	Vission Finger Splint POSI	Large	19-22 cm	Höger
460192014	Vission Finger Splint POSI	X-Large	>22 cm	Höger