

Gripper™ Knee 3

Gripper™ Knee 3 är en omlottmodell för en individuellt anpassad ortos som ger överlägsen medial och lateral stabilitet. Den är tillverkad i andningsbart och stödjande CoolFlex™-material, med lättjusterade remmar som kan klippas till för en perfekt passform. Fyrvägsstretch i knävecket minskar veck vid knäböjning och ökar komforten vid rörelse.

Kondylkuddar kan placeras om medialt eller lateralt för att ge förbättrat stöd och en skraddarsydd passform för valgus- eller varusknän. SkinLoc™-kudden samverkar med ytterremmen för att greppa den proximala delen av vadmuskeln och hindrar att ortosen glider vid aktivitet. Gångjärnsfickorna är förstärkta för att förhindra slitage och öka hållbarheten.

- Omlottdesign med justerbara, avklippbara remmar
- Andningsbart och stödjande CoolFlex™-material
- Fyrvägsstretch i knävecket för ökad komfort
- Omplacerbara kondylkuddar för valgus- eller varusstöd
- SkinLoc™-kudde som håller ortosen säkert på plats
- Förstärkta gångjärnsfickor för ökad hållbarhet

Användningsområde

Meniskuskador, MCL- eller LCL-skador eller stukningar, medial eller lateral knäinstabilitet.

Mått

Använd omkretsmått runt knäskålens mitt för primär storleksinformation.
Knämått 1: mitt över knäskålen i cm, knämått 2: 15 cm ovanför knät, knämått 3: 15 cm nedanför knät.

Art.nr.	Vä/Hö	Storlek	Färg	Knämått 1	Knämått 2	Knämått 3
281290010	Bilat.	X-Small	Svart	25 – 30	28 – 33	25 – 30
281290011	Bilat.	Small	Svart	30 – 36	33 – 41	30 – 36
281290012	Bilat.	Medium	Svart	36 – 41	41 – 46	33 – 38
281290013	Bilat.	Large	Svart	41 – 46	46 – 53	38 – 43
281290014	Bilat.	X-Large	Svart	46 – 51	53 – 61	43 – 48
281290015	Bilat.	XX-Large	Svart	51 – 56	61 – 69	48 – 53
281290016	Bilat.	3X-Large	Svart	56 – 61	69 – 79	53 – 58
281290017	Bilat.	4X-Large	Svart	61 – 66	79 – 89	58 – 66

