

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal

VISSION™ Wrist Orthosis Dorsal är en bekväm textil handledsortos utvecklad för kliniskt bruk. Handledsstödet är idealisk när en volar skena inte tolereras eller orsakar obehag under användning. Ortosen har två flexibla plastskenor på dorsalsidan, som begränsar handledsextension samtidigt som full greppfunktion bibehålls. Ett elastiskt handledsband ger ytterligare stabilisering och stödnivån kan justeras genom att använda en eller båda skenorna. Justerbart tumband.

- Två dorsala plastskenor – använd en eller båda för att variera stödnivån
- Elastiskt handledsband för extra stabilisering
- Mjuk, andningsbar textil för optimal patientkomfort
- Bibehåller greppfunktion medan överdriven handledsrörelse begränsas
- Används med fördel tillsammans med armbågsortos för behandling av lateral epikondylit

Användningsområde

För behandling av tendinit, karpaltunnelsyndrom, lateral epikondylit, hypermobilitet, reumatiska tillstånd och ospecifik smärta.

Mått

Mått 1: Omkrets runt handleden

Mått 2: Bredd över handflatan



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1	Mått 2
460331011	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Small	Vänster	Svart	11-14 cm	7,5-8,5
460331012	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Medium	Vänster	Svart	14-17 cm	8,5-9,5 cm
460331013	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Large	Vänster	Svart	17-20 cm	9,5-10,5 cm
460331014	Vission Wrist Orthosis Dorsal	X-Large	Vänster	Svart	20-23 cm	10,5-11,5 cm
460332011	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Small	Höger	Svart	11-14 cm	7,5-8,5 cm
460332012	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Medium	Höger	Svart	14-17 cm	8,5-9,5 cm
460332013	Vission Wrist Orthosis Dorsal	Large	Höger	Svart	17-20 cm	9,5-10,5 cm
460332014	Vission Wrist Orthosis Dorsal	X-Large	Höger	Svart	20-23 cm	10,5-11,5 cm