

Method TA™ AFO

Method TA™ AFO är en prefabricerad, specialanpassad ortoslösning som kan användas för att behandla ett brett spektrum av patologiska gångavvikelser vid stroke, CP, MMC, CMT och andra komplexa neuromotoriska störningar.

Funktioner:

- Avancerad prepreg-kolfiberkomposit utformad för att fullt ut utnyttja Triple Action® multifunktions-ankelled
- Premium Triple Action® multifunktions-ankelkomponent med individuell justering av inriktning, motstånd och fjäderstyvhet
- Rigid främre skena med lateral komponent och supramalleolär förlängning för att motverka felställningar i fot och ankelled
- Prepreg fotplatta i prepreg som passar den sko patienten föredrar och ger avrullning och energiåtervinning för mer effektiv gång
- Lättapplicerat tibiaband med tumgrepp och friktionsskydd för enkel enhandsapplicering
- Smutsavvisande, justerbara polster för bekväm användning hela dagen

Användningsområde

Stroke , CP, MS, MMC, Ryggmärgsskada, CMT, andra neuromotoriska patologier som resulterar i gångavvikelser i stödfasen

Kontraindikation

Patientvikt > 100 kg



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Skostorlek	Höjd	Fotplattans längd
625851011	Method TA™ AFO	Small	Vänster	Damstorlek 40 EUR	356 mm	241 mm
625851013	Method TA™ AFO	Large	Vänster	Herrstorlek 46 EUR	406 mm	279 mm
625852011	Method TA™ AFO	Small	Höger	Damstorlek 40 EUR	356 mm	241 mm
625852013	Method TA™ AFO	Large	Höger	Herrstorlek 46 EUR	406 mm	279 mm