

Cubital Tunnel Brace

Cubital Tunnel Brace är en lågprofilerad nattskena som bekvämt håller armbågen i neutralt läge vid behandling av kubitaltunnelsyndrom. Den anteriora designen, utan exponerade styva komponenter, bidrar till ökad komfort under sömn.

Ortosen är utrustad med en justerbar aluminiumska som möjliggör positionering av armbågen i optimal vinkel. Ett genomtänkt fixerings- och spännsystem möjliggör enkel applicering, där de proximala och distala fixeringsbanden hålls på plats i integrerade plastspännen. Det mellersta bandet kan vid behov avlägsnas för att anpassa ortosen till olika behandlingsprotokoll.



Användningsområde

Kubitaltunnelsyndrom. Kompression av ulnarnerven vid armbågen.

Mått

Överarmens omkrets vid mitten av biceps

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Storlek	Omkrets
285820011	Cubital Tunnel Brace	Bilateral	Small/Medium	15,2–38,1 cm
285820013	Cubital Tunnel Brace	Bilateral	Large/X-Large	25,4 cm–48,3 cm