

Aqivo Elastic Knee Brace

Aqivo Elastic knäortos är en enkel knäortos som ger lätt stöd. Ett integrerat halkskyddssystem förhindrar att ortosen glider under rörelse.

Aqivo elastiska ortoser är en serie sömlösa, textilbaserade ortoser som ger lätt stöd vid idrottsaktiviteter och under rehabiliteringsfasen efter skador. De stabiliserar lederna, erbjuder riktad kompression och förbättrar den proprioceptiva återkopplingen. Anatomiskt formade och helt sömlösa säkerställer ortoserna maximal komfort utan friktion.

Tillverkade i lätta, flexibla 3D-fibrer med optimal andningsförmåga, absorberar det innovativa AirQuick-tyget effektivt fukt och transporterar den utåt, vilket skapar ett kontinuerligt luftflöde som håller huden sval och torr. Alla modeller är bilaterala.

Användningsområde

Stabilisering och kompression efter lättare knäskador. Mild artros och artrit i knäet, mindre skador och instabilitet, lindriga stukningar, ledvätska och inflammation.



| Art.nr. | Modell | Vä/Hö | Färg | Storlek | Mått |
|-----------|--------------------------|--------|------|---------|----------|
| 202990011 | Aqivo Elastic Knee Brace | Bilat. | Blå | Small | 32-35 cm |
| 202990012 | Aqivo Elastic Knee Brace | Bilat. | Blå | Medium | 36-39 cm |
| 202990013 | Aqivo Elastic Knee Brace | Bilat. | Blå | Large | 40-46 cm |
| 202990014 | Aqivo Elastic Knee Brace | Bilat. | Blå | X-Large | 47-52 cm |