

Aqtivo Elastic Knee Brace with Stays

Aqtivo Elastic knäortos med skenor har en anatomisk silikonpatellapad som fördelar trycket och minskar belastningen på knät. Den har två sidostabiliserande skenor för förbättrad mediolateral kontroll. Ett integrerat halkskyddssystem förhindrar att ortosen glider under rörelse.

Aqtivo elastiska ortoser är en serie sömlösa, textilbaserade ortoser som ger lätt stöd vid idrottsaktiviteter och under rehabiliteringsfasen efter skador. De stabiliserar lederna, erbjuder riktad kompression och förbättrar den proprioceptiva återkopplingen. Anatomiskt formade och helt sömlösa säkerställer ortoserna maximal komfort utan friktion.

Tillverkade i lätta, flexibla 3D-fibrer med optimal andningsförmåga, absorberar det innovativa AirQuick-tyget effektivt fukt och transporterar den utåt, vilket skapar ett kontinuerligt luftflöde som håller huden sval och torr. Alla modeller är bilaterala.

Användningsområde

Stabilisering och kompression efter lättare knäskador. Mild artros och artrit i knäet, mindre skador och instabilitet, lindriga stukningar, ledvätska och inflammation, postoperativa inflammatoriska tillstånd, återkommande ledvätska, tendens till instabilitet.

Mått

Omkrets knä

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Färg	Storlek	Mått
203000011	Aqtivo Elastic Knee Brace with Stays	Bilat.	Svart	Small	32-35 cm
203000012	Aqtivo Elastic Knee Brace with Stays	Bilat.	Svart	Medium	36-39 cm
203000013	Aqtivo Elastic Knee Brace with Stays	Bilat.	Svart	Large	40-46 cm
203000014	Aqtivo Elastic Knee Brace with Stays	Bilat.	Svart	X-Large	47-52 cm

