

Aqtivo Elastic Ankle Brace with Strap

Aqtivo Elastic fotledsortos med band är en fotledsortos som appliceras som en åtta runt fot och vrist och stabiliserar leden. Den har två integrerade anatomiska silikonpads på malleolerna för att fördela trycket.

Aqtivo elastiska ortoser är en serie sömlösa, textilbaserade ortoser som ger lätt stöd vid idrottsaktiviteter och under rehabiliteringsfasen efter skador. De stabiliserar lederna, erbjuder riktad kompression och förbättrar den proprioceptiva återkopplingen. Anatomiskt formade och helt sömlösa säkerställer ortoserna maximal komfort utan friktion.

Tillverkade i lätta, flexibla 3D-fibrer med optimal andningsförmåga, absorberar det innovativa AirQuick-tyget effektivt fukt och transporterar den utåt, vilket skapar ett kontinuerligt luftflöde som håller huden sval och torr. Alla modeller är bilaterala.

Användningsområde

Stabilisering och kompression efter lättare fotledsskador. Mild artros och artrit i fotleden, mindre skador och instabilitet, ledkontusioner, vridningar och ledvätska, kronisk irritation, postoperativa och posttraumatiska tillstånd, ledbandssvaghet.

Mått

Omkrets ankel



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Färg	Storlek	Mått
203040011	Aqtivo Elastic Ankle Brace with Strap	Bilat.	Blå	Small	17-20 cm
203040012	Aqtivo Elastic Ankle Brace with Strap	Bilat.	Blå	Medium	20-23 cm
203040013	Aqtivo Elastic Ankle Brace with Strap	Bilat.	Blå	Large	23-26 cm
203040014	Aqtivo Elastic Ankle Brace with Strap	Bilat.	Blå	X-Large	26-29 cm