

Aqtivo Elastic Calf Support



Aqtivo Elastic Vadortos ger riktad kompression. Förhindrar överbelastning och skyddar musklerna i området.

Aqtivo elastiska ortoser är en serie sömlösa, textilbaserade ortoser som ger lätt stöd vid idrottsaktiviteter och under rehabiliteringsfasen efter skador. De stabiliserar lederna, erbjuder riktad kompression och förbättrar den proprioceptiva återkopplingen. Anatomiskt formade och helt sömlösa säkerställer ortoserna maximal komfort utan friktion.

Tillverkade i lätta, flexibla 3D-fibrer med optimal andningsförmåga, absorberar det innovativa AirQuick-tyget effektivt fukt och transporterar den utåt, vilket skapar ett kontinuerligt luftflöde som håller huden sval och torr. Alla modeller är bilaterala.

Användningsområde

Stabilisering och kompression efter muskelsskador i vaden. Vadmuskelskador, muskelsträckningar, efter skada, skydd av skenbenet.

Mått

Benomkrets

Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Färg	Storlek	Omkrets vad
203050011	Aqtivo Elastic Calf Support	Bilat.	Blå	Small	29-35 cm
203050012	Aqtivo Elastic Calf Support	Bilat.	Blå	Medium	35-40 cm
203050013	Aqtivo Elastic Calf Support	Bilat.	Blå	Large	40-44 cm