

ASO[®] Speed Lacer II

ASO Speed Lacer II fotledsortos har samma utmärkta egenskaper som originalet ASO med plastskenor men med tillägget av en snabbsnörningsfunktion som gör appliceringen snabbare. De bilaterala plastskenorna kan flyttas eller tas bort för ökat stöd och möjlighet till ett utökat behandlingsprotokoll. Ortosen i stickad nylon är mycket bekväm och ventilerar väl vid längre användning. De stabiliserande banden är förplacerade för enklare applicering, och nylonbanden bildar en komplett åtta för att hjälpa till att stabilisera subtalar- och talocrurallederna.

Användningsområde

Inversion- eller eversionstukningar i fotleden, medial eller lateral instabilitet i fotleden samt instabilitet i subtalarleden.

Mått

Omkretsen av fotleden och hälen.



Art.nr.	Modell	Vä/Hö	Färg	Storlek
281960010	ASO Speed Lacer II	Bilat.	Svart	X-Small
281960011	ASO Speed Lacer II	Bilat.	Svart	Small
281960012	ASO Speed Lacer II	Bilat.	Svart	Medium
281960013	ASO Speed Lacer II	Bilat.	Svart	Large
281960014	ASO Speed Lacer II	Bilat.	Svart	X-Large
281960015	ASO Speed Lacer II	Bilat.	Svart	XX-Large