

Ankle Contracture AFO

En AFO tillverkad av lätt polykarbonat, utformad för härlavlastning och för att stödja behandling och förebyggande av trycksår, hantering av droppfot och icke-fasta plantarflexionskontrakturer. Den genomskinliga polykarbonatramen gör att hälen kan övervakas utan att ortosen behöver tas av. Fodret transporterar bort fukt och skapar en torrare och renare miljö, vilket minskar risken för bakterietillväxt och förbättrar patientens följsamhet. En vadderad anti-rotationsstång hjälper till med fotpositionering och förebyggande av lateral/medial höftrotation. Den breda ramen ger även lateralt fotledsskydd om patienten rullar åt sidan under sömn. Justerbart tåstöd och avtagbar halkfri sula ingår.



Användningsområde

Trycksår, droppfot/icke-fixerad plantarflexion, förebyggande av lateral/medial höftrotation.

Kontraindikation

Känd allergi och/eller överkänslighet mot något material som anges i produktens sammansättning.

Art.nr.	Modell	Storlek	Skostorlek
712930011	Ankle Contracture AFO	Small	35-39
712930012	Ankle Contracture AFO	Regular	>39
712940012	Ankle Contracture AFO Polstring	-	-