

# Elements Body – Suit

Elements Body Dräkt är en textil ortos som ger konstant proprioceptiv feedback över flera delar av kroppen. En Elements Body Dräkt kan vara särskilt lämplig när samspel mellan bål, armar och ben behöver stödjas för att förbättra hållning, stabilitet och koordination.

Elements Body-ortosen är tillverkad av lycraresår som är sydd i flera paneler i en design som ger tryck och motstånd för att öka hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen, kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras.

Dräkten beställs och tillverkas efter individuella mått och kan beställas med korta eller långa ärmar och ben. Förstärkningar och blixtlås kan sys på efter behov av funktion och användbarhet. Utformning och konfigurering fastställs av ortopedingenjör i samråd med läkare och fysioterapeut, och måtttagningen utförs av ortopedingenjör med genomgången utbildning.

Bäst resultat uppnås vid daglig användning under cirka sex timmar. Ortosen bör inte användas mer än 8–10 timmar per dag. Användningen inleds med kortare stunder och ökas successivt. Elements Body-ortoser ska inte användas nattetid.

## Användningsområde

EB är lämplig för följande neurologiska diagnoser med specificerade symptom:

Cerebral Pares: hypotoni, spasticitet, ataxi

MS, Stroke & Förvärvad hjärnskada: spasticitet, ataxi

Muskeldystrofi, Förvärvad ryggmärgsskada och Downs Syndrom: hypotoni

Atetos: spastisk atetos



Art.nr.	Modell
393100011	Suit Without Sleeves & Short Legs
393120008	¾-sleeve suit with short legs
393120009	Suit with ¾ sleeves and ¾ length legs
393120010	Suit with ¾ sleeves/long legs
393100013	Suit Without Sleeves & Long Legs
393100012	Suit Without Sleeves / ¾ Legs
393110011	Suit With Sleeves & Short Legs
393110012	Suit With Short Sleeves / ¾ Legs
393110013	Suit With Short Sleeves & Long Legs
393120011	Suit With Long Sleeves & Short Legs
393120013	Suit With Long Sleeves & Long Legs
393120012	Suit With Long Sleeves / ¾ Legs
393500000	Extra Reinforcement Small
393510000	Extra Reinforcement Large
393600000	First Free of Charge Alteration
393610000	Small Alteration
393630000	Large Alteration