

Elements Body – Trousers

Elements Body Byxa är en textil ortos som ger konstant proprioceptiv feedback över bäcken och nedre extremiteter. Den kan vara lämplig när behov finns av att stödja hållning, stabilitet och rörelsekontroll i höfter och ben för att underlätta funktion i stående och gående aktiviteter.

Elements Body-ortosen är tillverkad av lycraresår som är sydd i flera paneler i en design som ger tryck och motstånd för att öka hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen, kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras.

Byxan beställs och tillverkas efter individuella mått och kan utföras med korta eller långa ben. Förstärkningar och blytlås kan sys på efter behov av funktion och användbarhet. Utformning och konfigurering fastställs av ortopedingenjör i samråd med läkare och fysioterapeut, och måtttagningen utförs av ortopedingenjör med genomgången utbildning.

Bäst resultat uppnås vid daglig användning under cirka sex timmar. Ortosen bör inte användas mer än 8–10 timmar per dag. Användningen inleds med kortare stunder och ökas successivt. Elements Body-ortoser ska inte användas nattetid.

Användningsområde

EB är lämplig för följande neurologiska diagnoser med specificerade symptom:

Cerebral Pares: hypotoni, spasticitet, ataxi

MS, Stroke & Förvärvad hjärnskada: spasticitet, ataxi

Muskeldystrofi, Förvärvad ryggmärgsskada och Downs Syndrom: hypotoni

Atetos: spastisk atetos



Art.nr.	Modell
393200011	Trousers With Short Legs
393200012	Trousers With ¾ Legs
393200013	Byxa med långa ben
393500000	Extra förstärkning liten
393510000	Extra förstärkning stor
393600000	1 st första ändring
393610000	Ändring Mindre
393630000	Ändring Större