

Elements Body – Glove & Sleeve



Elements Body Handske och Ärm är textila ortoser som ger konstant proprioceptiv feedback över hand, handled och arm. De kan vara lämpliga när behov finns av att stödja rörelsekontroll, stabilitet och koordination i den övre extremiteten, till exempel för att underlätta finmotoriska moment och funktionella aktiviteter i vardagen.

Elements Body-ortosen är tillverkad av lycraresår som är sydd i flera paneler i en design som ger tryck och motstånd för att öka hållning och stabilitet. Genom att öka djupsensibiliteten, även kallad proprioceptionen, kan även förmågan till finmotorik samt funktionella prestationer förbättras.

Ortoserna beställs och tillverkas efter individuella mått och kan beställas som kort eller lång modell, med eller utan fingrar. Förstärkningar och blixtlås kan sys på efter behov av funktion och användbarhet. Utformning och konfigurering fastställs av ortopedingenjör i samråd med läkare och fysioterapeut, och måtttagningen utförs av ortopedingenjör med genomgången utbildning.

Bäst resultat uppnås vid daglig användning under cirka sex timmar. Ortosen bör inte användas mer än 8–10 timmar per dag. Användningen inleds med kortare stunder och ökas successivt. Elements Body-ortoser ska inte användas nattetid.

Användningsområde

EB är lämplig för följande neurologiska diagnoser med specificerade symptom:

Cerebral Pares: hypotoni, spasticitet, ataxi

MS, Stroke & Förvärvad hjärnskada: spasticitet, ataxi

Muskeldystrofi, Förvärvad ryggmärgsskada och Downs Syndrom: hypotoni

Atetos: spastisk atetos

Art.nr.	Modell
393300000	Short Glove Without Fingers
393310000	Short Glove With Fingers
393350000	Long Glove Without Fingers
393360000	Long Glove With Fingers
393400000	Sleeve
393500000	Extra Reinforcement Small
393510000	Extra Reinforcement Large
393600000	First Free of Charge Alteration
393610000	Small Alteration
393630000	Large Alteration