

SOF-Stretch dynamisk fingerortos kort

Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem. Den korta designen tillåter full rörlighet i MCP-lederna.



Användningsområde

Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Mått

Volart mellan MCP-leden och DIP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
514050010	X-Small	3,8 cm	Vit
514050011	Small	4,4 cm	Vit
514050012	Medium	5,1 cm	Vit
514050013	Large	5,7 cm	Vit
514050014	X-Large	7 cm	Vit