

SOF-Stretch dynamisk fingerortos



Skena som ger ett dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket. Bilaterala vajrar kan böjas för att anpassa motståndet och göra plats för eventuellt ödem.

Användningsområde

Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden.

Mått

Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
514000010	X-Small	5,1 cm	Vit
514000011	Small	6,4 cm	Vit
514000012	Medium	7,6 cm	Vit
514000013	Large	8,9 cm	Vit
514000014	X-Large	10,2 cm	Vit
514010010	X-Small	5,1 cm	Svart
514010011	Small	6,4 cm	Svart
514010012	Medium	7,6 cm	Svart
514010013	Large	8,9 cm	Svart
514010014	X-Large	10,2 cm	Svart