

SOF-Stretch dynamisk spiralortos

Extensionsskena (Capener) som ger dynamiskt motstånd för att öka extensionen i PIP-leden vid kontrakturer och stramhet. Spiralfjädrarna är placerade på bägge sidor om PIP-leden för att ge samma motstånd i alla positioner. De kan lossas eller spännas till önskat motstånd. Anatomiskt formade kuddar fördelar och avlastar trycket.



Användningsområde

Flexionskontrakturer och stramhet i PIP-leden. Lämplig till kontrakturer upp till 45°. Ej för rigida kontrakturer.

Mått

Volart mellan distala palmarvecket och DIP-leden

Art.nr.	Storlek	Mått	Färg
514100011	Small	6,4 cm	Vit
514100012	Medium	7 cm	Vit
514100013	Large	7,6 cm	Vit
514100014	X-Large	8,3 cm	Vit