

Mallet fingerhylsa

Immobiliserar DIP-leden i extension och tillåter samtidigt full rörlighet i PIP-leden.
Används normalt utan polstring och fixeras mot mellersta falangen med självhäftande band (medföljer inte).

Mått

Omkrets PIP-led



Art.nr.	Storlek	Färg	Förp.	Omkrets
514220001	1 - Small	Beige	10 stycken	4,5 - 5,0 cm
514220002	2 - Small/Medium	Beige	10 stycken	5,0 - 5,5 cm
514220003	3 - Medium	Beige	10 stycken	6,0 - 6,5 cm
514220004	4 - Medium/Large	Beige	10 stycken	6,5 - 7,0 cm
514220005	5 - Large	Beige	10 stycken	7,0 - 7,5 cm
514220055	5.5 - Large+	Beige	10 stycken	7,5 - 8,0 cm
514220006	6 - Large/X-Large	Beige	10 stycken	8,0 - 8,5 cm
514220007	7 - X-Large	Beige	10 stycken	8,5 - 9,0 cm