

VISSION™ Neo Thumb Long

VISSION™ Neo Thumb Long är en mjuk, elastisk tumortos i neoprene som ger värme, skyddar och avlastar tummen. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. VISSION™ Neo Thumb finns i två längder. Denna längre modell ger ett lätt stöd för handleden. Kan klippas till önskad form.

Användningsområde

Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Mått

Omkrets handled.



Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg
460261000	Lång	En storlek	Vänster	Svart
460262000	Lång	En storlek	Höger	Svart