

VISSION™ Neo Thumb Short

VISSION™ Neo Thumb Short är en tumortos i bekväm neoprene som skyddar och avlastar tummen samt ger värme. Tummen hålls i neutralläge vid vila utan att belasta muskler och senfästen. Ortosen kan klippas till önskad form. VISSION™ Neo Thumb finns även i en längre modell för ökat stöd för handleden.

Användningsområde

Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tumme och handled.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
460251011	Kort	Small	13 - 16 cm	Vänster	Svart
460251012	Kort	Medium	15 - 18 cm	Vänster	Svart
460251013	Kort	Large	17 - 20 cm	Vänster	Svart
460252011	Kort	Small	13 - 16 cm	Höger	Svart
460252012	Kort	Medium	15 - 18 cm	Höger	Svart
460252013	Kort	Large	17 - 20 cm	Höger	Svart