

VISSION™ Thumb Orthosis Short with Stay

VISSION™ Thumb Orthosis Short with Stay är en tumortos med plastskena som ger stöd för tummen och kringliggande strukturer. Tumortosen är avsedd att stabilisera CMC- och MCP 1-lederna. Uppbyggnaden av det underliggande materialet gör att skenan inte trycker mot leder eller muskulatur. Materialet är ett stadigt och slitstarkt resårmaterial som ha en mjuk och bekväm insida. Öppet justerbart tumgrepp.

Användningsområde

Instabilitet i tummens leder (CMC -eller MCP-leden), inflammationer, förslitningsskador, belastningsrelaterade problem samt vid reumatiska förändringar.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
460281009	Med skena	XX-Small	11 - 12 cm	Vänster	Svart
460281010	Med skena	X-Small	12 - 13 cm	Vänster	Svart
460281011	Med skena	Small	13 - 14 cm	Vänster	Svart
460281012	Med skena	Medium	14 - 16 cm	Vänster	Svart
460281013	Med skena	Large	16 - 19 cm	Vänster	Svart
460281014	Med skena	X-Large	19 - 22 cm	Vänster	Svart
460282009	Med skena	XX-Small	11 - 12 cm	Höger	Svart
460282010	Med skena	X-Small	12 - 13 cm	Höger	Svart
460282011	Med skena	Small	13 - 14 cm	Höger	Svart
460282012	Med skena	Medium	14 - 16 cm	Höger	Svart
460282013	Med skena	Large	16 - 19 cm	Höger	Svart
460282014	Med skena	X-Large	19 - 22 cm	Höger	Svart