

SELECTION® tumortos Rigid

SELECTION®



Smidig och elastisk tumortos med extra stabilitet runt tummens strukturer. Ger avlastning för tummens leder och ett stabilt stöd. Ger även stöd och skydd för tummens MCP-led. SELECTION® tumortos Rigid är tillverkad av ett smidigt, modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Vid vila hålls tummen i neutralläge utan att belasta muskler och senfästen. Kan klippas till önskad form.

Användningsområde

Reumatologiska sjukdomar, avlastning, överrörlighet i tummens leder, lindrig till moderat CMC-1 artros.

Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352021010	Rigid	X-Small	< 13 cm	Vänster	Svart
352021011	Rigid	Small	13-15 cm	Vänster	Svart
352021012	Rigid	Medium	15-17 cm	Vänster	Svart
352021013	Rigid	Large	17-20 cm	Vänster	Svart
352021014	Rigid	X-Large	>20 cm	Vänster	Svart
352022010	Rigid	X-Small	< 13 cm	Höger	Svart
352022011	Rigid	Small	13-15 cm	Höger	Svart
352022012	Rigid	Medium	15-17 cm	Höger	Svart
352022013	Rigid	Large	17-20 cm	Höger	Svart
352022014	Rigid	X-Large	>20 cm	Höger	Svart
352031010	Rigid	X-Small	< 13 cm	Vänster	Beige
352031011	Rigid	Small	13-15 cm	Vänster	Beige
352031012	Rigid	Medium	15-17 cm	Vänster	Beige
352031013	Rigid	Large	17-20 cm	Vänster	Beige
352031014	Rigid	X-Large	>20 cm	Vänster	Beige
352032010	Rigid	X-Small	< 13 cm	Höger	Beige
352032011	Rigid	Small	13-15 cm	Höger	Beige
352032012	Rigid	Medium	15-17 cm	Höger	Beige
352032013	Rigid	Large	17-20 cm	Höger	Beige
352032014	Rigid	X-Large	>20 cm	Höger	Beige