

Tee Pee™ tumortos

Tumortos med tre formbara aluminiumskenor; centralt, dorsalt och palmart.
Ortosen ger ett stabilt stöd för tummen. Tillverkad av perforerad luftig
mockaimitation samt foder som andas.

Användningsområde

Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet.

Mått

Längd från handled till tummens IP-led



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285600010	X-Small	<9 cm	Bilateral	Svart
285600011	Small	9-10 cm	Bilateral	Svart
285600012	Medium	10-11,5 cm	Bilateral	Svart
285600013	Large	11,5-13 cm	Bilateral	Svart
285600014	X-Large	>13 cm	Bilateral	Svart