

CMCcare tumortos

Tumortos som stödjer tummens CMC-led och håller metakarpalleden i en funktionell position med bibehållen greppfunktion. Ortosen har en integrerad formbar aluminium-skena och en justerbar kardborrlåsning. Den anatomiska designen, med sina avfasade kanter ger en god passform och bästa komfort. Handeden och övriga delar av handen kan röra sig fritt utan att hindras av ortosen.

Användningsområde

Osteoartrit i tummens leder, instabilitet i tummen, postoperativt efter artroplastik av CMC-1 leden.

Mått

Omkrets runt MCP-lederna



Art.nr.	Modell	Storlek	Färg	Vä/Hö	Mått
285540000	Ersättningsband	Universell	Grå	-	-
285551000	Ersättningsband med alligatorlås	-	Svart	Vänster	-
285552000	Ersättningsband med alligatorlås	-	Svart	Höger	-
285521011	CMCcare	Small	Grå	Vänster	16 - 19,5 cm
285521012	CMCcare	Medium	Grå	Vänster	19,5 - 22,5 cm
285521013	CMCcare	Large	Grå	Vänster	22,5 - 26 cm
285522011	CMCcare	Small	Grå	Höger	16 - 19,5 cm
285522012	CMCcare	Medium	Grå	Höger	19,5 - 22,5 cm
285522013	CMCcare	Large	Grå	Höger	22,5 - 26 cm