

Tumortos Rigid Airmed

Tumbasortos avsedd för posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led. Ortosen ger stöd och avlastar trapezio-metakarpalleden. Hjälper patienten att begränsa rörelser som kan orsaka skada eller smärta. Ortosen har insydda metallskenor som går att forma efter behov. Ortosen är mjuk och behaglig att bära. Är försedd med ventilationshål.

Användningsområde

Posttraumatisk immobilisering av tummens MCP-led, karpaltunnelsyndrom och tendenit.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285500011	Small	14 - 18 cm	Bilateral	Beige
285500013	Large	18 - 22 cm	Bilateral	Beige
285510011	Small	14 - 18 cm	Bilateral	Grå
285510013	Large	18 - 22 cm	Bilateral	Grå