

Sporlastic tumortos

Stabil tumortos framställd av plastmaterial för immobilisering av tummen i funktionställning. Påsytt kardborrband ger en flexibel förslutning. Stockinette i high-tech fiber som suger upp fukt och ger mjuk polstringseffekt medföljer.

Användningsområde

Posttraumatiskt, postoperativt och vid instabilitet.

Mått

Omkrets handled



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
285451011	Sporlastic tumortos	Small	<17 cm	Vänster	Beige
285451012	Sporlastic tumortos	Medium	17-19 cm	Vänster	Beige
285451013	Sporlastic tumortos	Large	>19 cm	Vänster	Beige
285452011	Sporlastic tumortos	Small	<17 cm	Höger	Beige
285452012	Sporlastic tumortos	Medium	17-19 cm	Höger	Beige
285452013	Sporlastic tumortos	Large	>19 cm	Höger	Beige
285470011	Extra innerhandske	Small	-	Bilateral	Beige
285470012	Extra innerhandske	Medium	-	Bilateral	Beige
285470013	Extra innerhandske	Large	-	Bilateral	Beige