

VISSION™ Wrist Orthosis Short

VISSION™ Wrist Orthosis Short är en något kortare handledsortos som stödjer och avlastar handleden. Ortosen är tillverkad i ett flexibelt resårmaterial som ger ett stabilt stöd, medan den mjuka insidan gör handledsstödet bekvämt att bära. Denna modell av handledsortos är utan volar skena. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av. Öppet justerbart tumgrepp.



Användningsområde

Stödjer och avlastar handleden efter skada, operation, avgipsning, överrörlighet, reumatiska problem, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
460301009	Kort utan skena	XX-Small	11 - 12 cm	Vänster	Svart
460301010	Kort utan skena	X-Small	12 - 13 cm	Vänster	Svart
460301011	Kort utan skena	Small	13 - 14 cm	Vänster	Svart
460301012	Kort utan skena	Medium	14 - 16 cm	Vänster	Svart
460301013	Kort utan skena	Large	16 - 19 cm	Vänster	Svart
460301014	Kort utan skena	X-Large	19 - 22 cm	Vänster	Svart
460302009	Kort utan skena	XX-Small	11 - 12 cm	Höger	Svart
460302010	Kort utan skena	X-Small	12 - 13 cm	Höger	Svart
460302011	Kort utan skena	Small	13 - 14 cm	Höger	Svart
460302012	Kort utan skena	Medium	14 - 16 cm	Höger	Svart
460302013	Kort utan skena	Large	16 - 19 cm	Höger	Svart
460302014	Kort utan skena	X-Large	19 - 22 cm	Höger	Svart