

VISSION™ Wrist Orthosis

VISSION™ Wrist Orthosis är en handledsortos i standardmodell tillverkad i ett stadigt och slitstarkt resårmaterial med en mjuk och bekväm insida. Ortosen har en god anatomisk passform inne i handen, över handryggen och runt tummens muskulatur. Den ger ett stabilt stöd för handleden med en formbar plastskena volart. Modellen är helt öppen och enkel att ta på och av med ett öppet, justerbart tumgrepp.

Användningsområde

Inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Mått

Omkrets handled.



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
460291009	Med skena	XX-Small	11 - 12 cm	Vänster	Svart
460291010	Med skena	X-Small	12 - 13 cm	Vänster	Svart
460291011	Med skena	Small	13 - 14 cm	Vänster	Svart
460291012	Med skena	Medium	14 - 16 cm	Vänster	Svart
460291013	Med skena	Large	16 - 19 cm	Vänster	Svart
460291014	Med skena	X-Large	19 - 22 cm	Vänster	Svart
460292009	Med skena	XX-Small	11 - 12 cm	Höger	Svart
460292010	Med skena	X-Small	12 - 13 cm	Höger	Svart
460292011	Med skena	Small	13 - 14 cm	Höger	Svart
460292012	Med skena	Medium	14 - 16 cm	Höger	Svart
460292013	Med skena	Large	16 - 19 cm	Höger	Svart
460292014	Med skena	X-Large	19 - 22 cm	Höger	Svart