

SELECTION® handledsortos Soft

SELECTION®



Smidig, elastisk handledsortos tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. SELECTION® Soft har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområde

Då handleden behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Mått

Mått 1 = Handledens omkrets

Mått 2 = Mellanarm. Omkrets 8 cm ovanför handleden

Art.nr.	Modell	Storlek	Vä/Hö	Färg	Mått 1	Mått 2
352041010	Soft	X-Small	Vänster	Svart	< 11 cm	-
352100000	Extra volarskena	En storlek	Bilateral	Blå	22 - 168 mm	-
352041011	Soft	Small	Vänster	Svart	11 - 14 cm	-
352041115	Soft	Small Plus	Vänster	Svart	11 - 14 cm	18 - 21 cm
352041012	Soft	Medium	Vänster	Svart	14 - 17 cm	-
352041125	Soft	Medium Plus	Vänster	Svart	14 - 17 cm	21 - 24 cm
352041013	Soft	Large	Vänster	Svart	17 - 20 cm	-
352041135	Soft	Large Plus	Vänster	Svart	17 - 20 cm	24 - 27 cm
352041014	Soft	X-Large	Vänster	Svart	20 - 23 cm	-
352041145	Soft	X-Large Plus	Vänster	Svart	20 - 23 cm	27 - 30 cm
352041015	Soft	XX-Large	Vänster	Svart	23 - 26 cm	-
352041155	Soft	XX-Large Plus	Vänster	Svart	23 - 26 cm	30 - 33 cm
352042010	Soft	X-Small	Höger	Svart	< 11 cm	-
352042011	Soft	Small	Höger	Svart	11 - 14 cm	-
352042115	Soft	Small Plus	Höger	Svart	11 - 14 cm	18 - 21 cm
352042012	Soft	Medium	Höger	Svart	14 - 17 cm	-
352042125	Soft	Medium Plus	Höger	Svart	14 - 17 cm	21 - 24 cm
352042013	Soft	Large	Höger	Svart	17 - 20 cm	-
352042135	Soft	Large Plus	Höger	Svart	17 - 20 cm	24 - 27 cm
352042014	Soft	X-Large	Höger	Svart	20 - 23 cm	-
352042145	Soft	X-Large Plus	Höger	Svart	20 - 23 cm	27 - 30 cm
352042015	Soft	XX-Large	Höger	Svart	23 - 26 cm	-
352042155	Soft	XX-Large Plus	Höger	Svart	23 - 26 cm	30 - 33 cm
352051010	Soft	X-Small	Vänster	Beige	< 11 cm	-
352051011	Soft	Small	Vänster	Beige	11 - 14 cm	-
352051115	Soft	Small Plus	Vänster	Beige	11 - 14 cm	18 - 21 cm
352051012	Soft	Medium	Vänster	Beige	14 - 17 cm	-
352051125	Soft	Medium Plus	Vänster	Beige	14 - 17 cm	21 - 24 cm
352051013	Soft	Large	Vänster	Beige	17 - 20 cm	-
352051135	Soft	Large Plus	Vänster	Beige	17 - 20 cm	24 - 27 cm
352051014	Soft	X-Large	Vänster	Beige	20 - 23 cm	-
352051145	Soft	X-Large Plus	Vänster	Beige	20 - 23 cm	27 - 30 cm
352051015	Soft	XX-Large	Vänster	Beige	23 - 26 cm	-
352051155	Soft	XX-Large Plus	Vänster	Beige	23 - 26 cm	30 - 33 cm
352052010	Soft	X-Small	Höger	Beige	< 11 cm	-
352052011	Soft	Small	Höger	Beige	11 - 14 cm	-
352052115	Soft	Small Plus	Höger	Beige	11 - 14 cm	18 - 21 cm
352052012	Soft	Medium	Höger	Beige	14 - 17 cm	-
352052125	Soft	Medium Plus	Höger	Beige	14 - 17 cm	21 - 24 cm
352052013	Soft	Large	Höger	Beige	17 - 20 cm	-
352052135	Soft	Large Plus	Höger	Beige	17 - 20 cm	24 - 27 cm
352052014	Soft	X-Large	Höger	Beige	20 - 23 cm	-
352052145	Soft	X-Large Plus	Höger	Beige	20 - 23 cm	27 - 30 cm
352052015	Soft	XX-Large	Höger	Beige	23 - 26 cm	-
352052155	Soft	XX-Large Plus	Höger	Beige	23 - 26 cm	30 - 33 cm