

SELECTION® handledsortos Rigid

Smidig, elastisk handledsortos med tumdel tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Tumdelen ger genom sitt stabilare material ett bra stöd och håller tummen i neutralläge. SELECTION® Rigid har en formad plastskena på volarsidan och en mjukare rak plastskena på dorsalsidan. Skenorna är uttagbara. Den tvådelade låsningen gör ortosen lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax, för optimal passform.

Användningsområde

Då handleden och tummen behöver avlastning t ex vid inflammationer, arbetsrelaterade överansträngningar samt vid reumatiska eller degenerativa förändringar.

Mått

Omkrets handled

SELECTION®



Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352061010	Rigid	X-Small	< 11 cm	Vänster	Svart
352061011	Rigid	Small	11 - 14 cm	Vänster	Svart
352061012	Rigid	Medium	14 - 17 cm	Vänster	Svart
352061013	Rigid	Large	17 - 20 cm	Vänster	Svart
352061014	Rigid	X-Large	20 - 23 cm	Vänster	Svart
352061015	Rigid	XX-Large	23 - 26 cm	Vänster	Svart
352062010	Rigid	X-Small	< 11 cm	Höger	Svart
352062011	Rigid	Small	11 - 14 cm	Höger	Svart
352062012	Rigid	Medium	14 - 17 cm	Höger	Svart
352062013	Rigid	Large	17 - 20 cm	Höger	Svart
352062014	Rigid	X-Large	20 - 23 cm	Höger	Svart
352062015	Rigid	XX-Large	23 - 26 cm	Höger	Svart