

SELECTION[®] handled kort

SELECTION[®]



Smidig, elastisk handledsortos utan skena, tillverkad av ett modernt och följsamt material som andas och känns behagligt mot huden. Ortosen som är kortare än Selection Handledsortos Soft och Rigid ger ett stöd för handleden som inte hindrar rörligheten men ger en lätt kompression. Låsningssystem med snörning är lätt att öppna och stänga med en hand. Justerbart tumgrepp. Genom materialets konstruktion är det möjligt att justera formen något med sax för optimal passform. Separat extra band finns att beställa.

Användningsområde

Stöder och avlastar handleden efter skada, operation, vid kroniska smärttillstånd, ledförslitning eller överbelastningsbesvär. Efter ganglionoperationer, vid behov av kompression. Överrörliga leder vid Ehlers-Danlos Syndrom. Ortosen kan även användas i förebyggande syfte vid tunga eller monotona rörelsemoment.

Mått

Omkrets handled

Art.nr.	Modell	Storlek	Mått	Vä/Hö	Färg
352221010	Kort utan skena	X-Small	< 11 cm	Vänster	Svart
352221011	Kort utan skena	Small	11 - 14 cm	Vänster	Svart
352221012	Kort utan skena	Medium	14 - 17 cm	Vänster	Svart
352221013	Kort utan skena	Large	17 - 20 cm	Vänster	Svart
352221014	Kort utan skena	X-Large	20 - 23 cm	Vänster	Svart
352222010	Kort utan skena	X-Small	< 11 cm	Höger	Svart
352222011	Kort utan skena	Small	11 - 14 cm	Höger	Svart
352222012	Kort utan skena	Medium	14 - 17 cm	Höger	Svart
352222013	Kort utan skena	Large	17 - 20 cm	Höger	Svart
352222014	Kort utan skena	X-Large	20 - 23 cm	Höger	Svart